



Technische Daten / Spécifications

Geschwindigkeit <i>Vitesse maximale</i>	10 km/h
Reichweite * <i>Autonomie *</i>	40 km
Maximales Benutzergewicht <i>Poids maxi utilisateur</i>	130 kg
Batterien <i>Batteries requises</i>	2 x 12 V / 50 Ah
Steigfähigkeit ** <i>Pente maximale **</i>	30 %
Länge <i>Longueur</i>	120 cm
Breite <i>Largeur</i>	58 cm
Höhe <i>Hauteur</i>	122 cm
Bodenfreiheit <i>Garde au sol</i>	8 cm
Leergewicht inkl. Batterien <i>Poids (avec batteries)</i>	102 kg

Der ideale SBB Begleiter!
Compagnon idéal pour voyages en train!



Kompakte Bauweise
Construction compacte



Bremslicht
Feux de stop



Federung
Suspension



Komfortsitz
Siège confortable

Zubehör / Options



Regenschutz
Pèlerine



Nagelschutz
Sauvegarde clou



Stockhalter
Porte canne



Heckbox
Boîte arrière



Heckkorb
Panier large




Abdeckung
Couverture



Beinschutz
Jambière



Sitztasche
Sac de rangement



Rampen
Rampes

* Abhängig von Pnuedruck, Temperatur, Steigung, Fahrstil,... usw. / *Dépend de pression des pneus, température, pente, style de conduite...etc.*

** Durchschnittswert 75 kg / *Valeur moyenne 75 kg*