

Q200[®]

Ultra kompakt und optimal für den
alltäglichen Einsatz geeignet.



Q Serie
Elektrorollstühle

strack Patienten-
und Pflegebedarf



Q200 R

Fortschrittliche Technik, für Sie massgeschneidert.



**ULTRA KOMPAKT UND
OPTIMAL FÜR DEN
ALLTÄGLICHEN EINSATZ**

Übersicht

QUICKIE Q200 R VORTEILE

Der QUICKIE Q200 R ist für Indoor und Outdoor konzipiert. Ultra kompakt für Agilität im Innenbereich, verlässliche Stabilität und hohe Leistung im Aussenbereich. Smartes Design, clevere Optik und ein starker Preis – der Q200 R ist nicht nur als Basismodell geeignet, sondern auch als Ihr alltäglicher Wegbegleiter.

Ultra kompakt für den täglichen Einsatz



SMART BASE TECHNOLOGY

Innovative Testmethoden haben uns geholfen zu verstehen, wie sich Änderungen des Antriebs auf die Leistung auswirken. Hierdurch war es uns möglich, einen präzise ausbalancierten Indoor-/Outdoor-Elektrollstuhl zu entwickeln: Hohe Manövrierfähigkeit im Innenbereich – verlässliche Stabilität und Leistung im Freien.

SLING SEAT

Die Sitz- und Rückenbespannung SLING SEAT wurde für Nutzer mit geringen klinischen Anforderungen entwickelt. Die Sitzbreite ist mit 43 cm voreingestellt und kann über die Armlehnen angepasst werden. Enthält einen faltbaren Rücken. Sitztiefe sowie Sitz- und Rückenwinkel sind anpassbar.

KOMPAKT IM INNENBEREICH

Eine ultraschmale Antriebseinheit ab 580 mm, ein kleiner Wendekreis von 1700 mm und eine einfache, intuitive Steuerung bieten Komfort im Alltag.

OUTDOOR PERFORMANCE

Die geringen Abmessungen des Q200 R bieten im Freien die beste Traktion und maximale Stabilität. Die passenden 55 Ah Batterien ermöglichen eine Reichweite von maximal 31 km.

EINFACHER TRANSPORT

Mit dem unglaublich leichten Gewicht von nur 98 kg ist der Q200 R leicht zu transportieren, Crash getestet und kann zudem als Sitzmöglichkeit während dem Transport genutzt werden.

TECHNISCHE DATEN / Q200 R

	Q200 R		Q200 R
Max. Zuladung	136 kg	Elektronik	VR2
Sitzbreite	430 - 500 mm	Wendekreis	1700 mm
Sitztiefe	410 - 510 mm	Max. Steigfähigkeit	8°
Sitzhöhe	470 mm (3° voreingestellt)	Max. Kantensteigfähigkeit:	70 mm
Rückenhöhe	500 mm	Räder	14" Antriebsräder; 9" Lenkräder
Rückenwinkel	0° bis 12° (manuell)	Rahmenfarbe	schwarz
Gesamtbreite	580 mm	Max. Reichweite (ISO 7176-4)	bis zu 31 km
Gesamtlänge	1070 mm	Rollstuhlgewicht	ab 98 kg (mit 55 Ah Batterien)
Gesamthöhe mit abgeklapptem Rücken	680 mm	Crash getestet	Ja, für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.
Sitzkantelung	0° - 6°	Transport ohne Nutzer	Elektrorollstuhl sicher im Transportfahrzeug fixieren (z. B. Auto, Flugzeug)
Max. Geschwindigkeit	10 km/h	Bestimmungsgemässe Verwendung	Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für den Indoor und Outdoor-Gebrauch.
Batterie	55 Ah		



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.

