

Hyper Foam VISCO^{clinic}

Dekubitustherapie-Matratze


3 JAHRE GARANTIE*

Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerztherapie

Bis Stadium 2 (nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)




Größe	
Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste



Offenporiger atmungsaktiver HR-Foam + Visco-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial viren- und bakterien dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung < 18 mmHg



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5



Patientengewicht: 20 bis 140 kg

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*¹ Details siehe Bedienungsanleitung.