

*Bewährter Absaugklassiker:*

*besonders klein + handlich*



ABSAUGUNG

## KATASPIR 20 eco

Der wirtschaftliche Kompaktsauger

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

## KATASPIR 20 eco

### Der wirtschaftliche Kompaktsauger besonders klein & handlich

**KATASPIR 20 eco** Sekretsauger wird zur nasalen, oralen oder trachealen Absaugung von Sekreten bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt.

**KATASPIR 20 eco** eignet sich speziell für Patienten mit Tracheotomie, bei kleineren chirurgischen Eingriffen sowie der postoperativen Therapie. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen.

Die effiziente, ölfreie Pumpe garantiert eine gute Saugleistung und ist bei **geringer Geräuschentwicklung** sogar **wartungsfrei**.

Klar angelegte Bedienelemente zusammen mit einer vollständigen Palette an Zubehör machen ihn **zum idealen Gerät**.

Die **KATASPIR** Baureihe bietet den Anwendern eine große Anzahl an Einsatzflexibilität.

Sie können sowohl mit Einweg-Absaugbeuteln FLOVAC, als auch mit Mehrwegbehältern betrieben werden.



#### PRODUKTVORTEILE:

- ✓ Bewährte Technologie
- ✓ AquaSafe Bakterienfilter
- ✓ Silikonabsaugschläuche
- ✓ Mehrwegbehälter 1000 ml
- ✓ Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter-Systeme möglich
- ✓ 15 l/min. Saugleistung
- ✓ Geringe Geräuschentwicklung
- ✓ Dauerbetrieb geeignet



#### ANWENDUNGSBEREICHE:

- ✓ HNO
- ✓ Allgemeine Chirurgie
- ✓ Home-Care
- ✓ Krankenstation
- ✓ Tracheostomie
- ✓ Veterinär

#### BESTELLINFORMATIONEN:

Art.-Nr.: 483-KAT20eco

PZN: -

HMV-Nr.: 01.24.01.0028



## DETAIL-INFORMATIONEN:



### LIEFERUNG:

- ✓ KATASPIR 20 eco
- ✓ Absaugschläuche inkl. Filter
- ✓ 1000 ml Absaugbehälter
- ✓ **Behältersysteme auf Ihre Wünsche zugeschnitten:**  
Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter  
Systeme möglich (*in verschiedenen Größen*)



### TECHNISCHE DATEN:

- ✓ Saugleistung bis 15 l/min. freeflow
- ✓ Max. Vakuum (*einstellbar*): - 0,75 bar / - 75 kPa
- ✓ Geringe Geräuschentwicklung: 59,6 dBA
- ✓ Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Ölloser, wartungsfreier Kolbenkompressor
- ✓ Stromzuführung: 230V-50Hz
- ✓ Abmessungen: 250 x 190 x 160 mm
- ✓ Gewicht: 2,2 KG



### SERVICE & GARANTIE:

- ✓ 2 Jahre Garantie



+49-(0)421 427 48-0



FAX: +49 -(0)421 427 48-48  
EMAIL: [INFO@MEDUTEK.COM](mailto:INFO@MEDUTEK.COM)



## Zubehör für den KATASPIR 20 eco, z.B.:



Bakterien-/Virenfilter,  
Art.-Nr.: 021-080466




Silikonschlauchset,  
Art.-Nr.: 048-SP0036/01



Behälter mit Beutel,  
Art.-Nr.: 049-360xx



Auffangbehälter 1000 ml,  
Art.-Nr.: 048-210003



Deckel Auffangbehälter,  
Art.-Nr.: 048-210352

## Das MEDUTEK Sortiment:



ABSAUGUNG



HALTEARME



ATEMTHERAPIE



GASENTNAHME-  
STELLEN



O<sub>2</sub> SAUERSTOFF



BEATMUNG



**MEDUTEK**

Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG

Stresemannstraße 54

D-28207 Bremen

Tel.: +49 (0)421 42 74 80

Email: [info@medutek.com](mailto:info@medutek.com)

[www.medutek.com](http://www.medutek.com)

