



BC 28

beurer  
medical

## BC 28 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

 german  
engineering



Risiko-Indikator: Einstufung der  
Messergebnisse mit farbiger Skala



Arrhythmie-Erkennung:  
Erkennt und warnt vor evtl.  
Herzrhythmusstörungen



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG                      052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125            www.strack.ch  
8200 Schaffhausen        info@strack.ch

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte  
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 84 x 60 x 29 mm

Produktgewicht: ca. 92 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 12564245

HMV: 21.28.01.3058

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65044 5

Art.-Nr.: 650.44