



## DX2 - Technische Daten

### Fahrleistungen

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit.....  | 10 / 20 / 30 / 45 km/h                                         |
| Reichweite.....             | 50 - 115 km                                                    |
| Verbrauch ab Batterie ..... | 4 kWh / 100 km<br>(entspricht Strom ca. für 82 Rp. pro 100 km) |
| Steigleistung.....          | bis 30 %                                                       |

### Antriebstechnik

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Motor.....                 | 3-Phasen-Asynchron, 15 V Nominal, bürstenlos |
| Spitzenleistung .....      | 3.7 kW                                       |
| Nennleistung .....         | 0.96 kW                                      |
| Batterien .....            | LiFePO4 / 100 Ah (optional 200 Ah)           |
| Ladezeit (Vollladung)..... | 7 - 10 Stunden / eingebautes Ladegerät       |
| Steckdose.....             | 230 V, max 5.5 A, normale Haushaltsteckdose  |

### Bremsen

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bremsen .....   | Motorbremse mit Energierückspeisung zur Batterie (Rekuperation)<br>mechanische Trommelbremse auf alle drei Räder |
| Parkbremse..... | automatisch bei Stillstand                                                                                       |

### Masse

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Fahrzeug LxBxH ..... | 200 / 80 / 125 cm      |
| Leergewicht.....     | 200 kg inkl. Batterien |

### Sicherheit

Tagesfahrlicht, Abblendlicht, Scheinwerfer, seitliche Rückstrahler, Rückspiegel,  
Tachometer, Kilometerzähler, Batterieanzeige,  
Blinker vorne und hinten, Hupe

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>strack</b>     | Patienten-<br>und Pflegebedarf |
| Strack AG         | 052 630 31 60                  |
| Ebnatstrasse 125  | www.strack.ch                  |
| 8200 Schaffhausen | info@strack.ch                 |

Stand: Februar 2019 / Irrtum und Änderungen vorbehalten