

**JETZT
NEU**

**Der NewLive
Magix2**



strack Patienten-
und Pflegebedarf



**Elektrorollstuhl mit
6-Rad-Allradantrieb**

überwindet Hindernisse bis 15cm

Magix2

Technische Daten

Elektrische Hubfunktion (gemessen an der Sitzunterkante)	40 cm - 80 cm
Gesamtbreite Außenkante Räder	580 mm
Einstellbare Sitzbreite	von 25cm bis 59cm
Einstellbare Sitztiefe	25 cm - 55 cm
Elektrische Rückenlehne	90° - 162°
Länge inkl. Fußplatte	ca. 105 cm
Gesamtgewicht	138 kg
Max. Nutzergewicht	140 kg
Reichweite (je nach Motorisierung)	bis 35 km
Lithium Ionen Akku	LiFePO4 60Ah
Geschwindigkeit	6 km/h und 10km/h
Farbe	weiß, rot, blau, grau oder individuelles Design





Die Funktionen des einzigartigen und innovativen 6-Rad Antriebs des New Live Magix2 eröffnen neue Freiheiten in der alltäglichen Nutzung

Sitzhub (gemessen an der Unterkante):
40cm bis 80cm

Elektrische Sitzkantelung:
-10° bis +37°

Der Magix2 vereint Vorder-, Mittel- und Hinterrad-antrieb und ist dadurch extrem wendig und flexibel

Der einzigartige 6-Rad Allradantrieb bietet die Lösung für mehrere Alltagsprobleme

Mit dem Magix2 ist das Überwinden von Bordsteinen und **Hindernissen bis 15cm** problemlos möglich. Beim Einfahren in **öffentliche Verkehrsmittel** gibt es meist einen beinahe unüberwindbaren Spalt und/oder eine Erhöhung, auch hier bietet der Magix2 mit seinem 6-Rad-Antrieb die optimale Lösung.

Die **Reichweite** mit einem zweiten Lithium Ionen Akku (Standard ist ein Akku) ermöglicht es ca. **60km** (auf ebenem Gelände) zurückzulegen. Natürlich sind auch Steigungen und Fahren im Gelände sehr gut zu meistern.

Optimal für Drinnen und Draußen: der Magix2 manövriert sicher über Bordsteine, bergauf und bergab an Steigungen oder durch Gelände. Ebenso eignet er sich zum Fahren in engen Innenräumen, zum Erreichen von Hängeschränken zum Unterfahren von Tischen oder zur Nutzung im Auto.

Durch eine Breite von nur 58cm und eine Länge von ca. 94cm, ist der Magix2 **kleiner und kompakter** als viele andere Elektrorollstühle. Der 6-Rad-Antrieb ermöglicht eine Drehung auf der Stelle und sorgt damit für eine hohe Wendigkeit.



Kostenlose Probefahrt: Kontaktieren Sie uns und testen Sie den Magix2



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Die NHD GmbH bietet Ihnen neben Qualität aus Norwegen auch kompetente Beratung durch langjährige Erfahrung mit Elektrorollstühlen. Guter und zuverlässiger Service ist für uns genauso selbstverständlich, wie Flexibilität und Kundenorientierung, damit Sie auch nach dem Kauf bestens versorgt sind.