

New Live Magix 2

Elektrorollstuhl mit 6-Rad Allradantrieb

Funktionen & Ausstattung

6-Rad Allradantrieb

Überfahren von Hindernissen: bis 15cm

Lithium Akku LiFePO4 60Ah (**3 Jahre Garantie**)

Geschwindigkeit 6km/h

Reichweite: bis 35km (je nach Motorisierung, etc.)

Elektrische Hubfunktion von 40cm auf 80cm
(gemessen an Unterkante)

Elektrische Sitzkantelung (-10° bis +37°)

Elektrische Rückenlehne (90° bis 162°)

Elektrische Beinwinkelverstellung mit
automatischem Längenausgleich

Abklappbare Joystickhalterung

Transportsicherung 2 x hinten, 2 x vorne

Radabdeckungen/Spritzschutz rechts, links

LED Beleuchtung hinten/vorne mit Blinker

Luftbereifung am Mittelrad, 28cm

Größen und Gewichtsangaben

Max. Nutzergewicht: 140kg

Rollstuhlgewicht: 138kg

Einstellbare Sitzbreite von 25cm bis 59cm

Einstellbare Sitztiefe 25cm bis 55cm

Rollstuhlbreite Aussenkante Räder: 58cm

Länge inkl. Fußplatte: ca. 104cm

Zubehör

Ladegerät für Lithium LiFePO4 Akku 24V/8Ah

Standard-Sitzkissen

Standard-Rückenlehnenkissen

Kopfstütze

Transferhilfe, Kleiderschutz, klappbar 160mm

Klappbare, winkelverstellbare Armlehnen

Armlehnenpolster (260mm x 80mm)

Hüftgurt

Joystick R-Net CJSM-LED-L

Farbe: Weiß, Rot, Blau oder Grau

Personalisierungstext für Rücktafel



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch