



Produktdetails

Das Gehgestell TOMTAR G-2E überzeugt durch seine flexiblen Einstellmöglichkeiten zwischen starrer und reziproker (wechelseitiger) Funktion. Die orange-farbenen Einstell-Clips heben sich optisch vom dezent gehaltenen Rahmen ab.

Durch die teleskopierbaren Beine, das geringe Gewicht und die weichen Handgriffe ist der TOMTAR G-2E der optimale Begleiter für Menschen, die in Innenräumen eine sichere Unterstützung beim Gehen benötigen.

- **Reziproke** oder **starre** Funktion möglich
- Stabiler Alurahmen (Pulverbeschichtung & Eloxal)
- Höhenverstellbar (8 Stufen je 25 mm)
- Schnell und einfach faltbar
- Weiche Handgriffe
- Robuste Stockpuffer

TOMTAR G-2E

Gehgestell reziprok / starr

Technische Daten

Bezeichnung	TOMTAR G-2E
HMV-Nr.	10.46.01.0030 (als starre Version)
Farbe (Rahmen Seitenteile / Rahmen Querstrebe)	Mangan Grey Metallic / schwarz
Länge x Breite x Höhe (mm)	490 / 650 / 760–925
Maße gefaltet, L x B x H, stehend/angelehnt (mm)	150 / 490 / 760
Höhenverstellung	8 Stufen, je 25 mm
Max. Benutzergewicht (kg)	130
Gewicht (kg)	2,8
Artikel-Nr.	200315

Mehr Informationen über das Gehgestell TOMTAR G-2E erhalten Sie durch den Download der Bedienungsanleitung auf <https://shop.dietz-group.de>

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch