


Die innovative Rampe


Vorteile:

- rutschfeste Oberfläche
- für alle Scooter und Rollstühle
- leicht zu tragen, da 2-teilig
- einfach zusammensetzbar
- rastet ein, wenn zusammengefaltet




Zubehör

Verbindungsträger, verbindet 2 Aerolight-Rampen
Art.-Nr. AJ4



Neue Material-Technologie

leicht und höher belastbar



Art.-Nr.	Länge	Breite	Belastbarkeit	Gewicht	Masse gefaltet (L x B x H)
AL18	180cm	74cm	350kg	7.4kg	95x37x25cm
AL21	210cm	74cm	300kg	8.3kg	110x37x25cm
AL24	240cm	74cm	250kg	9.3kg	125x37x25cm
AL27	270cm	74cm	250kg	10.3kg	140x37x25cm

