

Saljol Carbon Rollator

Der sichere und
elegante Begleiter

MD CE



SALJOL
Spaß am Leben!

Highlights

Super leicht und stabil
wiegt nur 5,6 kg

Hautfreundliche Griffe
Kork-TPE sorgt für ein natürliches
Gefühl, ist stoßdämpfend und
schont Arme und Handgelenke

**Stoßabsorbierende
Allround-Reifen**
spezielle Reifen für mehr
Halt, Komfort und Sicher-
heit auf jedem Untergrund

Einhändig abnehmbare Tasche
mehr Sicherheit – mit einer Hand
am Rollatorgriff festhalten, mit
der anderen Tasche aushängen



**Einfaches Falten und
Transportieren**
lässt sich mit wenigen
Handgriffen zusammenfallen

Armauflage aus Kork-TPE
bequemes Sitzen ohne
Druckstellen am Unterarm

Schleifbremsen
verhindern Wegrollen des Rollators
beim Bergabgehen, aufrechter Gang
im Rollator wird unterstützt und Rich-
tungsdrall beim Gehen ausgeglichen

Reflektoren an allen Seiten
gute Sichtbarkeit dank über
30 Reflektoren an Rahmen, Reifen,
Griffen, Ankipphilfe und Tasche

Allround-
Reifen für
jeden
Untergrund



Bequem
und
stabil
sitzen



Einfach
falten und
trans-
portieren



Technische Daten

Carbon Rollator	CR54	CR62
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne Tasche	5,6 kg	5,6 kg
Gewicht mit Tasche	6,0 kg	6,0 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite offen	61 cm	61 cm
Breite geschlossen	21 cm	21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm

Rahmenfarben Carbon Rollator



British Racing Green



Midnight Blue



Matt Black



Copper Red



Pure Gold



Umbauset für Einhand-Simultanbremse

Zubehör



Transporttasche



Rückengurt




Jost-Tasche

schwarz



Standard-Tasche



Schirm



schwarz od. karamell



Echtholz-Tablett



Fester Sitz



LED-Licht



Klingel



Universal Stockhalter

Produkte können von Abbildungen abweichen

09/2024