



ECO-plus

R O L L A T O R

Gesamtbreite	610 mm
Gesamtlänge	680-795 mm
Gesamthöhe	845-1020 mm
Sitztiefe	360 mm
Sitzbreite	360 mm
Sitzhöhe	555-625 mm
Gewicht	7,2 kg
max. Nennlast	136 kg
Räder	200 x 35 mm
Farben	silber - blau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. - Technische Änderungen vorbehalten.



strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch



Ihre Mobilität ist unser Anliegen