

# GEMINO ROLLATOREN

Produktpräsentation – Neuheiten 2020



Premium-Rollatoren und Walker – ansprechendes Design, leichte Handhabung, ein Maximum an Sicherheit und Komfort

Sunrise Medical AG

# GEMINO – MODELLE

CHF

Specials

Gemino 30  
Walker



Gemino 60  
Walker



Gemino 30  
SpeedControl



Gemino 30  
Parkinson



Outdoor

Gemino 30  
Comfort



Gemino 60



High End

Gemino 30



Mid Range

Gemino 20



Low End

Nutzer mit **Geheinschränkungen** aufgrund von Schmerz, eingeschränkter Muskelkraft und/oder eingeschränkter physischer Kraft.

## Weitere Indikationen:

- Knie-, Hüft- und Wirbelsäulenoperationen
- Knie- und Hüftprothesen
- Reduzierte Kraft in den Unterschenkeln
- Gleichgewichtsprobleme
- Schwindel
- Schlaganfall und Hirnverletzungen
- Parkinson
- Demenz
- MS
- Charcot-Fuss
- Chronische Lungenerkrankungen

**Zielgruppe:** Ältere (50+, ~70% weiblich) und Kinder (z. B. Gemino 30 S)

# GEMINO 30 – VERBESSERUNGEN



# GEMINO 30 – VERBESSERUNGEN



## 1 Verbesserter Faltmechanismus

- Veränderte Position des Schliessmechanismus
- Kraftaufwand bleibt gleich

### Vorteil:

- Sicheres seitliches Anheben und **komfortabler**
- Transport ohne zusätzlichen Verschluss (patentiertes
- Falt-Klick-System)



## 2 Neue anatomisch geformte Handgriffe

- Extra-Handführung und ergonomische Form
- abwärtskompatibel

### Vorteil:

**Einfache, sichere und komfortable Nutzung**



# GEMINO 30 – VERBESSERUNGEN

## 3 Höhenverstellbare Schiebegriffe mit Skala

- Verstellung in 16 mm Schritten

### Vorteil:

- Leicht an den Nutzer anzupassen (ohne Werkzeug)
- Sichere Höhenverstellung mit **Memory-Funktion**

## Längere Schiebegriffe - Kit mit Skala (optional)

- 10 cm länger, mit Skala (16 mm Schritte)  
(gilt nur für Gemino 20/30/30 Comfort)

### Vorteil:

- Passt für besonders grosse Menschen (Erweiterung der Nutzergruppe)
- Erleichterter Bestellvorgang (abwärtskompatibel)



# GEMINO 30 – VERBESSERUNGEN

## 4 Verbessertes Einkaufsnetz

- Mit neuen Befestigungs-Clips
- Neuer, reflektierender Aufdruck
- Extralange Schlaufen



### Vorteile:

- Einfache Anbringung (kein Werkzeug) –
- mit einem **Klick anbringen & entfernen**
- einfache **Ein-Hand-Bedienung**
- **komfortable Nutzung**



## 5 Neue Farben – mehr Auswahl

- Neu: Scarlet red & Sapphire blue
- Neue Farbwahl für Gemini 30 / 30 Comfort / 30 Parkinson

### Vorteil:

- Attraktivität wird erhöht
- Nutzerbereich erweitert

	silver	New Sapphire blue	Champagne	Black	Apple green	Pink	New Scarlett red
Gemino 20	x	-	-	-	-	-	-
<b>Gemino 30</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Gemino 30 M</b>	x	x	x	-	-	-	x
Gemino 30 S	x	x	-	-	-	x	-
<b>Gemino 30 C</b>	x	x	-	-	-	-	x
<b>Gemino 30 C M</b>	x	x	-	-	-	-	x
Gemino 60 C	x	-	-	-	-	-	-
Gemino 60 C M	x	-	-	-	-	-	-
<b>G 30 Parkinson</b>	x	x	-	-	-	-	-
G 30 Parkinson M	x	-	-	-	-	-	-

# GEMINO 30 – VERBESSERUNGEN

## 6 Neues, verbessertes City-Taschendesign

- Verbesserte Befestigungs-Clips
- Verbesserte Innenfächer
- Austauschbarer Deckel
- 8 verschiedene Farben

### Vorteile:

- Einfache Anbringung (kein Werkzeug) – mit einem Klick anbringen & entfernen
- Einfache Ein-Hand-Bedienung
- Komfortable und sichere Nutzung
- Durch wechseln der Deckel kann die City -Tasche an den persönlichen Stil angepasst werden





## 7 Neues Umkehrbremsen-Kit (bremst automatisch beim Loslassen des Bremshebels)

- Optional für alle Modelle erhältlich

### Vorteile:

- Leichtes Anbringen
- Komfortable und sichere Nutzung
- Erweiterung der Nutzergruppe



## 8 Neues Einhand-Bremsenkit

- Optional für alle Modelle erhältlich
- Beidseitig nutzbar
- Leichte Einstellung

### Vorteile:

- Leicht anzubringen
- Komfortable und sichere Nutzung
- Erweiterung der Nutzergruppe



## 9 Neue Halterung für die Anbringung des Rückengurts/ Komfort-Rückengurts

- Anbringung im inneren Profilrohr
- Höhe kann frei bestimmt werden

### Vorteile:

- Einfaches Anbringen
- Komfortable und sichere Bedienung



# GEMINO 30 PARKINSON – VERBESSERUNGEN



# GEMINO 30 PARKINSON – VERBESSERUNGEN

## 1 Verbesserter Drucktaster

- Kann auf beiden Seiten angebracht werden (Innen- und Aussenseite)
- Besseres, modernes Design

### Vorteile:

- Einfache und sichere Bedienung
- Minimiert das Risiko von Kabelbeschädigung
- Kann an die Nutzerbedürfnisse angepasst werden



## 2 Verbesserte Elektronikbox

- Einfacher Zugang zu den Batterien und dem Laser-Timer

### Vorteil:

Leichter Austausch der Batterien und Anpassung des Laser-Timers



# GEMINO 30 PARKINSON – VERBESSERUNGEN



## 3 Verbesserter Anbau des Lasers

### Vorteil:

Sichere und zuverlässige Fixierung (weniger Service)



## 4 Zusätzliche Farbe

- Sapphire blue

### Vorteil:

Wirkt attraktiver auf eine grössere Nutzergruppe



## Parkinsonkomponenten (auch als Kit verwendbar)

### Vorteil:

Neue Modelle können über den Sonderbau realisiert werden

# GEMINO WALKER – VERBESSERUNGEN



# GEMINO WALKER – VERBESSERUNGEN

## 1 Verbesserte Unterarmstütze

- Längenverstellbar um 88 mm (nur Gemino 30 Walker)
- Einstellbarer Handgriff (Winkel)
- Unterarmstütze kann um 10° gedreht werden

### Vorteil:

Ergonomische Unterarmstütze für sichere, komfortable Nutzung



## 2 Unterarmstütze mit Skala

- Skala mit 16 mm Schritten

### Vorteile:

- Leicht und ohne Werkzeug an den Nutzer anpassbar
- Sichere Höhenverstellung mit **Memory-Funktion**



# GEMINO WALKER – VERBESSERUNGEN

## 3 Neue, optionale Stabilisierungs-Stange

### Vorteile:

- Stärkere, robustere Verbindung zwischen den Unterarmstützen
- Stabilisierungsstange entfernbar oder wegklappbar
  - > mehr Sicherheit
  - > einfach zu entfernen für leichteren Transport



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG                      052 630 31 60  
Ebnetstrasse 125            www.strack.ch  
8200 Schaffhausen        info@strack.ch