

 **TOPRO**

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

# Premiumrollatoren



DE

made in Norway



# Wir freuen uns, Ihnen unser neues Rollator-Portfolio zu präsentieren.

Mit den modernen Rollatoren TOPRO Troja 5G (der den TOPRO Troja 2G ersetzt) und TOPRO Olympos ATR (der den TOPRO Olympos ersetzt) festigt TOPRO seine Position als Marktführer im Premiumrollator-Segment.

Mit dem neuen modernen Design, das wir erstmals beim TOPRO Pegasus im Herbst 2019 präsentiert haben, setzen wir unsere Produktmodernisierung fort. Mit großer Begeisterung stellen wir Ihnen auch viele aktualisierte praktische Funktionen vor, die unsere Kunden sich gewünscht haben.

TOPRO beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Entwicklung, Produktion

und dem Verkauf hochwertiger Mobilitätshilfen. Wir sind stolz auf die Produkte, die wir herstellen, und wir freuen uns, wenn wir sehen, welchen Nutzen diese unseren Kunden bieten.

Im Zuge unseres ständigen Verbesserungsprozesses zum Nutzen unserer Kunden legen wir ebenfalls großen Wert auf Nachhaltigkeit in der Produktion.

So verwendet unser Werk in Norwegen Wasserkraft und umweltfreundliches Aluminium zur Minimierung unseres CO<sup>2</sup>-Fußabdrucks. In unserer Spritzgussanlage verwenden wir recyclingfähige Materialien. Damit tragen wir zur Kreislaufwirtschaft bei. Zudem haben

wir ein „Zero Waste“-Prinzip eingeführt, mit dem wir sicherstellen, dass – zum Nutzen zukünftiger Generationen – keine Kunststoffe in die Natur gelangen.

Wir hoffen, dass unsere Produkte zu einem stabilen und sicheren Gehen beitragen und alle motivieren, in Bewegung zu bleiben.



**Asbjørn Eskild**  
CEO TOPRO Industri AS



## Vorteile der TOPRO Rollator-Familie

Unsere Mobilitäts- und Designspezialisten arbeiten ständig daran, unsere Produkte weiter zu verbessern – mit optimierter Funktionalität und im modernen Design der 2020er Jahre.

Wir glauben, dass gutes Design, neue Farboptionen und praktische Funktionen in hoher Qualität unseren Produkten einen besonderen Mehrwert verleihen.

Sicherheit und Funktionalität haben für uns oberste Priorität. Wir möchten dazu beitragen, dass Sie sich auf Jahre hinaus mit einem TOPRO-Rollator sicher und wohl fühlen.

### **Einzigartige Memoryfunktion...**

in den Handgriffrohren ermöglicht immer wieder eine einfache und korrekte Höheneinstellung der Handgriffe. (Standard bei Troja 5G, Olympos ATR, Troja Classic)

### **Einfacher Radwechsel**

TOPROs einzigartiges innenliegendes Bremssystem IBS in Kombination mit dem TOPRO Quick Release ermöglicht den Einsatz verschieden profilierter Räder. (Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé)



### **Ergonomische Handgriffe**

Der TOPRO Ergo Grip sorgt für eine korrekte Haltung, bietet verschiedene Greifpositionen und dient als komfortable Armauflage beim Sitzen. (Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé)

### **Leicht zu falten**

Einfach das Zugband am Sitz nach oben ziehen. Leicht zu transportieren, platzsparend zu verstauen und gut geeignet für enge Passagen.

### **Ankipphilfe und Kantenabweiser**

erleichtern das Überwinden von Schwellen, Bordsteinen und anderen Hindernissen.



# TOPRO PEGASUS

CARBON FÜRS LEICHTE GEWICHT, TOPRO FÜR QUALITÄT



Moderner, schlanker und leichter Carbon-Rollator, der mit seiner Funktionalität und seinem eleganten Design überzeugt. TOPRO Pegasus garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Stabilität bei einem Gewicht von nur 6,1 kg\*.

Bewährte Funktionen wurden überarbeitet und weiterentwickelt:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Teilweise integrierte Bremskabel und moderne Reflektoren am Rahmen.
- Elegante Einkaufstasche mit einer Position, die verbesserte Sicht nach vorne bietet, was die Benutzersicherheit erhöht.
- Einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit.
- Reflektoren an der Einkaufstasche und am Rahmen.
- Kugellager in Rädern und Gabeln sowie stoßabsorbierende Reifen sorgen für eine komfortable Fahrt.

Erhältlich in den Farben:



Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 18.



„TOPRO Pegasus stellt einen neuen Trend in der Entwicklung von Mobilitätshilfen dar, bei dem Design, Funktionalität und Sicherheit bahnbrechend kombiniert werden.“





# TROJA 5G

DER FARBENFROHE ALLESKÖNNER



Mehr Komfort bei der Handhabung und noch mehr Stabilität als das Original (Troja Classic). Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort.


Neues Upgrade bei den Funktionen für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- **Stoßabsorbierende Reifen** für sanfte Federung und eine komfortable Fahrt.
- **Abnehmbare Einkaufstasche** mit Reflektoren, Reißverschluss und Schultergurt. Verschließbar und bis 10 kg belastbar. Zwei Innentaschen für kleine Gegenstände.

- **Klingel**, um bei Bedarf auf sich aufmerksam zu machen. Einfach und sicher vom Griff aus zu bedienen.
- Leichte Handhabung und Manövrierfähigkeit dank **Kugellagern** in Gabeln und Rädern.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 19.

Modelle M & S erhältlich in:



„Ich habe jetzt seit einem Jahr einen TOPRO Rollator und er hat mein Leben verändert.“

| Audrey aus England





## Der neue TOPRO Troja 5G

Das schlanke Design verleiht ihm einen modernen und leichten Look – passend zum neuen Erscheinungsbild der gesamten TOPRO Rollator-Familie.

Wir wissen, wie wichtig es ist, den Rollator an Ihren individuellen Stil und Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit der neuen Produktlinie bieten wir Ihnen deshalb eine Vielzahl von Farben und Zubehör. So ist für jeden der richtige Rollator dabei.



Neue, abnehmbare Einkaufstasche in modernem Grau. Inkl. Reflektor für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln und Tragegurt.



Skala zur leichteren Einstellung der Handgriffe. Mit verbessertem Sicherungsbügel.

Wir haben uns überlegt, wie wir den Rollator attraktiver machen können, damit Sie sich immer sicher und wohl fühlen. Deshalb haben die neuen Rahmen klarere Linien und ein helleres Aussehen. Die neuen Räder bekamen einen schlankeren Look bei gleichbleibender Stabilität.



Neue Farben\* unterstreichen Ihren einzigartigen Stil:



# TROJA CLASSIC

DAS ORIGINAL



Der originale und erste Rollator auf dem Markt mit innovativer Funktionalität, verbessertem Design und Längsfaltung. Auch nach über 15 Jahren immer noch der Topseller unter den Premiumrollatoren.

Der Trendsetter von TOPRO – Inspiration für eine neue Generation von Rollatoren:

- Leicht mit nur 6,8 kg und einer hohen Tragfähigkeit von 165 kg.
- Die trendsetzende **Längsfaltung** ist einfach mit einer Hand zu bedienen, indem am Sitzband gezogen wird.
- **Kugellager in Gabeln und Rädern** ermöglichen leichtes Fahren und Manövrieren.
- **Praktisches Einkaufsnetz** für direkten Zugriff auf den Inhalt.
- Erhältlich in drei verschiedenen Größen.
- Einfach zu handhaben und zu bedienen, mit großer Manövrierfähigkeit, die ihn zu einem treuen Begleiter in alltäglichen Situationen macht.
- Testsieger der Stiftung Warentest 9/2005.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 20.

Modell M erhältlich in:

- Dunkelgrau
- Weinrot
- Silber

Model S, X erhältlich in:

- Silber





# OLYMPOS ATR

DER GELÄNDE-ROLLATOR



Mit großen Vorderrädern und Offroad-Bereifung bietet der Olymos ATR zuverlässige und komfortable Unterstützung auf unebenen Straßen und Kopfsteinpflaster sowie auf unbefestigten Wegen. Die perfekte Wahl für Aktivitäten im Freien.

## Innovative Funktionen für maximale Unterstützung:

- **Breiterer Aufbau** für mehr Stabilität beim Gebrauch im Freien.
- **Große stoßabsorbierende Bereifung** ermöglicht eine komfortable Fahrt und sorgt für bessere Manövrierfähigkeit auf unbefestigtem Gelände.
- **Abnehmbare geräumige wasserdichte und verschließbare Einkaufstasche.** Bis 15 kg belastbar.
- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Einfaches Fahren und Manövrieren dank **Kugellagern in Gabeln und Rädern.**

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 21.

## Modelle M & S erhältlich in:

- Silber
- Rot
- Schwarz



Ganz neu am Olymos ATR – Der ergonomische Handgriff (TOPRO Ergo Grip) macht es einfacher und sicherer, aus der Sitzposition aufzustehen.



„Der TOPRO Olymos ATR ist für jeden Untergrund geeignet.“

made in Norway





# ODYSSÉ

DER REISEROLLATOR



Für den Transport gefaltet, nimmt der Odysse nicht mehr Platz ein als eine Sporttasche. Er passt in jeden Kofferraum und ist einfach im Bus oder Zug zu verstauen. In wenigen Sekunden ist er wieder einsatzbereit!

Innovative Funktionen machen den TOPRO Odysse zum idealen Reisebegleiter:

- Mit dem patentierten 2-Wege-Faltsystem wird der Rollator vertikal und horizontal gefaltet, das sorgt für eine **kompakte Größe**.
- Die praktische **Transporttasche** wird serienmäßig mitgeliefert.
- Kann bei Bedarf schnell entfaltet werden und ist dank des **geringen Packmaßes einfach** aufzubewahren.
- Passt im Zug ins normale Gepäckfach. So werden die Gänge nicht blockiert.
- Aufgrund seiner kompakten Größe erlauben einige Fluggesellschaften, ihn als Handgepäck in der Kabine zu verstauen. Denken Sie daran, die Fluggesellschaft im Voraus zu fragen!
- **Geräumige, erweiterbare Einkaufstasche** aus wasserabweisendem Stoff mit **Reflektoren**. Verschließbar und bis 10 kg belastbar.
- Einfaches Fahren und Manövrieren dank **Kugellagern in Gabeln und Rädern**.

Erhältlich in den Farben:



Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 22.



„Der TOPRO Odysse ist ein großartiger Reisebegleiter.“



made in Norway





## Zubehör – clevere Extras!



**Stockhalter**  
links oder rechts montierbar

TOPRO Pegasus Art.-Nr. 815236  
Troja Classic Art.-Nr. 814025  
Troja 5G/  
Olympos ATR Art.-Nr. 814040  
Odysse Art.-Nr. 814457

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse, Troja Neuro



**Tablett**  
rastet sicher ein, ist leicht  
abzunehmen und zu reinigen,  
belastbar bis 5 kg.

TOPRO Pegasus, Troja Classic/5G,  
Odysse Art.-Nr. 814728  
Olympos ATR M Art.-Nr. 815212

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse



**Antirutsch-Matte für Tablett**

Art.-Nr. 814059

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse



**Gepäcktasche**  
mit einer Hand zu öffnen, nah  
am Körper, ideal für Wertsachen,  
bis 3 kg belastbar.

Art.-Nr. 814046

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse, Troja Neuro



**Rückengurt mit Polster**  
ergonomisch höhenverstellbar  
je nach bevorzugter Sitzposition.  
In zwei Längen erhältlich.

kurz 67 cm Art.-Nr. 815270  
lang 75 cm Art.-Nr. 815272

TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos  
ATR, Odysse, Troja Neuro



**LED-Lampe mit Clip und  
USB-Stecker**  
für Sicherheit im Dunkeln,  
aufladbar.

Art.-Nr. 815260

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse, Troja Neuro



**Einhand-Simultanbremse**  
links oder rechts montierbar,  
zur Einhandbedienung der  
Bremsen.

Art.-Nr. 814026

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse, Troja Neuro



**Offroad-Räder**  
für IBS, stark profilierte PUR-  
Reifen für den Außenbereich.  
Satz mit vier abnehmbaren  
Rädern.

Art.-Nr. 815302

Troja 5G



**Rückengurt mit Polster**  
ergonomisch höhenverstellbar  
je nach bevorzugter Sitzposition.  
In zwei Längen erhältlich.

kurz 68 cm Art.-Nr. 815271  
lang 76 cm Art.-Nr. 815273

Troja Classic



**Schirm mit Multifunktionsarm**  
hält Sie bei Regen trocken und  
schützt Sie auch vor Sonne.

Schwarz Art.-Nr. 814068  
Rot Art.-Nr. 814099

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Classic,  
Odysse, Troja Neuro



**Rollwiderstandssystem (RWS),  
Paar**  
zum Einstellen des Rollwider-  
stands beim Gehen mit dem  
Rollator.

Art.-Nr. 814038

Troja 5G, Olympos ATR, Odysse,  
Troja Neuro



**Getränkehalter**  
damit der Durst jederzeit  
gelöscht werden kann (Flasche  
separat verfügbar).

Art.-Nr. 814043

Troja 5G, Olympos ATR, Troja  
Classic, Odysse, Troja Neuro

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.




# Technische Daten TOPRO Pegasus



<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–200 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	130 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufstasche</b>	10 kg / 15 l
<b>Griffhöhe</b>	79–97,6 cm
<b>Abstand zwischen Handgriffen</b>	47 cm
<b>Handgriffe</b>	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)
<b>Größte Länge</b>	65 cm
<b>Größte Breite</b>	64 cm
<b>Sitzbreite</b>	43,5 cm
<b>Sitzhöhe</b>	63 cm
<b>Wendekreis</b>	84 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>	20 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>	3,6 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>	7 cm
<b>Höhe zusammengefaltet</b>	80,3 cm
<b>Breite zusammengefaltet</b>	27,3 cm
<b>Länge zusammengefaltet</b>	65 cm
<b>Transportmaße (L × B × H)</b>	65 × 27,3 × 80,3 cm
<b>Produktgewicht (ohne Einkaufstasche)</b>	6,1 kg
<b>Produktgewicht (mit Einkaufstasche)</b>	6,6 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- & Außenbereich
<b>Art.-Nr.</b>	815020 + Farbcode
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1242

Erhältlich in Farbe:



# Technische Daten Troja 5G



	Größe	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>		150–200 cm	135–170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>		150 kg	125 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufstasche</b>		10 kg / 15 l	10 kg / 15 l
<b>Griffhöhe</b>		78–100 cm	71–86 cm
<b>Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe</b>		47 cm	47 cm
<b>Handgriffe</b>	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)		
<b>Größte Länge</b>		65 cm	65 cm
<b>Größte Breite</b>		60 cm	60 cm
<b>Sitzbreite</b>		45,5 cm	45,5 cm
<b>Sitzhöhe</b>		63,5 cm	54 cm
<b>Wendekreis</b>		84 cm	84 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>		20 cm	20 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>		3,6 cm	3,6 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>		7 cm	7 cm
<b>Höhe zusammengefaltet</b>		81,5 cm	74 cm
<b>Breite zusammengefaltet</b>		24 cm	24 cm
<b>Länge zusammengefaltet</b>		65 cm	65 cm
<b>Transportmaße (L × B × H) (ohne Räder und Einkaufstasche)</b>		60 × 24 × 76 cm	60 × 24 × 72 cm
<b>Transportgewicht (ohne Räder und Einkaufstasche)</b>		5,6 kg	5,4 kg
<b>Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)</b>		7,8 kg	7,6 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- & Außenbereich		
<b>Artikel-Nr.</b>		814600 + Farbcode	814601 + Farbcode
<b>HMV-Nummer</b>		10.50.04.1237	10.50.04.1236

Modelle M & S erhältlich in:





## Technische Daten Troja Classic

Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–200 cm	135–170 cm	125–160 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	165 kg	125 kg	80 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
<b>Griffhöhe</b>	78–100 cm	71–86 cm	67–79 cm
<b>Abstand zwischen Handgriffen</b>	47 cm	47 cm	37 cm
<b>Handgriffe</b>	Anatomisch		
<b>Größte Länge</b>	65 cm	65 cm	65 cm
<b>Größte Breite</b>	60 cm	60 cm	52 cm
<b>Sitzbreite</b>	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
<b>Sitzhöhe</b>	62 cm	54 cm	50 cm
<b>Wendekreis</b>	84 cm	84 cm	79 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>	20 cm	20 cm	20 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
<b>Höhe zusammengefaltet</b>	80 cm	74 cm	65 cm
<b>Breite zusammengefaltet</b>	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Länge zusammengefaltet</b>	65 cm	65 cm	65 cm
<b>Transportmaße (L × B × H)</b>	65 × 24 × 80 cm	65 × 24 × 74 cm	65 × 24 × 65 cm
<b>Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufsnetz)</b>	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- & Außenbereich		
<b>Art.-Nr.</b>	814750 + Farbcode	814770 + Farbcode	814740
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1240	keine	keine

### Modell M erhältlich in:

 Dunkelgrau

 Weinrot

 Silber

### Modell S, X erhältlich in:

 Silber

## Technische Daten Olympos ATR



Größe	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–195 cm	140–170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	150 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufstasche</b>	15 kg / 12 l	15 kg / 10 l
<b>Griffhöhe</b>	78,5–94,5 cm	70,5–86,5 cm
<b>Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe</b>	49 cm	50 cm
<b>Handgriffe</b>	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)	
<b>Größte Länge</b>	77 cm	77 cm
<b>Größte Breite</b>	68 cm	68 cm
<b>Sitzbreite</b>	47 cm	47 cm
<b>Sitzhöhe</b>	61 cm	54,5 cm
<b>Wendekreis</b>	97 cm	97 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>	4,2 cm	4,2 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>	7 cm	7 cm
<b>Höhe zusammengefaltet</b>	87,5 cm	85 cm
<b>Breite zusammengefaltet</b>	27 cm	27 cm
<b>Länge zusammengefaltet</b>	77 cm	77 cm
<b>Transportmaße (L × B × H)</b>	77 × 27 × 87,5 cm	77 × 27 × 85 cm
<b>Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)</b>	8,9 kg	8,7 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Außenbereich	
<b>Art.-Nr.</b>	814300 + Farbcode	814305 + Farbcode
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1162	beantragt

### Modelle M & S erhältlich in:

 Silber

 Rot


 Schwarz



## Technische Daten Odysé

Empfohlene Körpergröße	150–200 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg
Fassungsvermögen Einkaufstasche	13–22,5 l
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg
Griffhöhe	81,5–100 cm
Abstand zwischen Handgriffen	47 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)
Größte Länge	65 cm
Größte Breite	60 cm
Sitzbreite	45,5 cm
Sitzhöhe	62 cm
Wendekreis	84 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm
Greifabstand Fahrbremse	7 cm
Höhe seitlich zusammengefaltet	81,5 cm
Transportmaße komplett gefaltet (L × B × H)	75 × 24,5 × 44,5 cm
Transportgewicht (ohne Räder und Einkaufstasche)	6,0 kg
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	8,2 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich
Art.-Nr. Ultramarin / Weinrot	815000 / 815002
HMV-Nummer	keine

### Erhältlich in Farbe:



## Nur bei TOPRO: Ersatzteile kostenlos

7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen TOPRO-Rollator gekauft haben, sämtliche Ersatz- und Verschleißteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. In einem Scheckheft werden die Wartungen dokumentiert – ähnlich wie bei der Scheckheft-Pflege des Autos. Sollte am Rollator etwas defekt oder verschlissen sein, besorgt das Sanitätshaus die kostenlosen Ersatzteile und macht den Rollator wieder fit.

TOPRO ist damit der erste Rollator-Anbieter, der solch einen umfassenden Service bietet. Zusätzlich zu 7 Jahren Garantie auf alle Rollatoren gibt es seit 2017 die Ersatzteile kostenlos. Das gilt auch rückwirkend für Rollatoren, die vor Einführung dieser Regelung gekauft wurden.

Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Pegasus, TOPRO Troja 5G, TOPRO Olympos ATR, TOPRO Troja Classic, TOPRO Troja Neuro, TOPRO Odysé – auch, wenn sie bereits vor 2020 gekauft wurden.

### Die Vorteile:

- Ihnen entstehen keine Folgekosten durch Ersatz- oder Verschleißteile.
- Ihr TOPRO-Rollator wird auf diese Weise noch hochwertiger und wertvoller.
- Durch die regelmäßige Scheckheft-Wartung ist Ihr Rollator immer technisch einwandfrei und super-sicher.
- Sollte dennoch einmal etwas defekt sein, erhalten Sie die nötigen Ersatzteile schnell und unkompliziert; der Rollator ist in Kürze wieder einsatzbereit.



### Darauf sollten Sie achten:

- Lassen Sie sich beim Kauf Ihres TOPRO-Rollators das Wartungs-Scheckheft aushändigen.
- **Beachten Sie die Wartungsintervalle:** 1 × im Jahr muss Ihr Rollator im teilnehmenden Sanitätshaus durchgecheckt werden und die Wartung im Scheckheft dokumentiert werden.
- Für Rollatoren, die vor 2020 gekauft wurden, gibt es das Wartungs-Scheckheft auf Nachfrage bei Ihrem nächsten Besuch im Sanitätshaus.

## Premiumrollatoren aus Norwegen

### Hersteller:



TOPRO Industri AS  
Rambekkevegen 5  
2816 Gjøvik  
Norwegen  
Tel. (+47) 61 13 46 00  
info@topromobility.com  
www.topromobility.com



Norwegisches Design und hergestellt in Norwegen.

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 7 Jahre Garantie (ohne Montage).

Die Auswahl an festem Zubehör für die Rollatoren kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

### Vertrieb durch:



TOPRO GmbH  
Bahnhofstraße 26 d  
82256 Fürstenfeldbruck  
Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0  
Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22  
E-Mail: cs@topro.de  
www.topromobility.com



### Qualitätssicherungsnormen

DIN-EN ISO 9001 – Qualität  
DIN-EN ISO 14001 – Umwelt  
DIN-EN ISO 11199-2 – Rollator  
DIN-EN ISO 10993-5 – Biokompatibilität

made in Norway



Für Fachhändler:

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch  
8200 Schaffhausen info@strack.ch