

TOPRO Rollatorzubehör



Stockhalter
links oder rechts montierbar.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



LED-Lampe mit Clip und USB-Stecker
für Sicherheit im Dunkeln,
aufladbar.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



Rückengurt mit Polster
ergonomisch höhenverstellbar
je nach bevorzugter Sitzposition.
In zwei Längen erhältlich.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



Schirm mit Multifunktionsarm
hält Sie bei Regen trocken und
schützt Sie auch vor Sonne. In
rot und schwarz erhältlich.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



Tablett
rastet sicher ein, ist leicht ab-
zunehmen und zu reinigen,
belastbar bis 5 kg.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



Einhand-Simultanbremse
links oder rechts montierbar,
zur Einhandbedienung der
Bremsen.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



Antirutsch-Matte für Tablett
für den sicheren Transport Ihrer
Tassen auf dem Tablett.

TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR, Troja Classic,
Odysseé, Troja Neuro



**Rollwiderstandssystem (RWS),
Paar**
zum Einstellen des Rollwider-
stands beim Gehen mit dem
Rollator.

Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé,
Troja Neuro

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.



7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen **TOPRO-Rollator** gekauft haben, sämtliche Ersatz- und Verschleisssteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Pegasus, TOPRO Troja 5G, TOPRO Olympos ATR, TOPRO Troja Classic, TOPRO Troja Walker, TOPRO Troja Neuro und TOPRO Odysseé. Anfahrts-/Wartungskosten sind nicht im Garantiefumfang enthalten. Fragen Sie Ihren teilnehmenden Fachhändler.

Alle Stärken der TOPRO Rollatorfamilie auf einen Blick



Die Welt der Premiumrollatoren



Der Einstieg ...



TOPRO Troja Classic

- Seit mehr als 15 Jahren einer der meistverkauften Premiumrollatoren
- Testsieger der Stiftung Warentest 9/2005
- Höchste Qualität, hohe Stabilität und nachgewiesene Sicherheit

ab 6,1 kg
Gewicht
Belastbar bis 165 kg

Einkaufs-Netz mit Reflektor, bis 10 kg belastbar

Faltfunktion

Memoryfunktion

TPE-Bereifung

Erhältlich in drei verschiedenen Grössen

Modell M erhältlich in:

Dunkelgrau

Weinrot

Silber

Modell S & X erhältlich in:

Silber

... mehr Komfort ...



TOPRO Troja 5G

- Konsequente Weiterentwicklung des Troja 2G in modernem Design und grosser Farbauswahl
- Stossabsorbierende Reifen für sanfte Federung und eine komfortable Fahrt
- **NEU!** Numerische Skala zur einfachen intuitiven Höheneinstellung

ab 7,4 kg
Gewicht
Belastbar bis 150 kg

NEU! Einkaufstasche in modernem Grau inkl. Reflektor, bis 10 kg belastbar

Ergo Grip und Klingel

Steckachse zum leichten Radwechsel

Offroad-Räder als Zubehör erhältlich

Innenliegendes Bremssystem (IBS)

Modell M & S erhältlich in:

Silber

Lila

Sand

Blau

Gelb

Türkis

Rot

Schwarz

... mehr Stabilität ...



TOPRO Olympos ATR

- **NEU!** Numerische Skala zur einfachen intuitiven Höheneinstellung
- Grosse, stossabsorbierende Räder ermöglichen leichtes und stabiles Manövrieren im Aussenbereich

ab 8,7 kg
Gewicht
Belastbar bis 150 kg

NEU! Einkaufstasche in modernem Grau inkl. Reflektor, bis 15 kg belastbar

NEU! Ergo Grip und Klingel

Steckachse zum leichten Radwechsel am Hinterrad

Grosse Vorderräder zum Überwinden von Hindernissen

Innenliegendes Bremssystem (IBS)

Modell M & S erhältlich in:

Silber

Rot

Schwarz

... mehr Mobilität ...



TOPRO Odysse inkl. Transporttasche

- Kompakte Transportgrösse durch das innovative 2-Wege-Faltsystem
- Idealer Shopping- und Reisebegleiter
- Numerische Skala zur einfachen intuitiven Höheneinstellung

8,2 kg
Gewicht
Belastbar bis 150 kg

Grosse Einkaufstasche bis 10 kg belastbar – mit 13-22,5 Liter Fassungsvermögen

Minimales Faltnass 75 x 24,5 x 44,5 cm (L x B x H)

Steckachse zum leichten Radwechsel

Patentiertes 2-Wege-Faltsystem

Innenliegendes Bremssystem (IBS)

Modell M erhältlich in:

Ultramarin

Weinrot

... mehr Spezialität ...



TOPRO Troja Neuro

- Speziell für Personen mit neurologischen Erkrankungen entwickelt
- Das reversible Bremssystem bremst den Rollator dauerhaft, zum Losgehen die Bremshebel ziehen

ab 7,4 kg
Gewicht
Belastbar bis 150 kg

Einkaufs-Netz bis 10 kg belastbar

Ergo Grip und Klingel

Memoryfunktion

TPE-Bereifung

Reversibles Bremssystem (RBS)

Modell M erhältlich in:

Dunkelgrau

Modell S erhältlich in:

Silber

... mehr Leichtigkeit.



TOPRO Pegasus

- Moderner Carbon-Rollator in elegantem, norwegischem Design
- Garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Stabilität, sowie aussergewöhnliche Haltbarkeit
- Numerische Skala zur einfachen intuitiven Höheneinstellung

ab 6,1 kg
Leichtgewicht
Belastbar bis 130 kg

Einkaufstasche bis 15 kg belastbar

Teilintegriertes Bremskabel

NEU! Steckachse zum leichten Radwechsel am Hinterrad

PU-Komfort-Bereifung

Innenliegendes Bremssystem (IBS)

Modell M erhältlich in:

Weiss

Stahlblau

