

# Saljol Wohnraumrollator

Stabiler Helfer  
für den Wohnbereich



## Highlights

### Sicher in der Wohnung bewegen

unsichtbare Bremskabel  
ermöglichen Fahren ohne  
Hängenbleiben an  
Möbeln oder Türgriffen

### Stabiler Handlauf

sicher aufstützen, ohne  
dass der Rollator kippt

### 360° drehbare Räder

auf der Stelle drehen,  
auch in engsten Räumen,  
wie der Gästetoilette



### Innovatives Bremssystem

Rollator bietet zwei  
Bremsmöglichkeiten:  
ein- oder beidhändig an  
jeder Position des Brems-  
bügels oder beidhändig  
mit den Bremsgriffen

### Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch die  
Wohnung bewegen  
und Kräfte sparen

### Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren in  
engen Räumen, passt auch  
durch schmale Türrahmen

Ersetzt  
Toiletten-  
haltegriffe



Passt  
durch  
schmale  
Bereiche



Ermöglicht  
Trippeln  
im Sitzen



# Technische Daten

Wohnraumrollator	WR52	WR55	WR58	WRXL
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht ohne Zubehör	10,4 kg	10,8 kg	11,2 kg	13,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

## Rahmenfarben



Ivory White



Velvet Grey

Alle Modelle verfügen über einen abnehmbaren Bremsbügel in der jeweiligen Rahmenfarbe.

## Zubehör



Tablett



Jost-Taschen



Jost-Taschen wahlweise in Kunstleder beige oder transparent



Rückenrolle



Polstersitz



Schrank

Wohnraumrollator WRXL in Velvet Grey erhältlich  
Auf Anfrage auch in Ivory White

Produkte können von Abbildungen abweichen

09/2024