



carpo^{xd}



VERMEIREN
we care for you

carpo^{xd}

Carpo XD SE bietet außergewöhnliche Kraft und Leistung für ein besseres Fahrgefühl auf steilen Straßen oder unebenem Gelände. Unser intelligent programmiertes Übersetzungsverhältnis sorgt für außergewöhnliches Drehmoment und Stabilität, damit Sie auch bei längerem Einsatz unter schwierigen Bedingungen sicher fahren können.

10
km/h



Umbra
grau



Light
beige



Silber



Rot



VERSTELLBARE ARMLEHNEN

in Höhe und Breite verstellbar
für mehr Komfort



DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

für mehr Komfort, ausgestattet mit
einer abnehmbaren Kopfstütze



LICHT SYSTEM

Blinklichtanlage vorne
und hinten mit Blinkern



GROSSE BODENFREIHEIT

für bestes Fahrgefühl
im Freien



EINKAUFSKORB

abnehmbar



LCD-DISPLAY UND USB-ANSCHLUSS

USB-Anschluss für Smartphone-Ladegerät,
einfach zu bedienendes LCD-Display

GESCHWINDIGKEIT
bis zu
10 km/h

FAHRRBEREICH
bis zu
57 km

BENUTZERGEWICHT
bis zu
150 kg



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	660 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamthöhe	1390 mm
Sitzhöhe	480-555 mm
Wendekreis	4020 mm
Reichweite*	57 km
Motoren	750 W
Geschwindigkeit*	10 km/h
Gewicht	144 kg
Benutzergewicht	150 kg
Batterie	2x12V - 80Ah

*Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



VERMEIREN
we care for you