

strack Patienten-
und Pflegebedarf



Technische Daten / Spécifications

| | |
|--|------------------|
| Geschwindigkeit <i>Vitesse maximale</i> | 10 km/h |
| Reichweite * <i>Autonomie *</i> | 32 km |
| Maximales Benutzergewicht <i>Poids maxi utilisateur</i> | 150 kg |
| Batterien <i>Batteries requises</i> | 2 x 12 V / 50 Ah |
| Steigfähigkeit ** <i>Pente maximale **</i> | 50 % |
| Länge <i>Longueur</i> | 136 cm |
| Breite <i>Largeur</i> | 66 cm |
| Höhe <i>Hauteur</i> | 132 cm |
| Bodenfreiheit <i>Garde au sol</i> | 9 cm |
| Leergewicht inkl. Batterien <i>Poids (avec batteries)</i> | 109 kg |

**Jetzt noch stärker!
Maintenant encore plus fort!**




750W Motor
750W Moteur



Niedriger Einstieg
Accès plus bas



Rammschutz
Barre de protection



Modifiziertes Getriebe
Transmission modifié

Zubehör / Options



Regenschutz
Pèlerine



Nagelschutz
Sauvegarde clou



Stockhalter
Porte canne



Heckbox
Boîte arrière



Heckkorb
Panier large



Anhänger
Remorque




Abdeckung
Couverture



Beinschutz
Jambière



Sitztasche
Sac de rangement



Rampen
Rampes

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

* Abhängig von PneuDruck, Temperatur, Steigung, Fahrstil,...usw. / *Dépend de pression des pneus, température, pente, style de conduite...etc.*

** Durchschnittswert 75 kg / *Valeur moyenne 75 kg*