



## Batterie Deklaration

**Der Hersteller:**

VERMEIREN GROUP

Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

**Adresse:**

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgien

**erklärt in alleiniger Verantwortung für die CE-gekennzeichneten Medizinprodukte:**

Produktgruppe: Elektrische (motorisierte) Rollstühle, Scooter

Marke: VERMEIREN

dass die in unseren elektrischen (motorisierten) Rollstühlen und Scootern verwendeten Batterien 2 x 12V Bleiakkus mit einer Kapazität von 12Ah bis 150Ah (288Wh bis 3600Wh) sind – abhängig von Typ und Modell – und von folgenden Herstellern stammen:

- Cell Power
- Dyno Europe
- MK
- E-drive
- Long
- Celectric
- Tianeng

Diese Batterien sind als AUSLAUFSICHER (UN 2800) gekennzeichnet und von den internationalen Gefahrgutvorschriften ausgenommen, da sie den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Den Vibrations- und Druckdifferenztests gemäß Verpackungsanweisung 806 und Sondervorschrift A67 der Gefahrgutvorschriften der **International Air Transport Association (IATA)**;
- Den Vibrations- und Druckdifferenztests gemäß Verpackungsanweisung 806 und Sondervorschrift A67 der Technischen Anweisungen der International **Civil Aviation Organization (ICAO)** für die sichere Beförderung gefährlicher Güter auf dem Luftweg;
- Den Vibrations-, Druckdifferenz- und „Riss“-Tests gemäß Sondervorschrift 238 **des Internationalen Codes für die Beförderung gefährlicher Güter auf See (IMDG-Code)**;
- Den Vibrations-, Druckdifferenz- und „Riss“-Tests gemäß Sondervorschrift 238 und 598 des Europäischen Übereinkommens über die **internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)**.

Daher unterliegen sie keinen Einschränkungen für den Transport auf irgendeinem Transportweg.

Ort, Datum: Kalmthout, 2025-05-13

Unterschrift:

Name: Patrick Vermeiren

Funktion: CEO

**VERMEIREN** GROUP

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout – Belgium

Tel. +32 3 620 20 20

VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) | [info@vermeiren.com](mailto:info@vermeiren.com)

**VERMEIREN**  
we care for you

Certified ISO 13485