

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch




Technische Daten / Spécifications

Geschwindigkeit <i>Vitesse maximale</i>	10 km/h
Reichweite * <i>Autonomie *</i>	40 km (50 km 100Ah)
Maximales Benutzergewicht <i>Poids maxi utilisateur</i>	180 kg
Batterien <i>Batteries requises</i>	2 x 12 V / 75 Ah (100 Ah)
Steigfähigkeit ** <i>Pente maximale **</i>	30 %
Länge <i>Longueur</i>	175 cm
Breite <i>Largeur</i>	74 cm
Höhe <i>Hauteur</i>	135 cm (Dach 177 cm)
Bodenfreiheit <i>Garde au sol</i>	11 cm
Leergewicht inkl. Batterien <i>Poids avec batteries</i>	198 kg (218 kg)

**Extrem stark, für fast jedes Terrain!
Extra fort, pour chaque terrain!**

Zubehör / Options



100 Ah
Batterien
Batteries



EMobil Dach
Toit EMobil



Stockhalter
Porte canne



Heckbox
Boîte arrière



Heckkorb
Panier large



Anhänger
Remorque



Regenschutz
Pèlerine



Abdeckung
Couverture




Beinschutz
Jambière




Sitztasche
Sac de rangement



Rampen
Rampes




Digitaler Tacho
Tachymètre numérique



USB Anschluss
Port USB



Komfortfederung
Suspension confortable



Spez. CH - Getriebe
Transmission modifié

* Abhängig von Pneu druck, Temperatur, Steigung, Fahrstil,... usw. / *Dépend de pression des pneus, température, pente, style de conduite...etc.*

** Durchschnittswert 75 kg / *Valeur moyenne 75 kg*