

Inovys II

Multifunktion in
neuer Dimension

Multifunktionskopfstütze

Schiebegriffe
höhenverstellbar

Sitz- / Rückenpolster
ergonomisch geformt

Armlehnen gepolstert,
höhen- und tiefenverstellbar

individuelle
Positionierung durch
einzelnd einstellbare
Rückenneigung

Beinstützen
individuell anpassbar

Fußplatten
winkelverstellbar

Sitztiefe einstellbar

Sitzhöhe einstellbar




















Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben Inovys II

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Sitzneigung	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe
630	400	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
680	450	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
730	500	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520

 Rücken- höhe	 max. Steigung	 Räder vorne	 Räder hinten	 Gewicht	 max. Belastbarkeit	 C29 grau
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135	Gestellfarbe
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135	
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135	

Abmessungen angegeben mit 24"/200x50-Bereifung. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

Optionen



B12 - Therapietisch



L04 - Seitenpelotten



B74 - Trommelbremsen
Begleitperson



B66v - Hemiplegiearmlehne



T30 - Transitvariante

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen