



Pflegebett Ecofit Plus Low

- ✓ einfache und schnelle Montage
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr hohe Stabilität
- ✓ geeignet für Matratzen bis 20 cm Höhe



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 30°



Höhe
220 – 645 mm

Das Ecofit Plus Low mit Vollholzverkleidung überzeugt durch seinen besonders wohnlichen Charakter. Zur Sturzprophylaxe ist dieses Pflegebett besonders tief absenkbar.

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90x200 cm mit Matratzenführungen am Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 220-645 mm
- max. Patientengewicht 185 kg, sichere Arbeitslast 220 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4x Doppelaufrollen 45 mm, einzelfeststellbar
- durchgehende Holzseitengitter 115 mm
- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4
- Vollholzverkleidung mit Führungsschienen für das Seitengitter

Optionen

- Bettverlängerung um 20 cm
- Trendelenburg/Antitrendelenburg Funktion
- Liegefläche 100x200 cm, 120x200 cm
- verschiedene Kopf- und Fußteil-Designs



1/2



Pflegebett Ecofit Plus Low



Mögliche Dekore



Weißbuche



Nussbaum Standard



Kirsche Edel



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko



Weitere

Zubehör für dieses Bett

Wir bieten umfangreiches Zubehör für das Pflegebett Ecofit Plus Low an.

- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Betttablett
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung
- Wandabweissystem



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch