

Pflegebett Seracare

- ✓ zentrale Feststellbremse
- ✓ vorprogrammierte Komfort-Position
- ✓ individuelle Designs der Bettenden
- ✓ Matratzenausgleich
- ✓ viele Individualisierungsmöglichkeiten



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 45°



Höhe
240 – 800 mm



Inkl.
Trendelenburg

Das „All-in-One-Pflegebett“ vereint alle Anforderungen an Komfort und Ergonomie eines modernen Pflegebettes und ist in vielen ansprechenden Dekoren erhältlich. Das Seracare eignet sich dadurch besonders für den Einsatz in Seniorenheimen.

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90x200 cm mit Matratzenführungen am Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 240-800 mm
- max. Patientengewicht 200 kg, sichere Arbeitslast 235 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 45°
- Trendelenburg/Antitrendelenburg Funktion
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 6 Positionen
- 4x Laufrollen 75 mm, 2x Laufrollen 100 mm, zentral feststellbar
- durchgehende Holzseitengitter 95 mm
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4

Optionen

- integrierte Bettverlängerung bis 20 cm
- geteiltes Aluminium Seitengitter
- durchgehende Holz Seitengitter
- Bettzeugablage
- Liegefläche 100x200 cm
- verschiedene Kopf- und Fußteil-Designs
- geteiltes Aluminium-Seitengitter
- geteiltes Stahl-Seitengitter





Pflegebett Seracare

Mögliche Dekore



Weißbuche



Nussbaum Standard



Kirsche Edel



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko




Weitere

Zubehör für dieses Bett

Wir bieten umfangreiches Zubehör für das Pflegebett Seracare an.

- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Betttablett
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung



strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch