

Pflegebett Xenia Low

- ✓ großer Verstellbereich
- ✓ ansprechende Holzdekore
- ✓ leicht zu reinigen



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 30°



Höhe
250 – 800 mm

Dieses moderne Pflegebett bietet Komfort und Ergonomie zu wirtschaftlichen Konditionen und ist in vielen ansprechenden Dekoren erhältlich. Das Xenia Low eignet sich dadurch besonders als Einstiegsmodell für die stilvolle Einrichtung von Seniorenheimen.

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90x200 cm mit Matratzenführungen am Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 250-800 mm
- max. Patientengewicht 170 kg, sichere Arbeitslast 205 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4x Laufrollen 100 mm, einzelfeststellbar
- durchgehende Holzseitengitter 95 mm
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4

Optionen

- Bettverlängerung um 20 cm
- Liegefläche 105x200 cm, 120x200 cm
- verschiedene Kopf- und Fußteil-Designs
- geteiltes Aluminium-Seitengitter
- geteiltes Stahl-Seitengitter





Pflegebett Xenia Low

Mögliche Dekore



Weißbuche



Nussbaum Standard



Kirsche Edel



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko




Weitere

Zubehör für dieses Bett

Wir bieten umfangreiches Zubehör für das Pflegebett Xenia Low an.

- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Betttablett
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch