

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

# Ultra Niedrigbett

FloorBed™ 1



## FLOORBED™ 1 Eigenschaften



Sehr kompakte Konstruktion



mit 57cm Hub auf ideale Pflegehöhe



ultra tiefer Einstieg von nur 7,1cm (ohne Matratze)



reduziertes Verletzungsrisiko dank rückversetzten Rollen



Rücken- und Beinverstellung

### Technische Daten:

Aussenmass:	92 x 224cm
Liegefläche:	90 x 200cm
max. Belastung:	bis 180Kg
Liegehöhe (ohne Matratze):	7,1 - 64cm
Artikelnummer:	NSB-0-FL1-100

## FLOORBED™ 1 Zubehör



ID: SDR-0-FL1-000

integrierte Seitengitter aus weichem Material



ID: STLEV-0-FL1-000

Bettgriff als Mobilitätshilfe



ID: LIFOL-FL1-000

Aufrichter am Bettrahmen befestigt



ID: BMHNE-0-FL1-100

reduziertes Verletzungsrisiko dank gepolstertem Kopf- und Fussgestell



ID: SOCK-0-FL1-000

Sicherheitsdecke schützt vor unbefugtem Zugriff zur Mechanik



ID: TRNSBR-0-FL1-000

Transport- und Lagerhilfe (faltbar)

### Floorbed kommt zum Einsatz wenn:

- der Patient aus dem Bett fällt.
- der Patient sich unkontrollierbar bewegt.
- der Patient seine Beine nicht selbstständig ins Bett heben kann.
- es Schwierigkeiten beim Transfer ins Bett oder aus dem Bett gibt.

**strack** Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
www.strack.ch  
info@strack.ch