

## Die Produktvorteile des livorno niedrig:

- ⊕ Zentralverriegelung
- ⊕ Lifterunterfahrbarkeit
- ⊕ Niedrige Betteinstiegshöhe 29 cm
- ⊕ Handschalter mit Sperrfunktionen
- ⊕ Diverse Komfort-Liegeflächen
- ⊕ Verschiedene Seitensicherungsoptionen
- ⊕ Fünf wohnliche Endstück-Varianten zur Auswahl

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG                      052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125            www.strack.ch  
8200 Schaffhausen        info@strack.ch

## livorno niedrig


Maße	
Außenmaß	105 x 212 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Sondermaße	Breite 100, 110 cm
	Länge 190, 210, 220 cm
Höhenverstellung	29 - 73 cm
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm

Gewichte	
Bettgewicht	ca. 109 kg
Sichere Arbeitslast	200 kg
Max. Personengewicht	165 kg

Seitensicherung		
Material: Holz		
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig	
Höhe*:		
	- Mit Federholzleisten	39,5 cm
	- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	I, IV, V, VII, VIII
Motor	Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose

\*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Kurz geteilte  
Seitensicherungs-Erhöhung



Zentralverriegelung optional mit  
Rollenverkleidung

# strack Patienten- und Pflegebedarf

[www.bock.net](http://www.bock.net)



## Die Basis für ein rundum gutes Wohngefühl

Ein flexibles Pflegebett für Reha- und Pflegeeinrichtungen

livorno  
**niedrig**

**.bock** <sup>///</sup>  
100 JAHRE

®eingetragenes Warenzeichen  
Stand: 07 | 2019  
Technische Änderungen vorbehalten

**.bock** <sup>///</sup>  
100 JAHRE

livorno niedrig

## Auf den Punkt: elegant, praxispflichtig und wirtschaftlich



Mobilisierungsunterstützende Seitensicherung



Kurz geteilte Seitensicherung



Mona (35), Passau

„Das livorno niedrig ist ein echter Allrounder, denn es lässt sich optimal auf jeden Bewohner einstellen und bietet alle Funktionen, die man im Alltag braucht.“

Zahlreiche Ausstattungsvarianten sowie eine große Auswahl an Dekoren und Endstücken machen das livorno niedrig zum flexiblen Pflegebett für Reha- und Pflegeeinrichtungen. Neben seinem eleganten Design punktet es mit praxispflichten Funktionen und hoher Alltagstauglichkeit. Und auch wirtschaftlich macht das livorno niedrig eine gute Figur – und das gleich in mehrfacher Hinsicht: Denn neben einem attraktiven Preisleis-

tungsverhältnis trägt es durch praxispflichtige Funktionen zu einer nachhaltigen Entlastung im Pflegealltag bei.

Nicht zuletzt sorgen die robuste Konstruktion und langlebige Materialien dafür, dass das livorno niedrig eine Investition ist, die sich rechnet.



Handschalter mit Sperrfunktion und Bettbeleuchtung



Mehr Informationen:



[www.bock.net/x39a](http://www.bock.net/x39a)

