

rollz[®]
bringt Sie weiter





Ergonomisch und stilvoll designte Rollatoren

Das Leben in vollen Zügen genießen, ist das Ziel von Rollz. Sei es für einen kleinen Spaziergang im Park, ein Museums-Besuch, im Urlaub oder ein Shopping-Nachmittag. Die stylischen und ergonomischen Rollatoren Rollz Motion und Rollz Flex bringen Sie weiter und unterstützen dabei ein aktives und unabhängiges Leben.



Unterwegs mit dem Rollz Motion²

Der 2-in-1-Rollator und Rollstuhl

Der Rollz Motion eignet sich perfekt für Nutzer, die ihr Leben weiterhin aktiv gestalten möchten, aber ihr Grenzen nicht genau einschätzen können. Der Nutzer bekommt ein 2in1-Fortbewegungsmittel: Er geht komfortabel spazieren und kann den Rollator bei Bedarf in einen Rollstuhl verwandeln.



rollz motion

Rollz Motion² Merkmale

Stylisch

Preisgekrönter niederländischer 2in1-Rollator und Rollstuhl, zum Ausgehen mit Stil.

Sicher

Trommelbremsen ermöglichen sicheres und kontrolliertes Bremsen bei jedem Wetter.

Bequem

Ruhen Sie aus, auf dem komfortabel gepolsterten Sitz oder verwandeln Sie den Rollator in einen Rollstuhl.

Ankipphilfe

Überwinden Sie Türschwellen und Bordsteine einfach mit der Ankipphilfe.

Wendig

Leichtes Manövrieren in kleinen Räumen dank des extrem kleinen Wenderadius.

Stabil

Ergonomische höhenverstellbare Handgriffe unterstützen das aufrechte und sichere Gehen.

Kompakt

Der Rollz Motion² lässt sich leicht zusammenfalten zu einem kompakten Paket und passt so in fast jedes Auto.

Fahrkomfort

Natürliche Federung durch große stoßabsorbierende Reifen und vibrationsdämpfende Softschaumgriffe.



Im Handumdrehen

Mit nur einer Handbewegung können Sie diesen Rollator in einen Rollstuhl und zurück verwandeln. Gehen Sie sicher, aufrecht und komfortabel und gönnen Sie sich unterwegs eine Pause im Rollstuhl, wann immer Sie sie benötigen.



rollz motion

Sehen Sie den Rollz Motion in Aktion:



Produktdetails

Rollz Motion²: 10,7 kg
Rollz Rollstuhlpaket: 3,7 kg
Max. Belastung: 125 kg
Körpergröße min.-max.: 1,60-1,90 m
Ausgeklappt HxBxL: 87-102 × 65,5 × 63 cm
Gefaltet HxBxL: 90-102 × 31 × 63 cm
Sitztiefe: 42 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitzhöhe: 55 cm
Durchmesser Vorderräder: 8 Zoll
Durchmesser Hinterräder: 12 Zoll

Gewährleistung: 5 Jahre auf Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile, mit Ausnahme von verschleißempfindlichen Teilen. Der Rollz Motion ist vom TÜV als Rollator und Rollstuhl zertifiziert.

Rollz Motion² Small: 10,7 kg
Rollz Rollstuhlpaket: 3,7 kg
Max. Belastung: 125 kg
Körpergröße min.-max.: 1,50-1,85 m
Ausgeklappt HxBxL: 82-95 × 65,5 × 63 cm
Gefaltet HxBxL: 85-95 × 31 × 63 cm
Sitztiefe: 42 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitzhöhe: 50 cm
Durchmesser Vorderräder: 8 Zoll
Durchmesser Hinterräder: 12 Zoll

Der **Rollz Motion²** ist in vier Farben erhältlich: dark purple, pebble white, island blue und matt black.

Der **Rollz Motion² Small** ist nur in den Farben island blue und matt black erhältlich.





“Jetzt traue ich mich, auch längere Strecken mit meinem Rollator zu gehen. Wenn ich müde werde, kann ich mich einfach im Rollstuhl ausruhen.”

rollz motion

“Ich war auf die Suche nach einem Rollator, der nicht wie ein Hilfsmittel aussieht. Stil ist wichtig. Und er ist sehr wendig!”



rolz flex

Unterwegs mit dem Rollz Flex

Design-Rollator mit großer Tasche

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass es sich um einen Rollator handelt. Das war genau die Absicht, ein schönes Design, mit dem Sie gerne ausgehen wollen!

Mit diesem sicheren Rollator können Sie leicht manövrieren. Während sich die Einkaufstasche nach und nach füllt, gehen Sie sicher und entspannt. Selbst mit der Tasche voller Lebensmittel läuft der Rollz Flex noch leicht.



rollz flex

Sehen Sie den Rollz Flex in Aktion:



Rollz Flex Merkmale

Sicher

Bremsen Sie sicher bei jedem Wetter. Mit den neuen klassischen Bremsgriffen lässt sich die Trommelbremse gut dosieren. Die Bremszüge sind unsichtbar im Rahmen verborgen.

Zweckmäßig

Wasserabweisende Tasche mit einem Fassungsvermögen von 25 l und einer max. Belastung von 20 kg. Mit Reißverschlussfach. Inklusive stabiler herausnehmbarer Innentasche.

Komfort

Weiche Reifen sorgen für komfortable Fahreigenschaften und eine natürliche Federung.

Stylisch

Vollwertiger zertifizierter Rollator mit dem Aussehen eines modernen Shoppers.

Flexibel

Der ergonomische Handgriff unterstützt das aufrechte und sichere Gehen, denn er ist nicht nur höhen-, sondern auch in drei verschiedenen Positionen verstellbar. Hier in Rollator-Position.

Praktisch

Mit dem nach vorn gerichteten Handgriff als unterstützende Rückenlehne können Sie sich auf dem Sitz ausruhen.

Ankipphilfe

Überwinden Sie Türschwellen und Bordsteine einfach mit der Ankipphilfe.

Leicht und Kompakt

Er wiegt nur 7,4 kg und ist leicht zusammen zu falten.



Quality
Regular
Product
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000051093

Wendig

Egal, ob Sie ihn zuhause verwenden, einkaufen gehen oder einen Kaffee trinken, mit Ihrem Rollz Flex geht alles reibungslos. Er lässt sich sehr leicht manövrieren - selbst in engen Zwischenräumen. Dies liegt daran, dass die Vorder- und Hinterräder nahe beieinander liegen: Ihr Rollator dreht sich um Sie herum, auch in einem engen Korridor.

Wenn Sie eine Kurve fahren, stehen die Räder nicht im Weg. Wenn Sie etwas aus einem Schrank holen wollen, können Sie zur Seite treten. Selbst mit voller Tasche können Sie leicht den Bürgersteig betreten mit der Schwellenhilfe.

Der Rollz Flex ist somit ein agiler Rollator.



rollz flex

Produktdetails

Rollz Flex: 7,4 kg

Max. Belastung Rollz Flex Tasche: 20 kg

Fassungsvermögen Tasche: 25 Liter

Max. Belastung: 125 kg

Bremsentypen: klassische oder Kippbremse

Körpergröße min.-max.: 1,55-1,95m

Ausgeklappt HxBxL: 80-100 x 62 x 60 cm

Gefaltet HxBxL: 80-100 x 33 x 60 cm

Sitztiefe: 44 cm

Sitzhöhe: 62 cm

Durchmesser Räder: 8 inch

Rollz Flex Small: 6,8 kg

Max. Belastung Rollz Flex Tasche: 20 kg

Fassungsvermögen Tasche: 14 Liter

Max. Belastung: 125 kg

Bremstyp: klassische Bremse

Körpergröße min.-max.: 1,40-1,60 m

Ausgeklappt HxBxL: 70-81 x 62 x 60 cm

Gefaltet HxBxL: 70-81 x 33 x 60 cm

Sitztiefe: 44 cm

Sitzhöhe: 52,5 cm

Durchmesser Räder: 8 inch

Die Tasche des Rollz Flex ist aus langlebigem und wasserabweisendem Material. Sie ist in zwei Farben erhältlich: **bright purple** und **denim grey**.

HMV-Nummer: 10.50.04.1214

Garantie: 5 Jahre auf Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgenommen.

Im Rollator Modus ist der Rollz Flex ein vollständig vom TÜV zertifizierter Rollator.





Rollz Motion 3 in 1 Rollstuhl-Paket-Halter

Mit diesen Haltern kann das Rollstuhlteil auch über dem Sitz aufgehängt werden. Dies gibt Ihnen mehr Einlauftiefe und Bewegungsfreiheit. Ein Stock- und Taschenhalter ist integriert.



Rollz Motion Becherhalter

Der Rollz-Becherhalter ist ganz einfach zu nutzen. Das Schiebesystem ermöglicht es, den Rollz-Becherhalter schnell in die gewünschte Position zu bringen, um so beispielsweise eine Wasserflasche mitnehmen zu können.



Rollz Motion Shopper

Diese schicke funktionale Einkaufstasche kann direkt an den Rahmen des Rollz Motion geklickt werden. Sie können Ihre Einkäufe direkt im Shopper verstauen und mitnehmen und benötigen keine extra Einkaufstasche.



Rollz Motion Transportschutz

Durch die besondere Gestaltung des Rollz-Transportschutzes sind der Rollz Motion und das Rollstuhlpaket sicher miteinander verbunden und geschützt.

Rollz Motion Rückengurt

Sie sind alleine unterwegs und haben Ihr Rollstuhlpaket zu Hause gelassen? Dieser Rückengurt ermöglicht Ihnen eine Ruhepause im Rollator, während Sie sich an den weichen Gurt lehnen.



Rollz Motion Fußstützen in verschiedenen Größen

Wählen Sie die für Sie passende Fußstütze. Die S-Version ist 5 cm kürzer, die L-Version 5 cm länger als die Standard-Fußstütze.



Rollz Flex Stockhalter

Der Stockhalter wird an den Griff geklipst. Wenn Sie Ihren Gehstock benötigen, ziehen Sie ihn einfach aus der Halterung. Das ausgeklügelte Design passt für fast alle Gehhilfen.



Rollz Flex Einkaufshaken

Wenn Sie einkaufen gehen, können Sie ein oder zwei zusätzliche Taschen mit diesem Set von zwei Einkaufshaken sicher am Rollator aufhängen.



Rollz International BV
www.rollz.com

rollz®

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational

version 2019.08