



Dieser Plattformlift bietet Rollstuhlfahrern oder gehbehinderten Personen die Möglichkeit, Treppen oder steile Rampen ohne fremde Hilfe zu überwinden.

Wie im Innen- so auch im Außenbereich fügt er sich elegant in jede Umgebung ein. Ob zu Hause oder im öffentlichen Bereich, auf geraden und gewendelten Treppen, der Omega ist ein Synonym für Mobilität, Lebensqualität und Freude am Leben.

Aufgrund der äußerst platzsparenden und kompakten Konstruktion, ist der nachträgliche Einbau bei fast jeder Treppe möglich. Bei hochgeklappter Plattform ist der Plattformlift der schmalste am Markt!

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil !

- ▶ Passend für alle Treppenformen
- ▶ Äußerst platzsparend in der Bauweise
- ▶ Entsprechend der strengsten Sicherheitsstandards geprüft und CE-zertifiziert
- ▶ Mehrere Haltestellen möglich
- ▶ Universeller Einsatz mit Plattform oder/ und Klappsitz
- ▶ Individuelle Plattformgrößen und sämtliche RAL-Farben sind möglich






Auch über längere Strecken im Gartenbereich ist der OMEGA eine zuverlässige Liftanlage.



OMEGA Stuhlanlage

Speziell als Anlage im Außenbereich stellt dieser Plattformlift eine robustes, jedoch formschönes Liftsystem dar.

Weder schlechte Witterungsverhältnisse, noch steil, bzw. unregelmäßig verlaufende Fahrstrecken, können diesem Plattformlift trotzen. Diese Beständigkeit garantiert die feuerverzinkte Ausführung der kompletten Anlage. Elektrische Komponenten sind feuchtraumgeschützt.



Angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, ist er nahezu überall einsetzbar.

Elegant im Design, sowie beständig gegen schlechte Wetterverhältnisse, besticht die optional erhältliche Edelstahlausführung im Innen- und Außenbereich.



Ob über Treppen oder einfach nur der Silhouette des Gartens entlang führend, er bringt Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel.

Zuverlässigkeit im Außenbereich!

- ▶ Fahrschiene in feuerverzinkter Ausführung
- ▶ Optional in Edelstahl ausführbar
- ▶ Feuchtraumgeschützte elektrische Komponenten
- ▶ Zum Lastentransport geeignet
- ▶ Lange Fahrstrecken sind möglich

**Plattformlift**  
**zuverlässig und sicher**

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen  
Tel. 0800 600 500  
Fax 0800 600 900  
www.strack.ch  
info@strack.ch

**strack**  
Patienten-  
und Pflegebedarf