

Der Mobilex Rollator **Buffalo HD** hat einen grauen Aluminiumrahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt, um eine höhere Last zu tragen. Die maximale Tragfähigkeit erreicht daher 200 kg. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist die Grundlagen für einen bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator Buffalo über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie über einen Stockhalter. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.


Mobilex Rollator Buffalo HMV Nr. 10.50.04.1210	Standard Art. Nr. 312305	Small Art. Nr. 312307
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,8 kg	7,5 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm	



RB1a. Mobilex Rollator Buffalo HD



RB1b. Der Rollator gefaltet



RB1c. Leichtgängige Bremsen



RB1d. Abnehmbare Einkaufstasche

Zubehör



RS1a. Harter gepolsterter Sitz



RS1b. Tablett



RS1c. Schleifbremse (Set mit 2 Stk.)



RS1f. Kabelset für Einhandbremse



RL2d. Regenschirm montiert