

Der Rollator **Gepard** hat einen Rahmen aus **Kohlefaser** und weiteren Teilen aus Aluminium. Er hat ein Kreuzgelenk zum Zusammenfallen. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Die großen und leichtgängigen 8" Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet. Standardmäßig verfügt der Rollator über einen bequemen textilen Sitz, eine Transportsicherung, eine Ankipphilfe, eine abnehmbare Tasche, die sich auch als Einkaufstasche verwenden lässt, und einen Rückengurt. Die Handgriffe sind höhenverstellbar. Auch ist eine große Auswahl an weiterem Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** (das Modell HD bis **200 kg**) getestet und zugelassen.


Mobilex Rollator Gepard	Standard Art.Nr. 312401	Small Art.Nr. 312402	HD Art.Nr. 312405
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm	62 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm	46 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	5,4 kg	5,1 kg	5,7 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	vorne und hinten: 200 x 35 mm		



RG1a. Rollator Gepard mit Kohlefaser Rahmen



RG1b. Der Rollator gefaltet



RL1c. Leichtgängige Bremsen



RL1d. Abnehmbare Einkaufstasche

Zubehör



RS1a. Harter gepolsterter Sitz



RS1b. Tablett



RS1e. Schleifbremse (Set mit 2 Stk.)



RS1g. Regenschirm mit Halterung



RS1d. Geschlossene Tasche



RL2f. Stockhalter (Set)