

Der Rollator Jaguar hat einen Rahmen aus Aluminium und kann leicht zusammengeklappt werden. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Standardmäßig verfügt der Rollator Jaguar über eine Tasche und ein abnehmbares Tablett. Die großen und leichtgängigen Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet die mittels eines über die gesamte Rollatorbreite laufenden Bügels betätigt werden. Der Rollator ist nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet und zugelassen.



RJ1c. Jaguar Rollator champagner

RJ1a. Jaguar Rollator in organge

RJ1b. Jaguar Rollator in hellblau

Mobilex Rollator Jaguar	Orange Art.Nr. 312410	Hellblau Art.Nr. 312411	Champagner Art.Nr. 312412
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	83,5 - 94,5 cm		
<i>Faltmaße (H x B x T)</i>	83,5 x 54,5 x 27 cm		
<i>Gesamtbreite</i>	54,5 cm		
<i>Länge (Tiefe) offen / geschlossen</i>	66 cm / 27 cm		
<i>Gewicht</i>	6,3 kg		
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	100 kg / 5 kg		
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)		