

Der Mobilex **Lion** Rollator ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Benutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.

| Mobilex Rollator Lion HMV Nr. angesucht | Standard Art.Nr. 312372 (antrazith) Art.Nr. 312374 (braun) | Small Art.Nr. 312371 (anthrazit) Art.Nr. 312373 (braun) |
|---|---|--|
| <i>Schiebestangen höhenverstellbar</i> | 90-112 cm | 77-90 cm |
| <i>Sitzhöhe</i> | 62 cm | 53 cm |
| <i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i> | 68 / 26 cm | 68 / 26 cm |
| <i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i> | 56 cm | 56 cm |
| <i>Länge (Tiefe)</i> | 76 cm | 76 cm |
| <i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i> | 9,3 kg | 9,0 kg |
| <i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i> | 200 kg / 5 kg | 200 kg / 5 kg |
| <i>Bremsen</i> | 2 feststellbar mit Parkfunktion | |
| <i>Radgrößen (Softräder)</i> | Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm | |



RLi1a. Mobilex Lion Rollator



RLi1b. Der Rollator gefaltet

Zubehör



RS1a. Harter gepolsterter Sitz



RS1b. Tablett



RS1f. Einhandsbremse