

Der neue Axxis Deep Contour Rücken

mit starker Kontur für hervorragende Sitzstabilität und besten seitlichen Halt



Neu: Axxis Deep Contour Rücken

Der Axxis Deep Contour bietet alle Vorteile des Axxis Rücken, hat aber eine sehr starke Kontur. Er kann wie der Axxis Profile in beide Richtungen montiert werden.

Die starke Konturierung garantiert optimale seitlichen Halt und eine gute Sitzposition.

Komfort – Die patentierte Axxis Produktelinie ist das Ergebnis von jahrelanger Forschung, die eine umfassende Anzahl an Möglichkeiten für eine gute Körperhaltung bietet.

Form – Mit den 4 vertikalen stufenlosverstellbaren Bändern kann der Rücken individuell eingestellt und optimal an die Anatomie angepasst werden.

Größen – Der Axxis Deep Contour Rücken ist in Breiten für Kinder bis Erwachsene und in verschiedenen Höhen erhältlich und kann als Box

inkl. den Montageblöcken und der V-Trak Original Halterung oder der V-Trak Lite Halterung bestellt werden. Die Montageblöcke können an jeden Rollstuhl montiert werden.

Zubehör – Das ganze Sortiment des V-Trak Zubehörs kann problemlos montiert werden. Durch das flexible Design kann aber auch Zubehör von anderen Herstellern montiert werden. Das gibt dem Versorger und dem Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Eingehen von Kompromissen wird weniger nötig und eine optimale Lösung wird möglich.



Zus. Segmentteile für starke seitliche Führung

Dank der Öffnung im Bezug kann die Kontur ganz einfach angepasst werden

A: maximale Benutzerbreite
B: minimale Benutzerbreite

Profilanpassung mit 4 verstellbaren Bändern

Ermöglicht eine präzise symmetrische und asymmetrische Anpassung



Bei Lordose/Kyphose im Lumbalbereich



Bei Kyphose im Thoraxbereich



Bei Beckenschiefstand



Bei leichter Skoliose



Mitwachsend



Alle Rollstuhltypen



Crash getestet ISO 16840



Schulungsvideo auf Englisch erhältlich



In der praktischen Box erhältlich

Größen

Rückenverlängerungen

	Art.-Nr.	Breite aussen	Breite innen	Höhe		Art. Nr.	Breite	Höhe
	VP-DC1	32 > 33 cm	26 > 26 cm	24 cm		BKXT-S	18 cm	10 cm
	AXDR-S	30 – 40 cm	23 – 35 cm	28 cm		BKXT-M	27 cm	17 cm
	AXDR-M	34 – 44 cm	26 – 37 cm	28 cm				
	AXDR-L	40 – 50 cm	30 – 40 cm	30 cm		BKXT-L	33 cm	21 cm
	AXDR-XL	43 – 55 cm	33 – 46 cm	30 cm				
	AXDS-M	34 – 44 cm	26 – 37 cm	36 cm				
	AXDS-L	40 – 50 cm	30 – 40 cm	40 cm		BKXT-L	33 cm	21 cm
	AXDS-XL	43 – 55 cm	33 – 46 cm	40 cm				
	AXDH-M	34 – 44 cm	26 – 37 cm	56 cm				
	AXDH-L	40 – 50 cm	30 – 40 cm	61 cm		BKXT-L	33 cm	21 cm
	AXDH-XL	43 – 55 cm	33 – 46 cm	61 cm				

In Verbindung mit der V-Trak Original oder der V-Trak Lite Halterung ist der Rücken einfach wegnehmbar.