



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Empulse

EMPULSE R20

EINZIGARTIG – FALTBARE SCHIEBEHILFE





SCHIEBEN WAR NOCH NIE SO EINFACH

Mit der neuen **Empulse R20** Schiebehilfe war es noch nie so einfach, vorwärts zu kommen. Ob bergauf, bergab oder lange Strecken – der R20 unterstützt in jeder Situation. Mit weniger als 5 kg ist die faltbare Schiebehilfe extrem leicht und sehr einfach zu transportieren. Darüber hinaus ist auch das Selbstfahren mit angebautem R20 problemlos möglich.



Empulse R20

EINZIGARTIGE
FALTFUNKTION

LEICHTGEWICHT

SELBSTFAHREN

EMPULSE R20 HIGHLIGHTS





EINZIGARTIGE FALTFUNKTION

Der R20 ist die einzige faltbare Schiebehilfe auf dem Markt.

LEICHTGEWICHT

Mit weniger als 5 kg die leichteste Schiebehilfe.

SELBSTFAHREN

Höchste Unabhängigkeit dank integriertem Freilauf, der es erlaubt selbst zu fahren ohne die Schiebehilfe abzunehmen.

EINFACHE HANDHABUNG

Einfache Bedienung sowie schnelles Andocken und Abnehmen der R20 dank durchdachtem Design.

PROBLEMLOSER TRANSPORT

Die Faltfunktion und das geringe Gewicht des R20 ermöglichen einen problemlosen Transport – auch am Rollstuhl montiert.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Der leistungsstarke Motor mit Lithium-Ionen-Akku bietet höchste Zuverlässigkeit.

ERWEITERTE GARANTIE

Eine erweiterte Garantie auf den Motor (3 Jahre) und den Lithium-Ionen-Akku (2 Jahre) sind Standard.

HOHE KOMPATIBILITÄT

Die Schiebehilfe passt an die meisten Rollstühle
Voraussetzungen: Boxrahmen, Rohrdurchmesser 22–28 mm.

EINFACHER TRANSPORT DANK EINZIGARTIGER FALTFUNKTION

Der R20 ist die einzige faltbare Schiebehilfe
auf dem Markt, mit der sämtliche
Situationen im Alltag gemeistert werden
können.





EINFACHE HANDHABUNG

Der R20 kann auch in gefaltetem Zustand am Rollstuhl bleiben.



EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE

Das Click-Fix-Docking-System erlaubt ein einfaches Montieren ohne Werkzeug.



MODERNER RUCKSACK

Das geringe Gewicht des R20 und der stylische Rucksack ermöglichen einen einfachen Transport.



EINFACH ZU BEDIENENDE STEUERUNG





ANZEIGE DER AKKUKAPAZITÄT

EINFACHE EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

Verschiedene Geschwindigkeiten:
0 / 2 / 3,7 und 5 km/h.

SCHNELLENTRIEGELUNG DER STEUERUNG

Die Schnellentriegelung gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport, ohne die Kabel zu trennen.

EINFACHE EIN / AUS-STEUERUNG

Während Sie die Taste drücken bewegt sich der R20 ganz einfach vorwärts.



MOTORISIERTES RAD & LITHIUM IONEN BATTERIE

MOTORISIERTES RAD

Ein leistungsstarker, bürstenloser* 250-Watt-Motor mit integriertem Schutzblech und pannensicherer, langlebiger Bereifung.



* Bürstenlose Motoren sind hoch effizient und erzeugen weniger Wärme und weniger Geräusche als herkömmliche Gleichstrommotoren.



LITHIUM IONEN BATTERIE

Die 5,8 Ah Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 15 km. Sie hat ein sehr geringes Gewicht und ist leicht abnehmbar. Die Ladezeit beträgt 4,5–5 Stunden.

Empulse R20

TECHNISCHE DATEN

EMPULSE R20 SCHIEBEHILFE

Gewicht:	3 kg	Transportgewicht:	Max. 4,5 kg
Motor:	250 W, 36 V/ 15 A, bürstenloser Motor mit Getriebe	Max. Reichweite:	15 km*
Motorbremse:	Keine, kein Rückwärtsgang	Max. Geschwindigkeit:	5 km/h (einstellbar in drei Stufen)
Batterie:	Lithium-Ionen 5,8 Ah	Max. Steigung:	18 % (10°)
Ladezeit:	4,5–5 h	Max. zulässige Gesamtgewicht:	190 kg
Gewicht der Batterie:	1,4 kg	Garantie:	2 Jahre Batterie, 3 Jahre Motor

* Abhängig vom Nutzergewicht, Topographie, Untergrund, Fahrstufe



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch



Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere
Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler
vorbehalten.