

Ceres SE

strack Patienten-
und Pflegebedarf



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen


Technische Angaben Ceres SE



10




35
48



6°/10%




115



2800



620



1280



1300



4.00-5 air (4)




175




106



140



2 x 12V / 38Ah
2 x 12V / 50Ah



450W

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.



Analoge Steuerung



Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeigern, Rückspiegel links und rechts, und Handbremse



Verstellbarer Sitz

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.



Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen