

Luggie

strack Patienten-
und Pflegebedarf


Der Luggie ist der ideale Reise-Scooter. Bequem für kurze Distanzen, innerhalb kürzester Zeit zusammenklappbar und superleicht mitzunehmen, als Reisegepäck für Schiff, Zug oder Flugzeug (inklusive der Batterien). Der Scooter ist sehr manövrierfähig und eignet sich somit auch für den Einsatz in kleinen Räumen.



Leicht im Kofferraum zu verstauen.



Lenker kann verlängert werden.



Komplett zusammengefaltet ist er leicht zu transportieren.

- Länge: 982 mm
- Breite: 455 mm
- Höhe: 860 mm
- Abstand Boden-Fußplatte: 120 mm
- Batterie: 8,5Ah
- Reichweite: 20 km**
- Gewicht: 25,4 kg
- max. Geschwindigkeit: 6 km/h*
- Zuladung: 114 kg
- Farbe: Champagner
- Option: abklapp-, verstell- und abnehmbare Armlehnen

Teleskopierbare Lenksäule

Armlehne optional

Sitzverstellung in zwei Höhen

Entnehmbares Lithium-Batteriepaket



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch