

strack



Produkte und Dienstleistungen
für Ihre Gesundheit
und die moderne Pflege

strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

SWISS MEDTECH



Tel: 058 666 08 08

www.strack.ch
info@strack.ch

Unser Angebot im Überblick



- Rollstuhlgängig
- Behindertengerecht
- Parkplätze vor dem Haus
- Grösste Ausstellung in der Region (400 m²)

Besuchen Sie unsere grosse, permanente Ausstellung in Schaffhausen. Hier finden Sie alles, was Ihnen den Alltag im Alter oder bei eingeschränkter Gesundheit erleichtert.

Wir beraten Sie gerne!

Als zuverlässiger und sachverständiger Partner beraten und beliefern wir Spitäler, Rehakliniken, Alterswohnheime, Pflegeeinrichtungen, Spitex und Endkunden.

- Installation und Anwendungsschulung
- Schulungsangebote (auch für Gruppen und Fachschulklassen)



Spezialisiert für Rollstuhlabklärungen

Strack AG ist offizielle Abgabestelle von Rollstühlen und Pflegebetten.

Eine unabhängige, kompetente Beratung, liegt uns am Herzen.

- Beratung direkt bei Ihnen zu Hause
- Rollstuhlabklärungen
- Spezialversorgungen
- Beratung bei der Finanzierung



Öffnungszeiten: Montag – Freitag
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

strack



Schneller und kompetenter Miet-Service

Oft ist es sinnvoll, ein bestimmtes Hilfsmittel zu mieten, anstatt zu kaufen. Unsere Mietartikelliste finden Sie hinten im Katalog. Sollte sich herausstellen, dass das gemietete Hilfsmittel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an.

Miet-Pflegebetten werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert.



Ihr Schweizer Experte in Sachen Liftsystemen!

Mit zunehmendem Alter machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Zukunft. Besonders wenn Mobilität ein Thema wird. Idealerweise möchten Sie natürlich so lange wie möglich sicher in Ihrem Zuhause wohnen bleiben.

- Unverbindliche und kostenlose Beratung vor Ort
- Langjährige Erfahrung mit verschiedenen Liftsystemen
- Service und Reparaturen
- Eigenes Montageteam
- Werk zertifizierte und geschulte Techniker



Leistungsstarker Reparaturservice

Ein eigener Reparatur-Service ergänzt die erstklassigen Strack-Dienstleistungen.

- Leistungsfähiger technischer Dienst
- Wartungen, Service
- Reparaturen
- Servicepartner Kyburz Switzerland

Damit können auch unnötige Unfallrisiken vermieden und die Lebensdauer der Produkte verlängert werden.

 **KYBURZ**



Preisänderungen aufgrund Rohstoffknappheit vorbehalten.

Es ist möglich, dass infolge von neuen gesetzlichen Vorschriften (Einführung MDR) einige Produkte in absehbarer Zeit nicht mehr lieferbar sind. Besten Dank für Ihr Verständnis.



Beratung bei Ihnen zu Hause!

Der erste Schritt zur Unabhängigkeit bei Ihnen zu Hause ist eine Beratung. Unser Fachberater setzt sich mit Ihnen zusammen, um sich ein Bild von der Situation und Ihren Wünschen zu machen und die perfekte Lösung zu finden.

Eine kompetente und umfassende Beratung macht vieles einfacher und hilft Ängste abzubauen. Sie ist am Anfang besonders wichtig, gerade wenn es um barrierefreies Wohnen und Leben oder Langzeitpflege geht.

Ihre Lebensqualität zu verbessern ist unser Ziel!

Bei uns sind Sie herzlich willkommen und gut aufgehoben, in jeder Hinsicht! Ob für Versorgungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkung oder im Objektbereich.

Als Schweizer Firma sind wir seit 2002 spezialisiert auf Produkte und flankierende Dienstleistungen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Online-Shop

In unserem Online Shop finden Sie unsere Produkte sowie weitere Informationen und mehr Bilder.

Sie können Ihre Bestellungen direkt online aufgeben. Die Artikel werden bequem zu Ihnen nach Hause geliefert oder Sie können die bestellte Ware bei uns im Laden abholen.

www.strack.ch



Impressum

strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen
Schweiz

Tel. 058 666 08 08
info@strack.ch
www.strack.ch

Öffnungszeiten: Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Es gelten die AGB's der Strack AG.

10. Auflage

Inhaltsverzeichnis

ALLTAG + HAUSHALT

ab Seite 6

- Essen + Trinken 6
- Anziehhilfen 7
- Gesundes Sitzen 8
- Aufstehsessel 9
- Stuhl 12

BADEZIMMER

ab Seite 14

- Handgriffe 15
- Toilette 16
- Rutschschutz 18
- Duschstühle 19
- Badewannen 22
- Pflegebadewannen 24

MOBILITÄT

ab Seite 28

- Gehhilfen 28
- Rollatoren 29
- Rollstühle 34
- Elektrorollstühle 44
- Scooter 47
- Treppensteiger 50
- Rampen 52

BETTEN + MATRATZEN

ab Seite 55

- Lagerungskissen 55
- Pflegebett Zubehör 56
- Nachttisch 57
- Pflegebetten 58
- Gesundheitsmatratzen 68
- Antidekubitusmatratzen 69
- Wechseldruckmatratzen 71

THERAPIE

ab Seite 72

- Deckenlift 72
- Patientenlift & Aufstehhilfe 74
- Therapiegeräte 78
- Desinfektionsmittel 73
- Pflegerufsysteme 84
- Praxiseinrichtungen 88

- Lichttherapiegerät 94
- Blutdruckmessgeräte 95
- Inhalationsgeräte 97
- Sauerstoffgeräte 98
- Ultraschallvernebler 99
- Waagen 100

LIFTSYSTEME

ab Seite 102

- Treppensitzlifte 102
- Plattform- / Rollstuhllifte 104
- Hebebühnen 105
- Poollifte 106

ALLGEMEINES

ab Seite 107

- Miet - Service 107
- Stichwortverzeichnis 116
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 119

Legende:



Mietservice:

Diese Produkte sind auch in unserem Mietservice erhältlich.



Trinkbecher

Diese Trinkbecher sind spülmaschinengeeignet und auslaufsicher. Das Ventil am Deckel verhindert das Auslaufen, wenn der Becher umgestossen wird.

- Fassungsvermögen: 200 ml
- Mikrowellen- und spülmaschinenfest bis 130°C

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
21000	transparent	CHF 10.95
21013	gelb	CHF 10.95
21015	orange	CHF 10.95
21016	violett	CHF 10.95
21011	blau	CHF 10.95



Trinkbecher Handy-Cup

Trinkbecher aus Kunststoff mit zwei extra kräftigen Griffen.

- Spülmaschinenfest bis max. 65°C
- Mikrowellengeeignet
- Fassungsvermögen: 200 ml

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
21250	transparent	CHF 19.95
21250	rot	CHF 19.95
21252	blau	CHF 19.95
21251	grün	CHF 19.95



Tellerranderhöher

Die Tellerrandeinfassung aus Kunststoff verhindert, dass beim Essen Speisen vom Teller geschoben werden.

- Für Teller von Ø ca. 23 bis 28 cm
- Spülmaschinenfest

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22100	Tellerranderhöher	CHF 4.95



Besteck Good Grips

Dieses Besteck wurde speziell für Menschen mit Gelenkproblemen angefertigt. Der Löffel und die Gabel haben eine spezielle Drehung im Metallschaft, sodass sie in jeden gewünschten Winkel gebogen werden können.

- Spülmaschinenfest bis 52°C
- Für Links- und Rechtshänder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22761	Messer, starr	CHF 15.95
22762	Gabel, biegsam	CHF 15.95
22763	Esslöffel, biegsam	CHF 15.95
22765	Teelöffel, biegsam	CHF 15.95
22751	Set (4-teilig)	CHF 57.20



Frotte-Lätzchen

Das Lätzchen hat einen Druckknopfverschluss und ist waschbar bis 95°C. Inkl. Auffang-Tasche, Farbe: weiss.

Masse ca. 45 x 90 cm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
23000	Lätzchen	CHF 11.85



Strumpfanziehhilfe Socky

Dieser Strumpfanzieher erleichtert das Anziehen von kurzen und langen Strümpfen, Socken und Strumpfhosen. Die Strümpfe gleiten leicht über den Nylonstoff, sodass auch Personen mit reduzierter Handfunktion dieses praktische Hilfsmittel nutzen können.

Artikel-Nr.	Bezeichnung & Länge	Preis inkl. MwSt
80601002	Socky, 40 cm	CHF 37.65
80601001	Socky, 60 cm	CHF 75.90



Strumpfanziehhilfe

Erleichtert Personen mit Bewegungseinschränkung das Anziehen von Strümpfen und Socken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
25010	Strumpfanziehhilfe	CHF 10.95



Medikamentendispenser Medi7

Der Medikamentendispenser für 7 Tage hilft, die verordneten Medikamente zur richtigen Zeit und am richtigen Tag einzunehmen. Die übersichtlich beschrifteten, grossen Einzelfächer bieten genügend Platz zur Aufnahme von mehreren Medikamenten. Die jeweilige Tagesration kann separat mitgenommen werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1493	Medikamentendispenser	CHF 15.95



Greifzangen

Die Greifzangen erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind darüber hinaus mit einem Magneten im Griff ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.

Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt.
80505004	45 cm	CHF 39.95
80505003	70 cm	CHF 39.95
80505008	80 cm	CHF 39.95
80505009	90 cm	CHF 41.90



Greifzangen

Diese Greifzangen sind aus Stahl gefertigt und haben einen praktischen Gummigripp an der Zange. Sie erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind mit einem Magneten ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.

Artikel-Nr.	Länge, Farbe	Preis inkl. MwSt
SW 151240	40 cm, grau	CHF 53.10
SW 151270	70 cm, rot	CHF 53.10
SW 151280	80 cm, blau	CHF 53.10





Keilkissen

Rückenschmerzen müssen nicht sein! Beim täglichen Sitzen im Büro oder zu Hause kommt es vor allem auf die anatomisch richtige Haltung an. Mit diesem Keilkissen biegt sich die Hüfte nach vorne und entlastet so spürbar die Wirbelsäulenmuskulatur.

Masse: 40 x 40 x 8-1 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
K40-8-1D1BG	beige	CHF 35.15
K40-8-1D1BR	braun	CHF 35.15
K40-8-1D1RT	rot	CHF 35.15



Keilkissen Sissel Sit

Komfortabel, weich und aufrecht sitzen – auch bei Problemen mit dem Steiss- und Kreuzbein!

Masse: ca. 43 x 40 x 9 cm (SB x ST x H)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1370	Keilkissen	CHF 89.35



Drehkissen fürs Auto

Weil das Ein- und Aussteigen mit den Jahren nicht einfacher wird, raten wir zum Auto-Drehkissen! Einfach auf dem Autositz platzieren, schon steigen Sie viel bequemer ein und vor allem auch viel besser wieder aus.

Um 360° drehbar. Auch für Sessel und Stühle ideal!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
05352614	Drehkissen	CHF 30.00



Sitzring aus Schaumstoff

Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Durchmesser aussen: 45 cm

Durchmesser innen: 15 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SR4515	Sitzring	CHF 41.15



Sitzring zum Aufblasen

Aufblasbares Luftkissen aus rotem Gummi. Pumpe und Bezug inklusive. Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Aussendurchmesser: 42,5 cm

Innendurchmesser: 14 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
41342	Sitzring	CHF 29.00

Aufstehsessel Cortina

Der neue Aufstehsessel Cortina ist sehr edel und modern. Die Sitzheizung sorgt für mehr Wohlbefinden an kalten Tagen. Mit der neuen Schwerelos-Funktion findet jeder seine persönliche Lieblingsposition im Sitzen, Ruhen und Liegen sowie beim Fernsehen. Zudem lässt sich der Aufstehsessel Cortina um 180° drehen.

Funktionen:


- Drehfunktion um 180°
- Sitzheizung
- Liegeposition
- Aufstehfunktion
- "Schwerelos-Funktion"
- Kopfteil verstellbar
- UBS-Anschluss

Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 80 cm
- Sitzhöhe: 50 cm
- Sitzbreite: 52 cm



Kunstleder,
schwarz



Kunstleder,
titan



Microsamt,
graphite



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8861H-BL	Kunstleder schwarz	CHF 3'339.00
8861H-TI	Kunstleder titan (anthrazit)	CHF 3'339.00
8861H-GR	Microsamt graphite	CHF 3'339.00



Aufstehsessel Modena

Der elegante Aufstehsessel Modena ist komfortabel und bequem, er hebt sich durch sein stilsicheres Aussehen ab. Bequeme Fernsehposition und sicheres Aufstehen, 2 integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit.

- pflegeleichte Bezüge in Microfaser oder Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich



Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 83 cm
- Sitzhöhe: 43,5 cm
- Sitzbreite: 51 cm



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8452C-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'529.00
8452C-GR	Microsamt, graphite	CHF 1'529.00
8452C-TI	Duet, titan (grau)	CHF 1'529.00
8452C-CY	Duet, crystal (beige)	CHF 1'529.00
8452C-MA	Kunstleder, marine (blau)	CHF 1'529.00
8452C-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 1'529.00



Aufstehsessel Verona

Der moderne Aufstehsessel Verona ist nicht nur komfortabel und bequem, er ist auch vielseitig in seiner Funktion und Ausstattung.

- anschmiegsames Kopfkissen aus wärmendem Memoryschaum
- zwei Motoren zur Rückenlehnen- und Fussstützenverstellung
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich

Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 77 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Sitzbreite: 52 cm



Die Farben finden Sie auf Seite 11.



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8754W-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 2'188.00
8754W-TI	Mikrofaser, titan (grau)	CHF 2'188.00
8754W-CY	Mikrofaser, crystal (beige)	CHF 2'188.00
8754W-GR	Microsamt graphite	CHF 2'188.00
8754W-MA	Kunstleder, marine (blau)	CHF 2'188.00
8754W-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 2'188.00



Aufstehsessel Bologna

Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Alters- und Pflegeheim
- Ideal geeignet für den einfachen und sicheren Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkende Armlehnen
- Sesselhöhe um 20 cm verstellbar und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet
- Bremsbare Hinterräder
- Hochwertiger Kunstlederbezug, leicht zu reinigen, feuerresistent
- Akustisches Warnsignal beim Aufstehen
- Verstellbare Sitzhöhe
- Fussstütze für Transport ausfahrbar
- "Herz-Waage-Position" zur Venenentlastung
- Integrierter Sicherungspin; Tastensperre




Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 78,1 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Sitzhöhe: 51 - 71 cm



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
HC13015-TI	Kunstleder, titan (grau)	CHF 4'689.00
HC13015-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 4'689.00
HC13015-CY	Kunstleder, crystal (beige)	CHF 4'689.00

Farben



Zubehör



Armlehnenbezug



Kopfkissen



Lumbalkissen



Lumbalkissen



Sitzkissen Bologna



Armlehnenbezug

* Duet
Kunstleder: Kopfpolster, Armlehnen, Beinpolster
Mikrofaser: Rückenpolster, Sitzpolster



Aufstehsessel Siena

Entspannt fernsehen, bequem sitzen und sich ausruhen ohne ans anstrengende Aufstehen zu denken. Das bietet Ihnen der hochwertige Aufstehsessel Siena.

- pflegeleichte Bezüge in Microfaser oder Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung
- neue, anschiessame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich

Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 80 cm
- Sitzhöhe: 45,5 cm
- Sitzbreite: 51 cm



Die Farbmuster finden Sie auf Seite 11.



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8451C-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'529.00
8451C-GR	Microsamt, graphite	CHF 1'529.00
8451C-TI	Duet, titan (grau)	CHF 1'529.00
8451C-CY	Duet, crystal (beige)	CHF 1'529.00
8451C-MA	Kunstleder, marine (blau)	CHF 1'529.00
8451C-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 1'529.00

Vela Tango 700 Arbeits- und Therapiestuhl



Die Stühle VELA Tango 700/700E sind die neuesten Modelle des beliebten VELA-Stuhls. Das benutzerfreundlichen Design bietet Unabhängigkeit zu Hause und bei der Arbeit. Wenn Sie sich in einen VELA-Stuhl setzen, können Sie Ihre gewohnten Tätigkeiten sicher und bequem ausüben, ohne dass Sie dabei Ihre Kraft und Energie verbrauchen. Und das alles dank der sicheren Handbremse, leicht rollenden Rädern und einem stabilem Sitzkomfort.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhenverstellung	Preis inkl. MwSt
71001	Tango 700	manuell	Preis auf Anfrage
71011	Tango 700E	elektrisch	Preis auf Anfrage

Stehhilfe

Praktische, höhenverstellbare Steh- und Buegelhilfe. Optimal zum Buegeln und für alle zeitintensiveren Arbeiten im Stehen.

- Masse (B x H x T): 46 x 93 x 45 cm, 46 x 102 x 9 cm zusammengeklappt
- Standfestes Gestell aus Stahlrohren mit gepolstertem Sitz
- Sitzhöhe von 55 - 73 cm verstellbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
4929070100	Stehhilfe	CHF 77.25



Rollhocker

- Auf Alu-5 Rollen-Fuss (Ø ca. 48 cm)
- Sitz schwarz (Ø ca. 34 cm, Polsterhöhe ca. 7 cm)
- Höhenverstellbar von ca. 55 - 81 cm, mit Gasfeder
- Leicht zu reinigende, gummiummantelte Laufrollen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
A500401	Rollhocker	CHF 316.15
AA001760	Rollhocker mit Lehne	CHF 366.35



Sattelhocker

Der rollbare Sattelhocker stärkt die Rückenmuskulatur und ist für ein gesundes und aufrechtes Sitzen verantwortlich. Durch das 5 Rollen-System ist er sehr wendig. Weiche Polsterung und die ergonomische Form sorgen für optimalen Sitzkomfort. Leicht zu reinigende Kunststofflaufrollen.

Sitzhöhe (bitte bei Bestellung angeben):
kurze Gasfeder: 43 - 56 cm
lange Gasfeder: 57 - 82 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
125.200-01	Sattelhocker	CHF 326.20



Transportstuhl Anatome

Für einen leichteren Transport, mehr Komfort und erhöhte Sicherheit

Durch individuelle Anpassungen an die Körperform des Patienten wird mehr Komfort während des Transports gewährleistet. Durch abnehmbare Rücken- und Sitzkissen lässt sich der Stuhl einfach reinigen. Höhenverstellbare Armstützen und klappbare Kopfstütze nach hinten gewährleisten mehr Komfort und Sicherheit des Patienten. Ausklappbare Füssstütze sorgt für eine komfortablere Sitzposition. Mehr Flexibilität beim Anbringen von Infusionsständern und Zubehör durch mehrere Aufnahmen inkl. Haken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SM647A	Transportstuhl Anatome	auf Anfrage





Haltestange Gripo

Die Haltestange Gripo gewährt mehr Sicherheit in Ihrer Wohnung. Die Haltestange kann überall in der Wohnung positioniert werden und hilft beim Aufstehen oder Absitzen. Die Haltestange wird einfach zwischen Decke und Boden eingespannt. Montage ohne Werkzeug möglich. Kein Bohren!

- Stützt, wenn Sie es brauchen
 - Nützt die Ressourcen des Benutzers
 - Leicht zu montieren, zu versetzen und zu demontieren
 - Montage ohne Schrauben, Nägel und Werkzeug
 - Grosse Auswahl an nützlichem und flexiblem Zubehör
 - Unzählige Anwendungsbereiche
- Höhenverstellbar von 210 - 300cm
 - Max. Belastbarkeit 150 kg

* Preis exkl. Montage



Griffbügel



Beidhändiger Griff



Stützbügel



Klappsitz



Kombi Griff

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
35200	Gripo	CHF 542.00*
Zubehör		
35145	Griffbügel	CHF 124.00
35159	Beidhändiger Griff	CHF 121.00
35148	Stützbügel mit Hängegriff	CHF 262.00
35154	Klappsitz	CHF 543.00
35208	Kombi-Griff	CHF 165.00



strack


Haltegriff

Sicherer Halt z.B. auf der Toilette oder in der Badewanne. Der Griff kann senkrecht oder auch schräg angebracht werden.

Sichere und einfache Montage mittels Dübeln. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Belastung: 160 kg

Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
80210040	30 cm	CHF 31.00
80210042	40 cm	CHF 31.00
80210044	60 cm	CHF 31.00
80210046	gewinkelt	CHF 31.00



Handgriff mit Saugnapf

Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugteller mit je 12 cm Durchmesser werden einfach auf eine plane, porenreiche Fläche angedrückt und der Vakuum-Kipphebel umgelegt.

Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand und damit die Haftkraft - gemessen wird. Denn die Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die rote Markierung nicht sichtbar, ist der Griff voll belastbar. Wird die rote Markierung sichtbar, muss der Griff erneut befestigt werden.

Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
1400225S	21 cm	CHF 193.50
1400221S	22 - 34 cm	CHF 256.20



Stützklappgriff FSB

Der Stützklappgriff aus Edelstahl fein matt ist besonders gut geeignet für den WC-Bereich. Der Griff kann hoch und hinunter geklappt werden.

Weitere Masse erhältlich. *Preis exkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
82822407001	700 mm, rechts	CHF 824.80*
82822407002	700 mm, links	CHF 824.80*
82822408501	850 mm, rechts	CHF 842.10*
82822408502	850 mm, links	CHF 842.10*



Stützgriff Etac

Der Stützgriff und der Stützklappgriff (hochklappbar) unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in die Badewanne oder Dusche sowie auf der Toilette beim Hinsetzen und Aufstehen. *Preis exkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
L60-301-000	Stützgriff, 60 cm	CHF 194.70*
L60-302-000	Stützgriff, 70 cm	CHF 194.70*
L60-401-000	Stützklappgriff, 60 cm	CHF 270.00*
L60-402-000	Stützklappgriff, 70 cm	CHF 270.00*
L60-403-000	Stützklappgriff, 85 cm	CHF 270.00*





Toilettensitzerhöhung My-Loo

Dank der flexiblen und verstellbaren Halterungen passt My-Loo auf die meisten Toiletten und ist extrem einfach zu installieren. Befestigen Sie die Halterungen, setzen Sie den Sitz auf die Toilette, drücken Sie beide Klammern – „Klick“ und die Installation ist fertig!

- Max. Belastbarkeit: 190 kg
- Mit oder ohne Deckel erhältlich. An jede Toilette anpassbar (ausser Dusch-WC).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80301521	10 cm, ohne Deckel	CHF 62.25
80301523	10 cm, mit Deckel	CHF 66.25
80301520	6 cm, ohne Deckel	CHF 59.20
80301522	6 cm, mit Deckel	CHF 61.25



Toilettensitzerhöhung Hi-Loo

Vier verstellbare, mit Haftgummi beschichtete Klammern ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens. Die Toilettenerhöhung bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Mit oder ohne Deckel erhältlich. An jede Toilette anpassbar (ausser Dusch-WC).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80301105	10 cm, ohne Deckel	CHF 62.25
80301101	10 cm, mit Deckel	CHF 66.25
80301065	6 cm, ohne Deckel	CHF 59.20
80301067	6 cm, mit Deckel	CHF 61.25



Toilettensitzpolster

Dieses Toilettensitzpolster ist eine 3.5 cm dicke Schaumauflage. Die weiche Elastizität verhindert Druckbeschwerden bei der Toilettenbenutzung. Durch die speziell eingearbeitete Wulst ist das Polster bei den meisten Toilettenbecken einsetzbar. (ausser Dusch-WC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
3010502	Toilettensitzpolster	CHF 78.60



Toilettensitzerhöhung Cloo

Cloo ist eine Toilettensitzerhöhung, die fest mit Schrauben montiert wird. Stabile Armlehnen bieten eine gute Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Glatte Flächen ermöglichen eine einfache und gründliche Reinigung.

Die Toilettensitzerhöhung kann auch ohne Armlehnen benutzt werden.

(ausser Dusch-WC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80301214	Cloo	CHF 241.00

Toilettensitzerhöhung TH10

Stabile, manuell höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung mit oder ohne Armlehnen. Anatomisch geformter Sitz mit leichter Neigung nach vorne. Schnell montierbar an allen gängigen Toilettenschüsseln, ausgenommen Dusch-WC's.

- 4 Stufen höhenverstellbar
- Belastung Klosettsitzteil: max. 120 kg
- Belastung je Armlehne: max. 80 kg
- Eigengewicht: 10,3 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
350.110.112	ohne Armlehnen	CHF 946.50
350.110.110	mit Armlehnen	CHF 1'410.20
359.720.120	Spritzschutz	CHF 158.10

* Preis exkl. Montage

strack



Toilettenstützgestell Swift

Das Toilettenstützgestell Swift ist ideal für Personen die Schwierigkeiten haben sich beim WC hinzusetzen und wieder aufzustehen. Die Armlehnen dienen als Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Die Sitzhöhe ist individuell einstellbar zwischen 42 und 57 cm. Eine stabile Bauweise geben dem Nutzer mehr Sicherheit.

- Sitzhöhe: 42 - 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81702020	Toilettenstuhl	CHF 149.00



Toilettenstuhl Swift

Vielseitiger Toilettenstuhl, kann auch über die Toilette gestellt und als freistehende Toilettensitzerhöhung verwendet werden. Mit Seitenstützen und Rückenlehne, Sitz- und Rückenpolster. Lieferung inkl. Topf

- Sitzhöhe verstellbar 42 - 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Gewicht: 5,4 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81702030	Toilettenstuhl	CHF 256.00




Toilettenrollstuhl H720T

Dieser Toilettenrollstuhl ist dank der vier Schwenkrollen leicht zu manövrieren. Die hinteren Rollen sind feststellbar. Die Seitenteile sind nach hinten abschwenkbar, die Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Abdeckplatte und Eimer sind im Lieferumfang enthalten.

- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gesamthöhe: 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1525770	Toilettenrollstuhl	CHF 207.75





Rutschschutz

Der Rutschschutz für Dusche und Bad, wird durch 10 Selbstklebe-Pads schnell in der Dusche oder Badewanne angebracht und kann einfach mit einem Haarföhn erwärmt und wieder entfernt werden.

Im Gegensatz zu Duschmatten und Badewanneneinlagen sind die Selbstklebe-Pads leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
51010	Rutschschutz	CHF 50.15



Duschmatte Tecno-Plus

Die Duschmatte verhindert ein Ausrutschen auf dem glatten Boden der Dusche.

Befestigung mit Saugnäpfen

- Durchmesser: 55 cm



Badewannenmatte Tecno-Plus

Die grosse Anzahl Saugnäpfe und hochwertiges Gummimaterial garantieren einen hervorragenden Halt in der Wanne.

- Masse: 38 x 89 cm



Badewannen Einstieghilfe

Mit dieser Einstieghilfe ist das Betreten der Badewanne kein Problem mehr.

- Masse: 40 x 30 x 17 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
A6800201	CHF 39.15

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
A6800201	CHF 39.15

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
3.00.002	CHF 191.35



Duschklappsitz

Bequeme, anatomisch geformte Sitzfläche, hohe Belastbarkeit. Die glatten Oberflächen des Duschklappsitz lassen sich leicht reinigen.



Duschklappsitz Relax

Der Duschklappsitz Relax kann individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Fragen Sie uns an.



Duschklappsitz FSB

FSB-ErgoSystem diagonal-oval, Klappsitz aus hautsympathischem, hygienischem PUR und Edelstahl fein matt.

Sitzfläche 400 x 400 mm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
R8802	CHF 207.75

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
81703020	CHF 363.35

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
82825100000	CHF 758.85

Duschhocker Tayo

Der neue Duschhocker Tayo ist platzsparend und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Die Beine lassen sich leicht montieren und können zudem auf Ihre gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden.

- Gesamtbreite: 42,2 - 47,2 cm
- Sitzbreite: 33,7 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
430106	Tayo	CHF 65.25
430107	Tayo mit Drehteller	CHF 117.35



Duschhocker Edge

Der Duschhocker Edge ist höhenverstellbar und bietet einen sicheren Stand. Verstellung Sitzhöhe: 42-57 cm; mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug einstellbar.

- Gesamtbreite: 52 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt
81801010	Edge	grau	CHF 67.25
81801030	Edge	eisblau	CHF 67.25



Duschhocker Smart

Der Duschhocker Etac Smart ist ausserordentlich stabil. Der Duschhocker ist höhenverstellbar und ermöglicht Sitzhöhen von 42 - 57 cm.

- Gesamtbreite: 47 cm
- Sitzbreite: 43 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt
81951070	Smart	grau	CHF 87.00
81951090	Smart	weiss	CHF 87.00
81951080	Smart	eisblau	CHF 87.00



Duschstuhl Swift

Der Swift Duschstuhl kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne sind ganz einfach abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach mit einer Klickfunktion von Hand verstellt werden. Der Swift Duschstuhl ist rostfrei, robust und ist sehr leicht zu reinigen.

- Gesamtbreite: 52 - 53 cm der Füsse / 56,5 - 59,5 cm mit Armlehnen
- Sitzhöhe verstellbar: 42 - 57 cm
- Max. Belastbarkeit: 160 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt
81701530	Swift	blau	CHF 140.00
81701730	Swift	grün	CHF 140.00
81701430	Swift	grau	CHF 140.00
81701630	Swift	weiss	CHF 140.00





etac®



Dusch- und Toilettenstuhl Clean

Der Clean erlaubt dem Nutzer eine weitestgehend selbstständige persönliche Hygiene, dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht. Der Sitz ist nach hinten offen, sodass für Benutzer und Pflegepersonal eine optimale Zugänglichkeit möglich ist. Die Armlehnen können nach aussen geschwenkt oder auch ganz abgenommen werden.

- Gesamtbreite: 52 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Beite zwischen Armlehnen: 44 cm



Artikel-Nr.	Sitzhöhe	Farbe	Preis inkl. MwSt
80229270	49 cm	weiss	CHF 687.00
80229210	49 cm	grün	CHF 687.00
80229271	55 cm	weiss	CHF 687.00
80229211	55 cm	grün	CHF 687.00
80229275	60 cm	weiss	CHF 853.00
80229208	verstellbar 48-60 cm	weiss	CHF 966.00
Zubehör			
80209255	Becken zu Clean	grau	CHF 80.00
80209257	Beckenhalter zu Clean	grau	CHF 31.00



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.



Softücken zu Clean

Reflektiert die Körperwärme.



Softsitz zu Clean

Reflektiert die Körperwärme. Mit breiter Aussparung.



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80209247	CHF 215.00	80209261	CHF 53.00	80209260	CHF 108.00	80209227	CHF 204.00

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil

Der Swift Mobil-2 ist ein flexibler Dusch- und Toilettenrollstuhl, der Pflegekräften den bestmöglichen Zugang für den Pflegealltag bietet. Er ist leicht zu manövrieren und kann an viele verschiedene Benutzerbedürfnisse angepasst werden.

Swift Mobil kann individuell und ohne Werkzeug auf die Sitzhöhe des Benutzers angepasst werden. Die weiche, einstellbare Rückeneinheit und die stabilen Fussplatten bieten grösstmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette. Das Hochklappen der ergonomischen Armlehnen ermöglicht einen leichten Transfer in und aus dem Stuhl.

- Gesamtbreite: 57 / 58 / 64 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 (XL-Version bis 160 kg)
- Breite zwischen Armlehnen: 42 / 48 / 54 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80229477	Swift Mobil	CHF 980.00
80229467	Swift Mobil XL	CHF 1'126.00



Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil Tilt

Der Swift Mobil Tilt-2 verfügt über eine einzigartige Kippfunktion, die dem Benutzer mehr Sicherheit und dem Pflegepersonal eine ergonomische Arbeitsposition bietet. Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche, speziell für Etac entwickelt, bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg (XL-Version bis 160 kg)
- Bremsbare Räder
- Verstellbare Kopfstütze
- Beckenöffnung gegen hinten offen
- hochklappbare, ergonomisch geformte Armlehnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80229479	Swift Mobil Tilt	CHF 2'111.00
80229480	Swift Mobil Tilt XL	CHF 2'532.00



Sitzauflage gepolstert

Wenn ein geschlossener Sitz benötigt wird.



Komfortsitz Soft

Weiche Sitzauflage mit verkleinerter Öffnung.



Sicherheitsbügel

Sicherheitsstange für mehr Sicherheit.



Hemi-Armauflage

Armlehne für Hemiplegiker.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80209434	CHF 140.00	80209506	CHF 222.00	80303034	CHF 151.00	80209035	CHF 267.00

Selbstständig und sicher baden!



Badewannenlift Orca

Der Badewannenlift Orca wird mit Saugnäpfen an Ihrer Badewanne befestigt. Er wird mit einem Akku in der Fernbedienung betrieben und kann stufenlos verstellt werden. Die Rückenlehne lässt sich bis 40° absenken. Die Handbedienung ist schwimmfähig und ergonomisch geformt.

Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. Abknöpf- und maschinenwaschbarer Bezug. Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise. Der Badelifter lässt sich ohne Werkzeug und mit nur wenigen Handgriffen in drei Teile zerlegen.

- Sitzbreite, Seiten eingeklappt: 39 cm
- Sitzbreite, Seiten ausgeklappt: 71,5 cm
- Sitztiefe: 59 cm
- Sitzhöhe: 6 - 42 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Bezug: abnehmbar, waschbar bis 60°



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1571773	Badewannenlift Orca	CHF 397.00
4.03.002	Dreh- und Übersetzhilfe	CHF 236.35

Duschstuhl TR1000

Der höhenverstellbare Duschstuhl TR 1000 ist die ideale Lösung wenn es um das Duschen von pflegebedürftigen Menschen mit Hilfe von nur einer Pflegekraft geht. Das Duschen, die Haarwäsche, sowie die Pediküre werden mit dem TR 1000 für den Pflegebedürftigen und der Pflegekraft zu einer angenehmen und würdevollen Pflegeroutine.

- Komfortable und einstellbare Liegeposition
- Neigungsverstellung nach vorne sichert die leichtere Übernahme von Rollstühlen
- Neigungsverstellung nach hinten: 25°
- Neigungsverstellung nach vorne: 7°
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Hubbereich: 535 - 935 mm (Sitzfläche)
- Gesamthöhe: 1350 - 1750 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
0521000	Duschstuhl TR1000	CHF 5'402.85



strack

Badewannenbrett Fresh

Das Badewannenbrett liegt stabil auf der Badewanne auf und gibt dadurch mehr Sicherheit. Die einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badewannenbrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Länge (max. Aussenbreite)	Preis inkl. MwSt
81600014	69 cm (normal)	CHF 42.90
81600024	74 cm	CHF 42.90



Badewannensitz

Badewannensitz mit Rückenlehne zum Auflegen auf die Badewannenränder. Grosse Sitzfläche mit Intimausschnitt.

- Einstellmass 47,5 - 63,5 cm (Breite)
- Gesamtbreite: 73,5 - 89 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
411224	Badewannensitz	CHF 148.45



Badewannendrehstuhl Mobilex

Der Badewannendrehstuhl zeigt sich als äusserst flexibler Helfer. Mit der variablen Breiteneinstellung passt er in jede Badewanne und der Drehstuhl erleichtert das Ein- und Aussteigen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtlänge: 71 cm
- Gesamtbreite: 54 cm
- geeignet für Badewannen: von 57 bis 66 cm (Innenbreite)

Drehbarer Sitz!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
302022	Badewannendrehstuhl	CHF 275.00



Badewannenkissen Mangar

Das Badewannenkissen ist eine besonders komfortable und sichere Badehilfe, mit der sich ihr Benutzer direkt auf den Badewannenboden legen kann. Das Kissen ist tragbar, leicht und sehr stabil. Lässt sich in wenigen Sekunden ein- und ausbauen.

Komplett wasserdicht und von Hand steuerbar. Batteriebetrieben und ohne gefährliche Stromkabel.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
78095010	Mangar Badewannenkissen	CHF 1'190.00





Artikel-Nr.
TR5192150

Preis inkl. MwSt
auf Anfrage

Pflegebadewanne TR 900

Das freundliche und funktionale Design mit integriertem Panel macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die hochwertige Verarbeitung sowie die absolut glatte Oberfläche ermöglichen eine leichte Reinigung und Pflege. Die zusätzliche Breite der Badewanne an der Oberkörperseite bietet mehr Platz für Arme und Schultern und ist von Vorteil bei der Haarwäsche. Die doppelschalige Badewanne minimiert Wärmeverlust. Ein verstellbarer Wannenvorkürzer gehört zum Standard.

- Elektrische Höhenverstellung
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Doppelte Einlaufdüsen für schnelles Befüllen
- Patientenbrause mit Schlauch
- Benutzergewicht: max. 150 kg
- Digitales LED-Thermometer für Dusche und Einlaufdüsen
- Modelle mit Bezeichnung "A" verfügen über eine Komfortbedienung mit Folientastatur



Pflegebadewanne TR Comfortline

Diese Pflegebadewanne ist freistehend und höhenverstellbar. Eine Badewanne für ein befriedigendes und entspanntes Baden.

- Innovatives und attraktives Design
- Einfach zu bedienen - Schnelle Einführung
- Einfacher Zugang zur Wanne von drei Seiten
- Kompaktes Design für einfache Platzierung
- Ergonomische Wannenförmung
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Freistehend, keine Wand- oder Bodenbefestigung
- Handbrause mit langem Schlauch
- Überlaufkontrolle und Ablaufgarnitur inkl. Ablaufschlauch
- mit seitlichen Abdeckungen verstärkt
- Weiss als Standardfarbe
- Zwei Chromstahlgriffe
- Fussstütze, verstellbar in drei Positionen oder abnehmbar



Optionen:

- Reinigungs- / Desinfektionssystem
- Autofill mit 2 verschiedenen voreingestellten Niveaus
- Wannenseitenabdeckungen in optionaler RAL-Farbe
- Luftblasen aus zwölf integrierten Düsen
- Musik-Sound-Wave-System mit vier Lautsprechern
- AUX und Bluetooth
- LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.
05194000

Bezeichnung
Pflegebadewanne

Preis inkl. MwSt
auf Anfrage

Mobiler Patientenlifter TR 9650

Sichere und effiziente Handhabung und Bedienung für den Transfer in die Pflegebadewanne. Bequeme und sichere Höhenverstellung dank batteriebetriebener Bandantriebsvorrichtung. Das Design, langlebige Materialien, hochwertige Komponenten und Herstellungsverfahren garantieren eine lange Lebensdauer. Aus Sicherheitsgründen stoppt der Stuhl und die Liege beim Absenken, wenn sich ein Hindernis im Weg befindet.

Erhältlich als Stuhl oder gestreckte Version. Das einzigartige Design macht es möglich, sowohl Stuhl und Liege in einer kombinierten Einheit, dem Pflegebedarf gerecht zu werden. Die Umrüstung zwischen den beiden Optionen ist einfach und kein Werkzeug erforderlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
542020	Mobiler Patientenlift	auf Anfrage

Pflegeduschesystem TR 2000 / TR 3000

Höhenverstellbarer Duschwagen mit Weichpolster, Keilkissen und flexiblem Auslaufschlauch. Der Wagen ermöglicht es dem Pflegepersonal, die effizienteste und angenehmste Arbeitshöhe zu finden. Die Steuerung erfolgt über die praktische Fusssteuerung, so haben Pflegendende beide Hände frei für die Betreuung der Person. Die Liegefläche kann leicht in die «Trendelenburg-Lage» geneigt werden, um Personen im Schockzustand richtig zu lagern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
TR522010	Pflegeduschesystem	ab CHF 5'109.90

Pflegebadewanne TR 1700

Diese Pflegebadewanne ist speziell dafür ausgelegt, einen begrenzten Platz optimal auszunutzen, ohne auf Funktionalität und Effizienz zu verzichten. Der Wannenablauf kann wahlweise am Boden oder an der Wand angeschlossen werden. Verstellbare Füsse erhöhen die Sicherheit und den Komfort auf unebenen Untergründen.

- Länge x Breite: 1685 x 695 mm
- Höhenverstellung: elektrisch, über manuelle Bedieneinheit
- Arbeitshöhe: 660 - 960 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Patientenbrause mit Schlauch



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
TR5191701	Pflegebadewanne	ab CHF 7'090.25

Isola bella

Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis




Die Strack Pflegebadewanne ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Wannensystemen im Pflegebereich und bietet mehr Sicherheit und Komfort für Pflegebedürftige und Pflegepersonal.

Die praxisgerechte Funktionalität und das durchdachte, ergonomische Design der Strack Pflegebadewanne ermöglichen einen effizienten und zeitsparenden Badezyklus. Die Verwendung hochwertiger Materialien sowie die Integration moderner Technik machen diese Pflegebadewanne zu einer wertbeständigen Investition.

- **Ergonomisch geformter Wannenkörper**, sehr gute Abstützung auch von Personen unterschiedlicher Grösse.
- **Motorische Neigefunktion** vorwärts/rückwärts, Bedienung über Handbediengerät.
- **Motorische Höhenverstellung** für eine optimale Arbeitshöhe. Auch als Kombi-Funktion Hub-Neigung.
- Der Wannenkörper besteht aus **glasfaserverstärktem**


Kunststoff. Der Sanitär-GelCoat erzeugt eine hochfeste, glatte Oberfläche mit Abperl-Effekt, welcher der Ablagerung von Schmutz und Fetten entgegenwirkt.

- **Grosse, aufschwenkbare Seiten-Einstiegstüre** mit Federunterstützung und Verriegelung. Gute Zugänglichkeit, einfacher Patiententransfer.
- Übersichtlich angeordnete, **moderne Bedienelemente**.
- **Elektronisches Mischventil**, Bedienung über berührungslose Sensortasten.
- **Zeitsparende Vorbefüllung**.
- Unterstützt den Einsatz von Patientenhebern.






Die verschiedenen Optionen machen Isola bella zu einem echten Wohlfühlbad




Das Luftsprudelbad

entspannt, reinigt und wirkt schmerzlin-
dernd. Die Luftbläschen, welche über die
Düsen im Wanneboden ins Badewasser
strömen, massieren und tonifizieren die
Haut.




Die Aromatherapie

unterstützt mit ätherischen Ölen die Be-
handlung von Befindlichkeitsstörungen
und Erkrankungen. Die Duftstoffe werden
über das Luftsprudelbad dem Badewasser
zugeführt.



Audio-Anschluss

für Smartphones oder Bluetooth-Geräte.
Ob sanfte Musik oder die Klänge der Na-
tur: Der Badende kann seine Gedanken
entspannt treiben lassen.





Chromotherapie

das Farblicht wirkt sich positiv auf Seele
und Körper des Menschen aus. (7 Farben)
Das spezielle Verlaufsmuster dient der
therapeutischen Entspannung.

Weitere Optionen:

- Wanne fest auf Fundament montiert (ohne Rohr-Untergestell)
- Automatischer Füllstopp
- Sicherheits-Alarmknopf innerhalb der Wanne für Pflegeruf mit
taktiler Rückmeldung (nachrüstbar)
- Wanne in anderer RAL-Farbe, umlaufender Kantenschutz in der
Farbe Lichtgrau anstatt Gelb.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
IB-20231	Isola Bella	auf Anfrage



Unterarmgehstütze, ergonomisch

Unterarmgehstütze mit ergonomisch geformten Griff. Kräftige, verwindungssteife Armschale. Reflektor im Griff. Griffhöhe verstellbar: 75 - 98 cm
Preis pro Paar!

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
310250	grau	CHF 29.90
310251	schwarz	CHF 29.90
310252	rot	CHF 29.90
310253	weinrot	CHF 29.90
310254	blau	CHF 29.90
310255	türkis	CHF 29.90



Unterarmgehstütze, anatomisch

Anatomischer Griff aus druckabschwächendem Material. Armschale 3-fach verstellbar.

Preis pro Paar!

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
310065	grau	CHF 64.90
310066	blau	CHF 64.90
310069	schwarz	CHF 64.90



Achselstütze

Mit der Achselstütze entlasten Sie vor allem Ihre Knie, Ellenbogen und die Handgelenke. Die Achselaufgabe ist weich gepolstert und höhenverstellbar.

Preis pro Paar!

Artikel-Nr.	Griff-Höhe	Preis inkl. MwSt
12K	112 - 132 cm	CHF 65.90
12G	133 - 153 cm	CHF 65.90



Gehstockständer

Eleganter Gehstockständer für Ihre Unterarmgehstöcke.

- Gewicht: 3,2 kg
- Gesamthöhe: 556 mm
- Bodenplatte: 250 x 170 mm



Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
270.110.110	silber	CHF 140.00
270.110.120	aubergine	CHF 140.00



Eiskralle mit Zackenkranz

Die fünf Spitzen geben mehr Halt auf Eis und Schnee.

- hochgeklappbar
- passt an jeden Stock



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
4002	CHF 6.00



Faltstock Derby

Der Stock kann einfach gefaltet werden.

- Länge: 85 - 95 cm
- verstellbar
- Material: Aluminium



Gehstock Perlmutter

Schlanker, eleganter Gehstock für mehr Sicherheit beim Gehen.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Aluminium



Gehstock Super-Soft Escort Ergonomic

Griff mit Super-Soft-Ummantelung.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Leichtmetall



Gehstock Spike Plus Ergonomic

Mit integriertem Spike.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Leichtmetall



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
52128-B	CHF 57.20	40414	CHF 57.20	40130	CHF 57.20	40432	CHF 57.20

Gehgestell Tomtar G-2E

Das Gehgestell Tomtar G-2E überzeugt durch seine flexiblen Einstellmöglichkeiten zwischen starrer und reziproker (wechselseitiger) Funktion. Durch die teleskopierbaren Beine, das geringe Gewicht und die weichen Handgriffe ist der Gehbock TOMTAR G-2E der optimale Begleiter für Menschen, die eine sichere Unterstützung beim Gehen benötigen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 65 cm
- Gesamthöhe: 76 - 92,5 cm
- Gewicht: 2,8 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
200315	Gehgestell	CHF 89.00



Rollator Fakto+

Für den Innenbereich

Kleine Ruhepausen sind dank der Sitzfläche jederzeit möglich. Hinzu kommt das umfangreiche Zubehör: Einkaufskorb, Stockhalter und Tablett sind kleine Helfer, die alltägliche Handgriffe erleichtern.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gewicht: 9,1 kg (mit Zubehör)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
346NPU	Fakto+	CHF 98.00



Rollator Let's go

Für den Innenbereich

Speziell für den Wohnbereich. Mit seiner kompakten Bauform passt er fast durch jede Tür und ist der schmalste Rollator in unserem Sortiment. Durchgehender Griff mit weichem Moosgummi und durchgehender Bremsbügel, somit auch für Einhandbedienung. Sehr leicht und wendig. Inkl. waschbarem Stoffkorb und Tablett. Faltbar.

- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gewicht: 6,5 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
11449000	Let's go	CHF 226.00



Rollator Hestia

Der Rollator Topro Hestia verfügt über eine Fülle ausgeklügelter Funktionen, die sichere Fortbewegung, bequemes Aufstehen und Hinsetzen sowie sicheren Transport von Mahlzeiten und anderen Gegenständen ermöglicht.

- Max. Belastbarkeit: 110 kg
- Gesamtbreite: 55,5 cm
- Gewicht: 6,9 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
119010	Hestia	CHF 359.00





Rollator Taima M-ECO

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Taima M-ECO kann im Aussenbereich zum Spaziergehen und Einkaufen verwendet werden, aber auch im Innenbereich. Er hat einen robusten und stabilen Rahmen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,2 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
200061	Taima M-ECO	CHF 249.00



Rollator Taima GT

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Leichtgewicht-Rollator Taima GT überzeugt besonders durch sein geringes Gewicht von 5.5 kg und gehört zu den leichtesten Rollatoren in unserem Sortiment. Der Taima GT von Dietz ist der optimale Begleiter in Ihrem Alltag, egal ob drinnen oder draussen. Er ist zusätzlich mit weicheren Rädern sowie Reflektoren ausgestattet.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: M: 63 cm / S: 58 cm
- Gewicht: M: 5,5 kg / S: 5.3 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
200160	Taima M	CHF 299.00
200153	Taima S	CHF 299.00



Rollator Taima XC

Für den Aussenbereich

Der Rollator Taima XC zeichnet sich durch seine grossen, luftbereifte Räder aus. Die Luftbereifung schont im besonderen Masse die Gelenke. Mit den grossen Rädern ist es einfacher, Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 67 cm
- Gewicht: 9,1 kg

**Grosse Räder mit
Luftbereifung!**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
200107	Taima XC	CHF 399.00

Rollator Elan Classic

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Rollator Elan Classic besticht durch seine schlichte Eleganz. Seine breite Standfläche verleiht ihm dabei besondere Sicherheit. Er lässt sich praktisch für den Transport oder leicht für eine platzsparende Aufbewahrung zusammenklappen. Die Sitzfläche und der Rückengurt bieten einen komfortablen Sitzplatz für kurze Ruhepausen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 61,5 cm
- Gewicht: 6,1 kg

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
11441001	rot / anthrazit	CHF 329.00
11441000	champagner	CHF 329.00



Rollator Gemino 30 Comfort

Für den Innen- und Aussenbereich

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher sowohl drinnen als auch in den Aussenbereichen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 8 kg / 7,8 kg*

Gemino 30 für Körpergrösse 150 - 200 cm
Gemino 30M für Körpergrösse 135 - 170 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt
7100040	Gemino 30 Comfort	silber	CHF 567.55
7100041	Gemino 30 Comfor	blau	CHF 567.55
7100042	Gemino 30 Comfor	rot	CHF 567.55
7100241	Gemino 30M Comfort*	silber	CHF 567.55
7100242	Gemino 30M Comfort*	blau	CHF 567.55
7100240	Gemino 30M Comfort*	rot	CHF 567.55



Rollator / Rollstuhl Rollz Motion 2 in 1

Mit dem Rollator gehen oder im Rollstuhl sitzen, während man einen wundervollen Tag in der Stadt verbringt: durch die Altstadt bummeln und im Rollstuhl ausruhen.

Mit nur einer Handbewegung können Sie diesen Rollator in einen Rollstuhl und zurück verwandeln. Gehen Sie sicher, aufrecht und komfortabel und gönnen Sie sich unterwegs eine Pause im Rollstuhl, wann immer Sie sie benötigen.

- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Gesamtbreite: 65,5 cm
- Gewicht: 10,7 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
2010RM0022	Rollz Motion	CHF 1'030.00





Rollator Topro Troja Original

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Troja überzeugt mit dem modernen schlanken Design und dem hohen Niveau an Qualität. Er kann zudem mit nur einer Hand zusammengeklappt werden. Durch das geringe Eigengewicht von 6,8 kg lässt sich die Gehhilfe problemlos in einen Kofferraum heben oder platzsparend verstauen.

- Max. Belastbarkeit: 165 kg / 125 kg*
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 6,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm*

M

Artikel-Nr.	Grösse + Farbe	Preis inkl. MwSt
814750-110000	Grösse M	CHF 489.00
814770-111000	Grösse S*	CHF 489.00



Rollator Topro Troja 5G

Für den Innen- und Aussenbereich


Neben dem modernen und schlanken Design bietet die Gehhilfe auch höchste Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort. Die Stossabsorbierende Reifen erzeugen eine sanfte Federung, welche wiederum für eine komfortable Fahrt sorgt. Die Ankipphilfe unterstützt Sie zudem beim Überwinden von Hindernissen wie zum Beispiel einem Trottoir.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 7,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm

Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 130 kg)

Artikel-Nr.	Grösse M	Artikel-Nr.	Grösse S	Farbe	Preis inkl. MwSt
814600-113000		814601-114000		silber	CHF 669.00
814600-113010		814601-114010		blau	CHF 669.00
814600-113020		814601-114020		lila	CHF 669.00
814600-113030		814601-114030		gelb	CHF 669.00
814600-113040		814601-114040		sand	CHF 669.00
814600-113050		814601-114050		türkis	CHF 669.00
814600-113060		814601-114060		rot (Abbildung)	CHF 669.00
814600-113070		814601-114070		schwarz	CHF 669.00



Rollator Topro Troja Olympos ATR

Für den Aussenbereich

Mit den grossen Vorderrädern und der Offroad-Bereifung ist der Topro Olympos ATR ein echter Aussenrollator. Er ist auf unebenen Strassen und Kopfsteinpflaster, auf Sand-, Kies- oder sogar auf Feldwegen eine verlässliche Unterstützung.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 68 cm (Slim: 62 cm)
- Gewicht: 8,9 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 195 cm

Grösse S für Körpergrösse 140 - 170 cm

mit Offroad-Räder!

M

Artikel-Nr.	Grösse M	Artikel-Nr.	Grösse S	Farbe	Preis inkl. MwSt
814300-120200		814305-121200		silber	CHF 668.00
814300-120260		814305-121260		rot	CHF 668.00
814300-120270		814305-121270		schwarz	CHF 668.00
814300-122200		Olympos ATR Slim		silber	CHF 668.00





Rollator Topro Troja Walker² mit Unterarmauflagen

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Rollator mit Unterarmauflagen ist für all jene entwickelt worden, deren Handkraft für das Schieben eines Rollators nicht ausreicht oder die Unterstützung beim Aufrichten des Rumpfes benötigen.

Der Walker² mit Unterarmauflagen bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbstständig fortzubewegen und ersetzt somit den Arm einer Hilfsperson. Er gibt Sicherheit und Unabhängigkeit.

Preis beinhaltet:

Unterarmauflagen + Rollator Troja Classic (Grösse: M oder S, Farbe: rot oder silber)

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,9 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm

Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 125 kg)

M



Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
815430	Grösse M	CHF 1'047.00
815440	Grösse S	CHF 1'047.00



Stockhalter Topro

Stockhalter für den Rollator von Topro. links oder rechts montierbar



Rückengurt Topro

Rückengurt gepolstert, zu Rollator Troja ganz einfach zum selber montieren. Ergonomisch auf Körpergrösse und gewünschte Sitzposition einstellbar.



Rollator Schirm Topro

Auch bei schlechtem Wetter ist das Mitführen eines Rollators kein Problem mehr. Der Schirm mit Multifunktionsarm ist einstellbar und bietet somit den nötigen Schutz vor Wind und Regen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
815358	Stockhalter	CHF 47.00

Artikel-Nr.	Rollator	Preis
815270	kurz, 68cm	CHF 71.00
815272	lang, 75 cm	CHF 71.00

Artikel-Nr.	Preis
814068	CHF 148.00



Transport-Rollstuhl Bobby EVO

Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen. Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten.

- Rücken nach hinten abklappbar
- Feststellbremse
- Mit Begleitpersonenbremse
- Max. Belastbarkeit: 115 kg
- Sitzbreite: 42 oder 48 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Gewicht: 9,6 / 10 kg

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
5143287	42 cm	CHF 489.00
5143288	48 cm	CHF 489.00



Standard-Rollstuhl Pyro Start Plus

Der Pyro Start Plus ist der neue Leichte. Mit nur 14,2 kg Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

- Beinstützen abschwengbar
- Seitenteile höhenstellbar und abschwengbar
- Adapterblock PU-Bereifung
- Passive Beleuchtung
- mit Begleitpersonenbremse (nicht abgebildet)
- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Sitzbreite: 37 - 52 cm
- Sitztiefe: 40 - 44 cm
- Gewicht: 14,2 kg



Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
1352372504	37 cm	CHF 894.00
1352402504	40 cm	CHF 894.00
1352432504	43 cm	CHF 894.00
1352462504	46 cm	CHF 894.00
1352492504	49 cm	CHF 894.00



Rollstuhl S-Eco 300 XL

Der Rollstuhl S-ECO 300 XL ist der B+B XL- Rollstuhl im Bereich der Standardrollstühle. Mit einer Belastbarkeit von 170 kg und verfügbar in den Sitzbreiten 52, 55 und 58 cm, unterstützt er kräftigere Anwender.

- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Sitzbreite: 52 - 58 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Gewicht: 22,8 kg

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Begleitpersonenbremse	Preis inkl. MwSt
1036523503	52 cm	ohne	CHF 749.00
1036553503	55 cm	ohne	CHF 749.00
1036583503	58 cm	ohne	CHF 749.00
1036523504	52 cm	vorhanden	CHF 883.00
1036553504	55 cm	vorhanden	CHF 883.00
1036583504	58 cm	vorhanden	CHF 883.00



Standard-Rollstuhl Meyra 2.750

Mit Begleitpersonenbremse, Steckachse, Anpassrücken, Armlehnen höhenverstellbar, Seitenteile hochklapp-, wegschwenk- und abnehmbar, Beinstützen abnehm- u. wegschwenkbar, PU-Bereifung pannensicher, inkl. Haltegurt, Stockhalter, Antikipp, Sitzkissen

- Mit Begleitpersonenbremse (nicht abgebildet)
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 38 - 53 cm
- Sitztiefe: 40 / 43 (voreingestellt) cm
- Gewicht: 17,5 kg



Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
9275032	38 cm	CHF 1'285.00
9275024	40 cm	CHF 1'285.00
9275033	43 cm	CHF 1'285.00
9275034	46 cm	CHF 1'285.00
9275035	48 cm	CHF 1'285.00
9275036	50 cm	CHF 1'285.00
9275037	53 cm	CHF 1'285.00

Rollstuhl XXL Eurochair² Meyra 2.850

Der Rollstuhl Eurochair² XXL ist besonders für schwere Personen geeignet. Hierfür bietet er einen bequemen, breiten und kräftigen Sitz sowie ein stabiles doppeltes Gestellkreuz (Doppelschere). Er lässt sich zudem an vielen Stellen variabel einstellen, so am Rücken, an den Seitenteilen samt Armlehnen und an den Beinstützen.

- Mit Begleitpersonenbremse
- Max. Belastbarkeit: 160 kg / 200 kg bei SB: 50 cm
- Sitzbreite: 48 bis 60 cm
- Sitztiefe: 43 - 48 cm
- Gewicht: 19 kg



Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
CODE48	48 cm	CHF 2'499.00
CODE350	50 cm	CHF 2'499.00
CODE53	53 cm	CHF 2'499.00
CODE358	58 cm	CHF 2'499.00
CODE265	60 cm	CHF 3'689.00



Bei der Anschaffung eines Adaptiv-Rollstuhls ist eine persönliche und professionelle Beratung unumgänglich. Fragen Sie uns an für einen kostenlosen Beratungstermin. Bei der Antragsunterstützung für die Abgabe eines Rollstuhls durch die IV stehen wir Ihnen gerne zur Seite.



Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock Avantgarde

Der Avantgarde DV besticht durch seine Leichtigkeit. Gleichzeitig bedeutet diese keinen Verzicht auf bewährte Vorteile.

- Max. Belastbarkeit: 100 / 140 kg (je nach Ausführung)
- Sitzbreite: DV: 32 bis 50 cm / DS: 32 bis 52 cm
- Sitztiefe: 36 bis 52 cm / DS: 32 bis 54 cm
- Gewicht: ab 9 kg

ottobock.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
480F160=0_AA02_C	Avantgarde DS (Abbildung)	CHF 3'767.30
480F160=0_AA03_C	Avantgarde DV	CHF 4'435.35
480F45=50000_K	Avantgarde XXL 2	CHF 4'534.80



Adaptiv-Rollstuhl KÜSCHALL

Echte Aktivrollstuhlfahrer stehen auf Leichtgewicht. Je leichter der Rollstuhl, umso besser lässt er sich antreiben. Jeder KÜSCHALL Rollstuhl wird Sie mit seiner unvergleichlichen Fahrleistung begeistern!

KÜSCHALL
UNLIMIT YOUR WORLD

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
DSA0085	The KSL	CHF 5'445.00
DKA0067	K-Series	CHF 4'394.25
DHA0031	Champion	CHF 4'156.45
DCA0012	Compact	CHF 3'886.20



Rollstuhltasche Rolko-Bag

Ein grosses Hauptfach und viele kleine Fächer erleichtern die Organisation der Utensilien.

Masse: 46 x 38 x 15 cm



Rollstuhl-Wickeldecke

Die Wickeldecke ist innen gefüttert mit einem flauschig warmen Fleecestoff.

Masse: 150 x 114 cm

strack



Rollstuhltisch

Schnellverschluss (Excenter) für einfaches und schnelles An- und Abmontieren des Rollstuhltisch.

Der Rollstuhltisch ist mit oder ohne Rand verfügbar.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
BAG-01	CHF 76.25	406-819	CHF 67.25	T15211A	CHF 452.65



Rollstuhl-Schlupfsack

Dieser Schlupfsack besteht aus wasserabweisendem Nylon und ist dadurch ideal für kaltes und regnerisches Wetter. Das Innenfutter aus Polar-Fleece sorgt für eine angenehme Wärme.

Grösse S - Körpergrösse bis 158 cm
Grösse L - Körpergrösse bis 178 cm



Schlupfsack Royal

Schlupfsack mit Vordertasche, herausnehmbarem Vorderenteil und Schmutzschutz im Fussbereich. Innenteil aus strapazierfähigem, pflegeleichtem und mässig warmem Wirkflor (100% PES). Aussenbezug aus Nylongewebe.



Regenschutz für Rollstuhlfahrer

Regenschutz mit Armen und Sichtfenster in der Kaputze für Rollstuhlfahrer. Absolut wasserdicht durch Spezialausrüstung. Auch für Elektrorollstühle und Scooter geeignet.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
WW-S (Grösse S)	CHF 97.35	8406-1500	CHF 139.50	208004	CHF 65.15
WW-L (Grösse L)	CHF 97.35				



Rutschbrett GlideBoard

Dient dem Transfer Bett zu Rollstuhl oder Stuhl etc. Die spezielle Form dieses sehr erfolgreichen Hilfsmittels wurde zusammen mit Therapeuten entwickelt.

Aus absolut bruchsicherem Material (HDPE), säureresistent, nicht toxisch, leicht zu reinigen und desinfizieren. Ein speziell entwickelter Antirutschkleber sichert die Auflage auf Bett, Rollstuhl etc.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
476.0012	The Curved 68 cm	CHF 134.50
470.0080	The Great 80 cm	CHF 228.00
470.0102	The Biggest 100 cm	CHF 243.00

Antidekubitus Sitzkissen Contura

Konturgeformtes viscoelastische Anti-Dekubitus-Sitzkissen. Der Einsatz des Antidekubitus Sitzkissen unterstützt die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

Contura ist für den Einsatz im Rollstuhl, aber auch auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Der Bezug lässt sich durch den Reissverschluss leicht abnehmen. Das Antidekubitus Sitzkissen besteht aus einer viscoelastischen Sitzfläche, die anatomisch geformt ist und einer unterteilten Schaumstoffplatte auf der Unterseite.

- Dekubitusstufe: III
- Viscoelastische Sitzfläche
- Visco-Komfortzone im Gesässbereich



SB x ST x SH	Artikel-Nr. (Textilbezug)	Artikel-Nr. (Inkobezug)	Preis inkl. MwSt
38 x 40 x 8 cm	CON38408	CON38408-I	CHF 287.85
40 x 42 x 8 cm	CON40428	CON40428-I	CHF 287.85
42 x 42 x 8 cm	CON42428	CON42428-I	CHF 287.85
42 x 45 x 8 cm	CON42458	CON42458-I	CHF 287.85
42 x 48 x 8 cm	CON42488	CON42488-I	CHF 287.85
45 x 42 x 8 cm	CON45428	CON45428-I	CHF 287.85
45 x 45 x 8 cm	CON45458	CON45458-I	CHF 287.85
48 x 45 x 8 cm	CON48458	CON48458-I	CHF 287.85
50 x 45 x 8 cm	CON50458	CON50458-I	CHF 287.85

Antidekubitus Sitzkissen ConturaGel

Konturgeformtes viscoelastische Anti-Dekubitus-Sitzkissen. Der Einsatz des Antidekubitus Sitzkissen unterstützt die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

ConturaGel ist für den Einsatz im Rollstuhl, aber auch auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Das Antidekubitus Sitzkissen besteht aus einer viscoelastischen Sitzfläche, die anatomisch geformt ist und einer unterteilten Schaumstoffplatte auf der Unterseite. Abnehmbarer und waschbarer Inkontinenzbezug.

- Dekubitusstufe: III
- Viscoelastische Sitzfläche
- Kaltschaum-Komfortzone
- Mit Gel-Einlage
- Inkoschutzbezug



Mit dem Plus der Gel-Einlage für hoch wirksame Sitzbeinhöcker-Entlastung.

SB x ST x SH	Artikel-Nr. (Inkobezug)	Preis inkl. MwSt
38 x 40 x 8 cm	CON38408-I	CHF 387.45
40 x 42 x 8 cm	CON40428-I	CHF 387.45
42 x 42 x 8 cm	CON42428-I	CHF 387.45
42 x 45 x 8 cm	CON42458-I	CHF 387.45
42 x 48 x 8 cm	CON42488-I	CHF 387.45
45 x 42 x 8 cm	CON45428-I	CHF 387.45
45 x 45 x 8 cm	CON45458-I	CHF 387.45
48 x 45 x 8 cm	CON48458-I	CHF 387.45
50 x 45 x 8 cm	CON50458-I	CHF 387.45

Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Cubus

Das Antidekubitus-Sitzkissen wird besonders empfohlen bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen. Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. So wird dort punktuell der Druck auf der Haut oder Knochen entlastet.

Das Sitzkissen wird mit einem Baumwoll (Trevira) Bezug und Anti-Slip-Ausstattung geliefert. Thera-Cubus Sitzkissen sind waschbar bis 60°. Um Beschädigungen zu vermeiden bitte immer mit Bezug eingepackt waschen. Das Sitzkissen kann optional auch mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet werden.

Dekubitusstufe: III



Artikel-Nr. (bis 70 kg)	Artikel-Nr. (über 70 kg)	SB x ST x SH 8 cm	Preis inkl. MwSt
RZ81	RZ81-09	35 x 35 x 8 cm	CHF 329.20
RZ82	RZ82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 366.35
RZ810	RZ810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 398.45
RZ83	RZ83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 402.50
RZ84	RZ84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 423.55
RZ85	RZ85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 464.70
RZ86	RZ86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 495.85
RZ87	RZ87-09	50 x 50 x 8 cm	CHF 539.00

Artikel-Nr. (bis 70 kg)	Artikel-Nr. (über 70 kg)	SB x ST x SH 10 cm	Preis inkl. MwSt
R101	R101-09	35 x 35 x 10 cm	CHF 369.00
R102	R102-09	35 x 40 x 10 cm	CHF 424.00
R1011	R1011-09	35 x 45 x 10 cm	CHF 452.00
R103	R103-09	40 x 40 x 10 cm	CHF 468.70
R104	R104-09	40 x 45 x 10 cm	CHF 498.85
R105	R105-09	45 x 45 x 10 cm	CHF 545.05
R106	R106-09	45 x 50 x 10 cm	CHF 586.15
R107	R107-09	50 x 50 x 10 cm	CHF 641.35



Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Visco

Das Thera-Visco ist besonders empfohlen für Patienten, die besonders schmerzempfindlich sind und bei denen die Sitzposition stabilisiert werden muss.

Das Antidekubituskissen passt sich dank der viscoelastischen Oberfläche sehr gut an die eigene Körperform an.

Dekubitusstufe: IV



Artikel-Nr. (bis 70 kg)	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr. (über 70kg)	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt
RV82	35 x 40 x 8 cm	CHF 402.50	RV82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 402.50
RV810	35 x 45 x 8 cm	CHF 440.65	RV810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 440.65
RV83	40 x 40 x 8 cm	CHF 444.65	RV83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 444.65
RV84	40 x 45 x 8 cm	CHF 466.75	RV84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 466.75
RV85	45 x 45 x 8 cm	CHF 512.90	RV85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 512.90
RV86	45 x 50 x 8 cm	CHF 550.05	RV86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 550.05
RV87	50 x 50 x 8 cm	CHF 597.20	RV87-09	50 x 50 x 8 cm	CHF 597.20



Spezial-Rollstuhl Netti 4U CE 1.215

Der Netti 4U CE ist der wirtschaftliche Einsteiger – ideal für Einrichtungen und geriatrische Patienten. Ideal für Patienten, die eine häufige Änderung der Positionierung benötigen.

Wartungs-/ bedienfreundlich
Lange Lebensdauer

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
- Sitztiefe: 42,5-50 cm, einstellbar in 2,5 cm Schritten (Standard 50cm)
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Fester Schiebebügel

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
D63040	40 cm	CHF 2'826.45
D63045	45 cm	CHF 2'826.45
D63050	50 cm	CHF 2'826.45



Spezial-Rollstuhl Netti 4U CE 1.215 Plus

Der Netti 4U CE Plus ist das Folgemodell vom 4U CE. Er verfügt über höhenverstellbare Schiebebügel und eine Einhand-bedienbare Armlehne.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
- Sitztiefe: 42,5-50 cm, einstellbar in 2,5 cm Schritten (Standard 50cm)
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Einhand-bedienbare Armlehne
- Höhenverstellbarer Schiebebügel

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
D64040	40 cm	CHF 3'432.70
D64045	45 cm	CHF 3'432.70
D64050	50 cm	CHF 3'432.70



Spezial-Rollstuhl Netti AdaptPRO

Mit der Entwicklung vom Netti AdaptPro werden neue Standards für gesundes Sitzen gesetzt. Der Benutzer kann länger bequem im Stuhl sitzen bleiben.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm
- Sitztiefe: 35 - 40 = 35,5 - 45,5 / 43 - 50 = 40,5 - 50,5 cm
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 23,2 cm

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
D30035	35 cm	ab CHF 7'517.25
D30038	38 cm	ab CHF 7'517.25
D30040	40 cm	ab CHF 7'517.25
D30043	43 cm	ab CHF 7'517.25
D30045	45 cm	ab CHF 7'517.25
D30050	50 cm	ab CHF 7'517.25

Spezial-Rollstuhl Rea Azalea

Pflegerrollstuhl mit hervorragenden Manöviereigenschaften. Das flexible Sitzsystem des Azalea ermöglicht dem Nutzer eine individuelle Sitzposition, die jederzeit maximale Unterstützung bietet.

Einfach bedienbar und hervorragend manövrierbar. Dual Stability System (DSS) mit zwei grossen Vorteilen: Körperlängenausgleich und Schwerpunktverlagerung. Bei Verstellung der Rückenlehne erfolgt ein biomechanischer Positionsausgleich, der Reibung und Scherkräfte minimiert.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 39 - 45 / 44 - 50 / 49 - 55 cm
- Sitztiefe: 43 - 50

Inkl. Trommelbremse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BNA0010	Rea Azalea	ab CHF 4'840.70



Spezial-Rollstuhl Breezy Relax²

Der Breezy Relax² Spezial-Rollstuhl überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und maximale Flexibilität. Der anatomisch geformte Rücken, die tiefenverstellbaren Armpolster oder die komfortable Knieauflage dieses Rollstuhls reduzieren die Gefahr von Druckstellen. Ein leichter Abduktionskeil des Sitzes und eine seitliche Unterstützung verhindert das Nach-Vorne-Rutschen.

- Max. Belastbarkeit: 145 kg (170 kg XL Version)
- Sitzbreite: 41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53) cm, einstellbar
- Sitzbreite XL Version: 53 cm
- Sitzhöhe: 42,5 - 50 cm
- Sitzwinkel: 0° - 25° / - 3° - 22°
- Rückenhöhe: 52,5 - 60 cm

Inkl. Trommelbremse

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
069003-001	41 cm (37 - 43 cm)	CHF 2'700.00
069003-002	46 cm (42 - 48 cm)	CHF 2'700.00
069003-003	51 cm (47 - 53 cm)	CHF 2'700.00
069005-004	53 cm XL-Version	CHF 2'700.00



Spezial-Rollstuhl Inovys II

Der Multifunktionsrollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitztiefen 46 cm - 52 cm
- Sitzhöhen 46 cm - 53 cm
- Sitzneigung bis 21° mit Gasfeder verstellbar
- Rückenneigung bis 54° mit Gasfeder verstellbar

Inkl. Trommelbremse und Therapietisch

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
5136062	41 cm	CHF 3'648.40
5136063	45 cm	CHF 3'648.40
5136064	50 cm	CHF 3'648.40





Elektrischer Zusatzantrieb e-motion M25

Der e-motion passt an fast alle gängigen Rollstuhlmodelle. Die manuellen Rollstuhlräder können in der Regel weiterhin ausgewechselt werden.

Die in den Radnaben integrierten Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die An-schubbewegung des Rollstuhlfahrers. Der Anwender bleibt in Bewegung und trainiert seine Vitalfunktionen. Muskeln und Gelenke werden entlastet. Es reicht sehr wenig Kraft aus, um sich selbständig fortzubewegen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Geschwindigkeit: Unterstützung 0 bis 8,5 km/h
- Reichweite: bis 25 km
-

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1592559 (ohne Rollstuhl)	e-motion M25	CHF 11'505.10
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 583.75
DL10022	Anbau	CHF 367.55

Elektrischer Zusatzantrieb e-fix

Mit dem Zusatzantrieb e-fix verwandeln Sie Ihren manuellen Rollstuhl in einen kompakten, faltbaren Elektrorollstuhl. Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Der e-fix kann auch im Auto mitgenommen werden. Alle e-fix Komponenten können ohne Werkzeug abgenommen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

- Max. Belastbarkeit: 120 kg (160 kg erhältlich)
- Geschwindigkeit: 0,6 bis 6 km/h
- Reichweite: 16 km



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1566293 (ohne Rollstuhl)	e-fix E35 bis 120 kg	CHF 10'986.20
1566302 (ohne Rollstuhl)	e-fix E36 bis 160 kg	CHF 12'372.05
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 566.45
DL10020	Anbau	CHF 367.55





Schiebe- und Bremshilfe Viamobil V25

Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen kinderleicht. Grosse Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Geniessen Sie mehr Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen.

Das Viamobil ist mit fast jedem Rollstuhl-Typ kombinierbar und lässt sich komfortabel auch in kleineren Autos transportieren. Langlebiger, leistungsstarker Akku.

- Reichweite: ca. 20 km

Optionen:

- Zusatzschiebegriffe
- Kippstützen
- Akkupack



M

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1521003 (ohne Rollstuhl)	Viamobil V25	CHF 6'356.30
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 583.75
DL10023	Anbau	CHF 367.55

Zuggerät Elektroantrieb e-pilot

Das Zuggerät e-pilot ebnet den Weg für eine neue, unabhängige Mobilität mit Aktiv-Rollstühlen. Das innovative Elektro Zuggerät verwandelt den Rollstuhl in ein sportliches Fahrzeug, das selbst anspruchsvolles Terrain meistert. Sein grosses Vorderrad bewältigt Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten ebenso mühelos wie Feldwege. Der e-pilot lässt sich mit einem Handgriff an den manuellen Rollstuhl andocken.

- Geschwindigkeit: 0,5 bis 20 km/h
- Steigfähigkeit: bis 10 %
- Reichweite: ca. bis 50 km
- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Gesamtgewicht: 18,4 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1592324	e-pilot (ohne Rollstuhl)	ab CHF 8'045.90



Elektrollstuhl Eloflex

ELOFLEX

Der Eloflex ist eine völlig neue Generation von Elektro-Rollstühlen. Kompakt, faltbar und ultraleicht bietet er mit seinen einzigartigen Eigenschaften mehr Freiheit, Komfort und Bequemlichkeit. Dies hat er der smarten Konstruktion und der Verwendung modernster Technologie zu verdanken, die einen außergewöhnlich leichtgewichtigen und kompakten Rollstuhl hervorgebracht haben, mit dem der Benutzer weite Entfernungen zurücklegen kann.



Mögliches Zubehör:



Smarte Fussstütze



Rückenlehne verst.



Komfort



Faltbar



Verstellbare Sitzbreite



Lufräder



Verladbar ins Auto



D2 Modell



Eloflex Z

Eloflex C - aus Carbon



Eloflex P - mit Aufstehfunktion



	Eloflex X	Eloflex F	Eloflex P	Eloflex D2	Eloflex C	Eloflex Z	Eloflex H
Geschwindigkeit:	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	8 km/h
Max. Reichweite:	25 km	30 km	30 km	30 km	15 km	30 km	40 km
Max. Belastbarkeit:	125 kg	120 kg	160 kg	160 kg	100 kg	120 kg	200 kg
Gewicht:	28 kg	26 kg	28 kg	32,7 kg	17,8 kg	23,6 kg	38 kg
Gesamtlänge:	102 cm	100 cm	107 cm	107 cm	93 cm	100 cm	115 cm
Gesamtbreite:	62 cm	63 cm	62 cm	62 cm	57 cm	62 cm	66 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Funktion	Preis inkl. MwSt
7350006080623	Eloflex X	faltbarer Querrahmen	CHF 3'343.35
7350006080685	Eloflex F	Standard-Modell	CHF 4'267.80
7350006080531	Eloflex P	mit Aufstehhilfe	CHF 4'556.90
7350006080616	Eloflex D2	in zwei Teile zerlegbar	CHF 4'785.70
7350006084515	Eloflex C	der Leichte	CHF 5'510.40
7350006084720	Eloflex Z	mit mehr Reichweite	CHF 7'979.00
7350006080679	Eloflex H	der Starke	CHF 6'113.60



Bei der Anschaffung eines Elektrorollstuhls ist eine persönliche und professionelle Beratung sehr empfehlenswert. Fragen Sie uns an für einen kostenlosen Beratungstermin. Bei der Antragsunterstützung für die Abgabe eines Rollstuhls durch die IV stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Elektrorollstuhl für den Innen- und Aussenbereich

Nicht nur die Kompaktheit der Elektrorollstühle, sondern auch die hohe Wendigkeit und Transportfähigkeit machen den Rollstuhl zu einem idealen Begleiter.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
8350000000	Terra Bischoff & Bischoff	CHF 3'898.40
22600200	Q200 Sunrise Medical	ab CHF 4'529.75
490E46=00000	A200 Otto Bock	ab CHF 7'448.55



Elektrorollstuhl für den Aussen- und Innenbereich

Ein Elektrorollstuhl ist ein sehr wichtiges und komplexes Hilfsmittel, dass viel mehr können muss, als einfach nur zu fahren. Er soll Sie genau dort unterstützen, wo Sie es brauchen. Ihr Elektrorollstuhl begleitet Sie meist viele Stunden täglich, ist fast überall dabei und muss zu 100% verlässlich sein.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
4014088	Forest 3 Vermeiren	ab CHF 6'048.40
490E75=0_AE03_C	Juvo B6 Otto Bock	ab CHF 15'512.35
JCF0001	Invacare Aviva RX40	ab CHF 14'379.45



Kyburz 2ndLife Postfahrzeuge

Wenn die Postfahrzeuge einige Jahre im Einsatz waren, gehen sie zurück an KYBURZ und werden revidiert. Bei der Revision stehen Tests an, die einzelnen Komponenten werden überprüft, Ersatzteile kommen zum Einsatz und die gelbe Verkleidung wird durch eine weisse ersetzt. Danach sind die 2ndLife Postfahrzeuge wieder bereit für den Verkauf und sind ebenfalls bei uns erhältlich.

- Frisch ab MFK
- 45 km/h Höchstgeschwindigkeit (Ausweis A1 erforderlich)
- Batterien werden getestet
- Lastenblech vorne (30 kg Nutzlast)
- Kistenhalteblech mit RAKO-BOX und Befestigungsriemen hinten
- Verschaltungsteile in weiss



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KYBURZ-OCC	Kyburz	ab CHF 6'300.00

Kyburz DX2

Das Elektro-Dreirad gibt es in vier unterschiedlichen Maximal Geschwindigkeiten in 10 / 20 / 30 / 45 km/h. Dadurch ermöglicht das KYBURZ Fahrzeug individuelle Mobilität für Senioren und Seniorinnen, welche keinen Führerschein mehr besitzen. Bis zur Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h ist nämlich kein Führerausweis notwendig. Ausserdem entfällt ein Kontrollschild bis zur Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

- Geschwindigkeit: 10 / 20 / 30 / 45 km/h
- Reichweite: 50 - 115 km
- Max. Belastbarkeit:
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 200 cm
- Gesamtbreite: 80 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
590700.03	Kyburz DX2	ab CHF 14'242.70

Kyburz PLUS II

Das Elektromobil mit Dach von KYBURZ überzeugt durch die Kabine, wodurch das Fahrzeug bei jedem Wetter zuverlässig genutzt werden kann. Auch die grosszügige Reichweite von 100 km, welche auf die Lithium-Batterie zurückzuführen ist, bietet eine grosse Flexibilität

- Geschwindigkeit: 10 / 20 / 30 km/h
- Reichweite: 60 - 120 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 186 cm
- Gesamtbreite: 93 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
PLUS II	Kyburz PLUS II	ab CHF 22'483.20



Scooter Xenata S

Klein aber schnell. Der ideale SBB Begleiter.

- Geschwindigkeit: 10 - 12 km/h
- Reichweite: bis 40 km
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 120 cm
- Gesamtbreite: 58 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
EM150500B	Xenata S	CHF 3'360.45



Scooter Bility S

Das ultimative Kraftpaket. Überwindet Steigungen bis über 50%. Extra starker Antriebsstrang. Sehr kurz übersetztes Getriebe. Tiefe Einstiegs-
höhe. Inkl. Komfortsitz.

- Geschwindigkeit: 10 - 12 km/h
- Reichweite: bis 32 km
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Steigung: über 50%
- Gesamtlänge: 136 cm
- Gesamtbreite: 66 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
EM150750A	Bility S	CHF 5'248.40



Scooter Maximo S

Der Scooter für steiles Gelände und Waldwege. Extra starker Antriebs-
strang. Kurz übersetztes Getriebe. Inkl. Smartphoneladebuchse (USB)
und Getränkehalter.

- Geschwindigkeit: 10 - 12 km/h
- Reichweite: bis 52 km
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Steigung:
- Gesamtlänge: 175 cm
- Gesamtbreite: 87 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
EM161300M4	Maximo S (ohne Dach)	CHF 8'871.800
S37-062-00400	Dach	CHF 1'957.25

Scooter Comet PRO

Wo auch immer Sie hin möchten – mit dem Elektro-Mobil Invacare Comet Pro sind Sie jederzeit flexibel: Ob bei einem Ausflug in die Natur oder in die Stadt – Ihr E-Scooter unterstützt Sie in Ihrer Mobilität. Seien Sie weiterhin unabhängig und gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Wünschen.

- Geschwindigkeit: 15 km/h
- Reichweite: 55 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 17,6%
- Gesamtlänge: 145 cm
- Gesamtbreite: 66,5 - 68,5 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1676210	Comet PRO	CHF 6'577.35

Scooter Orion PRO

Darf's etwas mehr sein? Wer nach einem Elektromobil mit grösserer Ausdauer sucht, wird beim Invacare Orion Pro fündig: Im Vergleich zum Standard-Scooter bietet dieses Elektrofahrzeug eine leistungsstärkere Batterie und eine komfortablere Federung. Ideal für längere Ausflüge in die Stadt, in den Park oder gesellige Unternehmungen mit Freunden und Familie.

- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: 52 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 17,6%
- Gesamtlänge: 132 cm
- Gesamtbreite: 65 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1676188	Orion PRO	CHF 4'009.85





Treppensteiggerät Scalamobil S35

Treppen aller Art können mit dem Scalamobil sicher und mit geringem Kraftaufwand überwunden werden.

- Funktioniert selbst auf sehr engen Wendeltreppen
- Bis zu einer Stufenhöhe von 20 cm
- Passt an die meisten Rollstühle mittels spezieller Halterung
- Kann schnell und ohne Werkzeug am Rollstuhl angedockt werden
- Schnell in drei Einzelteile zerlegbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1520415	Scalamobil (ohne Rollstuhl)	CHF 10'923.50
1457771	Halterung	CHF 583.75
DL10025	Anbau	CHF 394.20




Treppensteiger Liftkar

Lebensqualität ist, gemeinsam das Leben voll geniessen.

Es gibt viele Gründe, warum jemand eine Zeit lang oder dauerhaft nicht selbstständig Treppen steigen kann.

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- minimales Treppenpodest 80 x 90 cm
- maximale Stufenhöhe 22 cm
- souverän auf steilen und gewendelten Treppen
- übersichtliches Bedienpult
- problemlos im Kofferraum zu verstauen
- motorunterstützte Aufstieghilfe




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
S-045723	Liftkar PT-S 130	CHF 6'524.15
S-045725	Liftkar PT-OUTDOOR 120	CHF 6'724.90



Treppenraupe Liftkar PTR

Die LIFTKAR PTR Treppenraupe dient der sicheren Beförderung von gehbeeinträchtigten Personen über gerade Treppen auf- bzw. abwärts. Für Menschen, die auf die tägliche Nutzung eines Rollstuhls angewiesen sind, sind elektrische Treppenraupen zur Bewältigung von Stufen ein enormer Zugewinn an Lebensqualität. Mit unseren Treppenraupen können Sie im Innen- sowie Aussenbereich mit nahezu jedem Rollstuhlmodell Treppen aktiv überwinden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Benutzung	Max. Belastbarkeit	Preis inkl. MwSt
S-075701	Liftkar PTR kurz	für Rollstühle	130 kg	CHF 6'000.00
S-075705	Liftkar PTR lang	für Multifunktionsrollstühle	130 kg	CHF 6'800.00
S-075703	Liftkar PTR lang	für Multifunktionsrollstühle	160 kg	CHF 7'300.00



Treppenraupe Public

Die Treppenraupe Public transportiert alle Typen von manuellen und elektrischen Rollstühlen sicher über Treppen bis 35° Neigung.



Treppenraupe Stairmax

Der Stairmax ist weltweit die einzige Treppenraupe die ein Aktivrollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe und im eigenen Rollstuhl bedienen kann.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PUBLIC	CHF 18'041.80	STAIRMAX	CHF 10'157.60



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Rampen, faltbar

Die tragbaren Rampen eignen sich hervorragend für die Verwendung mit manuellen Rollstühlen, Elektro-Rollstühlen und Scootern.

- Sicherheitsverriegelung für den Transport
- Abfahrflächen mit Antirutsch-Beschichtung

- leichtgängiges Ineinanderschieben durch Gleiter zwischen den Rampen
- stabile, klappbare Handgriffe erleichtern den Transport
- Version mit breiter Lauffläche eignet sich besonders für 4-rädrige Scooter




Artikel-Nr.	Bild	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
FL110	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	56/110 x 18 x 20 cm	CHF 320.00
FL150	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	76/150 x 18 x 30 cm	CHF 400.00
FL200	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	101/200 x 18 x 40 cm	CHF 480.00
F110	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	57/110 x 21 / 20 cm	CHF 477.00
F150	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	76/150 x 21 x 30 cm	CHF 564.00
F200	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	101/200 x 21 x 40 cm	CHF 647.00
FW200	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	107/212 x 27 x 40 cm	CHF 893.00
FTW200	Bild 3	falt- und teleskopierbar	77/-205 x 25 x 40 cm	CHF 1'130.00
FTW300	Bild 3	falt- und teleskopierbar	107/-295 x 25 x 60 cm	CHF 1'250.00
FT200	Bild 3	falt- und teleskopierbar	76/-201 x 19 x 40 cm	CHF 816.00
FT300	Bild 3	falt- und teleskopierbar	101/- 276 x 19 x 60 cm	CHF 986.00

Rampe Aerolight-Xtra

Mit einer Laufflächenbreite von 76 cm und einer Belastbarkeit von bis zu 350 kg können Sie die Aerolight-Xtra Rampen vielseitig einsetzen. Sie eignet sich für Elektro-Rollstühle, manuelle Rollstühle oder Rollatoren.

Durch einfaches Zusammenfallen und geringes Gewicht, eignet sie sich hervorragend für die Mitnahme auf Reisen; für sicheres Auf- und Abfahren sind die Enden der Rampe gewölbt und mit Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite versehen.

- Stabile Tragegriffe und gewölbte Abfahrflächen
- Rutschfester Laufflächenbelag
- Faltbar und platzsparend



rutschfester Belag

Abfahrfläche

faltbar


Scharnier

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
AX6	600 x 760 x 80 mm	CHF 530.00
AX9	900 x 760 x 80 mm	CHF 744.00
AX12	1200 x 760 x 80 mm	CHF 914.00
AX15	1500 x 760 x 80 mm	CHF 1'128.00

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
AX18	1800 x 760 x 80 mm	CHF 1'321.00
AX21	2100 x 760 x 80 mm	CHF 1'518.00
AX24	2400 x 760 x 80 mm	CHF 1'772.00

Schwellenrampe drive-in RAMP

Diese Schwellenrampe ist für kleine Hindernisse und Stufen gedacht. Sie ist aus geriffeltem Alublech gefertigt, damit ist eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
DI1040	RAMP 1	400 x 750 mm	CHF 206.00
DI1080	RAMP 1	800 x 750 mm	CHF 308.00
DI1120	RAMP 1	1250 x 750 mm	CHF 477.00
DI2080	RAMP 2	800/450 x 750 mm	CHF 594.00
DI2125	RAMP 2	1250/450 x 750 mm	CHF 799.00



Gummi-Rampen

Rutschfeste Gummi-Rampen für den Innen- und Aussenbereich. Die Rampen lassen sich zuschneiden.

- Geräuschloses Überfahren
- Belastbar bis 10 Tonnen
- Hohe Lebensdauer



Artikel-Nr.	Höhe x Länge x Breite	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Höhe x Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
R406060	6 x 60 x 900 mm	CHF 25.00	R14640	40 x 310 x 900 mm	CHF 149.00
R406080	8 x 80 x 900 mm	CHF 31.00	R14645	45 x 350 x 900 mm	CHF 159.00
R406100	10 x 100 x 900 mm	CHF 45.00	R14636	50 x 400 x 900 mm	CHF 179.00
R406120	12 x 110 x 900 mm	CHF 51.00	R14655	55 x 430 x 900 mm	CHF 231.00
R406160	16 x 150 x 900 mm	CHF 66.00	R14660	60 x 480 x 900 mm	CHF 259.00
R406200	20 x 150 x 900 mm	CHF 79.00	R14665	65 x 520 x 900 mm	CHF 279.00
R406240	24 x 150 x 900 mm	CHF 91.00	R14670	70 x 560 x 900 mm	CHF 289.00
R14633	25 x 200 x 900 mm	CHF 92.00	R14637	75 x 600 x 900 mm	CHF 309.00
R14627	30 x 236 x 900 mm	CHF 99.00	R14638	100 x 800 x 900 mm	CHF 459.00
R14635	35 x 280 x 900 mm	CHF 105.00	R14639	125 x 1000 x 900 mm	CHF 659.00

Rampen, teleskopierbar

Teleskopierbare Rampen mit Arretierung und Handgriff.

- Preis pro Paar
- Teleskopierbar
- Mit Arretierung und Handgriff
- Spurbreite 17 cm
- Max. Belastbarkeit 125 - 150kg/Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
T90	teleskopierbar	58 - 90 x 19 x 20 cm	CHF 561.00
T120	teleskopierbar	75 - 119 x 19 x 25 cm	CHF 601.00
T200	teleskopierbar	116 - 202 x 19 x 40 cm	CHF 647.00
T200-3	Teleskoprampe 3-teilig	87 - 199 x 17 x 40 cm	CHF 739.00
T300	Teleskoprampe 3-teilig	116 - 288 x 17 x 60 cm	CHF 986.00

Rampe Aerolight-Classic

Die Aerolight-Classic Rampe ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Die Rampen sind mit einer Antirutschbeschichtung versehen und sorgen für hohe Sicherheit. Die Rampen sind schnell einsatzbereit und platzsparend im Fahrzeug verstaubar. Die Rampe ist aus Aluminium.



Artikel-Nr.	Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
AC6	600 x 760 mm	CHF 504.00
AC9	900 x 760 mm	CHF 671.00
AC12	1'200 x 760 mm	CHF 835.00
AC15	1'500 x 760 mm	CHF 1'000.00

Faltbare Rampe

Decpac-Rampen sind sehr leicht, robust und vor allem vielseitig einsetzbar. Überall wo man Stufen überwinden muss, sind die Rampen eine grosse Hilfe. Sie lassen sich längs falten und dadurch einfach transportieren. Der Belag der Rampe bleibt selbst bei Nässe rutschfest.

Rampe aufklappen, hinlegen, fertig!

Artikel-Nr.	Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
DECPACStand.A	1'200 x 750 mm	CHF 1'015.00
DECPACStand.B	1'350 x 750 mm	CHF 1'046.00
DECPACStand.C	1'650 x 750 mm	CHF 1'230.00
DECPACStand.D	2'000 x 750 mm	CHF 1'846.00



Ganzrampen

Die Lauffläche aus Rautenblech garantiert optimale Rutschsicherheit zu jeder Jahreszeit, ist durchlässig für Schmutz, Schnee und Regen und leicht zu reinigen. Die Module sind unbegrenzt kombinierbar, leicht umzubauen oder mit neuen Teilen zu ergänzen.

Lange Lebensdauer = hohe Wirtschaftlichkeit.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
R-100	Ganzrampe	auf Anfrage

Lagerungskissen PhysiForm

Äusserst geräuscharme Füllung durch kleinste Mikroperlen. Sehr gute Modulierbarkeit bei absoluter Formstabilität. Sie nehmen auf angenehme Weise die Körperwärme an und sind gegen Flüssigkeiten jeder Art resistent.

strack

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis inkl. MwSt
PKPF40	40 x 40 cm	CHF 88.35
PKPF60	60 x 40 cm	CHF 101.40
PKPF70	70 x 50 cm	CHF 113.40
PKPF70K	70 x 50 cm (Kopfkissen)	CHF 113.40



Lagerungskissen VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in individuelle Formen bringen. Durch das Mikroperlen-System im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis inkl. MwSt
PKVM180	180 x 35 cm	CHF 202.75
PKVM220	220 x 35 cm	CHF 226.85
PKVM250	250 x 35 cm	CHF 262.95



CarePur Universalkissen

Das Universalkissen passt sich perfekt an die jeweilige Körperregion an.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43771	S 45 x 30 cm	CHF 91.35
P43772	M 60 x 40 cm	CHF 91.35
P43773	L 70 x 50 cm	CHF 104.40

Seitenlagerungskissen

Stützt und dient dem Erreichen einer physiologischen Beinstellung im Liegen.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43799	S 140 x 26 cm	CHF 239.90
P43800	M 180 x 31 cm	CHF 239.90

Hemi-Armkissen

Positionierung und Lagerung eines paretischen Armes, z. B. nach einem Schlaganfall.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43785	XS 45 x 30 / 30x13	CHF 213.80
P43786	XL 58 x 36 / 48x35	CHF 213.80



Fersenentlastungsgurt

Der Fersenentlastungsgurt besteht aus einem mit Hohlfasern gepolsterten quaderförmigen Mittelteil, an dem zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss befestigt sind.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43792	90 x 15 cm	CHF 123.45

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen kann variabel eingesetzt werden, z.B. als Rückenstütze in der 30°-Seitenlagerung, als Kniekissen oder als Kopfpositionierungshilfe in der Seitenlage.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43778	S 45 x 14 cm	CHF 91.35
P43779	M 70 x 18 cm	CHF 91.35

Deltakissen

Das Kissen ist ein Prisma mit dreieckiger Grundform, dessen rechteckige Seiten als Stütze des Rumpfes oder der Lagerung der Beine dienen.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis
P43793	S 42 x 25 cm	CHF 123.45
P43794	M 60 x 40 cm	CHF 123.45



Aufrichter mit Griff, freistehend

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett. Zerlegbares Stahl-Vierkantrohrgerüst, pulverbeschichtet.

- Höhe ca. 170 cm
- Farbe lichtgrau
- Tragkraft 90 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KA-B-210	Aufrichter, freistehend	CHF 249.90



Seitengitter

Mit diesem ausziehbarem und abklappbarem Seitengitter können Sie wieder entspannt schlafen, ohne Angst zu haben, aus dem Bett zu fallen.



Bettgriff

Die Anbringung des Bettgriff ist kinderleicht. Der Bettgriff wird einfach an der richtigen Stelle unter die Matratze in den Rahmen eingelegt - fertig!



Seitengitterpolster

Das Seitengitterpolster bietet Patienten mit unruhigem Schlaf Schutz vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PRAIL8001	CHF 165.60

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
BETT010	CHF 89.35

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
D07/2390U	CHF 105.40



Seitenschläferkissen

Ein Kissen zum Kuscheln und Anschmiegen. Beim Seitenschläfer sorgt es für eine bequeme und erholsame Schlafposition, die Kopf, Arme und Knie stützt und die Wirbelsäule sowie Hals- und Schulterpartie entlastet.

Länge: 130 cm



Ohrkissen elsa

Wer Seitenschläfer ist oder empfindliche Ohren hat kann hier seine ideale Form der Entspannung finden. Denn der Kopf ruht angenehm weich und dennoch gestützt auf der Seite, ohne Druck oder gar Wärmestau im Ohr.



Bettdecken-Schwebegerüst

Das Gerüst wird zwischen Matratze und Bettgestell geschoben, so dass das Oberteil ein Stützgerüst bildet, das die Bettdecke von Füßen und Beinen des Patienten fernhält.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
SSK-130	CHF 136.50

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
38905030	CHF 109.40

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
081305671	CHF 80.20

Bett-Tisch

Der Tisch ist ohne Werkzeug leicht aufzubauen. Er lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist höhen- und neigungsverstellbar. Die kleine Tischplatte ist feststehend und dient zum Beispiel für Getränke. Die Bett-Tischplatte dient zum Beispiel zur Buchstütze.

- Masse: 78 x 40 cm
- Höhenverstellung: 72 bis 115 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1069	Bett-Tisch	CHF 129.50



Bett-Tisch Spitalmodell

Erleichtert die Pflege und bietet dem Patienten Komfort. Für den Spitalbedarf konzipiert. Lenkrollen sorgen für leichtes Verschieben.

- Plattengrösse (L x B): 770 x 400 mm
- Höhenverstellung: 780 bis 1100 mm
- Neigbarkeit: beide Längsseiten 90°
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
H-2322	Bett-Tisch, Spitalmodell	CHF 357.75



Beistell Tisch Server

Dank des U-förmigen Fahrgestells eignet sich der Tisch für alle Pflegeumgebungen und bietet so eine maximale Stabilität.

- Abmasse Tischplatte: 90 x 40 x 2 cm
- Höhenverstellung von 82 - 106 cm
- Max. Belastbarkeit bis 40 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BC9.04.0548380	Server	CHF 474.75



Nachttisch Elvira / Erika

- Korpus und Front: 19mm Möbelspanplatte
- Abdeckplatte aus wasserfester Trägerplatte

Elvira NT-2

- 1 Tablar Auszug
- 2 Schubfächer
- 4 Doppelaufrollen, zwei Stück arretierbar
- Masse: 45 x 48 H 60 cm (BxTxH)

Erika NT-3

- 1 Tablar Auszug mit TipOn Verschluss
- 3 Schubladen
- 4 Doppelaufrollen, zwei Stück arretierbar
- Masse: 45 x 48 x 75 cm (BxTxH)



Erika NT-3

Weitere Farben erhältlich!



Elvira NT-2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
100800602	Elvira NT-2 Farbe: Eiche	CHF 675.50
100800302	Erika NT-3 Farbe: Eiche	CHF 760.80



Nachtisch Perfekta T

Der Nachtisch Perfekta lässt sich einfach an jedes Bett stellen. Die Räder können arretiert werden. Die integrierte Betttischplatte lässt sich einfach bei Bedarf ausklappen.

- integrierte Betttischplatte, ausklappbar
- Beidseitig ausziehbare Schublade
- Masse: Breite 53 cm x Tiefe 45 cm x Höhe 86,5 cm
- Betttischhöhe: 82 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
312A001	Farbe: Buche	CHF 470.75
313A028	Farbe: Sonoma Eiche hell	CHF 470.75

Pflegebett Xenia Low



Dieses moderne Pflegebett bietet Komfort und Ergonomie zu wirtschaftlichen Konditionen und ist in vielen ansprechenden Dekoren erhältlich. Das Xenia Low eignet sich dadurch besonders als Einstiegsmodell für die stilvolle Einrichtung von Pflegeheimen.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 2075 x 1055 mm
- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Höhenverstellung: 25 - 80 cm

Mögliche Optionen:

- Infusionsständer
- Betttablett
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung
- Bettverlängerung um 20 cm
- Liegefläche 105 x 200 cm, 120 x 200 cm
- verschiedene Kopf- und Fussteil-Designs
- geteiltes Aluminium-Seitengitter
- geteiltes Stahl-Seitengitter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BE 12009	Pflegebett Xenia Low	CHF 2'719.00
Zubehör		
BC9.04.0331340	Aufrichter	CHF 190.70
BC1.10.1130340	Aufstehhilfe	CHF 237.85
H0-Bett-Tisch-Platte	Betttablett	CHF 286.05
LI-501300	Bettleuchte	CHF 595.20
LI-501061	Unterbettbeleuchtung für eine Bettseite	CHF 190.70




Pflegebett Belluno

Dieses Pflegebett vereint höchsten Liegekomfort und leichtes Handling mit einem attraktiven Preis. Das Kopf- und Fussteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bettrahmen integriert.

Mit elektromotorischer Höhenverstellung
Inkl. Aufrichter.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 105 x 213 cm
- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Höhenverstellung: 36 – 80 cm / 29 – 73 cm (niedrige Bauart)
- Liegefläche: 4-geteilt



Buche



Sonoma Eiche



Bettleuchte



Handbedienung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
280A637	Pflegebett Belluno, Farbe Buche	CHF 2'089.00
281B194	Pflegebett Belluno, Farbe Sonoma Eiche	CHF 2'089.00
281A323 (niedrige Bauart)	Pflegebett Belluno, mit Zentralverriegelung (Buche)	CHF 2'369.00
Zuebhör		
207.00196	Bettleuchte E	CHF 345.25

Pflegebett Ecofit S



Inkl. Aufrichter

Das Ecofit S ist ein speziell für die häusliche Pflege entwickeltes Pflegebett und zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität und Langlebigkeit aus. Das Preis- Leistungsverhältnis ist ideal für den Haupteinsatzzweck dieses Bettmodells.



Ecofit Plus

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 2115 x 1015 mm / 2135 x 1025 mm (Plus-Version)
- Max. Belastbarkeit: 185 kg
- Höhenverstellung: 38,5 - 81 cm / 22 - 64 cm (Low-Version)

Mögliche Optionen:

- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Betttablett
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung
- Wandabweissystem
- Bettverlängerung um 20 cm
- Holzsteckverkleidung zur optischen Aufwertung (Ecofit Plus)



 **tecfor care**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
90100	Pflegebett Ecofit S	CHF 1'047.00
90200	Pflegebett Ecofit S Low	CHF 2'277.00
BE20002	Pflegebett Ecofit Plus	CHF 1'988.00
BE26005	Pflegebett Ecofit Plus Low	CHF 2'198.00
Zubehör		
01370	Aufstehhilfe	CHF 262.00
01347	Betttablett	CHF 315.00
01305	Unterbettbeleuchtung für eine Bettseite	CHF 210.00



Das Ultra-Niedrig-Pflegebett Seracare Low vereint alle Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Ästhetik eines modernen Pflegebetts. Die bodennahe Absenkung des Bettgestells dient der Sturzprophylaxe und ist somit ein idealer Begleiter für sturzgefährdete Menschen in Pflegeheimen.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 2083 x 1145 mm
- Max. Belastbarkeit: 185 kg
- Höhenverstellung: 11 - 80 cm

Mögliche Optionen:

- Aufrichter
- Aufstehhilfe
- Betttablett
- Infusionsständer
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung, Seitengittererhöhung
- Wandabweissystem
- Zentralbremse
- integrierte Bettverlängerung bis 20 cm
- geteiltes Aluminium / Stahl Seitengitter
- durchgehende Holz Seitengitter
- Liegefläche 100x200 cm
- verschiedene Kopf- und Fussteil-Designs



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BE 22020	Pflegebett Seracare Low	CHF 3'983.00
Zubehör		
BC9.04.0331340	Aufrichter	CHF 210.00
01370	Aufstehhilfe	CHF 262.00
01347	Betttablett	CHF 315.00
01305	Unterbettleuchtung für eine Bettseite	CHF 210.00

Pflegebett Elbacare



Das Pflegebett Elbacare vereint alle Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Mobilität eines modernen Pflegebettes. Durch seine hohe Funktionalität und Vielfalt ansprechender Dekore eignet es sich besonders für den Einsatz in Pflegeheimen.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 2155 x 1055 mm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Höhenverstellung: 24 - 80 cm

Mögliche Optionen:

- integrierte Bettverlängerung bis 30 cm
- geteiltes Aluminium Seitengitter
- durchgehende Holz Seitengitter
- Infusionsständer
- Seitengitterpolsterung, Seitengittererhöhung
- verschiedene Kopf- und Fussteil-Designs
- geteiltes Aluminium-Seitengitter
- geteiltes Stahl-Seitengitter



inkl. Zentralbremse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BE2 1008	Pflegebett Elbacare	CHF 4'186.00
Zubehör		
BC 9.04.0331340	Aufrichter	CHF 210.00
01370	Aufstehhilfe	CHF 262.00
01347	Betttablett	CHF 315.00
01305	Unterbettbeleuchtung für eine Bettseite	CHF 210.00

Niedrigpflegebett Fondo




Das Niedrigpflegebett überzeugt vor allem durch die bodentiefe Absenkung des Bettgestells. Diese Funktion dient der Sturzprophylaxe und ist in besonderem Masse für sturzgefährdete Menschen in der häuslichen Pflege und in Pflegeheimen geeignet.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 2238 x 952 mm
- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Höhenverstellung: 6,7 - 64 cm

Mögliche Optionen:

- Aufrichter
- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- verschiedene Kopf- und Fussteil-Designs
- klappbares Seitengitter
- Stoff-Seitengitter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
00500	Niedrigpflegebett Fondo	CHF 2'497.00
Zubehör		
BC 9.04.0331340	Aufrichter	CHF 210.00
01370	Aufstehhilfe	CHF 262.00
01347	Betttablett	CHF 2315.00
01305	Unterbettbeleuchtung für eine Bettseite	CHF 210.00



Niedrigpflegebett Floorline-i Plus

Jedes Jahr fallen viele Patienten aus ihren Betten, sind verletzt und haben Schmerzen. Dieses Niedrigpflegebett bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Trendelenburg und kardiale Lagerung, die eine ausgezeichnete Pflege bieten.

Das FloorLine-i Plus ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Bereich von 10 cm (Fausthöhe) bis 80 cm wurde es speziell entwickelt für die maximale Sturzprävention im Liegen und zur Vermeidung von Rücken- und anderen Verletzungen des Pflegepersonals.

Das Floorline-i Plus verfügt zusätzlich über eine Steuerbox mit Schiebegriff und einem CPR-Notauslöser.



Eigenschaften

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- beste Rundumzugänglichkeit
- maximale Schutzprävention
- schnelle Intubation
- elektrische Höhenverstellung

Mögliches Zubehör

- Infusionsständer
- Aufrichter mit Triangelgriff
- Bettseitengitter
- Verlängerungskit
- Schiebegriff



Artikel-Nr.

90500

Bezeichnung

Floorline-i Plus

Preis inkl. MwSt

CHF 9'792.25

Schwerlastbett RFH, bis 280 oder 400 kg

strack

Das Bett ist mit leichtgängigen Doppelrollen ausgestattet, eine Feststellfunktion zur Fixierung an einem Ort verfügen. Standardbreite der Liegefläche kann verringert oder vergrößert werden.

- elektrische Höhenverstellung von 40 bis 80 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°
- Liegeflächenmass: 120 x 200 cm
- Aussenmass: 134 x 206 cm

Hebevermögen Typ 280:

- sichere Arbeitslast 315 kg
- zulässiges Patientengewicht bis 280 kg

Hebevermögen Typ 400:

- sichere Arbeitslast 435 kg
- zulässiges Patientengewicht bis 400 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
11.111.00.0010	Schwerlastbett RFH	ab CHF 6'138.00

Stehbett RFH 18.400

Das Stehbett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung. Bei folgenden, verbreiteten Krankheitsbildern, kann sich der Einsatz eines Stehbettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken: Apoplex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Wachkoma u.a.

- Herz- und Kreislauftraining
- Anregung des Knochenstoffwechsels
- Verdauungsunterstützung
- stufenlose elektrische Stehfunktion von 0° bis 85°
- elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°
- Antriebe: elektrische Linearmotoren
- Steuerung: elektrischer Handschalter
- Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
- Abmessungen:
- Liegefläche: 100 cm x 200 cm oder 90 cm x 200 cm
- Aussenmasse: 114 cm x 206 cm oder 104 cm x 206 cm
- Gewicht: 160 kg
- Hebevermögen: sichere Arbeitslast 170 kg
- zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
18.400.00.0000	Stehbett RFH	ab CHF 11'185.00



Einlegerahmen Eco-BiB



Das Bett-im-Bett System ist für all diejenigen geeignet, die den Komfort und die Funktionalität eines Pflegebettes nutzen möchten, ohne dabei auf ihr eigenes gewohntes Bett verzichten zu müssen.

- max. Belastbarkeit: 185 kg
- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- elektrische Höhenverstellung: 36 - 80 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BIB9.02.0606340	Einlegerahmen Eco-BiB	CHF 1'724.35



Pflegebett-Einsatz, RFH

Pflegebett-Einsatz mit elektrischer Höhen-, Kopfteil- und Knieknickverstellung. Bedienung per Handtaster. Herzlagerung mittels Handschalter ansteuerbar.

- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Liegeflächenmass: 85 x 195 cm (weitere Masse erhältlich)
- elektrische Höhenverstellung von 32 - 72 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
30.500.90.000	Pflegebett-Einsatz	ab CHF 2'772.00



Ihr persönliches Wunschbett!

Verlangen Sie ein Angebot!

Modulares Bettrahmensystem

Modulares, flexibles Bettrahmensystem in Schweizer Qualität. Normbettgrößen von 90 x 200 cm bis 200 x 220 cm. Es steht eine breite Palette verschiedener Ausführungs- und Dekor-Varianten zur Auswahl, von modern bis rustikal.

Elektrische Höhenverstellung möglich!




Kubivent Pflegematratze

Diese Matratze ist in zwei unterschiedlichen Raumgewichten erhältlich: 35 und 40 kg/m³. Zum Lieferumfang gehört ein blauer, elastischer Bezug aus Baumwollgewebe. Nicht zur Dekubitus-Prophylaxe geeignet.

Material: PU-Schaumstoff
Größe: 90 x 200 x 12 cm
Bezug waschbar bei 60 °C



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SM103-35	Pflegematratze RG 35	CHF 155.60
SM103-40	Pflegematratze RG 40	CHF 189.70





Kubivent Cielo Gesundheitsmatratze

Besonders empfohlen bei:

- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nackenschmerzen
- Allergien

Das Geheimnis der schlaffördernden Wirkung der Gesundheitsmatratze Cielo liegt im Aufbau der Kaltschaummatratze. Diese wird direkt für eine korrekte Körperlagerung zugeschnitten. Schultern, Hüften und Fersen sinken tiefer in die Matratze ein, der Rückenbereich wird parallel dazu gestützt.

- Material: Kaltschaum
- Grösse: 90 x 200 x 15 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
CM153-M	Cielo Matratze	CHF 780.90



Kubivent Viscola Gesundheitsmatratze / Auflage

Besonders empfohlen bei:

- Bandscheibenproblemen
- Starke Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nacken- und Hüftschmerzen
- Schlafstörungen

Ein Anpassungswunder aus viscoelastischem Schaumstoff. Das hier verwendete viscoelastische Material reagiert auf Körperwärme und Körpergewicht. Innenbelüftung durch Klimabohrungen.

Grösse: 90 x 200 x 15 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ATM153	Viscola Matratze	CHF 935.45



Kubivent Conform Antidekubitusmatratze

(zur Vorbeugung von Antidekubitus)

Aus speziellem Kaltschaum, besonders geeignet für die Vorbeugung von Druckstellen.

In fünf Zonen sind unterschiedlich grosse Würfel gruppiert. Diese Zonen sind auf die menschliche Anatomie zugeschnitten und bewirken in Verbindung mit tiefen Längs- und Quereinschnitten die besonders körpergerechte Druckentlastung bei optimalem Belüftungsklima, wodurch ein hoher Feuchtigkeitstransport garantiert ist.

Grösse: 90 x 200 x 12 cm
Bezug: Inkobezug

Besonders empfohlen für Patienten,

- bei denen ein bereits abgeheilter Dekubitus nachbehandelt werden soll, die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
CFM103-I	Conform Matratze	CHF 763.85

Kubivent Soft Schmerztherapie- und Antidekubitusmatratze

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung des Gewebes. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Schwerkkräfte. Dieser Überdruck klemmt die Blutgefässe ab und verhindert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut.

Diese Dekubitusmatratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird eine optimale Druckentlastung erreicht.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Insgesamt sorgt dieses System mit seinen durch den speziellen Aufbau bedingten Luftkanälen für eine aktive Belüftung und ein hervorragendes Mikroklima.

Maximale Druckentlastung

Besonders empfohlen bei Schmerzpatienten und Dekubitusgefährdung!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M163-Soft	Antidekubitus-Matratze	CHF 1'904.00



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

- Material: hochflexibler Kaltschaum
- Masse: 90 x 200 x 16 cm
- Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Kubivent Thera-Cubus Mobilisations- und Antidekubitusmatratze

Ideal für Para- und Tetraplegiker

Die zweilagige Dekubitusmatratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird auch ohne Weichlagerung eine optimale Druckentlastung erreicht. Die Eigenmobilität wird wirksam gefördert.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. Dadurch ist eine individuelle, patientengerechte Druckentlastung möglich.

Besonders empfohlen für Patienten,

- die mobilisiert werden sollen bzw. die selbständige Positionswechsel durchführen können. Das Körperschema des Patienten und seine Beweglichkeit bleiben voll erhalten.
- die stark schwitzen.
- bei denen spezielle Körperbereiche (z.B. kachektische Patienten) gezielt entlastet werden müssen.
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).
- bei denen eine Schwerkraftminimierung erforderlich ist.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M103	Antidekubitus-Matratze	CHF 1'755.50



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

- Material: hochflexibler Kaltschaum
- Grösse: 90 x 200 x 10 cm
- Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Antidekubitusmatratze Hyper Foam 2

Dekubitus-Therapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung. Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP).

Anwendungsbereich: für Patienten mit einem sehr hohen Dekubitusrisiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala). Für eine orthopädisch korrekte Patientenlagerung. Auch geeignet zur Versorgung mit zusätzlichen Indikationen wie Frakturen.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Masse: 200 x 90 x 15 cm
- Max. Belastbarkeit: 20 bis 150 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
GRHF2HC090200	Hyper Foam 2	CHF 504.00
GRHF2CL090200	Hyper Foam 2 Clinic	CHF 560.00

Clinic Version: mit Randzonenverstärkung

Antidekubitusmatratze Hyper Foam 2 Clinic Greenline

Greenline-Matratzen haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitus-Therapie-Matratzen eine verminderte CO₂-Emission. Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien. Inkl. Randzonenverstärkung. Geeignet zur Schmerztherapie.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

- Masse: 90 x 200 x 15 cm
- Max. Belastbarkeit: 0 bis 150 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
GRHF2CL090200	Hyper Foam 2 Clinic Greenline	CHF 560.00
GREVAII090200	EVAQ-PRO 2 Greenline	CHF 568.00

EVAQ-PRO 2: Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss

Antidekubitusmatratze Hyper Foam Plus

Dekubitus-Therapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Hyper Foam Plus: Bis Stadium 3 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Hyper Foam Visco Clinic: Bis Stadium 2 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

- Masse: 90 x 200 x 14 cm
- Max. Belastbarkeit: 20 bis 140 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
HF+090200	Hyper Foam Plus	CHF 402.00
HFV090200	Hyper Foam Visco Clinic	CHF 592.20

Hyper Foam Visco Clinic: Viscoelastische Oberplatte mit Randzonenverstärkung


Wechseldruckmatratze Pain & Therapy

Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie

Grosszelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko). Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- Statik- und Pulsationsmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 14 cm
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
Pain&Therapie	Wechseldruckmatratze	CHF 4'249.00

Wechseldruckmatratze SLK IV

Hochzelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 20 modular aufgebauten Luftkammern aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort. Statischer Modus zuschaltbar zur Schmerztherapie oder als Pflegeerleichterung einsetzbar.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko) unter Berücksichtigung sonstiger Einflussfaktoren. Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 26 cm
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SLK IV	Wechseldruckmatratze	CHF 8'586.00

Deckenlift - Heben ohne Grenzen

**Fragen Sie uns an für eine
kostenlose Beratung
vor Ort**



Der Motor kann einfach an der Deckenschiene angebracht oder davon abgenommen werden, um einen bequemen Transport zwischen Räumen mit minimalem Aufwand und ohne Leiter zu erleichtern.



Wir helfen Ihnen dabei, die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an die Patientenmobilität, die Pflegeprotokolle und Einrichtungen/ Räume zu finden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
Liko	Deckenlift	auf Anfrage

Handdesinfektionsmittel Sterillium

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmässiger Anwendung
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1066102	100 ml	CHF 4.30
1066501	500 ml	CHF 11.85
1066600	1000 ml	CHF 21.10
0066904	5000 ml Kanister	CHF 95.15



Handdesinfektionsmittel Sterillium classic pure

- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- farbstoff- und parfümfrei
- eignet besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut
- für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Hemodialyse
- umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1066102	100 ml	CHF 4.30
1066501	500 ml	CHF 11.85
1066600	1000 ml	CHF 21.10
0066904	5000 ml Kanister	CHF 95.15





Patientenlift Eva450

Der Patientenlift Eva ist ein vielseitiger mobiler Personenlifter für jede Transfer-situation und Pflegebedürftige bis max. 180 kg/205 kg. In Verbindung mit dem einfach anzuwendenden und funktionellen Hebe- und Lifterzubehör ist der fahr-bare Patientenlift Eva die richtige Lösung für Transfers vom und auf den Fussbo-den, zwischen Bett und Rollstuhl, für Horizontaltransfers und für das Gehtraining.

- Geringes Gewicht durch Aluminium
- Hubsäule in drei Höhen einstellbar
- Anpassbarer Haltegriff
- Elektrische Breitenverstellung des Fahrgestells
- Wartungsfreie Laufrollen
- Elektrische Not-Aus-Funktion
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- Akkupack mit langer Betriebsdauer
- Geringe 24 V Betriebsspannung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
60100002	Eva450, bis 205 kg belastbar	CHF 4'487.30



M

Traggurt HighBackSling



M

Traggurt BasicSling



M

Traggurt HighBackSling

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
40800004	S	CHF 312.15
40800006	M	CHF 326.20
40800007	L	CHF 340.25

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
40500004	S	CHF 298.10
40500006	M	CHF 309.15
40500007	L	CHF 323.20

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
40820004	S	CHF 312.15
40820006	M	CHF 326.20
40820007	L	CHF 340.25

Patientenlift Foldy

Der Foldy ist einer der meistverkauften Patientenlifter im Homecarebereich. Die bewährte Technik wird ständig verbessert. So verfügt der Patientenlifter nun über einen abnehmbaren Akkukasten und ist somit für den Einsatz im stationären Bereich optimiert worden. Das umfangreiche Zubehör an Lift-tertüchern, Waagen und Bügeln macht den Foldy zu einem der flexibelsten Hilfsmitteln in diesem Einsatzbereich.

Ihre Vorteile:

- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Fussboden
- mechanische Spreizung des Fahrgestell per Fusshebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ST0195	Patientenlift Foldy	CHF 1'289.75

M

Patientenlift Golvo 9000

Vertikale Hebebewegung - für den professionellen Pflegebereich

Der Golvo 9000 Lifter bietet die funktionalen Vorteile eines Deckenlifters mit der Flexibilität eines mobilen Lifters. Zusammen mit dem umfangreichen Angebot an Liko-Zubehör ist der Golvo ideal für alltägliche Hebesituationen in den verschiedensten Pflegeumgebungen.

Die vertikale Hebebewegung mit dem flexiblen Hebeband ist ideal für horizontales Heben, Gehübungen und Anheben vom Boden.

Die parallele Breitenverstellung des Fahrgestells sorgt für ein leichteres Heben der Patienten/Pflegebedürftigen auf/von Stühle(n), Betten und Böden.

Armstützen dienen zur Unterstützung von Patienten/Pflegebedürftigen während der Gehübung und erleichtern Pflegekräften das Manövrieren des Lifters.

Das Benutzerdisplay zeigt die Gerätenutzung an, u. a. die Anzahl der Hebevorgänge, Wartungsbedarf und Überlastungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
2000045	Golvo 9000	CHF 9'407.95
2006106	Batterie	CHF 438.90



GleitMatte Fix Liko

Die GleitMatte erleichtert kürzere Transfers im Bett oder zwischen zwei Betten, indem es die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und der Auflagefläche verringert.

Die Matten können sowohl für durchschnittlich schwere als auch für übergewichtige Pflegebedürftige verwendet werden und werden aus einem qualitativ hochwertigen, reibungsarmen Material hergestellt, das selbst nach einer langen Nutzungsdauer seine guten Gleiteigenschaften beibehält.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
3712015	GleitMatte Fix Liko	CHF 175.65





Aufstehhilfe ReTurn 7500i

Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres Heben.

ReTurn 7500i ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, ReTurn 7500i glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn 7500i gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn 7500i findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren im Sessel oder Rollstuhl.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
7500i	ReTurn 7500 i	CHF 763.20



Transferhilfe ReTurn Belt

Wenn mehr Unterstützung und Stabilität notwendig sind, ist der patentierte ReTurn Belt eine ausgezeichnete Ergänzung für ReTurn, zum Beispiel wenn die Beinstabilität des Pflegebedürftigen schwankt oder unsicher ist.

Artikel-Nr.	Grösse / Hüftumfang	Preis inkl. MwSt
6033	S / 85 - 105 cm	CHF 149.55
6034	M / 105 - 125 cm	CHF 151.55
6035	L / 120 - 145 cm	CHF 179.65



Aufstehlift Sabina

Die Möglichkeit, jeden Aufsteh- oder Hebevorgang an die Fähigkeiten des jeweiligen Pflegebedürftigen anzupassen, führt immer zu besseren Ergebnissen, als für jeden Pflegebedürftigen die gleiche Lösung zu verwenden.

Der Aufstehlift Sabina ist höhenverstellbar, um unterschiedlich grossen Pflegebedürftigen gerecht zu werden.

Bis zu einem gewissen Grad kann der Aufstehlift Sabina II sogar als Lifter zum Anheben Pflegebedürftiger aus einer sitzenden Position verwendet werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
2020003	Sabina II EE, ohne Slingbar	CHF 5'923.85



Aufstehlift MiniLift 200

MiniLift 200 ist ein mobiler Aufstehlifter, der dem Pflegebedürftigen beim Aufrichten vom Sitzen in den Stand den höchstmöglichen Komfort bietet. Mit dem richtigen Hebezubehör kombiniert werden die Füße, der Knie- und Unterschenkelbereich sowie der Rücken des Pflegebedürftigen sicher und angenehm unterstützt.

Der Aufstehlifter unterstützt den Pflegebedürftigen, indem er ihn beim Aufstehen entsprechend physiologischer Bewegungsmuster nach oben und vorne hebt. Gleichzeitig werden Beinmuskulatur und Gleichgewichtssinn trainiert.

Die Konstruktion aus Stahl macht den MiniLift 200 sehr robust und stabil. Dieser Aufstehlifter ist für eine maximale Belastung von 200 kg zugelassen und eignet sich somit auch für grosse und schwere Pflegebedürftige.

Max. Belastbarkeit: 200 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
401100334	MiniLift 200	CHF 4'485.30
70200033	CalfStrap	CHF 126.35



ThoraxSling zu MiniLift 200, mit Gesässstütze

ThoraxSling ist eine äusserst bequeme Aufstehweste, für den Einsatz mit dem MiniLift200. Der ThoraxSling vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen und Stehtraining.

Artikel-Nr.	Grösse / Taillenumfang	Preis inkl. MwSt
45600004	S / 98 cm	CHF 589.10
45600006	M / 105 cm	CHF 589.10
45600007	L / 123 cm	CHF 589.10
45600008	XL / 141 cm	CHF 655.40



Hebekissen Mangar ELK

Das Hebekissen Mangar ELK ist eine Notfall-Hebevorrichtung, mit der dem Patienten sicher und in Würde aufgeholfen werden kann und die gleichzeitig das Verletzungsrisiko für das medizinische Fachpersonal senkt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
24085100	Hebekissen Mangar ELK	CHF 2'398.90



Gehwagen Topro Taurus

Dieser robuste, kräftige Gehwagen bietet optimale Unterstützung für den bewegungseingeschränkten Benutzer, der somit gut gestützt sichere Schritte gehen kann.

Entwickelt für die moderne Bewegungstherapie kann der Gehwagen bereits als Aufstehhilfe vom Bett oder Stuhl genutzt werden. Mit wenigen Handgriffen ist er auf die ergonomischen Notwendigkeiten seines Nutzers eingestellt. Hierbei werden in erster Linie die Körpergrösse, aber auch der Körperumfang und die Armlagerung berücksichtigt. Die Handgriffe lassen sich optional auf die gewünschte Position einstellen.

Die rutschfesten Räder sind für den therapeutischen Einsatz optimiert. Alle vier Räder sind schwenkbar und bieten somit umfassende Bewegungsfreiheit. Soll diese Freiheit jedoch aus therapeutischen Gründen eingeschränkt werden, so sind die Hinterräder arretierbar und alle Räder mit einer Feststellbremse versehen.

Diverses Zubehör erhältlich! Fragen Sie uns an.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bremse	Höhenverstellung	Preis inkl. MwSt
814785	Taurus H Basic	ohne Bremse	Gasfeder	CHF 1'725.00
814787	Taurus H Premium	mit Bremse	Gasfeder	CHF 2'353.00
814790	Taurus E Basic	ohne Bremse	elektrisch	CHF 3'530.00
814789	Taurus E Premium	mit Bremse	elektrisch	CHF 4'166.00

Balancetrainer Thera-Trainer Balo

Der Thera-Trainer Balo ist ein dynamischer Steh- bzw. Balancetrainer. Mit ihm lassen sich Füße, Beine und Becken je nach Trainingsziel in nahezu jeder Position einzeln oder gemeinsam sichern. Damit lässt sich der Thera-Trainer Balo auch ideal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von schwer und schwerst betroffenen Menschen (auch Wachkomapatienten) einstellen, die nicht selbstständig stehen können.

Mit diesem Trainer können auch Betroffene mit wenig oder keiner Rumpfstabilität nachhaltig und sicher trainieren. Das Training im aufrechten Stand erleichtert die Atmung, stabilisiert den Kreislauf und regt den Stoffwechsel an. Durch seine Balance-Einheit können Betroffene mit dem dynamischen Trainer zudem ihr Gleichgewicht und auch ihre Beweglichkeit erhalten bzw. verbessern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
A001-494	Thera-Trainer Balo	CHF 9'089.75

Freistehbarren RFH

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining, für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose-Prophylaxe und zur Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig.

Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne eine Verankerung.

Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund (auch im Freien) gerollt werden. Der Benutzer hat also immer die Möglichkeit dort zu stehen, wo er möchte.

- Mit elektrischer Gurtaufrollvorrichtung
- Lässt sich individuell auf den Benutzer einstellen
- Patientenhaltgurt mit Boden
- Tisch mit Körpausschnitt
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung (98 bis 130 cm)
- Kniepelottenhalterung höhen- und tiefenverstellbar
- Vorne Transportrollen / hinten Gummifüsse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
02.300.00.000	Freistehbarren mit elektrischer Gurtaufrollvorrichtung	CHF 5'316.65
Zubehör		
02.090.00.000	Kniepelotte zusätzlich positiv & negativ winkelverstellbar	CHF 290.80
02.068.00.000	Oberkörperpelotte mit Haltgurt & gerader Rückenstange	CHF 1'033.90
02.028.00.000	Oberkörperpelotte mit Haltgurt & gekrüfter Rückenstange	CHF 1'114.70
02.017.00.000	Fersenklettbander	CHF 69.70



Bewegungstrainer Thera-Trainer mobi

Der kleine und handliche Thera-Trainer für Arme und Beine. Für aktive Menschen im häuslichen Bereich und in Einrichtungen. Sie können den Thera-Trainer auf den Tisch stellen, um die Arme zu trainieren. Oder Sie stellen ihn auf den Boden und fahren Velo, um die Beine zu stärken. Die Bedien- und Anzeigeeinheit informiert Sie über die Drehzahl pro Minute, Kalorien, Anzahl Umdrehungen und Ihre Trainingszeit.

- Thera-Trainer mit Motor für das unterstützende Training



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
A004-419	TheraTrainer mobi	CHF 3'001.15
A003-976	Tragetasche	CHF 300.50



Bewegungstrainer Motomed Loop

Das Motomed Loop besteht unter anderem durch seine einzigartige digitale Intelligenz und seiner neuen visuellen Erscheinung. Per Upgrade Bundle lassen sich fast alle Modelle in ihrer Ausstattung und Funktionalität erweitern. Zudem erfüllt das hochwertige Material der weich abgerundeten Oberflächen die hohen Anforderungen von Einrichtungen und Kliniken.

- Einzigartige Höhenverstellung (ohne Werkzeug)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
260.010	nur Unterkörper (loop.l)	CHF 5'289.20
260.039	Ober- oder Unterkörper (loop.la)	CHF 6'531.40



Bewegungstrainer Tigo

Der Bewegungstrainer Thera-Trainer tigo ermöglicht Menschen mit Bewegungseinschränkungen das therapeutische Training der Beine bzw. des Oberkörpers. Dabei ist aktives (mit Muskelkraft), assistives oder passives (mit Motorkraft) Training möglich - einfach vom Stuhl oder Rollstuhl aus. Sanft und sicher fördert er die Beweglichkeit des Körpers und beeinflusst viele andere gesundheitliche Aspekte positiv.



2,7" Bildschirm small



7" Bildschirm medium



Beinsicherung



Manschette



Kippsicherung



Fussicherung

THERA
TRAINER

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Funktion	Bildschirmgrösse	Preis inkl. MwSt
A003-882	Tigo 562	Unterkörpertrainer	small 2,7"	CHF 4'372.65
A004-730	Tigo 630	Unterkörpertrainer	medium 7"	CHF 6'047.10
A003-128	Tigo 566	Unter- und Oberkörpertrainer	small 2,7"	CHF 6'316.00
A004-028	Tigo 632	Unter- und Oberkörpertrainer	medium 7"	CHF 7'367.00
Zubehör				
A001-428	Beinsicherung			CHF 271.35
A002-440	Manschetten für Therapie-/Haltegriffe			CHF 249.70
A003-735	Kipp- und Abstandsicherung			CHF 776.15
A001-777	Fussicherung			CHF 719.95



Haltungstrainer Backgym

Der Haltungstrainer Backgym verhindert eine Rundrückenhaltung. Die Schulterblätter werden leicht nach hinten gezogen, somit gewöhnt sich die Muskulatur an eine natürliche, aufrechte Körperhaltung.

- Schlechte Körperhaltung
- Schlechte Sitzgewohnheiten am Arbeitsplatz oder in der Freizeit
- Nackenprobleme durch ständigen Handy- und Tabletgebrauch
- Skoliose
- Grosse Oberweite
- Muskelschwäche

Sport Version: Mit diesem Rückentrainer können Sie die aufrechte Körperhaltung bei hoher Aktivität trainieren, z.B. beim Sport oder bei Arbeiten mit viel Bewegung.



	Grösse S	Grösse M	Grösse L	Grösse XL	Preis inkl. MwSt
Classic	16690010	16690020	16690030	16690040	CHF 84.30
Sport	16690110	16690120	16690130	16690140	CHF 102.40

Gymnastikmatte Sissel

- Masse ca. 180 x 60 x 1,5 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
20420A+	anthrazit	CHF 97.35
20420B+	blau	CHF 97.35
20420G+	grün	CHF 97.35
20420R+	rot	CHF 97.35

Thera-Band

Das Thera-Band ist für den professionellen Einsatz, das ideale Trainingsgerät in Sportmedizin, Therapie für Kraft- und Ausdauertraining. Das Thera-Band ist Gelenk-schonend und beugt Verletzungen vor.

- Masse: Breite: 12,8 cm x Länge: 5,50 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1220020	gelb, leicht	CHF 21.00
1220030	rot, mittel	CHF 22.00
1220040	grün, schwer	CHF 24.00
1220050	blau, extra schwer	CHF 25.00
1220060	schwarz, extra stark	CHF 29.00

Ballkissen Dynair Senso TOGU

Ballkissen zur Entlastung der Wirbelsäule. Mit sanften Senso-Noppen auf einer Seite.

- Masse: Ø ca. 33 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
400278	türkis	CHF 47.05
400273	orange	CHF 47.05
400279	lila	CHF 47.05
400272	rot	CHF 47.05
400275	schwarz	CHF 47.05
400276	grün	CHF 47.05
400274	blau	CHF 47.05



Balancefit Sissel

Das Balancefit ist Ihr multifunktionales Trainingsgerät für die Steigerung von Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung.

- Masse: Ø ca. 34 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
23907	CHF 36.15

Balance Board Sissel

Verbesserung der Koordination, des Körpergefühls und des Reaktionsgeschwindigkeit, Stärkung der Rumpfmuskulatur.

- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Masse Ø ca. 40 cm, Höhe ca. 8 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
30241	CHF 50.10

Balancefit Pad Sissel

Ideal für Ihr Gleichgewichtstraining. Für Innen-, Aussen- und Wassergebrauch. Mit Antirutsch-Struktur.

- Masse: 50 x 41 x 6 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
20424	CHF 65.25

Gymnastikball Gymnic Opti

Der Gymnastikball Opti ist für alle Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik geeignet. Ebenso ist er eine gute Sitzalternative und für die Rückenschule geeignet. Durch die Transparenz des Balles kann der Therapeut die Bewegungen der Patienten besser beobachten.

- Max. Belastbarkeit ca. 300 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
64255	Opti, 55 cm	CHF 22.10
64265	Opti, 65 cm	CHF 24.10
64275	Opti, 75 cm	CHF 28.10



Blackroll Togu

Löst Muskelverspannungen, fördert die Durchblutung, lindert Rückenschmerzen, löst Verklebungen im Bindegewebe.

- Masse: 15 x 30 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
410040	Blackroll soft	CHF 36.15
400048	Blackroll	CHF 36.15



Igelball

Mit den Igelbällen haben Sie den Masseur immer zu Hause oder dabei. Die kleinen Noppen am Ball können Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Preis inkl. MwSt
61010	blau	10 cm	CHF 4.00
61009	rot	9 cm	CHF 4.00
61008	gelb	8 cm	CHF 4.00
61017	violett	7 cm	CHF 4.00
61006	orange	6 cm	CHF 4.00
61005	grün	5 cm	CHF 4.00





Pflegerufsystem

Das einfachste Pflegerufsystem für zu Hause.

Das Basis-Pflegerufset bestehend aus dem Notruf Armbandsender und dem Steckdosen-Rufmelder ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen von hausinternen Pflegerufen.

Der Pflegebedürftige trägt den Armbandsender für den Notruf, der Empfänger steckt bei Angehörigen oder Nachbarn in der Steckdose. Wird der Alarmknopf betätigt, erzeugt der Empfänger sofort ein akustisches und/oder optisches Alarmsignal.

- Reichweite: 30 - 100 Meter (je nach Mauerwerk)

Es stehen 3 Melodien, jeweils in 2 Lautstärken und wahlweise kombiniert mit dem integrierten Blitzlicht zur Verfügung. Der Notruf-Armbandsender ist spritzfest.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
RS16	Pflegerufsystem Armband	CHF 159.60
RS17	Pflegerufsystem Halskette	CHF 159.60



strack

Pflegerufsystem Genius

Der Genius ist für alle geeignet, die zu Hause im Ernstfall schnell und einfach Hilfe benötigen. Der Handsender kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden. Auf Knopfdruck baut der Genius ein Telefongespräch mit Angehörigen oder einer professionellen Notrufzentrale auf. Sie und der Angehörige/die Notrufzentrale können frei miteinander sprechen und geeignete Hilfsmassnahmen vereinbaren.

Das Abonnement muss bei der SmartLifeCare abgeschlossen werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
18301001	Genius	CHF 399.00

Pflegerufsystem Flex, mit GPS Signal

Das kleine Notrufgerät lässt sich überallhin mitnehmen. So können Sie in der ganzen Schweiz Notrufe auslösen und sich verständigen. Mit dem Notrufarmband lösen Sie auch dann Alarm aus, wenn Sie zu Hause sind.

- Hilfe auf Knopfdruck
- GPS-Modul im mobilen Notruf für präzise Ortung
- Automatischer Versand der GPS-Koordinaten per E-Mail / SMS

Das Abonnement muss bei SmartLifeCare abgeschlossen werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
18301036	Flex	CHF 499.00



Notrufmedaillon Azzurro

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex



Notrufuhr Vito

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex



Notrufuhr Serena

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
18301079	CHF 149.00	654	CHF 179.00	655	CHF 179.00



Alarmmatte CareMat

Für Heim- und Spitalbedarf

Die Pflege von Menschen mit Demenz sowie sturz- oder weglaufgefährdeter Patienten stellt grosse Herausforderungen an die Betreuenden. Dabei gilt es die Bewegungsfreiheit der Pflegebedürftigen nicht unnötig einzuschränken, um deren Lebensqualität zu bewahren und die Selbständigkeit im angemessenen Rahmen zu erhalten. Die druckempfindliche Sensormatte CareMat bietet hierbei eine wichtige Unterstützung.

Die CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und per Kabel oder Funk an die Lichtrufanlage des Hauses angeschlossen. Sobald eine Person die Matte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können somit verringert werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
303413	CareMat A, rechteckig, orange	CHF 706.95
357800	CareMat A, rechteckig, grau	CHF 706.95
303418	CareMat B, rechteckig, orange	CHF 558.90
357812	CareMat B, rechteckig, grau	CHF 558.90
310762	CareMat C, halbrund, orange	CHF 667.00
357824	CareMat C, halbrund, grau	CHF 667.00




CareMat A, rechteckig
Abmessungen: 1100 x 700 mm



CareMat B, rechteckig klein
Abmessungen: 700 x 400 mm



CareMat C, halbrund
Abmessungen: 1100 x 700 mm



Alarmmatte CareMat Set

Für den privaten Gebrauch - mit Funksystem

Die Notrufmatte CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und der Steckdoseneempfänger an eine Steckdose angeschlossen. Sobald eine Person die Rufmatte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer im Haus aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden.



RCP 24 Steckdosens-Rufgong



CareMat A, rechteckig
Abmessungen: 1100 x 700 mm



CareMat B, rechteckig klein
Abmessungen: 700 x 400 mm



CareMat C, halbrund
Abmessungen: 1100 x 700 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SET369076CH	CareMat A, rechteckig, orange	CHF 994.50
SET369077CH	CareMat A, rechteckig, grau	CHF 994.50
SET369047CH	CareMat B, rechteckig, orange	CHF 783.75
SET369073CH	CareMat B, rechteckig, grau	CHF 783.75
SET369074CH	CareMat C, halbrund, orange	CHF 932.90
SET369075CH	CareMat C, halbrund, grau	CHF 932.90



Praxisliege

Praxisliege mit oder ohne Kopfteil. Feste Höhe: 75 cm, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell voll geschweisst, pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.200.00.000	Praxisliege	CHF 1'183.40



Behandlungsliege

Behandlungsliege mit elektrischer oder hydraulischer Höhenverstellung von 45 - 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.100.00.000	Behandlungsliege	ab CHF 2'192.00



Vojta-Bobath Liege

Die Vojta-Bobath Anwendungen sind durch ihre speziellen Behandlungstechniken auf einen grossen Druckwiderstand und eine grosse Behandlungsfläche angewiesen. Diesen Anforderungen wird diese Liege in ihrer sehr robusten Bauweise gerecht. Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 100 x 200 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.300.00.000	Vojta-Bobath Liege	CHF 2'512.30

Lymphliege

Lymphliege mit elektrischer Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell. Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, geteiltes Fussteil, Unterschenkel Hochlagerung, gasfederunterstützte Beinteilverstellung bis 60°, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.800.00.000	Lymphliege	CHF 3'910.45



Multifunktionsliege

Die Multifunktionsliege ist elektrisch höhenverstellbar von 45 - 96 cm durch das Scherenhubgestell. Elektrische Dachstellung bis ca 60°, elektrische Beinteilverstellung bis 60°, Steuerung per Handschalter (alle Funktionen einzeln sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.400.00.000	Multifunktionsliege	CHF 3'453.80



Stehbrett

Das Stehbrett ermöglicht neben den bekannten Behandlungsliegenfunktionen ein stufenloses Aufrichten des Patienten bis maximal 85°. Der Patient wird durch drei Haltegurte im Knie-, Becken- und Brustbereich fixiert.

Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen Komponenten höchste Qualitätsstandard und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.

Höhe: 56 cm, fest

Höhenverstellung: 44 - 84 cm, elektrisch, Bedienung durch Handtaster

Aussenmasse: 73 x 205 cm

Gewicht: ca. 110 kg

Polsterung: hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug: wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

Hebevermögen: max. 135 kg Patientengewicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.101.00.000	Stehbrett	CHF 5'505.35





Stations- & Multifunktionswagen

Die Stationswagen lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Grosse Farbpalette zur Auswahl
- Diverses Zubehör erhältlich

Artikel-Nr.

IMC-

Preis inkl. MwSt

ab CHF 689.00



- Funktionswagen
- Narkosewagen
- Behandlungswagen
- Notfallwagen
- Transportwagen
- Einlagerungswagen





Bildschirmhalterung



Infusionsständer



Zentral Support



Medikamentenbehälter



Behälter



Halter



Laptophalterung



Handschuhhalterung



Sichtschutz

ropimex®

Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern. Darum ropimex®-Teleskope, die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Sie finden wieder Ihr gewohntes Raumbild vor.



Teleskope



Schienensysteme



Fahrgestelle




Duschspritzschutz



Trennwand

ropimex®

Formschön und elegant schützen die Trennwände die Intimsphäre Ihrer Patienten. Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler, ist die robuste Trennwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder platzsparend zusammengefoldet. Zur Wand- oder Säulenmontage sowie als mobile Lösung mit Fahrgestell. Alle Trennwände sind in verschiedenen Farben erhältlich.



Wir verfügen über das gesamte Ropimex Sortiment. Fragen Sie uns an.



Tiefenstrahler Repuls - Schmerztherapiegerät



Repuls 4

Der Repuls Tiefenstrahler arbeitet mit gepulstem hochintensivem kaltem Rotlicht, das ohne Wärme tief in das Gewebe eindringt und den entzündungssteuernden Leukotrienstoffwechsel unterbricht. Schmerzen können so **ohne Nebenwirkungen** erfolgreich gelindert und beseitigt werden.

Wann wird der Repuls angewendet?

- Schmerzlinderung
- Sehnerkrankungen
- Muskelverspannungen
- Erkältungskrankungen
- Hautausschläge
- Wundheilung und Hautentzündungen

**Gegen Entzündungen
und Schmerzen**

Eigenschaften:

- Bestrahlung von Gelenken, Haut, Binde- oder Muskelgewebe
- Behandlung max. 20 Min und bis 2x pro Tag
- Positive Wirkung bereits nach wenigen Behandlungen
- Einfache Anwendung durch Aufsetzen auf die Haut



Repuls 7



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
REP4H-1	Repuls 4	CHF 3'081.40
P-21001001	Repuls 7 (für Ihre Praxis)	CHF 4'998.50

Blutdruckmessgerät Omron M400 Intelli IT

Das Blutdruckmessgerät M400 Intelli IT ist mit der Intelli Wrap Manschette ausgestattet, welche genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm ermöglicht. Erkennung und Anzeige unregelmässiger Herzschläge. Ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie Schwangere.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
36100403	M400 Intelli IT	CHF 79.20

Blutdruckmessgerät Omron M500 Intelli IT

Das Blutdruckmessgerät M500 Intelli IT ist mit der Intelli Wrap Manschette ausgestattet, welche genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm ermöglicht. Dazu bietet das vergrösserte Display eine Vergleichsfunktion mit vorherigen Messungen. Erkennung unregelmässiger Herzschläge, 3 aufeinanderfolgende Messungen mit Mittelwertbildung und Bluthochdruckindikator. Ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie Schwangere.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
36100501/HEM-7361T-D	M500 Intelli IT	CHF 122.35

Blutdruckmessgerät Omron RS7 Intelli IT

Blutdruckmessgerät mit Positionierungssensor und Bluetooth-Funktion für zu Hause und unterwegs. Mit dem Blutdruckmessgerät Omron RS7 Intelli IT ist unabhängig von Gewicht und Grösse eine genaue Blutdruckmessung gewährleistet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
36100155/HEM-6232T-D	RS7 Intelli IT	CHF 104.30

Pulsoximeter P030

Misst die arterielle Blutsauerstoffsättigung - genau und schmerzfrei! Besonders bei Menschen die an Herzinsuffizienz, Asthma oder anderen chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen leiden, ist eine regelmässige Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes ratsam.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
45430	Pulsoximeter P030	CHF 80.00

Infusionsständer

Aus hochwertigem Edelstahl. Zur Anwendung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegebereichen. 5-Fuss-Stativ für sicheren Stand. Mit stabilem Kunststoffkreuz. Sicherheits- haken für Infusionsflaschen.

- Inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- Geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen
- 2 Sicherheitsrollen und **1 antistatische Rolle**
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- Stufenlos höhenverstellbar bis ca. 213 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
09.11005.002	Infusionsständer	CHF 119.45





Inhalationsgerät Pari Boy Classic

Der PARI BOY Classic in neuem modernen Design und mit gewohnt hoher Therapieeffizienz. Der PARI BOY Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
130G1201	Pari Boy Classic	CHF 272.30

Inhalationsgerät Pari Compact2

Der PARI COMPACT2 ist die aufzahlungsfreie Alternative von PARI. Er ist vielseitig einsetzbar für Babys, Kinder und Erwachsene zur Therapie der unteren Atemwege.

Kurze Inhalationszeit bei hoher Lungendeposition.
Einfache Handhabung & mehrere Möglichkeiten zur Desinfektion – auch ohne Chemie. Für mehr Spass bei der Inhalation sorgt die neue PARI Kinder App.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
152G1001	Pari Compact2	CHF 159.70

Inhalationsgerät Pari Sinus2

Pulsierendes Aerosol zur Behandlung von Nasennebenhöhlenentzündung.

Der PARI SINUS2 bietet eine einzigartige Form der Verneblertherapie zur Behandlung akuter und chronischer Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Der PARI SINUS2 lässt das Aerosol pulsieren, so dass es bis in Ihre Nasennebenhöhlen vordringen kann. Genau da, wo es benötigt wird.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
128G1001	Pari Sinus2	CHF 421.90

Inhalationsgerät Vernebler Airforce One

Kompakter Kompressorvernebler für eine zuverlässige und kostengünstige Aerosoltherapie. Einfache Inbetriebnahme und Bedienung durch den Anwender. Eignet sich für den täglichen Gebrauch. Integrierter Tragegriff für zusätzlichen Komfort. Umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten. Gleichermassen für Kinder und Erwachsene geeignet. Geräuscharm.

- Gewicht ohne Zubehör 1,5 kg
- Betriebsspannung (V) 230 V
- Gesamtgrösse (BxTxH) 15 x 19 x 9.5 cm
- Füllstand min. 2 ml
- Füllstand max. 8 ml
- Luftstrom max. 5.1 l/min
- Verneblerleistung 0.3 ml/min
- Schalldruckpegel (dba) 52 dbA
- Aerosolabgabe 0,45 ml



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MQ5890-EU	Airforce One	CHF 173.65

Medikamentenkühlschrank

Im Medizinalbereich stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Medikamentenlagerung an erster Stelle. Ob in Apotheken, Arztpraxen, Kliniken oder industriellen Anwendungsbereichen, überall werden höchste Anforderungen an Medikamentenkühlgeräte gestellt.

Die Medikamentenkühlschränke sind speziell, gemäss den Anforderungen der entsprechenden DIN 58345 für die Lagerung von Arzneimitteln konzipiert.

- Alarm-Test-Funktion
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MKUV-1610-3	Medikamentenkühlschrank	auf Anfrage

Sekretsauger Atmos

Tragbarer Sekretsauger mit 3-facher Übersaugungssicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS).

Anwenderfreundlich. Einsatz auf Station und Pflege-/Rehabereich. Kompakter Aufbau. Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige. Graduierter Sekretbehälter 1 l. Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugungssicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierter Übersaugschutz und DDS. Modernes, funktionales Design.

Modell C 161 DDS: Besonders anwenderfreundlich; Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich.

Modell C 261 DDS: Extra leistungsstark für besonders zähe Sekrete. Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich. Inklusive Schiebeklappe zum Schutz der Bedienelemente.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
313.0000.0	Modell C 161 DDS	CHF 893.30
313.0100.0	Modell C 261 DDS	CHF 1'495.55



Sauerstoffkonzentrator Kröber

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design. Durch die kompakte Masse und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist dieser Sauerstoffkonzentrator bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

- Gewicht: 19,8 kg
- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB- Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KR02.00	Kröber	CHF 1'385.15



Sauerstoffkonzentrator 1025KS

10 Liter Konzentrator für höchste Ansprüche!

Sauerstoffkonzentration bis 96 % im Bereich von 2 - 10 l/min
Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung
Zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes; erlaubt - in Kombination mit einer optionalen Ablage - die Benutzung aller Füllstationen.

- Flowbereich min. 2 l/min
- Flowbereich max. 10 l/min
- Sauerstoffkonzentration 87 % - 96 %

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1025KS	1025KS	CHF 2'107.80



Sauerstoffkonzentrator iFill

Bei einem iFill handelt es sich um eine Sauerstoff-Füllstation. Der iFill arbeitet nach dem Prinzip eines Sauerstoffkonzentrators und extrahiert Sauerstoff aus der Raumluft. Der so gewonnene Sauerstoff wird verdichtet und anschliessend in entsprechende Flaschen abgefüllt.

Zuhause einfach selbst Sauerstoffflaschen füllen

- Akkulaufzeit: 6 - 10 Stunden
- Liter: 1,2 / 1,8 / 2,9 Liter
- Gewicht: 30 kg
- Flaschen können beliebig oft befüllt werden
- Unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Keine Wartezeit auf Ihre Flaschenlieferung
- Schnelles Füllen der Flaschen - ohne dass diese zuvor entleert werden müssen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
535I-CF-KIT	iFill	CHF 5'405.00



Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Philips

Der mobile Sauerstoffkonzentrator SimplyGo von Philips steht für Leichtigkeit. Mit seinen 4,5 kg lässt er sich bequem überall mit hinnehmen. Darüber hinaus gibt das Gerät mehr als doppelt so viel Sauerstoff ab im Vergleich zu anderen Konzentratoren. Ein weiterer Vorteil des Sauerstoffkonzentrators SimplyGo bietet der Akku. Dieser ist kompakt sowie leicht zugänglich, wodurch das Austauschen einfach fällt, auch unterwegs.

Dauerflowmodus von 0,5 bis 2 l/min
Grösse 29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1069058	SimplyGo	CHF 4'396.25



Ultraschallvernebler UltraNeb

Einsetzbar mit allen am Markt befindlichen Sterilwassersystemen. Patientenluftstrom und Gerätekühlung voneinander getrennt. Integrierte Alarmfunktionen – Entfernen der Verneblerkammer bei Betrieb, kein Wasser / zu geringer Flüssigkeitsstand (Trockenlaufschutz), abgelaufene Verneblungszeit, allgemeiner Gerätefehler.

- Timerfunktion einstellbar: 0, 15, 30, 45 und 60 min.
- Vierfach verstellbare Gebläseleistung
- Vierfach einstellbare Verneblerleistung
- Variable Netzspannungen (110, 127 und 220 V)

Alle Varianten sind auch mit beheizbarem Silikonschlauch erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
U3000-KIT	UltraNeb	CHF 1'610.95





Stuhlwaage Kern

Eichklasse III

- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Grosses hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht

Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschliesslich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg. Durch ihre vier Räder wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können. Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme Stuhlform sicheren Halt während der Wiegung. Umklappbare Armlehnen und Fussstützen erleichtern das Platznehmen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MCC250K100M/965-129	Stuhlwaage Kern	CHF 1'504.55



Stuhlwaage Seca 956

Eichklasse III

- Masse (T x B x H)* und Eigengewicht: 956 x 563 x 897 mm, 22,4 kg
- Tragkraft: 200 kg
- Max Belastbarkeit: 100 kg
- Funktionen: TARA, HOLD, Abschaltautomatik

Das ergonomische, durchdachte Design der seca 956 macht Ihnen den Arbeitsalltag leichter. In ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten können sicher und bequem gewogen werden.

Zum Wiegen im Sitzen.

seca

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
9567021099	Stuhlwaage Seca 956	CHF 1'999.85



Stuhlwaage Seca 959

Eichklasse III

- Masse (T x B x H)* und Eigengewicht: 978 x 563 x 897 mm, 24,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik

Mit der seca 959 erhalten Sie das oft kopierte Original der modernen Stuhlwaage. Die konkurrenzlos feine Teilung, die durchdachte und hochwertige Konstruktion sowie die wegklappbaren Fussstützen zeugen von der herausragenden Qualität dieser Stuhlwaage.

Mit feiner Teilung.

seca

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
9597021929	Stuhlwaage Seca 959	CHF 2'972.75

Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III

Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02 kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, auf die Haltebügel aufgestützt oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Stativ optional erhältlich
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARA-Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmässig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MWS300K100M/965-129	Rollstuhlwaage Kern	CHF 1'998.40

strack



Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren – mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten.

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Wägebereich: max. 300 kg / Mindestlast: 2 kg
- Ablesbarkeit: 100 g / Wandhalterung: ja
- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m / Stativhöhe: 94 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MWA300K-1PM/965-129	Rollstuhlwaage Kern	CHF 2'118.85



Rollstuhlwaage Seca 665

Eichklasse III

- Masse (T x B x H)* und Eigengewicht: 1.150 x 1.102 x 912 mm, 33,4 kg
- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik

Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02 kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden.

seca

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
6657021193	Rollstuhlwaage Seca 665	CHF 3'513.25





Flow X



Handicare



Homeglide



Hawle





Kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause

Unser Treppenlift Berater sucht gerne bei Ihnen zu Hause nach einer passenden Lösung ganz individuell für Sie.

Eigenes Montageteam

Auf unsere Mitarbeiter sind wir stolz! Unsere werksertifizierten und geschulten Techniker werden Ihnen eine ausführliche Instruktion geben.

24h Notfall Hotline

In jeder Situation sind wir für Sie da. Ob Schneesturm oder an Weihnachten. Sie erreichen uns auch bei Notfällen rund um die Uhr.

Schnelle Lieferung und Montage

Rasche Kontaktaufnahme ist eine Dienstleistungen die uns auszeichnet. Ihr Treppenlift wird so schnell wie möglich installiert.

Grosse Auswahl an verschiedenen Liftsystemen

Egal ob drinnen oder draussen, gerade oder kurvige Treppen, mehrere oder nur ein Stockwerk - wir haben den passenden Treppenlift für Sie!

Treppenlift mieten oder kaufen?

Wir vermieten auch Treppenlifte. Vereinbaren Sie am besten einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort.





Plattformlift

Unsere Plattformlifte bieten Rollstuhlfahrern oder Personen mit Mobilitätsproblemen die Möglichkeit, Treppen und steile Rampen ohne fremde Hilfe zu überwinden. Seien es kurvige oder gerade Treppen im Innen- oder auch Aussenbereich – wir finden eine Lösung, um Ihre Mobilität und Bewegungsfreiheit zu Ihrer Zufriedenheit zu erhöhen.

Delta



- Für gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg

Omega



- Für kurvige und gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg
- Bis zu 85 Metern lange Strecken
- Stuhlversion möglich

Stratos



- Für kurvige und gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg
- Antrieb mit Zahnstange



Hebebühne

Wo Rampen zu steil oder zu lang ausfallen würden, – wenn Treppenlifte und Aufzüge sich wegen eines zu kleinen Höhenunterschieds oder baulichen Gegebenheiten nicht gut eignen, bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Hebebühnen an. Ausserdem können unsere Hebebühnen sowohl im Innen- und im Aussenbereich platziert werden.

Liftboy



- Förderhöhe bis 1300 mm
- Keine Fixierung notwendig

Herkules Liftwerk




- Förderhöhe bis 1790 mm
- Aufstellung auf Boden oder in Grube

Atlas 3000



- Förderhöhe bis 3000 mm
- Max. Tragkraft 385 kg



Pool Lift

Drinnen oder draussen, privat oder öffentlich, für Leicht- oder Schwergewichte - wir haben für jede Anforderung die passende Lösung. Erlangen Sie wieder Selbständigkeit und Wohlbefinden.



PandaPool Lift

Motorisierter mobiler Pool Lift mit automatischem Antrieb, keine Kraftanstrengung notwendig.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PLF-ANR07148	CHF 12'843.00

Keinen passenden Lift gefunden? Wir bieten Ihnen auch Spezialanfertigungen an!



BluPool Lift

Der BluPool Lift ermöglicht Personen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zum Schwimmbecken.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
D81-005	CHF 10'313.00



Poollift Ranger 2

Der Ranger ist ein kostengünstiger und zuverlässiger Poollift. Er kann ein maximales Benutzergewicht von bis zu 158 kg ohne Probleme aufheben.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PLF-411RPL-AT1	auf Anfrage



Poollift Mighty

Der Poollift Mighty verfügt über eine höhenverstellbare Sitzstange, die eine zusätzliche Einstellung ermöglicht. Die Poollift Mighty-Serie wurde für die Verankerung am Boden entwickelt.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
F-MTY400	auf Anfrage



Miet - Service

Ein grosses Sortiment von Hilfsmitteln steht Ihnen zur Miete bereit!

Sehr viele Menschen sind oft nur vorübergehend auf ein Hilfsmittel angewiesen, sei es aufgrund einer Operation oder einer Krankheit. In diesen Fällen ist es kostengünstiger und sinnvoller, das Hilfsmittel zu mieten.

Kontaktieren Sie uns - Gerne informieren wir Sie über die Miet- und Lieferbedingungen.

Kauf aus Miete ist möglich!

Die meisten Mietartikel können bei uns auch gekauft werden. Sollte sich herausstellen, dass der gemietete Artikel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.



MIETARTIKELLISTE

Auf Wunsch Lieferung bis vor die Haustüre!

bis 5 km	CHF 32.45 (Pauschal)
bis 10 km	CHF 43.45 (Pauschal)
ab 10 km	CHF 3.05 pro km

Berechnet wird Anfahrt und Rückfahrt!

Lieferkosten Pflegebett

Lieferung & Aufbau:	CHF 269.00
Abbau & Abholung:	CHF 302.00

Lieferzeit

Pflegebetten, Matratzen, Antidekubitus-Systeme, Rollstühle & Rollatoren können kurzfristig geliefert werden.

Wir sind selbstverständlich bemüht, innert wenigen Tagen Ihnen das gewünschte Miet-Produkt zu Verfügung zu stellen.

Bei den Abbildungen handelt es sich um ein Muster. Die Mietgeräte können von den Abbildungen abweichen.





Duschstuhl

Mit Hilfe des Duschstuhles kann das Duschen mühelos im Sitzen vorgenommen werden.

Weitere Informationen auf Seite 19.

Preis pro Monat	CHF 33.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 140.00



Toiletten- / Nachtstuhl

Ein Toilettenstuhl ersetzt die Toilette direkt neben dem Bett.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Topf: Artikel-Nr: 84005066 / CHF 39.50

Deckel: Artikel-Nr: 84005067 / CHF 12.00

Weitere Informationen auf Seite 17.

Preis pro Monat	CHF 33.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 256.90



Dusch- und Toilettenstuhl

Der Dusch- und Toilettenstuhl erlaubt eine selbstständige persönliche Hygiene. Dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Becken: Artikel-Nr: 80209255 / CHF 85.00

Weitere Informationen auf Seite 20.

Preis pro Monat	CHF 59.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 49.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 966.00



Badewannenlift

Der Badewannenlift garantiert ein bequemes und selbstständiges Ein- und Aussteigen ohne fremde Hilfe.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Bezugsset: Artikel-Nr: 1470576 / CHF 92.00

Weitere Informationen auf Seite 22.

Preis pro Monat	CHF 38.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 397.00



Gehstockständer

Mit dem praktischen Gehstockständer sind Ihre Stöcke immer gut verstaut.

Weitere Informationen auf Seite 28.

Preis pro Monat	CHF 15.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 30.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 140.00

MOBILITÄT



Gehgestell

Gehgestelle oder Gehrahmen sind leichte Stützgestelle mit vier Aufstandspunkten auf dem Boden.

Preis pro Monat	CHF 15.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 89.35

Weitere Informationen auf Seite 29.



Rollator

Ein Rollator verleiht Ihnen Sicherheit beim Gehen. EBei mangelnder Muskelkraft, Gangunsicherheiten oder verringerter Belastbarkeit durch eine Krankheit eignet sich der Einsatz eines Rollators.

Preis pro Monat	CHF 39.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 489.00

Kurzmiete: 7 Tage / CHF 15.00

Weitere Informationen auf Seite 32.



Rollator mit Unterarmauflagen

Wenn Sie beim Gehen zusätzlichen Halt und Unterstützung wünschen, sollten Sie sich für einen Rollator mit Unterarmauflagen entscheiden.

Preis pro Monat	CHF 54.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 1'047.00

Weitere Informationen auf Seite 33.



Standard-Rollstuhl

Alle unsere Standard-Rollstühle sind faltbar und sind in verschiedenen Sitzbreiten erhältlich.

Kurzmiete: 7 Tage / CHF 20.00

Optional können hochschwenkbare Fussstützen montiert werden.
(Aufpreis CHF 15.- / pro Monat)

Preis pro Monat	CHF 59.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 894.00

Weitere Informationen auf Seite 34.



Spezial-Rollstuhl

Unsere Spezial-Rollstühle verfügen üblicherweise über eine Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder. Dies ermöglicht eine Positionierung des Nutzers von einer aufrechten in eine halbliegenden Sitzposition, während er im Rollstuhl sitzt.

Preis pro Monat	CHF 148.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 74.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 2'700.00

Weitere Informationen auf Seite 40.



Elektrollstuhl

Grenzen überwinden, Selbständigkeit entwickeln, Freiräume erobern mit einem Elektrollstuhl

Preis pro Monat	CHF 290.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	1 Monate
Neupreis	ab CHF 4'267.80

Weitere Informationen auf Seite 44.



Scooter

Unsere Scooter ermöglichen Gehbehinderten längere Strecken zügig zurückzulegen.

Preis pro Monat	CHF 260.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	1 Monate
Neupreis	ab CHF 2'002.00

Weitere Informationen auf Seite 48.



Schiebe- und Bremshilfe

Die Schiebehilfe dient als Unterstützung und vereinfacht das Bremsen und Anstossen des Rollstuhls. Aus diesem Grund können beispielsweise steile Steigungen mit weniger Kraftaufwand überwunden werden.

Preis pro Monat	CHF 290.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 6'135.75

inkl. Rollstuhl

Weitere Informationen auf Seite 43.



Treppensteiger, Scalamobil

Mit dem Treppensteiger Scalamobil gelingt das mühelose Überwinden von Treppen aller Art.

Preis pro Monat	CHF 350.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 10'923.50

Weitere Informationen auf Seite 50.



Treppenlift

Blieben Sie länger in Ihrem zu Hause mit einem Treppenlift der Strack AG.

Preis pro Monat	Auf Anfrage
Einmalige Grundgebühr	
Mindestmietdauer	
Neupreis	

Weitere Informationen auf Seite 102.

BETTEN + MATRATZEN


Pflegebett

Bei unseren Pflegebetten ist die Betthöhe stufenlos verstellbar. Das Kopf- und Fussteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bett-rahmen integriert.

inkl. Aufrichter
Grösse: 90 x 200 cm
(Bettverlängerung möglich)
Weitere Informationen auf Seite 59.

Preis pro Monat	CHF 81.00
Einmalige Grundgebühr	-
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 951.50

Lieferung + Aufbau	CHF 269.00
Abbau & Rücktransport	CHF 302.00


Niedrigpflegebett

Das Niedrigpflegebett ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

Elektrische Höhenverstellung: 10 cm - 80 cm
Grösse: 90 x 200 cm

Weitere Informationen auf Seite 64.

Preis pro Tag	CHF 29.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 125.00
Mindestmietdauer	1 Tag
Neupreis	ab CHF 7'832.00


Aufrichter

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett.

Der Aufrichter ist in drei Teile zerlegbar.

Weitere Informationen auf Seite 56.

Preis pro Monat	CHF 20.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 249.90


Bett-Tisch

Der Bett-Tisch lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist verstellbar. Die kleine Tischplatte ist fest zum Beispiel für Getränke.

Weitere Informationen auf Seite 57.

Preis pro Monat	CHF 30.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 129.50



Standard-Pflegematratze

Die Standard-Pflegematratze besteht aus einfachem PU-Schaumstoff.

Grösse: 90 x 200 x 12 cm

Weitere Informationen auf Seite 67.

Preis pro Monat	CHF 29.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 155.60



Antidekubitus-Prophylaxematratze

Zur Vorbeugung eines Dekubitus

Grösse: 90 x 200 x 15 cm

Weitere Informationen auf Seite 68.

Preis pro Monat	CHF 39.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 69.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 780.90



Antidekubitusmatratze bis Stufe 2

Medizinisch zertifiziert

Masse: 90 x 200 x 12 cm

Weitere Informationen auf Seite 68.

Preis pro Monat	CHF 49.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 69.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 763.85



Antidekubitusmatratze bis Stufe 4

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Scherkräfte.

Grösse: 90 x 200 x 18 cm

Weitere Informationen auf Seite 69.

Preis pro Monat	CHF 69.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 69.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 1'904.00



Wechseldruckmatratze P&T

Das Pulsations-Komplettersatzsystem mit Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus therapie bis Stadium 4 (sehr hohes Risiko).

Grösse: 90 x 200 cm

SLK I - Auflage (geringes Risiko)

Preis pro Tag CHF 8.00

SLK II - Auflage (mittleres Risiko)

Preis Pro Tag CHF 10.00

Weitere Informationen auf Seite 71.

Preis pro Tag	CHF 8.65
Einmalige Grundgebühr	CHF 220.00
Mindestmietdauer	1 Tag
Neupreis P&T	CHF 4'249.00
Neupreis SLK IV	CHF 8'586.00

SLK III - Matratze (hohes Risiko)

Preis Pro Tag CHF 18.00

SLK IV - Matratze (bis 250 kg)

Preis Pro Tag CHF 26.00

THERAPIE


Patientenlift

Der Patientenlift dient zum Transfer von Patienten zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl. Ein Tragetuch ist inbegriffen.

Preis pro Monat	CHF 120.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 1'289.75

Weitere Informationen auf Seite 74.


Aufstehhilfe

Die Aufstehhilfe ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen. Sie kann auch als Trainingsgerät verwendet werden.

Preis pro Monat	CHF 96.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 763.20

Weitere Informationen auf Seite 76.


Walker Taurus

Der Walker Taurus bietet optimale Unterstützung und Stabilität beim Lauftraining. Er ist entwickelt worden für die moderne Bewegungstherapie.

Preis pro Monat	CHF 120.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 1'725.00

Modell H Premium, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, mit Einhandbremse.

Weitere Informationen auf Seite 78.


Freistehbarren

Der Freistehbarren ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen.

Preis pro Monat	CHF 195.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	1 Monate
Neupreis	CHF 5'316.65

Weitere Informationen auf Seite 79.



Bewegungstrainer ohne Motor

Trainieren Sie die Kraft Ihrer Beine und Arme mit dem Thera-Trainer activo. Sie können den Thera-Trainer auf den Tisch stellen, um die Arme zu trainieren. Oder Sie stellen ihn auf den Boden und fahren Velo, um die Beine zu stärken.

Preis pro Monat	CHF 49.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	-



Bewegungstrainer mit Motor

Der kleine und handliche aktiv-passiv-Trainer für Arme und Beine.

Der Bewegungstrainer ist für Menschen mit leichten körperlichen Beeinträchtigungen konzipiert. Speziell für den täglichen Einsatz im häuslichen Bereich und den mobilen Einsatz in Einrichtungen eignet sich das Gerät.

Preis pro Monat	CHF 125.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis / Arm & Beine	CHF 3'001.10

Weitere Informationen auf Seite 80.



Bewegungstrainer

Mit dem MOTomed viva2 holen Sie sich professionelle Bewegungstherapie nach Hause. Dient zum Aufbau und Erhaltung Ihrer Muskulatur.



Arme und Beine



Nur Beine

Preis pro Monat / nur Beine	CHF 240.00
Arme und Beine	CHF 300.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	1 Monate
Neupreis / nur Beine	-
Neupreis / Arm & Beine	-

PFLEGERUFSYSTEM



Pflegerufsystem

Das Pflegerufset mit Arbandsender ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen eines hausinternen Alarms.

Reichweite: ca. 30 Meter

Weitere Informationen auf Seite 84.

Preis pro Monat	CHF 35.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 45.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 159.60



Kontaktmatte

Druckempfindliche, überwachte Bettvorlage für demente und sturzgefährdete Personen.

Preis pro Monat	CHF 45.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 45.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	-



Lichttherapiegerät Ortholumm

Für eine schnellere Regeneration des Gewebes nach einer Verletzung. Ohne Nebenwirkungen!

Preis pro Monat	CHF 189.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	-



Tiefenstrahler Repuls

Repuls ist eine hochwirksame medizinische LED-Technologie und dient als Schmerztherapie. Das Schmerztherapiegerät ist besonders schonend und fördert einfach und rasch die Abheilung von Entzündungsprozessen.

7 Tage - CHF 200.00
14 Tage - CHF 350.00
30 Tage - CHF 450.00

Weitere Informationen auf Seite 94.

Preis pro Monat	CHF 450.00
Einmalige Grundgebühr	-
Mindestmietdauer	7 Tage
Neupreis	ab CHF 3'081.40

MEDIZINGERÄTE



Sauerstoffkonzentrator

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator. Bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

Weitere Informationen auf Seite 98.

Preis pro Tag	CHF 10.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 30.00
Mindestmietdauer	-
Neupreis	CHF 1'385.15

A

Achselstütze 28
Adaptiv-Rollstuhl 36
AdaptPRO Spezial-Rollstuhl 40
AeroLight-Xtra 52
Airforce One Vernebler 97
Alarmmatte 86
Anatome Transportstuhl 13
Antidekubitus
 Antidekubitusmatratze 68
 Rollstuhlsitzkissen 39
An- und Ausziehhilfen 7
Atlas 3000 Hebebühne 105
Atmos Sekretsauger 97
Aufrichter 56
Aufstehhilfe 76
Aufstehsessel 10
Azzurro Notruf Zubehör 85

B

Backgym 82
Badehilfen
 Badewannenbrett 23
 Badewannenlift 22
 Badewannenmatte 18
 Badewannensitz 23
 Einstieghilfe 18
 Haltegriff 15
 Pflegebadewanne 26
Badewannenmatte 18
Balance Board 83
Balancefit Pad 83
Balancetrainer 79
Ballkissen 82
Balo Balancetrainer 79
Behandlungsliegen
 Lymphliege 89
 Multifunktionsliege 89
 Praxisliege 88
 Stehbrett 89
Belluno Pflegebett 59
Besteck 6
Bettdecken-Schwebegerüst 56
Bettgriff 56
Bett-Tisch 57
Bewegungstrainer 80
Bility S Scooter 48
Blackroll 83
BluPool Poollift 106
Blutdruckmessgeräte 95
Bobby Transportrollstuhl 34
Bologna Aufstehsessel 11

C

CareMat Alarmmatte 86

CarePur Lagerungskissen 55
Clean Dusch- und Toilettenstuhl 20
Cloo Toilettensitzerhöhung 16
Comet PRO Scooter 49
Contura Sitzkissen 38
Cortina Aufstehsessel 9

D

Deltakissen 55
Delta Plattformlift 104
Desinfektionsmittel 73
Drehkissen 8
drive-in Rampen 53
Duschen
 Duschhocker 19
 Duschmatte 18
 Duschstuhl 19
 Rutschschutz 18
Duschklappsitz 18
Dusch- und Toilettenstuhl
 Clean 20
DX2 Kyburz 47

E

Edge Duschhocker 19
e-fix Zusatzantrieb 42
Einstieghilfe 18
Eiskralle für Gehstöcke 28
Elan Rollator 31
Elektrollstuhl 44
Eloflex Elektrollstuhl 44
elsa Ohrkissen 56
e-motion Zusatzantrieb 42
e-pilot Zuggerät 43
Eurochair Rollstuhl 35
Eva Patientenlift 74

F

Fersenentlastungsgurt 55
Fingerpulsoximeter 95
Flex 85
Floorline-i Niedrigpflegebett 64
Flow X Treppenlift 102
Foldy Patientenlift 75
Freistehbarren 79
Fresh Badebett 23

G

Gehbock / Gehgestell 29
Gehstöcke 28
 Achselstütze 28
 Eiskralle 28
 Gehstockständer 28
Unterarmgestütze 28

Gehwagen Topro Taurus 78
Gemino 30 Comfort 31
Genius Pflegesystem 85
GleitMatte Fix Liko 75
Golvo 9000 Patientenlift 75
Greenline Antidekubitusmatratze 70
Greifzangen 7
Gripo Haltestange 14
Gymnastikball 83
Gymnastikmatte 82

H

Haltungstrainer 82
Handdesinfektionsmittel 73
Handgriff
 Haltegriff 15
 Haltegriffe mit Saugnapf 15
 Stützklappgriff FSB 15
Hawle Treppenlift 102
Hebebühne 105
Hemi-Armkissen 55
Herkules Liftwerk 105
Hestia Rollator 29
Hi-loo Toilettensitzerhöhung 16
Hocker 13, 19
Homeglide Treppenlift 102
Hyper Foam Matratzen 70

I

iFill Sauerstoffkonzentrator 98
Igelball 83
Infusionsständer 95
Inhalationsgerät 96, 97
Inovys II Pflegerollstuhl 41
Insausti Stationswagen 90
Isola bella Pflegebadewanne 26

K

Keilkissen 8
Kern Stuhlwaage 100
Kissen
 Antidekubitussitzkissen 39
Kontaktmatte 86
Kröber Sauerstoffkonzentrator 98
Krücken 28
Kubivent
 Antidekubitus-Matratze 69
 Antidekubitus Sitzkissen 39
 Gesundheits-Matratze 68
Küchenhelfer 6
Küschall Rollstühle 36
Kyburz Elektrofahrzeuge 47

L

Lagerungskissen 55
Lätzchen 6
Let's go Rollator 29
Lichttherapiegerät Repuls 94
Liftboy Hebebühne 105
Liftkar 50
Liftkar Treppenraupe 51
Loop Bewegungstrainer 80

M

Mangar Aufstehkissen ELK 77
Mangar Badekissen
Badewannenkissen 23
Matratzen 67
Cielo Gesundheits-Matratze 68
Conform Antidekubitusmatratze 68
Kubivent Pflegematratze 67
Schmerztherapie- und Antidekubitus-
Matratze 69
Viscola Gesundheits-Matratze 68
Wechseldruckmatratze 71
Maximo S Scooter 48
Medikamentendispenser 7
Medikamentenkühlschrank 97
Meyra Rollstühle 35
Miet - Service 107
Mighty Poollift 106
MiniLift 200 Aufstehhilfe 77
Modena Aufstehsessel 10
Motion 2 in 1 Rollator 31
Motomed Bewegungstrainer 80
Multifunktion-Rollstuhl 40
Multifunktionsliege 89
Multifunktionswagen 90
My-Loo Toilettensitzerhöhung 16

N

Netti Pflegerollstuhl 40
Niedrigpflegebett 64
Noppenball 83
Notruf-Uhr 84

O

Ohrkissen 56
Olympos Rollator 32
Omega Plattformlift 104
Omron Blutdruckmessgeräte 95
Orca Badelift 22
Orion PRO Scooter 49
Otto Bock Avantgarde 36

P

Pain & Therapie Wechseldruckmatratze
71
PandaPool Poollift 106
Pari Boy Classic 96

Patientenlift

Patientenlift Eva 74
Patientenlift Foldy 75
Patientenlift Golvo 9000 75
Perfekta T Nachttisch 58
Pflegebadewanne
Isola Bella 26
Pflegebadewanne TR 900 24
Pflegebadewanne TR Comfortline 24
Pflegebetten
Aufrichter 56
Pflegerollstuhl 40, 41
Pflegerufsystem 84
Kontaktmatte 86
Philips Sauerstoffkonzentrator 99
PhysiForm Lagerungskissen 55
Plattformlifte 104
PLUS II Kyburz 47
Pool Lift 106
Praxisliege 88
Pulsoximeter 95
Pyro Start Plus Rollstuhl 34

R

Rampen 53
Gummi-Rampen 53
Ranger 2 Poollift 106
Rea Azalea Pflegerollstuhl 41
Relax2 Pflegerollstuhl 41
Relax Duschklappsitz 18
Repuls 94
ReTurn Aufstehhilfe 76
Rollatoren 29
Rollstühle 34
Antidekubitusstuhlkissen 39
Elektrischer Zusatzantrieb 42
Schiebe- und Bremshilfe 43
Transport-Rollstuhl 34
Rollstuhl Sitzkissen 38
Rollstuhl tasche 37
Rollstuhltisch 37
Rollstuhlwaage 101
Rollstuhlzuggerät 43
Rollz 31
Rückengurt Rollator 33
Rutschbrett 37
Rutschschutz 18

S

Sabina Aufstehlift 76
Samarit Rutschbrett 37
Sauerstoffkonzentrator 98
Scalamobil S35 50
Schiebe- und Bremshilfe 43
Schlupfsack 37
Schnabelbecher 6
Schwebegerüst 56
Schwellenrampe 53
Schwerlastbett RFH 65
Scooter 48

Seca Waagen 100
S-Eco 300 XL Rollstuhl 34
Seitengitter 56
Seitengitterpolster 56
Seitenlagerungskissen 55
Sekreter 97
Serena Notrufuhr 85
Sichtschutz 92
Siena Aufstehsessel 12
Sitzring 8
SLK Wechseldruckmatratzen 71
Smart Duschhocker 19
Spazierstock 28
Spezial-Rollstuhl 41
Spike 28
Spirit Notrufuhr 84
Stations- & Multifunktionswagen 90
Stehbett RFH 65
Sterillium 73
Stock 28
Stockhalter für Rollatoren 33
Stratos Plattformlift 104
Strumpfanziehhilfe 7
Stühle
Rollhocker 13
Sattelhocker 13
Stuhlwaage 100
Stützklappgriff 15
Swift Duschstuhl 19
Swift Mobil 21
Swift Mobil Tilt 21
Swift Toilettenstuhl 17
Swift Toilettenstützgestell 17

T

Tabletten
Medikamentendispenser 7
Tablett Rollator 33
Taima Rollator 30
Taurus Gehwagen 78
Tayo Duschstuhl 19
Tecno-Plus Badematte 18
Tellerranderhöher 6
TH10 Toilettensitzerhöhung 17
Thera-Band 82
Thera-Cubus Sitzkissen 39
Thera-Trainer Bewegungstrainer 80
Thera-Visco Sitzkissen 39
Tigo 81
Toilette
Cloo 16
Hi-loo 16
Toilettenrollstuhl 17
Toilettenstuhl 17
Toilettenstützgestell 17
Toilettensitzerhöhung 16
Tomtar Gehbock 29
Topro Rollatoren 32

TR 900 24
TR 1700 25
TR 2000 / TR 3000 25
TR 9650 25
Transportstuhl 13
TR Comfortline 24
Trennwand 93
Treppenlifte 102
Treppenraupe 51
Treppensteiggerät 50
Trinkbecher 6
Troja Rollatoren 32

U

UltraNeb Vernebler 99
Ultraschallvernebler 99
Universalkissen 55
Unterarmgehstütze 28

V

VariMed Lagerungskissen 55
Vela-Stühle 12
Vernebler 97
Verona Aufstehsessel 10
Viamobil V25 43
Vito Notrufuhr 85
Vojta-Bobath Liege 88

W

Waagen
 Rollstuhlwaage 101
 Stuhlwaage 100
Walker 33
Wechseldruckmatratze 71

X

Xenata S Scooter 48
XXL
 Elektrollstuhl 45
 Rollstuhl 34
 Schwerlastbett 65
 Scooter 48
 Wechseldruckmatratze 71

Z

Zusatzantrieb 42
Zylinderkissen 55

Allgemeine Bedingungen für Geschäfte mit Strack AG

1. Geltungsbereich und Gültigkeit

Die nachstehenden Bedingungen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung sind Grundlage und gelten als Bestandteil aller - auch zukünftiger - von oder mit uns angebotener oder abgewerkelter Liefergeschäfte sowie hiermit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte oder sonstiger Leistungen, z.B. Beratungsleistungen. Abweichende oder entgegenstehende Bestimmungen des Kunden werden hiermit ausdrücklich widersprochen. Es gelten ausschliesslich die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Geschäftsbeziehung zwischen Strack AG und dem Besteller. Abweichende Bedingungen werden von Strack AG nur dann anerkannt, wenn Strack AG ausdrücklich deren Geltung bestätigt hat.

2. Vertragsabschluss

Verträge kommen durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auftragsdurchführung zustande.

3. Gewährleistung, Haftungsausschluss

Sind die gelieferten Waren im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft, so werden wir für die Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung sorgen. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung können Sie Herabsetzung der Vergütung oder nach Ihrer Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

Die Gewährleistungsfrist für Neuwaren beträgt 24 Monate ab Lieferung, für Batterien und Akkumulatoren maximal 6 Monate, für Restposten 6 Monate. Für Austauschgeräte, Occasionsgeräte und Reparaturen wird die Gewährleistung auf 6 Monate beschränkt.

Davon abweichende Gewährleistungen werden auf unseren Rechnungen speziell vermerkt.

Unsere Haftung für eigenes Verschulden, sowie das unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

3.1. Matratzen und Sitzkissen sind entsprechend den Herstellerangaben gesondert geregelt.

4. Toleranzen

Abbildungen, Zeichnungen sowie die in den Prospekten, Verzeichnissen und sonstigen Unterlagen enthaltenen Daten, z.B. über Masse und Gewichte, Farben, Leistungen und Betriebskosten, sind nur annähernd massgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als „zugesichert“ bezeichnet werden.

5. Preise

Die in unserer Preisliste, unserem Internet-Shop und Katalogen aufgeführten Preise sind Endkundenpreise und unverbindlich. Preise in CHF beinhalten die geltende gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei detaillierten, schriftlichen Angeboten sind die ausgewiesenen Preise der einzelnen Positionen netto, zzgl. ges. MwSt. Bei Export in andere Länder ist der ausgewiesene Preis in EUR der Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass sich tagsaktuell die Preise für neue Bestellungen ändern können. Die Preise für Warenlieferungen gelten grundsätzlich zuzüglich Verpackung, Handling und Versandkosten. Wird verkaufte Ware nach Vertragsabschluss aber vor Ablieferung, mit Preisbindung, erhöhten/zusätzlichen Steuern, Zöllen, sonstigen Abgaben oder Belastungen belegt, sind wir vom Tage des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen an berechtigt, den Preis entsprechend anzuheben oder vom Vertrag zurückzutreten.

6. Zahlung

6.1 Mangels anderweitiger Vereinbarungen haben Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Rechnung ohne jeden Abzug auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu erfolgen.

6.2 Ersatzteil-Lieferungen und Reparaturrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug zahlbar.

6.3 Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Die mit der Einlösung der Schecks und Wechsel verbundenen Kosten hat uns der Kunde zu ersetzen. Gutschriften über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.4 Ist der Kunde in Verzug, so werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden oder weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

6.5 Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne daß es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.6 Für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland gilt als ausdrücklich vereinbart, daß alle Kosten der Rechtsverfolgung durch uns im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, bis zur Höhe der gesetzlich zulässigen Gebühren, zu Lasten des Kunden gehen.

6.7 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte können vom Kunden nur ausgeübt werden, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

6.8 Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.

7. Lieferzeit, Teillieferungen, Höhere Gewalt

Waren, die an Lager vorrätig sind, werden innerhalb von 72 Stunden, ausgenommen Wochenenden und Feiertagen, an Sie ausgeliefert. Für Waren, die nicht an Lager sind, bemühen wir uns um eine schnellstmögliche Lieferung. Die Lieferzeiten werden mit der Zustellung der Auftragsbestätigung bekannt gegeben. Werden sie um mehr als 4 Wochen überschritten, kann der Kunde die Lieferung anmahnen und eine angemessene Nachfrist setzen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für den Kunden fallen dadurch keinerlei Mehrkosten an.

Fälle höherer Gewalt, die uns, unsere Zulieferer oder eine von uns mit der Vertragsabwicklung betraute Gesellschaft an der Vertragserfüllung hindern, entbinden uns bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Vertragserfüllung. Soweit diese Ereignisse hinsichtlich unserer Verpflichtungen erheblich sind und von uns nicht, auch nicht im Hinblick auf die Auswahl unserer Lieferanten oder Vertriebspartner, verschuldet sind, gelten den Fällen höherer Gewalt gleichgestellt:

7.1 Arbeitsstreik, bei Ausbleiben einer genügenden Versorgung mit Waren seitens der Zulieferer

7.2 Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten.

7.3 Schadensersatzansprüche des Kunden sind in den Fällen höherer Gewalt ausgeschlossen.

8. Versand, Transportschäden, Annahmeverzug

Der Versand der Ware erfolgt in der Schweiz und in Europa durch die Schweizerische Post, Bahn, Kuriengesellschaft und Spediteure. Ist bei der Anlieferung der Ware ein Schaden (Verlust oder Substanzbeschädigung) erkennbar, so hat der Kunde dies sofort unter Angaben allgemeiner Art dem Überbringer (Frachtführer) mitzuteilen und in der zu unterzeichnenden Empfangsbescheinigung festzuhalten. In diesem Fall ist der Kunde zur Annahmeverweigerung berechtigt. Ausserlich nicht erkennbare Schäden hat der Kunde dem Lieferanten unverzüglich, jedoch spätestens 6 Tage nach der Ablieferung, schriftlich mitzuteilen. Die handelsrechtlichen Untersuchungs- und Rügepflichten uns gegenüber bleiben hiervon unberührt. Bei Abnahmeverzug des Kunden können wir unbeschadet sonstiger Rechte ab der dritten Woche Lagergeld in Höhe von 5% des Rechnungsbetrages pro angefangenen Monat berechnen. Unwesentliche Mängel lassen die Abnahmepflicht nicht entfallen.

9. Zölle

Bei Wareneinfuhren in Länder ausserhalb der Schweiz können Einfuhrabgaben anfallen, die der Kunde zu tragen hat. Diese variieren in verschiedenen Zollgebieten. Der Kunde ist für die ordnungsgemässe Abfuhr der notwendigen Zölle und Gebühren verantwortlich. Einfuhrabgaben sind keine Versandkosten.

10. Recht auf Widerruf, Rückgaberecht

Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Ware beim bestimmungsgemässen Empfänger eingegangen ist, ohne Angabe von Gründen schriftlich, oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Bei Internet-Geschäften, d.h. Bestellungen mittels Internet und nur bei diesen, gewähren wir ein Rückgaberecht innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware. Das Rückgaberecht besteht ausschliesslich für Waren, die originalverpackt und absolut neuwertig, unbenutzt und unbeschädigt an

den Versender zurückgesandt werden.

11. Warenrücksendungen

Warenrücksendungen ohne Rücksendegenehmigung und ohne beigelegte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen werden mit 80%, bei Internet-Geschäften 100% des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind speziell eingekaufte Artikel, Sonderanfertigungen, Hygieneartikel, gefüllte Batterien. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle, Liftsysteme, Pflegebetten, Hilfsmittel (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle etc.). Das Transportrisiko trägt der Versender. Der allfällig bereits bezahlte Rechnungsbetrag wird dem Kunden umgehend auf dessen Konto (abzüglich Versandkosten und Wiedereinlagerungsgebühr von 20%) überwiesen. Senden Sie Rücksendungen immer ausreichend frankiert und legen Sie die Originalrechnung (Lieferschein) der Rücksendung bei. Unfrankiert gesandte Rücksendungen können nicht angenommen werden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Ihnen die dafür anfallenden Mehrkosten zu berechnen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden!

12. Datenschutz

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter strikter Beachtung der geltenden Bestimmungen gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie Dritte, zur Bestellabwicklung eingeschaltete Unternehmen, weiter gegeben. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Der Kunde kann diese Daten jederzeit löschen lassen, indem er eine e-Mail an Strack AG schickt und die Löschung der Daten verlangt.

13. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung/Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Unterlässt der Kunde diese Informationen oder gibt er von vornherein nicht korrekte Daten an, insbesondere eine falsche e-Mail Adresse, so kann der Anbieter, soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird dann schriftlich erklärt, soweit ihm das, bedingt durch falsche Angaben des Kunden, möglich ist.

14. Eigentumsvorbehalt, Rücktritt

Bis zur vollständigen Begleichung unserer Forderungen bleibt die Ware Eigentum von Strack AG. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsabschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten.

Für den Fall, dass ein Lieferant von uns trotz vertraglicher Verpflichtung die bestellte Ware nicht mehr liefert und dies zu einem von uns unverschuldeten, nicht nur vorübergehenden Leistungshindernis führt, sind wir zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

15. Sonstiges

Für allfällig angehende Partnerfirmen können Muster gegen Festrechnung geliefert werden. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Zusendungen von technischen Datenblättern, Bild-dateien und Ursprungszeugnissen werden in Rechnung gestellt.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, salvatorische Klausel

16.1 Erfüllungsort ist Schaffhausen

16.2 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Schaffhausen, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

16.3 Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt oder ins Ausland geliefert wird.

16.4 Sind aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder unverbindlich, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

17. Anschrift

Strack AG, Ebnatstrasse 125, CH-8200 Schaffhausen
Änderungen der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, Preisänderungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand: 01.Januar 2022

strack



SWISS MEDTECH

www.strack.ch
info@strack.ch

Tel: 058 666 08 08

strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen