

strack
Patienten-
und Pflegebedarf



Produkte und Dienstleistungen
für Ihre Gesundheit
und die moderne Pflege

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

SWISS MEDTECH



Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

www.strack.ch
info@strack.ch

Unser Angebot im Überblick



Grösste Ausstellung in der Region

- Rollstuhlgängig
- Behindertengerecht
- Parkplätze vor dem Haus
- Grösste Ausstellung in der Region (400 m²)

Besuchen Sie unsere grosse, permanente Ausstellung in Schaffhausen. Hier finden Sie alles, was Ihnen den Alltag im Alter oder bei eingeschränkter Gesundheit erleichtert.

Wir beraten Sie gerne!

Heim- und Spitalbedarf

Als zuverlässiger und sachverständiger Partner beraten und beliefern wir Spitäler, Rehakliniken, Alterswohnheime, Pflegeeinrichtungen, Spitex und Endkunden.

- Installation und Anwendungsschulung
- Schulungsangebote (auch für Gruppen und Fachschulklassen)



Spezialisiert für Rollstuhlklärungen

Strack AG ist offizielle Abgabestelle von Rollstühlen und Pflegebetten.

Eine unabhängige, kompetente Beratung, liegt uns am Herzen.

- Beratung direkt bei Ihnen zu Hause
- Rollstuhlklärungen
- Spezialversorgungen
- Beratung bei der Finanzierung



Öffnungszeiten: Montag – Freitag
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

Patienten-
und Pflegebedarf **strack**



Schneller und kompetenter Miet-Service

Oft ist es sinnvoll, ein bestimmtes Hilfsmittel zu mieten, anstatt zu kaufen. Unsere Mietartikelliste finden Sie hinten im Katalog. Sollte sich herausstellen, dass das gemietete Hilfsmittel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an.

Miet-Pflegebetten werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert.



Ihr Schweizer Experte in Sachen Liftsystemen!

Mit zunehmendem Alter machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Zukunft. Besonders wenn Mobilität ein Thema wird. Idealerweise möchten Sie natürlich so lange wie möglich sicher in Ihrem Zuhause wohnen bleiben.

- Unverbindliche und kostenlose Beratung vor Ort
- Langjährige Erfahrung mit verschiedenen Liftsystemen
- Service und Reparaturen
- Eigenes Montageteam
- Werkzertifizierte und geschulte Techniker



Leistungsstarker Reparaturservice

Ein eigener Reparatur-Service ergänzt die erstklassigen Strack-Dienstleistungen.

- Leistungsfähiger technischer Dienst
- Wartungen, Service
- Reparaturen
- Servicepartner Kyburz Switzerland

Damit können auch unnötige Unfallrisiken vermieden und die Lebensdauer der Produkte verlängert werden.

 **KYBURZ**



Es ist möglich, dass infolge von neuen gesetzlichen Vorschriften (Einführung MDR) einige Produkte in absehbarer Zeit nicht mehr lieferbar sind. Wir bitten um Verständnis. Besten Dank.



Beratung bei Ihnen zu Hause!

Der erste Schritt zur Unabhängigkeit bei Ihnen zu Hause ist eine Beratung. Unser Fachberater setzt sich mit Ihnen zusammen, um sich ein Bild von der Situation und Ihren Wünschen zu machen und die perfekte Lösung zu finden.

Eine kompetente und umfassende Beratung macht vieles einfacher und hilft Ängste abzubauen. Sie ist am Anfang besonders wichtig, gerade wenn es um barrierefreies Wohnen und Leben oder Langzeitpflege geht.

Ihre Lebensqualität zu verbessern ist unser Ziel!

Bei uns sind Sie herzlich willkommen und gut aufgehoben, in jeder Hinsicht! Ob für Versorgungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkung oder im Objektbereich.

Als Schweizer Firma sind wir seit 2002 spezialisiert auf Produkte und flankierende Dienstleistungen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Online-Shop

In unserem Online Shop finden Sie unsere Produkte sowie weitere Informationen und mehr Bilder.

Sie können Ihre Bestellungen direkt online aufgeben. Die Artikel werden bequem zu Ihnen nach Hause geliefert oder Sie können die bestellte Ware bei uns im Laden abholen.

www.strack.ch



Impressum

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Schweiz

Tel. 052 630 31 60
Fax 052 630 31 65
@ info@strack.ch
@ www.strack.ch

Öffnungszeiten: Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Es gelten die AGB's der Strack AG.

8. Auflage

Inhaltsverzeichnis

ALLTAG + HAUSHALT ab Seite 6

- Essen + Trinken 6
- Anziehhilfen 7
- Gesundes Sitzen 8
- Aufstehsessel 9
- Stuhl 12

BADEZIMMER ab Seite 14

- Rutschschutz 14
- Duschstühle 15
- Handgriffe 18
- Toilette 20
- Badewannen 22
- Pflegebadewannen 24

MOBILITÄT ab Seite 28

- Gehhilfen 28
- Rollatoren 29
- Rollstühle 34
- Elektrorollstühle 44
- Scooter 47
- Rampen 50

BETTEN + MATRATZEN ab Seite 54

- Lagerungskissen 54
- Nachttisch 56
- Pflegebetten 58
- Gesundheitsmatratzen 68
- Antidekubitusmatratzen 69
- Wechseldruckmatratzen 71

THERAPIE ab Seite 72

- Patientenlift & Aufstehhilfe 72
- Therapiegeräte 76
- Desinfektionsmittel 83
- Pflegerufsysteme 84
- Praxiseinrichtungen 88

MEDIZINGERÄTE ab Seite 94

- Blutdruckmessgeräte 94
- Inhalationsgeräte 95
- Sauerstoffgeräte 96
- Ultraschallvernebler 97
- Waagen 98

LIFTSYSTEME ab Seite 101

- Deckenlifte 101
- Treppensitzlifte 102
- Plattform- / Rollstuhllifte 104
- Hebebühnen 105
- Poollifte 106

ALLGEMEINES ab Seite 107

- Miet - Service 107
- Stichwortverzeichnis 116
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 119

Legende:



Mietservice:

Diese Produkte sind auch in unserem Mietservice erhältlich.



Trinkbecher

Diese Trinkbecher sind spülmaschinengeeignet und auslaufsicher. Das Ventil am Deckel verhindert das Auslaufen, wenn der Becher umgestossen wird.

- Fassungsvermögen: 200 ml
- Mikrowellen- und spülmaschinenfest bis 130°C

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 21000 | transparent | CHF 10.90 |
| 21013 | gelb | CHF 10.90 |
| 21015 | orange | CHF 10.90 |
| 21016 | violett | CHF 10.90 |
| 21011 | blau | CHF 10.90 |



Trinkbecher Handy-Cup

Trinkbecher aus Kunststoff mit zwei extra kräftigen Griffen.

- Spülmaschinenfest bis max. 65°C
- Mikrowellengeeignet
- Fassungsvermögen: 200 ml

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 21250 | transparent | CHF 19.90 |
| 21250 | rot | CHF 19.90 |
| 21252 | blau | CHF 19.90 |
| 21251 | grün | CHF 19.90 |



Tellerranderhöher

Die Tellerrandehöfung aus Kunststoff verhindert, dass beim Essen Speisen vom Teller geschoben werden.

- Für Teller von Ø ca. 23 bis 28 cm
- Spülmaschinenfest

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|------------------|
| 22100 | Tellerranderhöher | CHF 4.90 |



Besteck Good Grips

Dieses Besteck wurde speziell für Menschen mit Gelenkproblemen angefertigt. Der Löffel und die Gabel haben eine spezielle Drehung im Metallschaft, sodass sie in jeden gewünschten Winkel gebogen werden können.

- Spülmaschinenfest bis 52°C
- Für Links- und Rechtshänder

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 22761 | Messer, starr | CHF 15.90 |
| 22762 | Gabel, biegsam | CHF 15.90 |
| 22763 | Esslöffel, biegsam | CHF 15.90 |
| 22765 | Teelöffel, biegsam | CHF 15.90 |
| 22751 | Set (4-teilig) | CHF 57.00 |




Frotte-Lätzchen

Das Lätzchen hat einen Druckknopfverschluss und ist waschbar bis 95°C. Inkl. Auffang-Tasche, Farbe: weiss.

Masse ca. 45 x 90 cm.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 23000 | Lätzchen | CHF 11.80 |



Patienten-
und Pflegebedarf

strack

Strumpfanziehhilfe Socky

Dieser Strumpfanzieher erleichtert das Anziehen von kurzen und langen Strümpfen, Socken und Strumpfhosen. Die Strümpfe gleiten leicht über den Nylonstoff, sodass auch Personen mit reduzierter Handfunktion dieses praktische Hilfsmittel nutzen können.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung & Länge | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 80601002 | Socky, 40 cm | CHF 37.90 |
| 80601001 | Socky, 60 cm | CHF 75.60 |

Strumpfanziehhilfe

Erleichtert Personen mit Bewegungseinschränkung das Anziehen von Strümpfen und Socken.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 21275040 | Strumpfanziehhilfe | CHF 10.90 |

Medikamentendispenser Medi7

Der Medikamentendispenser für 7 Tage hilft, die verordneten Medikamente zur richtigen Zeit und am richtigen Tag einzunehmen. Die übersichtlich beschrifteten, grossen Einzelfächer bieten genügend Platz zur Aufnahme von mehreren Medikamenten. Die jeweilige Tagesration kann separat mitgenommen werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 440898 | Medikamentendispenser | CHF 15.90 |

Greifzangen

Die Greifzangen erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind darüber hinaus mit einem Magneten im Griff ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.



| Artikel-Nr. | Länge | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------|-------------------|
| 80505004 | 45 cm | CHF 39.90 |
| 80505003 | 70 cm | CHF 39.90 |
| 80505008 | 80 cm | CHF 39.90 |
| 80505009 | 90 cm | CHF 39.90 |

Greifzangen

Diese Greifzangen sind aus Stahl gefertigt und haben einen praktischen Gummi-Gripp an der Zange. Sie erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind mit einem Magneten ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.



| Artikel-Nr. | Länge, Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| SW 151240 | 40 cm, grau | CHF 52.90 |
| SW 151270 | 70 cm, rot | CHF 52.90 |
| SW 151280 | 80 cm, blau | CHF 52.90 |



Keilkissen

Rückenschmerzen müssen nicht sein! Beim täglichen Sitzen im Büro oder zu Hause kommt es vor allem auf die anatomisch richtige Haltung an. Mit diesem Keilkissen biegt sich die Hüfte nach vorne und entlastet so spürbar die Wirbelsäulenmuskulatur.

Masse: 40 x 40 x 8-1 cm

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------|------------------|
| K40-8-1D1BG | beige | CHF 29.00 |
| K40-8-1D1BR | braun | CHF 29.00 |
| K40-8-1D1RT | rot | CHF 29.00 |
| K40-8-1D1SW | schwarz | CHF 29.00 |



Keilkissen Sissel Sit

Komfortabel, weich und aufrecht sitzen – auch bei Problemen mit dem Steiss- und Kreuzbein!

Masse: ca. 43 x 40 x 9 cm (SB x ST x H)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1370 | Drehkissen | CHF 79.00 |



Drehkissen fürs Auto

Weil das Ein- und Aussteigen mit den Jahren nicht einfacher wird, raten wir zum Auto-Drehkissen! Einfach auf dem Autositz platzieren, schon steigen Sie viel bequemer ein und vor allem auch viel besser wieder aus.

Um 360° drehbar. Auch für Sessel und Stühle ideal!

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 05352614 | Drehkissen | CHF 29.90 |



Sitzring aus Schaumstoff

Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Durchmesser aussen: 45 cm

Durchmesser innen: 15 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| SR4515 | Sitzring | CHF 41.00 |



Sitzring zum Aufblasen

Aufblasbares Luftkissen aus rotem Gummi. Pumpe und Bezug inklusive. Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Aussendurchmesser: 42,5 cm

Innendurchmesser: 14 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 41342 | Sitzring | CHF 22.90 |

Aufstehsessel Cortina

Der neue Aufstehsessel Cortina ist sehr edel und modern. Die Sitzheizung sorgt für mehr Wohlbefinden an kalten Tagen. Mit der neuen Schwerelos-Funktion findet jeder seine persönliche Lieblingsposition im Sitzen, Ruhen und Liegen sowie beim Fernsehen. Zudem lässt sich der Aufstehsessel Cortina um 180° drehen.

Funktionen:

- Drehfunktion um 180°
- Sitzheizung
- Liegeposition
- Aufstehfunktion
- "Schwerelos-Funktion"
- Kopfteil verstellbar
- USB-Anschluss



Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 80 cm
- Sitzhöhe: 50 cm
- Sitzbreite: 52 cm



| Artikel-Nr. | Bezug, Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 8861H-BL | Kunstleder schwarz | CHF 2'800.00 |
| 8861H-TI | Kunstleder titan (anthrazit) | CHF 2'800.00 |
| 8861H-GR | Microsamt graphite | CHF 2'800.00 |



Aufstehsessel Modena

Der elegante Aufstehsessel Modena ist komfortabel und bequem, er hebt sich durch sein stilsicheres Aussehen ab. Bequeme Fernsehposition und sicheres Aufstehen, 2 integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit.

- pflegeleichte Bezüge in Microfaser oder Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich



Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 83 cm
- Sitzhöhe: 43,5 cm
- Sitzbreite: 51 cm



| Artikel-Nr. | Bezug, Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 8452C-SH | Mikrofaser, sahara (braun) | CHF 1'350.00 |
| 8452C-GR | Microsammt, graphite | CHF 1'350.00 |
| 8452C-TI | Duet, titan (grau) | CHF 1'350.00 |
| 8452C-CY | Duet, crystal (beige) | CHF 1'350.00 |
| 8452C-MA | Kunstleder, marine (blau) | CHF 1'350.00 |
| 8452C-BL | Kunstleder, black (schwarz) | CHF 1'350.00 |



Aufstehsessel Verona

Der moderne Aufstehsessel Verona ist nicht nur komfortabel und bequem, er ist auch vielseitig in seiner Funktion und Ausstattung.

- anschmiegsames Kopfkissen aus wärmendem Memoryschaum
- zwei Motoren zur Rückenlehnen- und Fussstützenverstellung
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich

Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 77 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Sitzbreite: 52 cm



| Artikel-Nr. | Bezug, Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 8754W-SH | Mikrofaser, sahara (braun) | CHF 1'777.00 |
| 8754W-TI | Mikrofaser, titan (grau) | CHF 1'777.00 |
| 8754W-CY | Mikrofaser, crystal (beige) | CHF 1'777.00 |
| 8754W-GR | Microsammt graphite | CHF 1'777.00 |
| 8754W-MA | Kunstleder, marine (blau) | CHF 1'777.00 |
| 8754W-BL | Kunstleder, black (schwarz) | CHF 1'777.00 |



Aufstehsessel Bologna

Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Alters- und Pflegeheim
- Ideal geeignet für den einfachen und sicheren Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkbare Armlehnen
- Sesselhöhe um 20 cm verstellbar und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet
- Bremsbare Hinterräder
- Hochwertiger Kunstlederbezug, leicht zu reinigen, feuerresistent
- Akustisches Warnsignal beim Aufstehen
- Verstellbare Sitzhöhe
- Fussstütze für Transport ausfahrbar
- "Herz-Waage-Position" zur Venenentlastung
- Integrierter Sicherungspin; Tastensperre


Technische Daten:

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sesselbreite: 78,1 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Sitzhöhe: 51 - 71 cm



| Artikel-Nr. | Bezug, Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| HC13015-TI | Kunstleder, titan (grau) | CHF 4'320.00 |
| HC13015-BL | Kunstleder, black (schwarz) | CHF 4'320.00 |
| HC13015-CY | Kunstleder, crystal (beige) | CHF 4'320.00 |

Farben



Zubehör



* Duet
Kunstleder: Kopfpolster, Armlehnen, Beinpolster
Mikrofaser: Rückenpolster, Sitzpolster



Stehhilfe

Praktische, höhenverstellbare Steh- und Bügelhilfe. Optimal zum Bügeln und für alle zeitintensiveren Arbeiten im Stehen.

- Masse (B x H x T): 46 x 93 x 45 cm, 46 x 102 x 9 cm zusammengeklappt
- Standfestes Gestell aus Stahlrohren mit gepolsterem Sitz
- Sitzhöhe von 55 - 73 cm verstellbar

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 4929070100 | Stehhilfe | CHF 76.95 |



Rollhocker

- Auf Alu-5 Rollen-Fuss (Ø ca. 48 cm)
- Sitz schwarz (Ø ca. 34 cm, Polsterhöhe ca. 7 cm)
- Höhenverstellbar von ca. 55 - 81 cm, mit Gasfeder
- Leicht zu reinigende, gummiummantelte Laufrollen



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------|------------------|
| AA003025 | Rollhocker | CHF 305.00 |
| AA001760 | Rollhocker mit Lehne | CHF 365.00 |



Sattelhocker

Der rollbare Sattelhocker stärkt die Rückenmuskulatur und ist für ein gesundes und aufrechtes Sitzen verantwortlich. Durch das 5 Rollen-System ist er sehr wendig. Weiche Polsterung und die ergonomische Form sorgen für optimalen Sitzkomfort. Leicht zu reinigende Kunststofflaufrollen.

Sitzhöhe (bitte bei Bestellung angeben):

- kurze Gasfeder: 43 - 56 cm
- lange Gasfeder: 57 - 82 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 125.200-01 | Sattelhocker | CHF 325.00 |



Transportstuhl Anatome

Für einen leichteren Transport, mehr Komfort und erhöhte Sicherheit

Durch individuelle Anpassungen an die Körperform des Patienten wird mehr Komfort während des Transports gewährleistet. Durch abnehmbare Rücken- und Sitzkissen lässt sich der Stuhl einfach reinigen. Höhenverstellbare Armstützen und klappbare Kopfstütze nach hinten gewährleisten mehr Komfort und Sicherheit des Patienten. Ausklappbare Fusstütze sorgt für eine komfortablere Sitzposition. Mehr Flexibilität beim Anbringen von Infusionsständern und Zubehör durch mehrere Aufnahmen inkl. Haken.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| SM647A | Transportstuhl Anatome | auf Anfrage |

Arbeits- und Therapiestuhl Tango 100

Fortschrittlicher Bürostuhl, der das Aufstehen erleichtert. Sehr leichtläufig und benötigt nur sehr wenig Kraftaufwand zur Fortbewegung. Dank Handbremse ist der Stuhl beim Ein- und Ausstieg völlig stabil. Bequeme, ergonomische Polsterung mit spezieller Sitzbeinfixierungszone, die ein Abrutschen vom Sitz verhindert, wenn dieser nach vorne gekippt ist.

- Sitzhöhe verstellbar 40 - 67 cm
- Mit Handbremse
- Y-Sitz 44 x 44 cm, Y-Rücken 37 x 30 cm
- Sitzdrehung und -arretierung
- Sitzneigung
- Max. Belastbarkeit: 125 kg

Stoff und Leder in verschiedenen Farben erhältlich.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Höhenverstellung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 6021-Farbe | Tango 100 | manuell | CHF 1'993.00 |
| 6139-Farbe | Tango 100EL | elektrisch | CHF 4'846.00 |

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Arthrodesenstuhl Tango 100A

Der Arthrodesenstuhl ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in fast jeder Situation optimal angepasst werden kann. Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, so dass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.

- Höhenverstellung: 40 - 67 cm
- Sitzhöhe: 42 - 57 cm
- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Untergestell: 55 x 55 cm
- Sitzneigung und Rückenverstellung

Stoff und Leder in verschiedenen Farben erhältlich.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Höhenverstellung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 6025-Farbe | Tango 100A | manuell | CHF 2'405.00 |
| 6135-Farbe | Tango 100EA | elektrisch | CHF 5'017.00 |



Arbeits- und Therapiestuhl Tango 500 / 510

Der Vela Tango 500 & 510 ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten optimal auf Ihre Situation angepasst werden kann. Der Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, sodass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.

Manuelle Höhenverstellung (Elektrische Höhenverstellung optional)

- Höhe in 5 Stufen einstellbar
- Sitz- und Rückenwinkel einstellbar
- Sitzdrehung 90° nach rechts / 90° nach links
- Bremse auf Hinterräder, links oder rechts montierbar
- max. Belastbarkeit 160 kg

Stoff und Leder in verschiedenen Farben erhältlich.




Tango 500 (mit Lumbalstütze)



Tango 510 (mit Kopfstütze)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Höhenverstellung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 6045-Farbe | Tango 500 | manuell | CHF 2'353.00 |
| 6155- Farbe | Tango 500E | elektrisch | CHF 4'644.00 |
| 6046-Farbe | Tango 510 | manuell | CHF 2'353.00 |
| 6156- Farbe | Tango 510 | elektrisch | CHF 4'644.00 |



Rutschschutz

Der Rutschschutz für Dusche und Bad, wird durch 10 Selbstklebe-Pads schnell in der Dusche oder Badewanne angebracht und kann einfach mit einem Haarföhn erwärmt und wieder entfernt werden.

Im Gegensatz zu Duschmatten und Badewanneneinlagen sind die Selbstklebe-Pads leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 51010 | Rutschschutz | CHF 49.95 |



Duschmatte Tecno-Plus

Die Duschmatte verhindert ein Ausrutschen auf dem glatten Boden der Dusche.

Befestigung mit Saugnäpfen

- Durchmesser: 55 cm



Badewannenmatte Tecno-Plus

Die grosse Anzahl Saugnäpfe und hochwertiges Gummimaterial garantieren einen hervorragenden Halt in der Wanne.

- Masse: 38 x 89 cm



Badewannen Einstieghilfe

Mit dieser Einstieghilfe ist das Betreten der Badewanne kein Problem mehr.

- Masse: 40 x 30 x 17 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| A6800201 | CHF 39.00 | A6800201 | CHF 39.00 | 3.00.002 | CHF 139.00 |



Duschklappsitz

Bequeme, anatomisch geformte Sitzfläche, hohe Belastbarkeit. Die glatten Oberflächen des Duschklappsitz lassen sich leicht reinigen.



Duschklappsitz Relax

Der Duschklappsitz Relax kann individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Fragen Sie uns an.



Duschklappsitz FSB

FSB-ErgoSystem diagonal-oval, Klappsitz aus hautsympathischem, hygienischem PUR und Edelstahl fein matt.

Sitzfläche 400 x 400 mm

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| R8802 | CHF 207.00 | 81703020 | CHF 343.00 | 82825100000 | CHF 720.50 |

Duschhocker Tayo

Der neue Duschhocker Tayo ist platzsparend und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Die Beine lassen sich leicht montieren und können zudem auf Ihre gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden.

- Gesamtbreite: 42,2 - 47,2 cm
- Sitzbreite: 33,7 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 430106 | Tayo | CHF 65.00 |
| 430107 | Tayo mit Drehteller | CHF 116.90 |

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Duschhocker Edge

Der Duschhocker Edge ist höhenverstellbar und bietet einen sicheren Stand. Verstellung Sitzhöhe: 42-57 cm; mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug einstellbar.

- Gesamtbreite: 52 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|---------|------------------|
| 81801010 | Edge | grau | CHF 67.00 |
| 81801030 | Edge | eisblau | CHF 67.00 |



Duschhocker Smart

Der Duschhocker Etac Smart ist ausserordentlich stabil. Der Duschhocker ist höhenverstellbar und ermöglicht Sitzhöhen von 42 - 57 cm.

- Gesamtbreite: 47 cm
- Sitzbreite: 43 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|---------|------------------|
| 81951070 | Smart | grau | CHF 84.00 |
| 81951090 | Smart | weiss | CHF 84.00 |
| 81951080 | Smart | eisblau | CHF 84.00 |



Duschstuhl Swift

Der Swift Duschstuhl kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne sind ganz einfach abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach mit einer Klickfunktion von Hand verstellt werden. Der Swift Duschstuhl ist rostfrei, robust und ist sehr leicht zu reinigen.

- Gesamtbreite: 52 - 53 cm der Füsse / 56,5 - 59,5 cm mit Armlehnen
- Sitzhöhe verstellbar: 42 - 57 cm
- Max. Belastbarkeit: 160 kg




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|-------|------------------|
| 81701530 | Swift | blau | CHF 159.00 |
| 81701730 | Swift | grün | CHF 159.00 |
| 81701430 | Swift | grau | CHF 159.00 |
| 81701630 | Swift | weiss | CHF 159.00 |





etac®



Dusch- und Toilettenstuhl Clean

Der Clean erlaubt dem Nutzer eine weitestgehend selbstständige persönliche Hygiene, dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht. Der Sitz ist nach hinten offen, sodass für Benutzer und Pflegepersonal eine optimale Zugänglichkeit möglich ist. Die Armlehnen können nach aussen geschwenkt oder auch ganz abgenommen werden.

- Gesamtbreite: 52 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Beite zwischen Armlehnen: 44 cm



| Artikel-Nr. | Sitzhöhe | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|-------|------------------|
| 80229270 | 49 cm | weiss | CHF 646.00 |
| 80229210 | 49 cm | grün | CHF 646.00 |
| 80229271 | 55 cm | weiss | CHF 646.00 |
| 80229211 | 55 cm | grün | CHF 646.00 |
| 80229275 | 60 cm | weiss | CHF 802.00 |
| 80229208 | verstellbar 48-60 cm | weiss | CHF 909.00 |
| Zubehör | | | |
| 80209255 | Becken zu Clean | grau | CHF 78.00 |
| 80209257 | Beckenhalter zu Clean | grau | CHF 30.00 |



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.



Softrücken zu Clean

Reflektiert die Körperwärme.



Softsitz zu Clean

Reflektiert die Körperwärme. Mit breiter Aussparung.



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 80209247 | CHF 210.00 | 80209261 | CHF 52.00 | 80209260 | CHF 106.00 | 80209227 | CHF 197.00 |

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil

Der Swift Mobil-2 ist ein flexibler Dusch- und Toilettenrollstuhl, der Pflegekräften den bestmöglichen Zugang für den Pflegealltag bietet. Er ist leicht zu manövrieren und kann an viele verschiedene Benutzerbedürfnisse angepasst werden.

Swift Mobil kann individuell und ohne Werkzeug auf die Sitzhöhe des Benutzers angepasst werden. Die weiche, einstellbare Rückeneinheit und die stabilen Fussplatten bieten grösstmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette. Das Hochklappen der ergonomischen Armlehnen ermöglicht einen leichten Transfer in und aus dem Stuhl.

- Gesamtbreite: 57 / 58 / 64 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 (XL-Version bis 160 kg)
- Breite zwischen Armlehnen: 42 / 48 / 54 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 80229477 | Swift Mobil | CHF 899.00 |
| 80229467 | Swift Mobil XL | CHF 1'059.00 |



Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil Tilt

Der Swift Mobil Tilt-2 verfügt über eine einzigartige Kippfunktion, die dem Benutzer mehr Sicherheit und dem Pflegepersonal eine ergonomische Arbeitsposition bietet. Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche, speziell für Etac entwickelt, bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg (XL-Version bis 160 kg)
- Bremsbare Räder
- Verstellbare Kopfstütze
- Beckenöffnung gegen hinten offen
- hochklappbare, ergonomisch geformte Armlehnen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 80229479 | Swift Mobil Tilt | CHF 1'991.00 |
| 80229480 | Swift Mobil Tilt XL | CHF 2'379.00 |



Sitzauflage Swift Mobil

Wenn ein geschlossener Sitz benötigt wird.



Komfortsitz Soft

Weiche Sitzauflage mit verkleinerter Öffnung.



Sicherheitsbügel

Sicherheitsstange für mehr Sicherheit.



Hemi-Armauflage

Armlehne für Hemiplegiker.

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 80209434 | CHF 136.00 | 80209506 | CHF 217.00 | 80303034 | CHF 134.00 | 80209035 | CHF 264.00 |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|



Haltestange SuperPole / SuperBar

Die vertikale Haltestange ist die perfekte Lösung, um Ihnen mehr Sicherheit in allen Ihren Wohnräumen zu gewähren. Die Stange kann, ohne Bohrungen, zwischen beinahe allen Böden und Decken angebracht werden. Das rutschfeste Griffpolster, ohne Latex, garantiert eine maximale Griffsicherheit.

- Höhe Boden bis Decke: 236 - 251 cm
- Max. Belastbarkeit: 136 kg

* Preis exkl. Montage



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------------|------------------|
| SP-S | SuperPole | CHF 389.00* |
| SPB-S | SuperBar, mit Querstange | CHF 579.00* |



Haltestange Gripo

Die Haltestange Gripo gewährt mehr Sicherheit in Ihrer Wohnung. Die Haltestange kann überall in der Wohnung positioniert werden und hilft beim Aufstehen oder Absitzen. Die Haltestange wird einfach zwischen Decke und Boden eingespannt. Montage ohne Werkzeug möglich. Kein Bohren!

- Höhenverstellbar von 210 - 300cm
- Max. Belastbarkeit 150 kg

* Preis exkl. Montage

Diverses Zubehör erhältlich:



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 35100 | Gripo | CHF 526.00* |




Haltegriff

Sicherer Halt z.B. auf der Toilette oder in der Badewanne. Der Griff kann senkrecht oder auch schräg angebracht werden.

Sichere und einfache Montage mittels Dübeln. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Belastung: 160 kg

| Artikel-Nr. | Länge | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------|------------------|
| 80210040 | 30 cm | CHF 30.90 |
| 80210042 | 40 cm | CHF 30.90 |
| 80210044 | 60 cm | CHF 30.90 |
| 80210046 | gewinkelt | CHF 37.90 |



Handgriff mit Saugnapf

Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugteller mit je 12 cm Durchmesser werden einfach auf eine plane, porenreiche Fläche angedrückt und der Vakuum-Kipphebel umgelegt.

Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand und damit die Haftkraft - gemessen wird. Denn die Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die rote Markierung nicht sichtbar, ist der Griff voll belastbar. Wird die rote Markierung sichtbar, muss der Griff erneut befestigt werden.

| Artikel-Nr. | Länge | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| 14002255 | 21 cm | CHF 192.80 |
| 14002215 | 22 - 34 cm | CHF 255.25 |



Stützklappgriff FSB

Der Stützklappgriff aus Edelstahl fein matt ist besonders gut geeignet für den WC-Bereich. Der Griff kann hoch und hinunter geklappt werden.

Weitere Masse erhältlich. *Preis exkl. Montage.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 82822407001 | 700 mm, rechts | CHF 783.00* |
| 82822407002 | 700 mm, links | CHF 783.00* |
| 82822408501 | 850 mm, rechts | CHF 799.15* |
| 82822408502 | 850 mm, links | CHF 799.15* |



Stützgriff Etac

Der Stützgriff und der Stützklappgriff (hochklappbar) unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in die Badewanne oder Dusche sowie auf der Toilette beim Hinsetzen und Aufstehen. *Preis exkl. Montage.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| L60-301-000 | Stützgriff, 60 cm | CHF 194.00 |
| L60-302-000 | Stützgriff, 70 cm | CHF 194.00 |
| L60-401-000 | Stützklappgriff, 60 cm | CHF 269.00 |
| L60-402-000 | Stützklappgriff, 70 cm | CHF 269.00 |
| L60-403-000 | Stützklappgriff, 85 cm | CHF 269.00 |





Toilettensitzerhöhung My-Loo

Dank der flexiblen und verstellbaren Halterungen passt My-Loo auf die meisten Toiletten und ist extrem einfach zu installieren. Befestigen Sie die Halterungen, setzen Sie den Sitz auf die Toilette, drücken Sie beide Klammern – „Klick“ und die Installation ist fertig!

- Max. Belastbarkeit: 190 kg
- Mit oder ohne Deckel erhältlich. An jede Toilette anpassbar (ausser Dusch-WC).

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 80301521 | 10 cm, ohne Deckel | CHF 62.00 |
| 80301523 | 10 cm, mit Deckel | CHF 66.00 |
| 80301520 | 6 cm, ohne Deckel | CHF 59.00 |
| 80301522 | 6 cm, mit Deckel | CHF 61.00 |



Toilettensitzerhöhung Hi-Loo

Vier verstellbare, mit Haftgummi beschichtete Klammern ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens. Die Toilettenerhöhung bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Mit oder ohne Deckel erhältlich. An jede Toilette anpassbar (ausser Dusch-WC).

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 80301105 | 10 cm, ohne Deckel | CHF 62.00 |
| 80301101 | 10 cm, mit Deckel | CHF 66.00 |
| 80301065 | 6 cm, ohne Deckel | CHF 59.00 |
| 80301067 | 6 cm, mit Deckel | CHF 61.00 |



Toilettensitzpolster Weichschaum

Dieses Toilettensitzpolster ist eine 3.5 cm dicke Schaumauflage. Die weiche Elastizität verhindert Druckbeschwerden bei der Toilettenbenutzung. Durch die speziell eingearbeitete Wulst ist das Polster bei den meisten Toilettenbecken einsetzbar. (ausser Dusch-WC)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------|------------------|
| 3010502 | Toilettensitzpolster | CHF 69.00 |



Toilettensitzerhöhung Cloo

Cloo ist eine Toilettensitzerhöhung, die fest mit Schrauben montiert wird. Stabile Armlehnen bieten eine gute Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Glatte Flächen ermöglichen eine einfache und gründliche Reinigung.

Die Toilettensitzerhöhung kann auch ohne Armlehnen benutzt werden.

(ausser Dusch-WC)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 80301214 | Cloo | CHF 129.90 |



Arthrodesen-Toilettensitzerhöhung

Entworfen mit einem Ausschnitt auf der einen Seite für Menschen mit einer Bein- oder Knieverletzung, die eine gestreckte Beinhaltung benötigen. Die Aussparung ist schräg nach vorne ausgeschnitten, um ein knickfreies Sitzen zu ermöglichen! (ausser Dusch-WC)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| AA2101L | Abschrägung links | CHF 145.00 |
| AA2101R | Abschrägung rechts | CHF 145.00 |

Toilettensitzerhöhung TH10

Stabile, manuell höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung mit oder ohne Armlehnen. Anatomisch geformter Sitz mit leichter Neigung nach vorne. Schnell montierbar an allen gängigen Toilettenschüsseln, ausgenommen Dusch-WC's.

- 4 Stufen höhenverstellbar
- Belastung Klosettsitzteil: max. 120 kg
- Belastung je Armlehne: max. 80 kg
- Eigengewicht: 10,3 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 350.110.112 | ohne Armlehnen | CHF 909.00 |
| 350.110.110 | mit Armlehnen | CHF 1'355.00 |
| 359.720.120 | Spritzschutz | CHF 147.00 |

* Preis exkl. Montage

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Toilettenstützgestell Swift

Das Toilettenstützgestell Swift ist ideal für Personen die Schwierigkeiten haben sich beim WC hinzusetzen und wieder aufzustehen. Die Armlehnen dienen als Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Die Sitzhöhe ist individuell einstellbar zwischen 42 und 57 cm. Eine stabile Bauweise geben dem Nutzer mehr Sicherheit.

- Sitzhöhe: 42 - 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 81702020 | Toilettenstützgestell | CHF 133.90 |



Toilettenstuhl Swift

Vielseitiger Toilettenstuhl, kann auch über die Toilette gestellt und als freistehende Toilettensitzerhöhung verwendet werden. Mit Seitenstützen und Rückenlehne, Sitz- und Rückenpolster. Lieferung inkl. Topf

- Sitzhöhe verstellbar 42 - 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Gewicht: 5,4 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 81702030 | Toilettenstuhl | CHF 239.50 |



Toilettenrollstuhl H720T

Dieser Toilettenrollstuhl ist dank der vier Schwenkrollen leicht zu manövrieren. Die hinteren Rollen sind feststellbar. Die Seitenteile sind nach hinten abschwenkbar, die Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Abdeckplatte und Eimer sind im Lieferumfang enthalten.

- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gesamthöhe: 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 1525770 | Toilettenrollstuhl | CHF 207.00 |





Badewannenbrett Fresh

Das Badewannenbrett liegt stabil auf der Badewanne auf und gibt dadurch mehr Sicherheit. Zudem ist es leicht zu montieren. Die einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badewannenbrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

| Artikel-Nr. | Länge (max. Aussenbreite) | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 81600014 | 69 cm (normal) | CHF 39.90 |
| 81600024 | 74 cm | CHF 39.90 |



Badewannensitz

Badewannensitz mit Rückenlehne zum Auflegen auf die Badewannenränder. Grosse Sitzfläche mit Intimausschnitt.

- Einstellmass 47,5 - 63,5 cm (Breite)
- Gesamtbreite: 71,6 - 87,6 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 411224 | Badewannensitz | CHF 141.90 |



Badewannendrehsitz Mobilex

Der Badewannendrehsitz zeigt sich als äusserst flexibler Helfer. Mit der variablen Breitereinstellung passt er in jede Badewanne und der Drehsitz erleichtert das Ein- und Aussteigen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtlänge: 71 cm
- Gesamtbreite: 54 cm

Drehbarer Sitz!

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 302022 | Badewannendrehsitz | CHF 274.00 |



Badewannenkissen Mangar

Das Badewannenkissen ist eine besonders komfortable und sichere Badehilfe, mit der sich ihr Benutzer direkt auf den Badewannenboden legen kann. Das Kissen ist tragbar, leicht und sehr stabil. Lässt sich in wenigen Sekunden ein- und ausbauen. Komplet wasserdicht und von Hand steuerbar. Batteriebetrieben und ohne gefährliche Stromkabel.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 78095010 | Mangar Badewannenkissen | CHF 1'190.00 |



Selbstständig und sicher baden!


Badewannenlift Orca

Der Badewannenlift Orca wird mit Saugnäpfen an Ihrer Badewanne befestigt. Er wird mit einem Akku in der Fernbedienung betrieben und kann stufenlos verstellt werden. Die Rückenlehne lässt sich bis 40° absenken. Die Handbedienung ist schwimmfähig und ergonomisch geformt.

Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. Abknöpf- und maschinenwaschbarer Bezug.

Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise. Der Badelifter lässt sich ohne Werkzeug und mit nur wenigen Handgriffen in drei Teile zerlegen.

- Sitzbreite, Seiten eingeklappt: 39 cm
- Sitzbreite, Seiten ausgeklappt: 71,5 cm
- Sitztiefe: 59 cm
- Sitzhöhe: 6 - 42 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Bezug: abnehmbar, waschbar bis 60°



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 1573864 | Badewannenlift Orca | CHF 379.00 |





Dreh- und Übersetzhilfe zu Badelift Orca

Die Sitzfläche der Dreh- und Übersetzhilfe dreht und gleitet ganz leicht. Der Drehsteller entriegelt erst durch das Gewicht des Nutzers. Die weiche, hautfreundliche Beschichtung ist pflegeleicht und einfach abwischbar. Keine Montage notwendig.

Max. Belastbarkeit: 130 kg

- Durchmesser: 37 cm
- Länge: 53 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 4.03.002 | Dreh- und Übersetzhilfe | CHF 171.25 |



Isola bella

Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis



Die Strack Pflegebadewanne ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Wannensystemen im Pflegebereich und bietet mehr Sicherheit und Komfort für Pflegebedürftige und Pflegepersonal.

Die praxisgerechte Funktionalität und das durchdachte, ergonomische Design der Strack Pflegebadewanne ermöglichen einen effizienten und zeitsparenden Badezyklus. Die Verwendung hochwertiger Materialien sowie die Integration moderner Technik machen diese Pflegebadewanne zu einer wertbeständigen Investition.

- **Ergonomisch geformter Wannenkörper**, sehr gute Abstützung auch von Personen unterschiedlicher Grösse.
- **Motorische Neigefunktion** vorwärts/rückwärts, Bedienung über Handbediengerät.
- **Motorische Höhenverstellung** für eine optimale Arbeitshöhe. Auch als Kombi-Funktion Hub-Neigung.
- Der Wannenkörper besteht aus **glasfaserverstärktem**


Kunststoff. Der Sanitär-GelCoat erzeugt eine hochfeste, glatte Oberfläche mit Abperl-Effekt, welcher der Ablagerung von Schmutz und Fetten entgegenwirkt.

- **Grosse, aufschwenkbare Seiten-Einstiegstüre** mit Federunterstützung und Verriegelung. Gute Zugänglichkeit, einfacher Patiententransfer.
- Übersichtlich angeordnete, **moderne Bedienelemente**.
- **Elektronisches Mischventil**, Bedienung über berührungslose Sensortasten.
- **Zeitsparende Vorbefüllung**.
- Unterstützt den Einsatz von Patientenhebern.






Die verschiedenen Optionen machen Isola bella zu einem echten Wohlfühlbad




Das Luftsprudelbad

entspannt, reinigt und wirkt schmerzlindernd. Die Luftbläschen, welche über die Düsen im Wanneboden ins Badewasser strömen, massieren und tonifizieren die Haut.




Die Aromatherapie

unterstützt mit ätherischen Ölen die Behandlung von Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen. Die Duftstoffe werden über das Luftsprudelbad dem Badewasser zugeführt.



Audio-Anschluss

für Smartphones oder Bluetooth-Geräte. Ob sanfte Musik oder die Klänge der Natur: Der Badende kann seine Gedanken entspannt treiben lassen.





Chromotherapie

das Farblicht wirkt sich positiv auf Seele und Körper des Menschen aus. (7 Farben) Das spezielle Verlaufsmuster dient der therapeutischen Entspannung.

Weitere Optionen:

- Wanne fest auf Fundament montiert (ohne Rohr-Untergestell)
- Automatischer Füllstopp
- Sicherheits-Alarmknopf innerhalb der Wanne für Pflegeruf mit taktiler Rückmeldung (nachrüstbar)
- Wanne in anderer RAL-Farbe, umlaufender Kantenschutz in der Farbe Lichtgrau anstatt Gelb.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| IB-20231 | Isola Bella | auf Anfrage |



Artikel-Nr.
TR5192150

Preis inkl. MwSt
auf Anfrage

Pflegebadewanne TR 900

Das freundliche und funktionale Design mit integriertem Panel macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die hochwertige Verarbeitung sowie die absolut glatte Oberfläche ermöglichen eine leichte Reinigung und Pflege. Die zusätzliche Breite der Badewanne an der Oberkörperseite bietet mehr Platz für Arme und Schultern und ist von Vorteil bei der Haarwäsche. Die doppelschalige Badewanne minimiert Wärmeverlust. Ein verstellbarer Wannverkürzer gehört zum Standard.

- Elektrische Höhenverstellung
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Doppelte Einlaufdüsen für schnelles Befüllen
- Patientenbrause mit Schlauch
- Benutzergewicht: max. 150 kg
- Digitales LED-Thermometer für Dusche und Einlaufdüsen
- Modelle mit Bezeichnung "A" verfügen über eine Komfortbedienung mit Folientastatur



Pflegebadewanne TR Comfortline

Diese Pflegebadewanne ist freistehend und höhenverstellbar. Eine Badewanne für ein befriedigendes und entspanntes Baden.

- Innovatives und attraktives Design
- Einfach zu bedienen - Schnelle Einführung
- Einfacher Zugang zur Wanne von drei Seiten
- Kompaktes Design für einfache Platzierung
- Ergonomische Wannform
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Freistehend, keine Wand- oder Bodenbefestigung
- Handbrause mit langem Schlauch
- Überlaufkontrolle und Ablaufgarnitur inkl. Ablaufschlauch mit seitlichen Abdeckungen verstärkt
- Weiss als Standardfarbe
- Zwei Chromstahlgriffe
- Fussstütze, verstellbar in drei Positionen oder abnehmbar



Optionen:

- Reinigungs- / Desinfektionssystem
- Autofill mit 2 verschiedenen voreingestellten Niveaus
- Wannenseitenabdeckungen in optionaler RAL-Farbe
- Luftblasen aus zwölf integrierten Düsen
- Musik-Sound-Wave-System mit vier Lautsprechern
- AUX und Bluetooth
- LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.
05194000

Bezeichnung
Pflegebadewanne

Preis inkl. MwSt
auf Anfrage

Mobiler Patientenlifter TR 9650

Sichere und effiziente Handhabung und Bedienung für den Transfer in die Pflegebadewanne. Bequeme und sichere Höhenverstellung dank batteriebetriebener Bandantriebsvorrichtung. Das Design, langlebige Materialien, hochwertige Komponenten und Herstellungsverfahren garantieren eine lange Lebensdauer. Aus Sicherheitsgründen stoppt der Stuhl und die Liege beim Absenken, wenn sich ein Hindernis im Weg befindet.

Erhältlich als Stuhl oder gestreckte Version. Das einzigartige Design macht es möglich, sowohl Stuhl und Liege in einer kombinierten Einheit, dem Pflegebedarf gerecht zu werden. Die Umrüstung zwischen den beiden Optionen ist einfach und kein Werkzeug erforderlich.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 542020 | Mobiler Patientenlift | auf Anfrage |

Pflegeduschesystem TR 2000 / TR 3000

Höhenverstellbarer Duschwagen mit Weichpolster, Keilkissen und flexiblem Auslaufschlauch. Der Wagen ermöglicht es dem Pflegepersonal, die effizienteste und angenehmste Arbeitshöhe zu finden. Die Steuerung erfolgt über die praktische Fusssteuerung, so haben Pflegendе beide Hände frei für die Betreuung der Person. Die Liegefläche kann leicht in die «Trendelenburg-Lage» geneigt werden, um Personen im Schockzustand richtig zu lagern.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| TR522010 | Pflegeduschesystem | ab CHF 5'087.00 |

Pflegebadewanne TR 1700

Diese Pflegebadewanne ist speziell dafür ausgelegt, einen begrenzten Platz optimal auszunutzen, ohne auf Funktionalität und Effizienz zu verzichten. Der Wannenaбlauf kann wahlweise am Boden oder an der Wand angeschlossen werden. Verstellbare Füsse erhöhen die Sicherheit und den Komfort auf unebenen Untergründen.

- Länge x Breite: 1685 x 695 mm
- Höhenverstellung: elektrisch, über manuelle Bedieneinheit
- Arbeitshöhe: 660 - 960 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Patientenbrause mit Schlauch



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------|------------------|
| TR5191701 | Pflegebadewanne | ab CHF 7'064.00 |



Unterarmgehstütze, ergonomisch

Unterarmgehstütze mit ergonomisch geformten Griff. Kräftige, verwindungssteife Armschale. Reflektor im Griff. Griffhöhe verstellbar: 75 - 98 cm
Preis pro Paar!

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------|------------------|
| 310250 | grau | CHF 29.00 |
| 310251 | schwarz | CHF 29.00 |
| 310252 | rot | CHF 29.00 |
| 310253 | weinrot | CHF 29.00 |
| 310254 | blau | CHF 29.00 |
| 310255 | türkis | CHF 29.00 |



Unterarmgehstütze, anatomisch

Anatomischer Griff aus druckabschwächendem Material. Armschale 3-fach verstellbar.

Preis pro Paar!

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------|------------------|
| 310065 | grau | CHF 64.00 |
| 310066 | blau | CHF 64.00 |
| 310069 | schwarz | CHF 64.00 |



Achselstütze

Mit der Achselstütze entlasten Sie vor allem Ihre Knie, Ellenbogen und die Handgelenke. Die Achselaufgabe ist weich gepolstert und höhenverstellbar.

Preis pro Paar!

| Artikel-Nr. | Griff-Höhe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 12K | 112 - 132 cm | CHF 64.00 |
| 12G | 133 - 153 cm | CHF 64.00 |



Gehstockständer

Eleganter Gehstockständer für Ihre Unterarmgehstöcke.

- Gewicht: 3,2 kg
- Gesamthöhe: 556 mm
- Bodenplatte: 250 x 170 mm



| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------|------------------|
| 270.110.110 | silber | CHF 129.00 |
| 270.110.120 | aubergine | CHF 129.00 |



Eiskralle mit Zackenkranz

Die fünf Spitzen geben mehr Halt auf Eis und Schnee.

- hochgeklappbar
- passt an jeden Stock



| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 33960000 | CHF 6.00 |



Faltstock Derby

Der Stock kann einfach gefaltet werden.

- Länge: 85 - 95 cm
- verstellbar
- Material: Aluminium



Gehstock Perlmutter

Schlanker, eleganter Gehstock für mehr Sicherheit beim Gehen.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Aluminium



Gehstock Super-Soft Escort Ergonomic

Griff mit Super-Soft-Ummantelung.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Leichtmetall



Gehstock Spike Plus Ergonomic

Mit integriertem Spike.

- Länge: 75 - 100 cm
- verstellbar
- Material: Leichtmetall



| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 52128-B | CHF 59.00 | 40414 | CHF 57.00 | 40130 | CHF 57.00 | 40432 | CHF 57.00 |

Gehgestell Asteria

Sicheres und faltbares Gehgestell
 Höhenverstellbar - flexibel einsetzbar für praktisch alle Nutzer.
 Speziell ausgewählte Materialien für hohe Wiedereinsatzquoten.
 Platzsparend, zusammenfaltbar für den Transport und die Lagerung.
 Hoch angesetzte Verbindungsstange ermöglicht die Nutzung über der Toilette.

- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamthöhe: 77 - 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gewicht: 2,8 kg



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1515569 | Gehgestell | CHF 89.00 |

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Rollator Banjo

Für den Innenbereich

Kleine Ruhepausen sind dank der Sitzfläche jederzeit möglich. Hinzu kommt das umfangreiche Zubehör: Einkaufskorb, Stockhalter und Tablett sind kleine Helfer, die alltägliche Handgriffe erleichtern.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 8,8 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1452442 | Banjo | CHF 98.00 |



Rollator Let's go

Für den Innenbereich

Speziell für den Wohnbereich. Mit seiner kompakten Bauform passt er fast durch jede Tür durch und ist der schmalste Rollator in unserem Sortiment. Durchgehender Griff mit weichem Moosgummi und durchgehender Bremsbügel, somit auch für Einhandbedienung. Sehr leicht und wendig. Inkl. waschbarem Stoffkorb und Tablett. Faltbar.

- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gewicht: 6,5 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 11449000 | Let's go | CHF 199.00 |



Rollator Elan Classic

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Rollator Elan Classic besticht durch seine schlichte Eleganz. Seine breite Standfläche verleiht ihm dabei besondere Sicherheit. Er lässt sich praktisch für den Transport oder leicht für eine platzsparende Aufbewahrung zusammenklappen. Die Sitzfläche und der Rückengurt bieten einen komfortablen Sitzplatz für kurze Ruhepausen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 61,5 cm
- Gewicht: 6,1 kg

| Artikel-Nr. | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------|------------------|
| 11441001 | rot / anthrazit | CHF 299.00 |
| 11441000 | champagner | CHF 299.00 |





Rollator Taima M-ECO

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Taima M-ECO kann im Aussenbereich zum Spaziergehen und Einkaufen verwendet werden, aber auch im Innenbereich. Er hat einen robusten und stabilen Rahmen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,2 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 200061 | Taima M-ECO | CHF 199.00 |



Rollator Taima GT

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Leichtgewicht-Rollator Taima GT überzeugt besonders durch sein geringes Gewicht von 5.5 kg und gehört zu den leichtesten Rollatoren in unserem Sortiment. Der Taima GT von Dietz ist der optimale Begleiter in Ihrem Alltag, egal ob drinnen oder draussen. Er ist zusätzlich mit weicheren Rädern sowie Reflektoren ausgestattet.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: M: 63 cm / S: 58 cm
- Gewicht: M: 5,5 kg / S: 5.3 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 200160 | Taima M | CHF 299.00 |
| 200153 | Taima S | CHF 299.00 |



Rollator Taima XC

Für den Aussenbereich

Der Rollator Taima XC zeichnet sich durch seine grossen, luftbereifte Räder aus. Die Luftbereifung schont im besonderen Masse die Gelenke. Mit den grossen Rädern ist es einfacher, Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 67 cm
- Gewicht: 9,1 kg



**Grosse Räder mit
Luftbereifung!**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 200107 | Taima XC | CHF 365.00 |

Rollator Alevo

Der faltbare Leichtgewichtrollator Alevo ist der Allrounder für die täglichen Anforderungen. Ob zu Hause oder beim Spaziergang sorgt er für Sicherheit und Komfort.

Alevo Alu - der standard Rollator
Alevo Country - der Rollator mit Profilbereifung
Alevo Carbon - der leichte Rollator

Grösse M: Sitzhöhe: 58,5 cm
Grösse S: Sitzhöhe: 51 cm

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 62,5 cm
- Gewicht: Alu: 7 kg / Country: 7,3 kg / Carbon: 6 kg

| Artikel-Nr. | Grösse M | Artikel-Nr. | Grösse S | Farbe | Typ | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------------|
| 4045000000 | | 4050000000 | | platin | Alu | CHF 426.00 |
| 4046000000 | | 4051000000 | | nachtblau | Alu | CHF 426.00 |
| 4048000000 | | 4052000000 | | platin | Country | CHF 479.00 |
| 4049000000 | | 4053000000 | | nachtblau | Country | CHF 479.00 |
| 4041000000 | - | | | silber | Carbon | CHF 579.00 |
| 4040000000 | - | | | mokka | Carbon | CHF 579.00 |
| 4042000000 | - | | | aubergine | Carbon | CHF 579.00 |

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Rollator Gemino 30 Comfort


Für den Innen- und Aussenbereich

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher sowohl drinnen als auch in den Aussenbereichen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 8 kg / 7,8 kg*

Gemino 30 für Körpergrösse 150 - 200 cm
Gemino 30M für Körpergrösse 135 - 170 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|--------|------------------|
| 7100040 | Gemino 30 Comfort | silber | CHF 544.00 |
| 7100041 | Gemino 30 Comfor | blau | CHF 544.00 |
| 7100042 | Gemino 30 Comfor | rot | CHF 544.00 |
| 7100241 | Gemino 30M Comfort* | silber | CHF 544.00 |
| 7100242 | Gemino 30M Comfort* | blau | CHF 544.00 |
| 7100240 | Gemino 30M Comfort* | rot | CHF 544.00 |



Rollator / Rollstuhl Rollz Motion 2 in 1

Mit dem Rollator gehen oder im Rollstuhl sitzen, während man einen wundervollen Tag in der Stadt verbringt: durch die Altstadt bummeln und im Rollstuhl ausruhen.

Mit nur einer Handbewegung können Sie diesen Rollator in einen Rollstuhl und zurück verwandeln. Gehen Sie sicher, aufrecht und komfortabel und gönnen Sie sich unterwegs eine Pause im Rollstuhl, wann immer Sie sie benötigen.

- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Gesamtbreite: 65,5 cm
- Gewicht: 10,7 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 2010RM0012 | Rollz Motion | CHF 988.00 |





Rollator Topro Troja Original

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Troja überzeugt mit dem modernen schlanken Design und dem hohen Niveau an Qualität. Er kann zudem mit nur einer Hand zusammengeklappt werden. Durch das geringe Eigengewicht von 6,8 kg lässt sich die Gehhilfe problemlos in einen Kofferraum heben oder platzsparend verstauen.

- Max. Belastbarkeit: 165 kg / 125 kg*
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 6,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm*



| Artikel-Nr. | Grösse + Farbe | Preis inkl. MwSt |
|---------------|----------------|------------------|
| 814750-110000 | Grösse M | CHF 455.00 |
| 814770-111000 | Grösse S* | CHF 455.00 |



Rollator Topro Troja 5G


Für den Innen- und Aussenbereich

Neben dem modernen und schlanken Design bietet die Gehhilfe auch höchste Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort. Die Stossabsorbierende Reifen erzeugen eine sanfte Federung, welche wiederum für eine komfortable Fahrt sorgt. Die Ankipphilfe unterstützt Sie zudem beim Überwinden von Hindernissen wie zum Beispiel einem Trottoir.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 7,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 130 kg)

| Artikel-Nr. | Grösse M | Artikel-Nr. | Grösse S | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 814600-113000 | | 814601-114000 | | silber | CHF 625.00 |
| 814600-113010 | | 814601-114010 | | blau | CHF 625.00 |
| 814600-113020 | | 814601-114020 | | lila | CHF 625.00 |
| 814600-113030 | | 814601-114030 | | gelb | CHF 625.00 |
| 814600-113040 | | 814601-114040 | | sand | CHF 625.00 |
| 814600-113050 | | 814601-114050 | | türkis | CHF 625.00 |
| 814600-113060 | | 814601-114060 | | rot (Abbildung) | CHF 625.00 |
| 814600-113070 | | 814601-114070 | | schwarz | CHF 625.00 |



Rollator Troja Olympos ATR

Für den Aussenbereich

Mit den grossen Vorderrädern und der Offroad-Bereifung ist der Topro Olympos ATR ein echter Aussenrollator. Er ist auf unebenen Strassen und Kopfsteinplaster, auf Sand-, Kies- oder sogar auf Feldwegen eine verlässliche Unterstützung.

Eine einfache Faltechnik, die Höhenverstellung für die Handgriffe sind ebenso selbstverständliche wie die Ankipphilfe und der abnehmbare Einkaufskorb.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 68 cm
- Gewicht: 8,9 kg

mit Offroad-Räder!

Grösse M für Körpergrösse 150 - 195 cm
Grösse S für Körpergrösse 140 - 170 cm



| Artikel-Nr. | Grösse M | Artikel-Nr. | Grösse S | Farbe | Preis inkl. MwSt |
|---------------|----------|---------------|----------|---------|------------------|
| 814300-120200 | | 814305-121200 | | silber | CHF 625.00 |
| 814300-120260 | | 814305-121260 | | rot | CHF 625.00 |
| 814300-120270 | | 814305-121270 | | schwarz | CHF 625.00 |





Rollator Topro Troja Walker² mit Unterarmauflagen

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Rollator mit Unterarmauflagen ist für all jene entwickelt worden, deren Handkraft für das Schieben eines Rollators nicht ausreicht oder die Unterstützung beim Aufrichten des Rumpfes benötigen.

Der Walker² mit Unterarmauflagen bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbstständig fortzubewegen und ersetzt somit den Arm einer Hilfsperson. Er gibt Sicherheit und Unabhängigkeit.

Preis beinhaltet:

Unterarmauflagen + Rollator Troja Classic (Grösse: M oder S, Farbe: rot oder silber)

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,9 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm

Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 125 kg)



| Artikel-Nr. | Grösse | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------|------------------|
| 815430 | Grösse M | CHF 995.00 |
| 815440 | Grösse S | CHF 995.00 |



Stockhalter Topro

Stockhalter für den Rollator von Topro. links oder rechts montierbar



Rückengurt Topro

Rückengurt gepolstert, zu Rollator Troja ganz einfach zum selber montieren. Ergonomisch auf Körpergrösse und gewünschte Sitzposition einstellbar.



Rollator Schirm Topro

Auch bei schlechtem Wetter ist das Mitführen eines Rollators kein Problem mehr. Der Schirm mit Multifunktionsarm ist einstellbar und bietet somit den nötigen Schutz vor Wind und Regen.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis |
|-------------|-------------|-----------|
| 815358 | Stockhalter | CHF 44.60 |

| Artikel-Nr. | Rollator | Preis |
|-------------|-------------|-----------|
| 815270 | kurz, 68cm | CHF 68.20 |
| 815272 | lang, 75 cm | CHF 68.20 |

| Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|------------|
| 814068 | CHF 141.10 |



Transport-Rollstuhl Bobby EVO

Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen. Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten.

- Rücken nach hinten abklappbar
- Feststellbremse
- Mit Begleitpersonenbremse
- Max. Belastbarkeit: 115 kg
- Sitzbreite: 42 oder 48 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Gewicht: 9,6 / 10 kg

| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| 5143287 | 42 cm | CHF 350.00 |
| 5143288 | 48 cm | CHF 350.00 |



Standard-Rollstuhl Pyro Start Plus

Der Pyro Start Plus ist der neue Leichte. Mit nur 14,2 kg Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

- Beinstützen abschwengbar
- Seitenteile höhenstellbar und abschwengbar
- Adapterblock PU-Bereifung
- Passive Beleuchtung
- mit Begleitpersonenbremse (nicht abgebildet)
- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Sitzbreite: 37 - 52 cm
- Sitztiefe: 40 - 44 cm
- Gewicht: 14,2 kg



| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| 1352372504 | 37 cm | CHF 890.00 |
| 1352402504 | 40 cm | CHF 890.00 |
| 1352432504 | 43 cm | CHF 890.00 |
| 1352462504 | 46 cm | CHF 890.00 |
| 1352492504 | 49 cm | CHF 890.00 |



Rollstuhl S-Eco 300 XL

Der Rollstuhl S-ECO 300 XL ist der B+B XL- Rollstuhl im Bereich der Standardrollstühle. Mit einer Belastbarkeit von 170 kg und verfügbar in den Sitzbreiten 52, 55 und 58 cm, unterstützt er kräftigere Anwender.

- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Sitzbreite: 52 - 58 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Gewicht: 22,8 kg

| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Begleitpersonenbremse | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|-----------------------|------------------|
| 1036523503 | 52 cm | ohne | CHF 749.00 |
| 1036553503 | 55 cm | ohne | CHF 749.00 |
| 1036583503 | 58 cm | ohne | CHF 749.00 |
| 1036523504 | 52 cm | vorhanden | CHF 879.00 |
| 1036553504 | 55 cm | vorhanden | CHF 879.00 |
| 1036583504 | 58 cm | vorhanden | CHF 879.00 |

Standard-Rollstuhl Meyra 2.750

Mit Begleitpersonenbremse, Steckachse, Anpassrücken, Armlehnen höhenverstellbar, Seitenteile hochklapp-, wegschwenk- und abnehmbar, Beinstützen abnehm- u. wegschwenkbar, PU-Bereifung pannensicher, inkl. Haltegurt, Stockhalter, Antikipp, Sitzkissen

- Mit Begleitpersonenbremse (nicht abgebildet)
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 38 - 53 cm
- Sitztiefe: 40 / 43 (voreingestellt) cm
- Gewicht: 17,5 kg



| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| 9275032 | 38 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275024 | 40 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275033 | 43 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275034 | 46 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275035 | 48 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275036 | 50 cm | CHF 1'280.00 |
| 9275037 | 53 cm | CHF 1'280.00 |

Rollstuhl XXL Eurochair² Meyra 2.850

Der Rollstuhl Eurochair² XXL ist besonders für schwere Personen geeignet. Hierfür bietet er einen bequemen, breiten und kräftigen Sitz sowie ein stabiles doppeltes Gestellkreuz (Doppelschere). Er lässt sich zudem an vielen Stellen variabel einstellen, so am Rücken, an den Seitenteilen samt Armlehnen und an den Beinstützen.

- Mit Begleitpersonenbremse
- Max. Belastbarkeit: 160 kg / 200 kg bei SB: 50 cm
- Sitzbreite: 48 bis 60 cm
- Sitztiefe: 43 - 48 cm
- Gewicht: 19 kg



| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| CODE48 | 48 cm | CHF 2'490.00 |
| CODE350 | 50 cm | CHF 2'490.00 |
| CODE53 | 53 cm | CHF 2'490.00 |
| CODE358 | 58 cm | CHF 2'490.00 |
| CODE265 | 60 cm | CHF 3'220.00 |



Bei der Anschaffung eines Adaptiv-Rollstuhls ist eine persönliche und professionelle Beratung unumgänglich. Fragen Sie uns an für einen kostenlosen Beratungstermin. Bei der Antragsunterstützung für die Abgabe eines Rollstuhls durch die IV stehen wir Ihnen gerne zur Seite.



Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock Avantgarde

Der Avantgarde DV besticht durch seine Leichtigkeit. Gleichzeitig bedeutet diese keinen Verzicht auf bewährte Vorteile.

- Max. Belastbarkeit: 100 / 140 kg (je nach Ausführung)
- Sitzbreite: DV: 32 bis 50 cm / DS: 32 bis 52 cm
- Sitztiefe: 36 bis 52 cm / DS: 32 bis 54 cm
- Gewicht: ab 9 kg

ottobock.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 480F160=0_AA02_C | Avantgarde DS (Abbildung) | CHF 3'941.80 |
| 480F160=0_AA03_C | Avantgarde DV | CHF 4'017.20 |
| 480F45=50000_K | Avantgarde XXL 2 | CHF 4'518.00 |



Adaptiv-Rollstuhl KÜSCHALL

Echte Aktivrollstuhlfahrer stehen auf Leichtgewicht. Je leichter der Rollstuhl, umso besser lässt er sich antreiben. Jeder KÜSCHALL Rollstuhl wird Sie mit seiner unvergleichlichen Fahrleistung begeistern!

KÜSCHALL
UNLIMIT YOUR WORLD

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| DSA0085 | The KSL | CHF 5'424.85 |
| DKA0067 | K-Series | CHF 4'378.00 |
| DHA0031 | Champion | CHF 4'141.05 |
| DCA0012 | Compact | CHF 3'871.80 |



Rollstuhltasche Rolko-Bag

Ein grosses Hauptfach und viele kleine Fächer erleichtern die Organisation der Utensilien.

Masse: 46 x 38 x 15 cm



Rollstuhl-Wickeldecke

Die Wickeldecke ist innen gefüttert mit einem flauschig warmen Fleecestoff.

Masse: 150 x 114 cm

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Rollstuhltisch

Schnellverschluss (Excenter) für einfaches und schnelles An- und Abmontieren des Rollstuhltisch.

Der Rollstuhltisch ist mit oder ohne Rand verfügbar.

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| BAG-01 | CHF 76.00 | 406-819 | CHF 57.00 | T15211A | CHF 451.00 |



Rollstuhl-Schlupfsack

Dieser Schlupfsack besteht aus wasserabweisendem Nylon und ist dadurch ideal für kaltes und regnerisches Wetter. Das Innenfutter aus Polar-Fleece sorgt für eine angenehme Wärme.

Grösse S - Körpergrösse bis 158 cm
Grösse L - Körpergrösse bis 178 cm



Schlupfsack Royal

Schlupfsack mit Vordertasche, herausnehmbarem Vorderenteil und Schmutzschutz im Fussbereich. Innenteil aus strapazierfähigem, pflegeleichtem und mollig warmem Wirkflor (100% PES). Aussenbezug aus Nylongewebe.



Regenschutz für Rollstuhlfahrer

Regenschutz mit Armen und Sichtfenster in der Kaputze für Rollstuhlfahrer. Absolut wasserdicht durch Spezialausrüstung. Auch für Elektrorollstühle und Scooter geeignet.

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| WW-S (Grösse S) | CHF 89.00 | 8406-1500 | CHF 223.00 |
| WW-L (Grösse L) | CHF 89.00 | 208004 | CHF 59.90 |

Rutschbrett GlideBoard

Dient dem Transfer Bett zu Rollstuhl oder Stuhl etc. Die spezielle Form dieses sehr erfolgreichen Hilfsmittels wurde zusammen mit Therapeuten entwickelt.

Aus absolut bruchsicherem Material (HDPE), säureresistent, nicht toxisch, leicht zu reinigen und desinfizieren. Ein speziell entwickelter Antirutschkleber sichert die Auflage auf Bett, Rollstuhl etc.





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 470.0012 | The Curved 68 cm | CHF 134.00 |
| 470.0080 | The Great 80 cm | CHF 213.00 |
| 470.0102 | The Biggest 100 cm | CHF 228.00 |

Antidekubitus Sitzkissen Contura

Konturformtes viscoelastische Anti-Dekubitus-Sitzkissen. Der Einsatz des Antidekubitus Sitzkissen unterstützt die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

Contura ist für den Einsatz im Rollstuhl, aber auch auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Der Bezug lässt sich durch den Reissverschluss leicht abnehmen. Das Antidekubitus Sitzkissen besteht aus einer viscoelastischen Sitzfläche, die anatomisch geformt ist und einer unterteilten Schaumstoffplatte auf der Unterseite.

- Dekubitusstufe: III
- Viscoelastische Sitzfläche
- Visco-Komfortzone im Gesässbereich



| SB x ST x SH | Artikel-Nr. (Textilbezug) | Artikel-Nr. (Inkobezug) | Preis inkl. MwSt |
|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 38 x 40 x 8 cm | CON38408 | CON38408-I | CHF 289.00 |
| 40 x 42 x 8 cm | CON40428 | CON40428-I | CHF 289.00 |
| 42 x 42 x 8 cm | CON42428 | CON42428-I | CHF 289.00 |
| 42 x 45 x 8 cm | CON42458 | CON42458-I | CHF 289.00 |
| 42 x 48 x 8 cm | CON42488 | CON42488-I | CHF 289.00 |
| 45 x 42 x 8 cm | CON45428 | CON45428-I | CHF 289.00 |
| 45 x 45 x 8 cm | CON45458 | CON45458-I | CHF 289.00 |
| 48 x 45 x 8 cm | CON48458 | CON48458-I | CHF 289.00 |
| 50 x 45 x 8 cm | CON50458 | CON50458-I | CHF 289.00 |

Antidekubitus Sitzkissen ConturaGel

Konturformtes viscoelastische Anti-Dekubitus-Sitzkissen. Der Einsatz des Antidekubitus Sitzkissen unterstützt die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

ConturaGel ist für den Einsatz im Rollstuhl, aber auch auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Das Antidekubitus Sitzkissen besteht aus einer viscoelastischen Sitzfläche, die anatomisch geformt ist und einer unterteilten Schaumstoffplatte auf der Unterseite. Abnehmbarer und waschbarer Inkontinenzbezug.

- Dekubitusstufe: III
- Viscoelastische Sitzfläche
- Kaltschaum-Komfortzone
- Mit Gel-Einlage
- Inkoschutzbezug



Mit dem Plus der Gel-Einlage für hoch wirksame Sitzbeinhöcker-Entlastung.

| SB x ST x SH | Artikel-Nr. (Inkobezug) | Preis inkl. MwSt |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 38 x 40 x 8 cm | CON38408-I | CHF 386.00 |
| 40 x 42 x 8 cm | CON40428-I | CHF 386.00 |
| 42 x 42 x 8 cm | CON42428-I | CHF 386.00 |
| 42 x 45 x 8 cm | CON42458-I | CHF 386.00 |
| 42 x 48 x 8 cm | CON42488-I | CHF 386.00 |
| 45 x 42 x 8 cm | CON45428-I | CHF 386.00 |
| 45 x 45 x 8 cm | CON45458-I | CHF 386.00 |
| 48 x 45 x 8 cm | CON48458-I | CHF 386.00 |
| 50 x 45 x 8 cm | CON50458-I | CHF 386.00 |

Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Cubus

Das Antidekubitus-Sitzkissen wird besonders empfohlen bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen. Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. So wird dort punktuell der Druck auf der Haut oder Knochen entlastet.

Das Sitzkissen wird mit einem Baumwoll (Trevira) Bezug und Anti-Slip-Ausstattung geliefert. Thera-Cubus Sitzkissen sind waschbar bis 60°. Um Beschädigungen zu vermeiden bitte immer mit Bezug eingepackt waschen. Das Sitzkissen kann optional auch mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet werden.

Dekubitusstufe: III

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



| Artikel-Nr. (bis 70 kg) | Artikel-Nr. (über 70 kg) | SB x ST x SH 8 cm | Preis inkl. MwSt |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| RZ81 | RZ81-09 | 35 x 35 x 8 cm | CHF 328.00 |
| RZ82 | RZ82-09 | 35 x 40 x 8 cm | CHF 365.00 |
| RZ810 | RZ810-09 | 35 x 45 x 8 cm | CHF 397.00 |
| RZ83 | RZ83-09 | 40 x 40 x 8 cm | CHF 401.00 |
| RZ84 | RZ84-09 | 40 x 45 x 8 cm | CHF 422.00 |
| RZ85 | RZ85-09 | 45 x 45 x 8 cm | CHF 463.00 |
| RZ86 | RZ86-09 | 45 x 50 x 8 cm | CHF 494.00 |
| RZ87 | RZ87-09 | 50 x 50 x 8 cm | CHF 537.00 |



| Artikel-Nr. (bis 70 kg) | Artikel-Nr. (über 70 kg) | SB x ST x SH 10 cm | Preis inkl. MwSt |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| R101 | R101-09 | 35 x 35 x 10 cm | CHF 369.00 |
| R102 | R102-09 | 35 x 40 x 10 cm | CHF 424.00 |
| R1011 | R1011-09 | 35 x 45 x 10 cm | CHF 452.00 |
| R103 | R103-09 | 40 x 40 x 10 cm | CHF 467.00 |
| R104 | R104-09 | 40 x 45 x 10 cm | CHF 497.00 |
| R105 | R105-09 | 45 x 45 x 10 cm | CHF 543.00 |
| R106 | R106-09 | 45 x 50 x 10 cm | CHF 584.00 |
| R107 | R107-09 | 50 x 50 x 10 cm | CHF 639.00 |



Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Visco

Das Thera-Visco ist besonders empfohlen für Patienten, die besonders schmerzempfindlich sind und bei denen die Sitzposition stabilisiert werden muss.

Das Antidekubitussitzkissen passt sich dank der viscoelastischen Oberfläche sehr gut an die eigene Körperform an.

Dekubitusstufe: IV



| Artikel-Nr. (bis 70 kg) | SB x ST x SH | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. (über 70kg) | SB x ST x SH | Preis inkl. MwSt |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| RV82 | 35 x 40 x 8 cm | CHF 401.00 | RV82-09 | 35 x 40 x 8 cm | CHF 401.00 |
| RV810 | 35 x 45 x 8 cm | CHF 439.00 | RV810-09 | 35 x 45 x 8 cm | CHF 439.00 |
| RV83 | 40 x 40 x 8 cm | CHF 443.00 | RV83-09 | 40 x 40 x 8 cm | CHF 443.00 |
| RV84 | 40 x 45 x 8 cm | CHF 465.00 | RV84-09 | 40 x 45 x 8 cm | CHF 465.00 |
| RV85 | 45 x 45 x 8 cm | CHF 511.00 | RV85-09 | 45 x 45 x 8 cm | CHF 511.00 |
| RV86 | 45 x 50 x 8 cm | CHF 548.00 | RV86-09 | 45 x 50 x 8 cm | CHF 548.00 |
| RV87 | 50 x 50 x 8 cm | CHF 595.00 | RV87-09 | 50 x 50 x 8 cm | CHF 595.00 |

Spezial-Rollstuhl Rea Azalea

Pflegerollstuhl mit hervorragenden Manöviereigenschaften. Das flexible Sitzsystem des Azalea ermöglicht dem Nutzer eine individuelle Sitzposition, die jederzeit maximale Unterstützung bietet.

Einfach bedienbar und hervorragend manövrierbar. Dual Stability System (DSS) mit zwei grossen Vorteilen: Körperlängenausgleich und Schwerpunktverlagerung. Bei Verstellung der Rückenlehne erfolgt ein biomechanischer Positionsausgleich, der Reibung und Scherkräfte minimiert.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 39 - 45 / 44 - 50 / 49 - 55 cm
- Sitztiefe: 43 - 50

Inkl. Trommelbremse



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| BNA0010 | Rea Azalea | ab CHF 4'822.80 |

Spezial-Rollstuhl Breezy Relax²

Der Breezy Relax² Spezial-Rollstuhl überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und maximale Flexibilität. Der anatomisch geformte Rücken, die tiefenverstellbaren Armpolster oder die komfortable Knieauflage dieses Rollstuhls reduzieren die Gefahr von Druckstellen. Ein leichter Abduktionskeil des Sitzes und eine seitliche Unterstützung verhindert das Nach-Vorne-Rutschen.

- Max. Belastbarkeit: 145 kg (170 kg XL Version)
- Sitzbreite: 41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53) cm, einstellbar
- Sitzbreite XL Version: 53 cm
- Sitzhöhe: 42,5 - 50 cm
- Sitzwinkel: 0° - 25° / - 3° - 22°
- Rückenhöhe: 52,5 - 60 cm

Inkl. Trommelbremse



| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 069003-001 | 41 cm (37 - 43 cm) | CHF 2'690.00 |
| 069003-002 | 46 cm (42 - 48 cm) | CHF 2'690.00 |
| 069003-003 | 51 cm (47 - 53 cm) | CHF 2'690.00 |
| 069005-004 | 53 cm XL-Version | CHF 2'990.00 |

Spezial-Rollstuhl Inovys II

Der Multifunktionsrollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitztiefen 46 cm - 52 cm
- Sitzhöhen 46 cm - 53 cm
- Sitzneigung bis 21° mit Gasfeder verstellbar
- Rückenneigung bis 54° mit Gasfeder verstellbar

Inkl. Trommelbremse und Therapietisch



| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| 5136062 | 41 cm | CHF 3'204.05 |
| 5136063 | 45 cm | CHF 3'204.05 |
| 5136064 | 50 cm | CHF 3'204.05 |



Spezial-Rollstuhl Netti 4U CE 1.215

Der Netti 4U CE ist der wirtschaftliche Einsteiger – ideal für Einrichtungen und geriatrische Patienten. Ideal für Patienten, die eine häufige Änderung der Positionierung benötigen.

Wartungs-/ bedienfreundlich
Lange Lebensdauer

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
- Sitztiefe: 42,5-50 cm, einstellbar in 2,5 cm Schritten (Standard 50cm)
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Fester Schiebebügel

| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| D63040 | 40 cm | CHF 2'816.00 |
| D63045 | 45 cm | CHF 2'816.00 |
| D63050 | 50 cm | CHF 2'816.00 |



Spezial-Rollstuhl Netti 4U CE 1.215 Plus

Der Netti 4U CE Plus ist das Folgemodell vom 4U CE. Er verfügt über höhenverstellbare Schiebebügel und eine Einhand-bedienbare Armlehne.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
- Sitztiefe: 42,5-50 cm, einstellbar in 2,5 cm Schritten (Standard 50cm)
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Einhand-bedienbare Armlehne
- Höhenverstellbarer Schiebebügel

| Artikel-Nr. | Sitzbreite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------|------------------|
| D64040 | 40 cm | CHF 3'204.00 |
| D64045 | 45 cm | CHF 3'204.00 |
| D64050 | 50 cm | CHF 3'204.00 |





Elektrischer Zusatzantrieb e-motion M25

Der e-motion passt an fast alle gängigen Rollstuhlmodelle. Die manuellen Rollstuhlräder können in der Regel weiterhin ausgewechselt werden.

Die in den Radnaben integrierten Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die An-schubbewegung des Rollstuhlfahrers. Der Anwender bleibt in Bewegung und trainiert seine Vitalfunktionen. Muskeln und Gelenke werden entlastet. Es reicht sehr wenig Kraft aus, um sich selbständig fortzubewegen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Geschwindigkeit: Unterstützung 0 bis 8,5 km/h
- Reichweite: bis 25 km



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1592559 (ohne Rollstuhl) | e-motion M25 | CHF 11'462.50 |
| 1457771 | Halterung zu Rollstuhl | CHF 529.90 |
| DL10022 | Anbau | CHF 394.20 |

Elektrischer Zusatzantrieb e-fix

Mit dem Zusatzantrieb e-fix verwandeln Sie Ihren manuellen Rollstuhl in einen kompakten, faltbaren Elektrorollstuhl. Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Der e-fix kann auch im Auto mitgenommen werden. Alle e-fix Komponenten können ohne Werkzeug abgenommen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

- Max. Belastbarkeit: 120 kg (160 kg erhältlich)
- Geschwindigkeit: 0,6 bis 6 km/h
- Reichweite: 16 km



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1566293 (ohne Rollstuhl) | e-fix E35 bis 120 kg | CHF 10'276.75 |
| 1566302 (ohne Rollstuhl) | e-fix E36 bis 160 kg | CHF 11573.45 |
| 1457771 | Halterung zu Rollstuhl | CHF 529.90 |
| DL10020 | Anbau | CHF 394.20 |

Zuggerät Elektroantrieb e-pilot

Das Zuggerät e-pilot ebnet den Weg für eine neue, unabhängige Mobilität mit Aktiv-Rollstühlen. Das innovative Elektro Zuggerät verwandelt den Rollstuhl in ein sportliches Fahrzeug, das selbst anspruchsvolles Terrain meistert. Sein grosses Vorderrad bewältigt Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten ebenso mühelos wie Feldwege. Der e-pilot lässt sich mit einem Handgriff an den manuellen Rollstuhl andocken.

- Geschwindigkeit: 0,5 bis 20 km/h
- Steigfähigkeit: bis 10 %
- Reichweite: ca. bis 50 km
- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Gesamtgewicht: 18,4 kg



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------------|------------------|
| 1592324 | e-pilot (ohne Rollstuhl) | ab CHF 7'001.00 |





Schiebe- und Bremshilfe Viamobil V25

Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen kinderleicht. Grosse Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Geniessen Sie mehr Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen.

Das Viamobil ist mit fast jedem Rollstuhl-Typ kombinierbar und lässt sich komfortabel auch in kleineren Autos transportieren. Langlebiger, leistungsstarker Akku.

- Reichweite: ca. 20 km

Optionen:

- Zusatzschiebegriffe
- Kippstützen
- Akkupack



M

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1521003 (ohne Rollstuhl) | Viamobil V25 | CHF 5'766.25 |
| 1457771 | Halterung zu Rollstuhl | CHF 529.90 |
| DL10023 | Anbau | CHF 394.20 |

Schiebe- und Bremshilfe Togo, inkl. Rollstuhl

Modernste Technologie zeichnet die Schiebehilfe Togo aus. Der Akku ist jederzeit schnell aufladbar, wird zusätzlich bei der Bergabfahrt geladen. Die Steuerung erfolgt über eine einfache Bedienung: ein/aus, vorwärts/rückwärts. Geschwindigkeit: in 6 Stufen bis 5,5km/h und Leerlauf.

- Reichweite: ca. 12 km

Schiebehilfe-Set Togo beinhaltet:

- 8010000000 Schiebehilfe
- 8010122000 Adapterplatte
- 8010123000 Klemmhalter
- Rollstuhl Pyro Start Plus (Seite 38)



Inklusive Rollstuhl

Die Schiebehilfe Togo kann an praktisch alle herkömmlichen Rollstühle angebaut werden. Wir liefern Ihnen den Rollstuhl bereits vormontiert!

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| TOGO | Togo, inkl. Rollstuhl | CHF 3'600.00 |



Elektrorollstuhl Eloflex

ELOFLEX

Der Eloflex ist eine völlig neue Generation von Elektro-Rollstühlen. Kompakt, faltbar und ultraleicht bietet er mit seinen einzigartigen Eigenschaften mehr Freiheit, Komfort und Bequemlichkeit. Dies hat er der smarten Konstruktion und der Verwendung modernster Technologie zu verdanken, die einen außergewöhnlich leichtgewichtigen und kompakten Rollstuhl hervorgebracht haben, mit dem der Benutzer weite Entfernungen zurücklegen kann.



Mögliches Zubehör:



Smarte Fussstütze



Rückenlehne verst.



Komfort



Faltbar



Verstellbare Sitzbreite



Lufträder



Verlubar ins Auto



D2 Modell



Eloflex D2 - in zwei Teile zerlegbar

Eloflex P - mit Aufstehfunktion



| | Eloflex X | Eloflex F | Eloflex P | Eloflex D2 | Eloflex H |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Geschwindigkeit: | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 8 km/h |
| Max. Reichweite: | 25 km | 30 km | 30 km | 30 km | 40 km |
| Max. Belastbarkeit: | 125 kg | 120 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg |
| Gewicht: | 28 kg | 26 kg | 28 kg | 32,7 kg | 38 kg |
| Gesamtlänge: | 102 cm | 100 cm | 107 cm | 107 cm | 115 cm |
| Gesamtbreite: | 62 cm | 63 cm | 62 cm | 62 cm | 66 cm |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Funktion | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 7350006080623 | Eloflex X | faltbarer Querrahmen | CHF 3'331.00 |
| 7350006080685 | Eloflex F | Standard-Modell | CHF 4'252.00 |
| 7350006080531 | Eloflex P | mit Aufstehhilfe | CHF 4'540.00 |
| 7350006080616 | Eloflex D2 | in zwei Teile zerlegbar | CHF 4'768.00 |
| 7350006080679 | Eloflex H | der Starke | CHF 6'091.00 |



Bei der Anschaffung eines Elektrorollstuhls ist eine persönliche und professionelle Beratung sehr empfehlenswert. Fragen Sie uns an für einen kostenlosen Beratungstermin. Bei der Antragsunterstützung für die Abgabe eines Rollstuhls durch die IV stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Elektrorollstuhl für den Innen- und Aussenbereich

Nicht nur die Kompaktheit der Elektrorollstühle, sondern auch die hohe Wendigkeit und Transportfähigkeit machen den Rollstuhl zu einem idealen Begleiter.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 8350000000 | Terra Bischoff & Bischoff | CHF 3'348.00 |
| 22600200 | Q200 Sunrise Medical | ab CHF 4'512.65 |
| 490E46=00000 | A200 Otto Bock | ab CHF 5'988.15 |



Elektrorollstuhl für den Aussen- und Innenbereich

Ein Elektrorollstuhl ist ein sehr wichtiges und komplexes Hilfsmittel, dass viel mehr können muss, als einfach nur zu fahren. Er soll Sie genau dort unterstützen, wo Sie es brauchen. Ihr Elektrorollstuhl begleitet Sie meist viele Stunden täglich, ist fast überall dabei und muss zu 100% verlässlich sein.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 4014088 | Forest 3 Vermeiren | ab CHF 6'026.00 |
| 490E75=0_AE03_C | Juvo B6 Otto Bock | ab CHF 16'230.40 |
| ATA0000 | Storm 4 Invacare | ab CHF 13'549.00 |



Kyburz 2ndLife Postfahrzeuge

Wenn die Postfahrzeuge einige Jahre im Einsatz waren, gehen sie zurück an KYBURZ und werden revidiert. Bei der Revision stehen Tests an, die einzelnen Komponenten werden überprüft, Ersatzteile kommen zum Einsatz und die gelbe Verkleidung wird durch eine weisse ersetzt. Danach sind die 2ndLife Postfahrzeuge wieder bereit für den Verkauf und sind ebenfalls bei uns erhältlich.

- Frisch ab MFK
- 45 km/h Höchstgeschwindigkeit (Ausweis A1 erforderlich)
- Batterien werden getestet
- Lastenblech vorne (30 kg Nutzlast)
- Kistenhalteblech mit RAKO-BOX und Befestigungsriemen hinten
- Verschaltungsteile in weiss



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| KYBURZ-OCC | Kyburz | ab CHF 6'300.00 |

Kyburz DX2

Das Elektro-Dreirad gibt es in vier unterschiedlichen Maximal Geschwindigkeiten in 10 / 20 / 30 / 45 km/h. Dadurch ermöglicht das KYBURZ Fahrzeug individuelle Mobilität für Senioren und Seniorinnen, welche keinen Führerschein mehr besitzen. Bis zur Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h ist nämlich kein Führerausweis notwendig. Ausserdem entfällt ein Kontrollschild bis zur Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

- Geschwindigkeit: 10 / 20 / 30 / 45 km/h
- Reichweite: 50 - 115 km
- Max. Belastbarkeit:
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 200 cm
- Gesamtbreite: 80 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 590700.03 | Kyburz DX2 | ab CHF 12'900.00 |

Kyburz PLUS II

Das Elektromobil mit Dach von KYBURZ überzeugt durch die Kabine, wodurch das Fahrzeug bei jedem Wetter zuverlässig genutzt werden kann. Auch die grosszügige Reichweite von 100 km, welche auf die Lithium-Batterie zurückzuführen ist, bietet eine grosse Flexibilität

- Geschwindigkeit: 10 / 20 / 30 km/h
- Reichweite: 60 - 120 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 186 cm
- Gesamtbreite: 93 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| PLUS II | Kyburz PLUS II | ab CHF 22'400.00 |



Scooter Atto Sport

Der ständige Begleiter. Reisen leicht gemacht. Fahrbereit vom Koffer zum Scooter in nur 10 Sekunden.

- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: 20 km
- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Steigung: 30%
- Gesamtlänge: 120 cm
- Gesamtbreite: 56,8 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| AT02-100-A0 | Kyburz PLUS II | CHF 4'650.00 |



Scooter Bility S

Das ultimative Kraftpaket. Überwindet Steigungen bis über 50%. Extra starker Antriebsstrang. Sehr kurz übersetztes Getriebe. Tiefe Einstiegs-höhe. Inkl. Komfortsitz.

- Geschwindigkeit: 10 - 12 km/h
- Reichweite: bis 32 km
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Steigung: über 50%
- Gesamtlänge: 136 cm
- Gesamtbreite: 66 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| EM150750A | Bility S | CHF 4'980.00 |



Scooter Maximo S

Der Scooter für steiles Gelände und Waldwege. Extra starker Antriebsstrang. Kurz übersetztes Getriebe. Inkl. Smartphoneladebuchse (USB) und Getränkehalter.

- Geschwindigkeit: 10 - 12 km/h
- Reichweite: bis 52 km
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Steigung:
- Gesamtlänge: 175 cm
- Gesamtbreite: 87 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|----------------------|------------------|
| EM161300M4 | Maximo S (ohne Dach) | CHF 8'599.00 |
| S37-062-00400 | Dach | CHF 1'950.00 |

Scooter Comet PRO

Wo auch immer Sie hin möchten – mit dem Elektro-Mobil Invacare Comet Pro sind Sie jederzeit flexibel: Ob bei einem Ausflug in die Natur oder in die Stadt – Ihr E-Scooter unterstützt Sie in Ihrer Mobilität. Seien Sie weiterhin unabhängig und gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Wünschen.

- Geschwindigkeit: 15 km/h
- Reichweite: 55 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 17,6%
- Gesamtlänge: 145 cm
- Gesamtbreite: 66,5 - 68,5 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1676210 | Comet PRO | CHF 4'950.00 |

Scooter Orion PRO

Darf's etwas mehr sein? Wer nach einem Elektromobil mit grösserer Ausdauer sucht, wird beim Invacare Orion Pro fündig: Im Vergleich zum Standard-Scooter bietet dieses Elektrofahrzeug eine leistungsstärkere Batterie und eine komfortablere Federung. Ideal für längere Ausflüge in die Stadt, in den Park oder gesellige Unternehmungen mit Freunden und Familie.

- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: 52 km
- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Steigung: 17,6%
- Gesamtlänge: 132 cm
- Gesamtbreite: 65 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1676188 | Orion PRO | CHF 3'995.00 |





Treppensteigerät Scalamobil S35

Treppen aller Art können mit dem Scalamobil sicher und mit geringem Kraftaufwand überwunden werden.

- Funktioniert selbst auf sehr engen Wendeltreppen
- Bis zu einer Stufenhöhe von 20 cm
- Passt an die meisten Rollstühle mittels spezieller Halterung
- Kann schnell und ohne Werkzeug am Rollstuhl angedockt werden
- Schnell in drei Einzelteile zerlegbar



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1520415 | Scalamobil (ohne Rollstuhl) | CHF 10'344.60 |
| 1457771 | Halterung | CHF 472.80 |
| DL10025 | Anbau | CHF 394.20 |



Gummi-Rampen

Rutschfeste Gummi-Rampen für den Innen- und Aussenbereich. Die Rampen lassen sich zuschneiden.

- Geräuschloses Überfahren
- Belastbar bis 10 Tonnen
- Hohe Lebensdauer



| Artikel-Nr. | Höhe x Länge x Breite | Preis inkl. MwSt | Artikel-Nr. | Höhe x Länge x Breite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| R406040 | 4 x 40 x 900 mm | CHF 18.00 | R14640 | 40 x 310 x 900 mm | CHF 149.00 |
| R406060 | 6 x 60 x 900 mm | CHF 25.00 | R14645 | 45 x 350 x 900 mm | CHF 159.00 |
| R406080 | 8 x 80 x 900 mm | CHF 31.00 | R14636 | 50 x 400 x 900 mm | CHF 179.00 |
| R406100 | 10 x 100 x 900 mm | CHF 45.00 | R14655 | 55 x 430 x 900 mm | CHF 231.00 |
| R406120 | 12 x 110 x 900 mm | CHF 51.00 | R14660 | 60 x 480 x 900 mm | CHF 259.00 |
| R406160 | 16 x 150 x 900 mm | CHF 66.00 | R14665 | 65 x 520 x 900 mm | CHF 279.00 |
| R406200 | 20 x 150 x 900 mm | CHF 79.00 | R14670 | 70 x 560 x 900 mm | CHF 289.00 |
| R406240 | 24 x 150 x 900 mm | CHF 91.00 | R14637 | 75 x 600 x 900 mm | CHF 309.00 |
| R14633 | 25 x 200 x 900 mm | CHF 92.00 | R14638 | 100 x 800 x 900 mm | CHF 459.00 |
| R14627 | 30 x 236 x 900 mm | CHF 99.00 | R14639 | 125 x 1000 x 900 mm | CHF 659.00 |
| R14635 | 35 x 280 x 900 mm | CHF 105.00 | | | |

Schwelenausgleicher

- Für draussen und drinnen geeignet
- Gummibelag für sicheren Halt in alle Richtungen

Dank diesem Schwelenausgleicher sind Türschwellen nicht länger ein Hindernis und eine Sturzgefahr. Die Aluminiumkonstruktion in Verbindung mit einem speziell dafür entwickelten Antirutschbelag gibt ausreichend Stabilität und Grip zum einfachen Überfahren des Hindernisses.



| Artikel-Nr. | Höhe x Breite x Länge | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 814510 | 23-38 x 700 x 180 mm | CHF 177.00 |
| 814511 | 23-38 x 800 x 180 mm | CHF 186.40 |
| 814512 | 23-38 x 900 x 180 mm | CHF 194.20 |
| 814513 | 41-56 x 700 x 270 mm | CHF 238.05 |
| 814514 | 41-56 x 800 x 270 mm | CHF 255.30 |
| 814515 | 41-56 x 900 x 270 mm | CHF 292.90 |
| 814516 | 59-74 x 700 x 340 mm | CHF 319.05 |

| Artikel-Nr. | Höhe x Breite x Länge | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 814517 | 59-74 x 800 x 340 mm | CHF 335.20 |
| 814518 | 59-74 x 900 x 340 mm | CHF 343.00 |
| 814520 | 77-92 x 800 x 390 mm | CHF 390.00 |
| 814521 | 77-92 x 900 x 390 mm | CHF 405.65 |
| 814522 | 95-110 x 700 x 420 mm | CHF 390.00 |
| 814523 | 95-110 x 800 x 420 mm | CHF 421.35 |
| 814524 | 95-110 x 900 x 420 mm | CHF 437.00 |

Schwellenrampe drive-in RAMP 1

Diese Schwellenrampe ist für kleine Hindernisse und Stufen gedacht. Sie ist aus geriffeltem Alublech gefertigt, damit ist eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet.

- Länge: 40cm, Gewicht 3 kg, max. Belastbarkeit 300 kg
- Länge: 80cm, Gewicht 7 kg, max. Belastbarkeit 300 kg
- Länge: 120cm, Gewicht 9 kg, max. Belastbarkeit 250 kg

| Artikel-Nr. | Länge x Breite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| DI1040 | 400 x 750 mm | CHF 206.00 |
| DI1080 | 800 x 750 mm | CHF 308.00 |
| DI1120 | 1250 x 750 mm | CHF 477.00 |




Schwellenrampe drive-in RAMP 2

Für den dauerhaften Einsatz ist diese zweiteilige Version der Drive-In Rampe vorgesehen. Ein hochklappbares Endstück erlaubt das Schliessen einer Tür, deren Schwelle überbrückt wird, ohne die Rampe beiseite räumen zu müssen – z.B. bei Schiebe-, Balkon- oder Haustüren. Die Höhe der Rampe kann einfach verstellt und dem Hindernis angepasst werden.

- Länge: 80/45cm, Gewicht 10 kg
- Länge: 125/45cm, Gewicht 13 kg

Max. Belastbarkeit: 300 kg

| Artikel-Nr. | Länge x Breite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|------------------|
| DI2080 | 800/450 x 750 mm | CHF 594.00 |
| DI2125 | 1250/450 x 750 mm | CHF 799.00 |





Rampen, faltbar

Die tragbaren Rampen eignen sich hervorragend für die Verwendung mit manuellen Rollstühlen, Elektro-Rollstühlen und Scootern.

- Sicherheitsverriegelung für den Transport
- Abfahrflächen mit Antirutsch-Beschichtung

- leichtgängiges Ineinanderschieben durch Gleiter zwischen den Rampen
- stabile, klappbare Handgriffe erleichtern den Transport
- Version mit breiter Lauffläche eignet sich besonders für 4-rädrige Scooter

| Artikel-Nr. | Bild | Bezeichnung | Länge x Breite x Höhe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------|--------------------------|------------------------|------------------|
| FL110 | Bild 1 | faltbar, ohne Handgriff | 56/110 x 18 x 20 cm | CHF 320.00 |
| FL150 | Bild 1 | faltbar, ohne Handgriff | 76/150 x 18 x 30 cm | CHF 400.00 |
| FL200 | Bild 1 | faltbar, ohne Handgriff | 101/200 x 18 x 40 cm | CHF 480.00 |
| F110 | Bild 2 | faltbar, mit Handgriff | 57/110 x 21 / 20 cm | CHF 477.00 |
| F150 | Bild 2 | faltbar, mit Handgriff | 76/150 x 21 x 30 cm | CHF 564.00 |
| F200 | Bild 2 | faltbar, mit Handgriff | 101/200 x 21 x 40 cm | CHF 647.00 |
| FW200 | Bild 2 | faltbar, mit Handgriff | 107/212 x 27 x 40 cm | CHF 893.00 |
| FTW200 | Bild 3 | falt- und teleskopierbar | 77/-205 x 25 x 40 cm | CHF 1'130.00 |
| FTW300 | Bild 3 | falt- und teleskopierbar | 107/-295 x 25 x 60 cm | CHF 1'250.00 |
| FT200 | Bild 3 | falt- und teleskopierbar | 76/-201 x 19 x 40 cm | CHF 816.00 |
| FT300 | Bild 3 | falt- und teleskopierbar | 101/- 276 x 19 x 60 cm | CHF 986.00 |






Rampe AeroLight-Xtra

Mit einer Laufflächenbreite von 76 cm und einer Belastbarkeit von bis zu 350 kg können Sie die Aerolight-Xtra Rampen vielseitig einsetzen. Sie eignet sich für Elektro-Rollstühle, manuelle Rollstühle oder Rollatoren.

Durch einfaches Zusammenfallen und geringes Gewicht, eignet sie sich hervorragend für die Mitnahme auf Reisen; für sicheres Auf- und Abfahren sind die Enden der Rampe gewölbt und mit Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite versehen.

- Stabile Tragegriffe und gewölbte Abfahrflächen
- Rutschfester Laufflächenbelag
- Faltbar und platzsparend



rutschfester Belag

Abfahrfläche

faltbar

Scharnier

| Artikel-Nr. | Länge x Breite x Höhe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| AX6 | 600 x 760 x 80 mm | CHF 568.00 |
| AX9 | 900 x 760 x 80 mm | CHF 798.00 |
| AX12 | 1200 x 760 x 80 mm | CHF 990.00 |
| AX15 | 1500 x 760 x 80 mm | CHF 1'197.00 |

| Artikel-Nr. | Länge x Breite x Höhe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| AX18 | 1800 x 760 x 80 mm | CHF 1'412.00 |
| AX21 | 2100 x 760 x 80 mm | CHF 1'632.00 |
| AX24 | 2400 x 760 x 80 mm | CHF 1'895.00 |

Rampen, teleskopierbar

Teleskopierbare Rampen mit Arretierung und Handgriff.

- Preis pro Paar
- Teleskopierbar
- Mit Arretierung und Handgriff
- Spurbreite 17 cm
- Max. Belastbarkeit 125 - 150kg/Stk.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Länge x Breite x Höhe | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------|
| T90 | teleskopierbar | 58 - 90 x 19 x 20 cm | CHF 561.00 |
| T120 | teleskopierbar | 75 - 119 x 19 x 25 cm | CHF 601.00 |
| T200 | teleskopierbar | 116 - 202 x 19 x 40 cm | CHF 647.00 |
| T200-3 | Teleskoprampe 3-teilig | 87 - 199 x 17 x 40 cm | CHF 739.00 |
| T300 | Teleskoprampe 3-teilig | 116 - 288 x 17 x 60 cm | CHF 869.00 |

Rampe Aerolight-Classic

Die Aerolight-Classic Rampe ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Die Rampen sind mit einer Antirutschbeschichtung versehen und sorgen für hohe Sicherheit. Die Rampen sind schnell einsatzbereit und platzsparend im Fahrzeug verstaubar. Die Rampe ist aus Aluminium.




| Artikel-Nr. | Länge x Breite | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| AC6 | 600 x 760 mm | CHF 530.00 |
| AC9 | 900 x 760 mm | CHF 705.00 |
| AC12 | 1'200 x 760 mm | CHF 875.00 |
| AC15 | 1'500 x 760 mm | CHF 1'050.00 |

Faltbare Rampe

Decpac-Rampen sind sehr leicht, robust und vor allem vielseitig einsetzbar. Überall wo man Stufen überwinden muss, sind die Rampen eine grosse Hilfe. Sie lassen sich längs falten und dadurch einfach transportieren. Der Belag der Rampe bleibt selbst bei Nässe rutschfest.

Rampe aufklappen, hinlegen, fertig!



| Artikel-Nr. | Länge x Breite | Preis inkl. MwSt |
|---------------|----------------|------------------|
| DECPACStand.A | 1'200 x 750 mm | CHF 1'015.00 |
| DECPACStand.B | 1'350 x 750 mm | CHF 1'046.00 |
| DECPACStand.C | 1'650 x 750 mm | CHF 1'230.00 |
| DECPACStand.D | 2'000 x 750 mm | CHF 1'230.00 |

Ganzrampen

Die Lauffläche aus Rautenblech garantiert optimale Rutsicherheit zu jeder Jahreszeit, ist durchlässig für Schmutz, Schnee und Regen und leicht zu reinigen. Die Module sind unbegrenzt kombinierbar, leicht umzubauen oder mit neuen Teilen zu ergänzen.

Lange Lebensdauer = hohe Wirtschaftlichkeit.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| R-100 | Ganzrampe | auf Anfrage |



Lagerungskissen PhysiForm

Äusserst geräuscharme Füllung durch kleinste Mikroperlen. Sehr gute Modularität bei absoluter Formstabilität. Sie nehmen auf angenehme Weise die Körperwärme an und sind gegen Flüssigkeiten jeder Art resistent.

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| PKPF40 | 40 x 40 cm | CHF 88.00 |
| PKPF60 | 60 x 40 cm | CHF 101.00 |
| PKPF70 | 70 x 50 cm | CHF 113.00 |
| PKPF70K | 70 x 50 cm (Kopfkissen) | CHF 113.00 |



Lagerungskissen VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in individuelle Formen bringen. Durch das Mikroperlen-System im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren.

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| PKVM180 | 180 x 35 cm | CHF 202.00 |
| PKVM220 | 220 x 35 cm | CHF 226.00 |
| PKVM250 | 250 x 35 cm | CHF 262.00 |



CarePur Universalkissen

Das Universalkissen passt sich perfekt an die jeweilige Körperregion an.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|--------------|------------|
| P43771 | S 45 x 30 cm | CHF 91.00 |
| P43772 | M 60 x 40 cm | CHF 91.00 |
| P43773 | L 70 x 50 cm | CHF 104.00 |



Seitenlagerungskissen

Stützt und dient dem Erreichen einer physiologischen Beinstellung im Liegen.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|---------------|------------|
| P43799 | S 140 x 26 cm | CHF 239.00 |
| P43800 | M 180 x 31 cm | CHF 239.00 |



Hemi-Armkissen

Positionierung und Weichlagerung eines paretischen Armes, z. B. nach einem Schlaganfall.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|--------------------|------------|
| P43785 | XS 45 x 30 / 30x13 | CHF 213.00 |
| P43786 | XL 58 x 36 / 48x35 | CHF 213.00 |



Fersenentlastungsgurt

Der Fersenentlastungsgurt besteht aus einem mit Hohlfasern gepolsterten quaderförmigen Mittelteil, an dem zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss befestigt sind.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|------------|------------|
| P43792 | 90 x 15 cm | CHF 123.00 |



Zylinderkissen

Das Zylinderkissen kann variabel eingesetzt werden, z.B. als Rückenstütze in der 30°-Seitenlagerung, als Kniekissen oder als Kopfpositionierungshilfe in der Seitenlage.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|--------------|-----------|
| P43778 | S 45 x 14 cm | CHF 91.00 |
| P43779 | M 70 x 18 cm | CHF 91.00 |



Deltakissen

Das Kissen ist ein Prisma mit dreieckiger Grundform, dessen rechteckige Seiten als Stütze des Rumpfes oder der Lagerung der Beine dienen.

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis |
|-------------|--------------|------------|
| P43793 | S 42 x 25 cm | CHF 123.00 |
| P43794 | M 60 x 40 cm | CHF 123.00 |

Aufrichter mit Griff, freistehend

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett. Zerlegbares Stahl-Vierkantrohrgestell, pulverbeschichtet.

- Höhe ca. 170 cm
- Farbe lichtgrau
- Tragkraft 90 kg



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| KA-B-210 | Aufrichter, freistehend | CHF 249.00 |



Seitengitter

Mit diesem ausziehbarem und abklappbarem Seitengitter können Sie wieder entspannt schlafen, ohne Angst zu haben, aus dem Bett zu fallen.



Bettgriff

Die Anbringung des Bettgriff ist kinderleicht. Der Bettgriff wird einfach an der richtigen Stelle unter die Matratze in den Rahmen eingelegt - fertig!



Seitengitterpolster

Das Seitengitterpolster bietet Patienten mit unruhigem Schlaf Schutz vor Verletzungen.

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| PRAIL8000 | CHF 149.00 |

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| BETT010 | CHF 89.00 |

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| D07/23900 | CHF 97.00 |



Seitenschläferkissen

Ein Kissen zum Kuschneln und Anschmiegen. Beim Seitenschläfer sorgt es für eine bequeme und erholsame Schlafposition, die Kopf, Arme und Knie stützt und die Wirbelsäule sowie Hals- und Schulterpartie entlastet.

Länge: 130 cm



Ohrkissen elsa

Wer Seitenschläfer ist oder empfindliche Ohren hat kann hier seine ideale Form der Entspannung finden. Denn der Kopf ruht angenehm weich und dennoch gestützt auf der Seite, ohne Druck oder gar Wärmestau im Ohr.



Bettdecken-Schwebegerüst

Das Gerüst wird zwischen Matratze und Bettgestell geschoben, so dass das Oberteil ein Stützgerüst bildet, das die Bettdecke von Füßen und Beinen des Patienten fernhält.

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| SSK-130 | CHF 136.00 |

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 38905030 | CHF 85.00 |

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 081305671 | CHF 79.90 |



Bett-Tisch

Der Tisch ist ohne Werkzeug leicht aufzubauen. Er lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist höhen- und neigungsverstellbar. Die kleine Tischplatte ist feststehend und dient zum Beispiel für Getränke. Die Bett-Tischplatte dient zum Beispiel zur Buchstütze.

- Masse: 78 x 40 cm
- Höhenverstellung: 72 bis 115 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1069 | Bett-Tisch | CHF 129.00 |



Beistelltisch

Mit schrägstellbarer Platte und 4 Lenkrollen.
Material: Aluminium

- Stellmass 40 x 60,5 cm
- Höhe einstellbar 71 bis 110 cm
- Tischplatte ca. 59,8 x 39,5 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 320A001 | Farbe: Buche | CHF 169.00 |
| 311A017 | Farbe: Sonoma Eiche | CHF 169.00 |



Bettnachtisch Notto

Ein mobiler Nachttisch am Pflegebett bietet die notwendige Unterstützung und Hilfe bei der Pflege und im Alltag. Zur Ausstattung eines Pflegezimmers ist ein Bettnachtisch unverzichtbar.

- Aussenmass (B/H/T) ca. 60 x 87 x 49 cm
- Betttischauszug ca. 35 x 53 cm
- Länge mit Auszug 114 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 4010000 | Bettnachtisch Notto | CHF 359.00 |



Nachttisch Perfekta T

Der Nachttisch Perfekta lässt sich einfach an jedes Bett stellen. Die Räder können arretiert werden. Die integrierte Betttischplatte lässt sich einfach bei Bedarf ausklappen.

- integrierte Betttischplatte, ausklappbar
- Beidseitig ausziehbare Schublade
- Masse: Breite 53 cm x Tiefe 45 cm x Höhe 86,5 cm
- Betttischhöhe: 82 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 312A001 | Farbe: Buche (hellbraun) | CHF 469.00 |
| 312A002 | Farbe: Havanna (dunkelbraun) | CHF 469.00 |

Nachttisch Völker P920

Hochwertiger Nachttisch mit Schrank und Schublade.
Design: Wagenkonstruktion

- Masse: 42 x 44 x 61 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| VLKP920 | P920 Völker | CHF 386.00 |



Nachtisch Völker P941

Hochwertiger Nachttisch mit Schrank, offenem Fach, Betttischplatte und Schublade.
Design: Rundstollen

- Masse: 60 x 48 x 73 cm
- Betttisch Platte: 55 x 35 cm
- Höhenverstellbarbereich Betttischplatte: 64 bis 98 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| P941 | P941 Völker | CHF 871.00 |



Völker Server RT-985

Dank des U-förmigen Fahrgestells eignet sich der Tisch für alle Pflegeumgebungen und bietet so eine maximale Stabilität. Die feststellbare Neigung in zwei Richtungen bietet Patienten/Pflegebedürftigen eine ideale Position zum Lesen.

- Höhenverstellung (ohne Schienen) 740 bis 1165 mm
- Breite 975 mm x Tiefe 450 mm
- Oberfläche neigbarer Bereich: 675 x 420 mm
- Oberfläche starrer Bereich: 210 x 420 mm
- Max. Tragfähigkeit 15 kg
- Material: Oberfläche Hochdrucklaminat (HPL) / Fahrgestell Aluminium
- Rollen: Standard 4 x 65 mm / Doppelaufrollen mit 2 Bremsen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|----------------|----------------------|------------------|
| PRT985S0J6BJ0T | Völker Server RT-985 | CHF 732.00 |



Bett-Tisch Spitalmodell

Erleichtert die Pflege und bietet dem Patienten Komfort. Für den Spitalbedarf konzipiert. Lenkrollen sorgen für leichtes Verschieben.

- Plattengröße (L x B): 770 x 400 mm
- Höhenverstellung: 780 bis 1100 mm
- Neigbarkeit: beide Längsseiten 90°
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------------|------------------|
| H-2322 | Bett-Tisch, Spitalmodell | CHF 286.50 |





Pflegebett Westfalia IV

Das Pflegebett Westfalia IV ist äusserst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag mühelos bewältigt. Seine hohe Qualität sichert eine lange, wartungsarme Nutzungsdauer. Die vielfältigen Verstellmöglichkeiten entlasten die Pflegekräfte im täglichen Einsatz wesentlich. Inkl. Aufrichter.

- Liegeflächenmass 90 x 200 cm
- Aussenmass 102 x 211 cm
- Max. Belastbarkeit: 175 kg
- Höhenverstellung 40 - 80 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Fernbedienung



Aufrichter



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 284050 | Westfalia IV | CHF 1'339.00 |



Pflegebett Domiflex

Das Pflegebett Domiflex bietet beste Qualität für die Pflege daheim: Das Bett für die häusliche Pflege fügt sich mit dem ansprechenden Design in Holzoptik harmonisch in das Zuhause der Patienten ein. Die integrierten Seitensicherungen sind barrierefrei absenkbar, wenn sie nicht benötigt werden. Inkl. Aufrichter.

- Liegeflächenmass 90 x 200 cm
- Aussenmass 103 x 221 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Höhenverstellung 40 - 81 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Buche



Sonoma Eiche

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| 261A140 | Domiflex, Buche | CHF 899.00 |
| 261A278 | Domiflex, Sonoma Eiche | CHF 899.00 |





Pflegebett Belluno


Dieses Pflegebett vereint höchsten Liegekomfort und leichtes Handling mit einem attraktiven Preis.

Das Kopf- und Fussteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bettrahmen integriert.


Die Liegefläche ist als viergeteilte Funktionsvariante erhältlich.

Mit elektromotorischer Höhenverstellung
Inkl. Aufrichter.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 105 x 213 cm
- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Höhenverstellung: 36 – 80 cm / 29 – 73 cm (niedrige Bauart)
- Liegefläche: 4-geteilt



Buche



Sonoma Eiche



Bettleuchte



Handbedienung

M


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------------------|---|------------------|
| 280A637 | Pflegebett Belluno, Farbe Buche | CHF 2'080.00 |
| 281B194 | Pflegebett Belluno, Farbe Sonoma Eiche | CHF 2'080.00 |
| 281A323 (niedrige Bauart) | Pflegebett Belluno, mit Zentralverriegelung (Buche) | CHF 2'360.00 |
| 207.00196 | Bettleuchte E | CHF 344.00 |



Pflegebett Inovia mit Niedrig-Einstieg

Das Niedrigpflegebett erhöht die Sicherheit der Bewohner und hilft dabei, freiheitsentziehende Massnahmen zu reduzieren.

Auch die verschiebbare Seitensicherung ermöglicht eine ausgewogene Balance zwischen Schutz und Freiheit. Durch das stufenlose Verschieben der Mittelstütze ergibt sich ein grosser und offener Arbeitsbereich. Die Mittelstütze ist zugleich eine Mobilisierungshilfe beim Ein- und Ausstieg. Lieferung exkl. Aufrichter.



- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 105 x 220 cm
- Max. Belastbarkeit: 225 kg
- Höhenverstellung: 22 - 77 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Fusstieflagerung



Griffleiste



Handbedienung



Aufrichter

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|------------------|
| 50.5522.24 | Pflegebett Inovia | CHF 3'340.00 |
| 146602 | Aufrichter | CHF 149.00 |



Pflegebett Völker 3080

Beim Pflegebett 3080 können Sie die Höhe, die Liegefläche und die Sitzposition selbst mit der ergonomisch gestalteten Fernbedienung einstellen.

Geteilte höhenverstellbare Seitensicherungen ermöglichen einen einfachen Aus- und Einsteig. Lieferung exkl. Aufrichter

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Max. Belastbarkeit: 230 kg
- Höhenverstellung: 40 – 80 cm



VÖLKER

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| VLK3080EU_D | Völker 3080 | CHF 4'075.00 |

Stehbett RFH

Das Stehbett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung. Bei folgenden, verbreiteten Krankheitsbildern, kann sich der Einsatz eines Stehbettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken: Appoplex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Wachkoma u.a.

- Herz- und Kreislauftraining
- Anregung des Knochenstoffwechsels
- Verdauungsunterstützung



RFH-REHATECHNIK

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|--------------|------------------|
| 18.400.00.000 | Stehbett RFH | ab CHF 9'640.00 |



Niedrigpflegebett Völker 5384 Kepler

Das Pflegebett 5384 Kepler mit Niedrigeinstieg bietet maximalen Schutz für extrem sturzgefährdete Bewohner. Dieses vielseitige Niedrigpflegebett kann auf 24 cm abgesenkt und auf eine stabile Arbeitshöhe angehoben werden, damit eine sichere und ergonomische Arbeitsposition für Pflegekräfte sichergestellt wird.

Das innovative Völker Micro Stimulationssystem MiS® ermöglicht Bewohnern mehr Komfort und einen besseren Schlaf. Lieferung exkl. Aufrichter

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Max. Belastbarkeit: 230 kg
- Höhenverstellung: 24 – 80 cm



VÖLKER

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------|--------------------|------------------|
| VLK5384BEU_D | Völker 5384 Kepler | CHF 4'867.00 |

Schwerlastbett RFH, bis 280 oder 400 kg

Das Bett ist mit leichtgängigen Doppelrollen ausgestattet, die über eine Feststellfunktion zur Fixierung an einem Ort verfügen. Die Standardbreite der Liegefläche kann verringert oder verbreitert werden.

- elektrische Höhenverstellung von 40 bis 80 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°
- Liegeflächenmass: 120 x 200 cm
- Aussenmass: 134 x 206 cm



RFH-REHATECHNIK

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|----------------|--------------------|------------------|
| 11.111.00.0010 | Schwerlastbett RFH | ab CHF 5'879.00 |



Niedrigpflegebett Floorline-i

Jedes Jahr fallen viele Patienten aus ihren Betten, sind verletzt und haben Schmerzen. Dieses Niedrigpflegebett bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Trendelenburg und kardiale Lagerung, die eine ausgezeichnete Pflege bieten.

Das FloorLine-i ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Bereich von 10 cm (Fausthöhe) bis 80 cm wurde es speziell entwickelt für die maximale Sturzprävention im Liegen und zur Vermeidung von Rücken- und anderen Verletzungen des Pflegepersonals.

Floorline-i Plus

Das Floorline-i Plus verfügt zusätzlich über eine Steuerbox mit Schiebegriff und einem CPR-Notauslöser.

Eigenschaften

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- beste Rundumzugänglichkeit
- maximale Schutzprävention
- schnelle Intubation
- elektrische Höhenverstellung

Mögliches Zubehör

- Infusionsständer
- Aufrichter mit Triangelgriff
- Bettseitengitter
- Verlängerungsskit
- Schiebegriff



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| 90300 | Floorline-i | CHF 7'803.00 |
| 90500 | Floorline-i Plus | CHF 9'756.00 |



FloorBed 1

Das Niederflurbett FloorBed 1 lässt sich bis auf 71 mm senken und trägt so dazu bei, das Verletzungsrisiko bei Stürzen aus dem Pflegebett zu reduzieren. Das Niedrigpflegebett lässt sich auf die volle Pflegehöhe anheben, um Pflegeaufgaben zu erleichtern und bietet umfassende funktionelle und klinische Vorteile, um die Benutzersicherheit zu maximieren.

- Höhenverstellung: 71 bis 650 mm
- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Aussenmass: 92,5 x 225 cm



FloorBed 2

Das FloorBed 2 lässt sich bis auf 800 mm anheben, was grösseren Pflegekräften eine sicherere Arbeitshöhe ermöglicht. Das niedrige Kopf- und Fussteil ermöglicht einen einfacheren Zugang zum Beispiel bei der Haarpflege.

- Höhenverstellung: 71 bis 800 mm
- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Aussenmass: 94 x 228 cm



Mögliches Zubehör



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|------------------|
| NSB-0-FL1-200 | FloorBed 1 | Auf Anfrage |
| NSB-0-FL2-200 | FloorBed 2 | Auf Anfrage |



Pflegebett-Einsatz, Bett im Bett

Der Pflegebett-Einsatz ermöglicht besonderen Komfort für den Patienten: Die vierfach höhenverstellbare Liegefläche lässt sich elegant und unauffällig in vorhandene Betten integrieren und bietet dabei die umfangreiche Funktionalität eines technisch und ergonomisch durchdachten Pflegebetts für professionelle Anforderungen.

- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Liegeflächenmass: 90/100 x 190 cm oder 200 cm
- Fixmass: 89 x 187 cm oder 197 cm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Höhenverstellung: 31 - 75 cm
- Unterfahrbarkeit: 11 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| 282A141 | Pflegebett-Einsatz | CHF 2'530.95 |



Pflegebett-Einsatz, RFH

Pflegebett-Einsatz mit elektrischer Höhen-, Kopfteil- und Knieknickverstellung. Bedienung per Handtaster. Herzlagerung mittels Handschalter ansteuerbar.

- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Liegeflächenmass: 85 x 195 cm (weitere Masse erhältlich)
- elektrische Höhenverstellung von 32 - 72 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|--------------------|------------------|
| 30.500.90.002 | Pflegebett-Einsatz | ab CHF 2'762.00 |



Ihr persönliches Wunschbett!
Verlangen Sie ein Angebot!

Modulares Bettrahmensystem

Modulares, flexibles Bettrahmensystem in Schweizer Qualität. Normbettgrößen von 90 x 200 cm bis 200 x 220 cm. Es steht eine breite Palette verschiedener Ausführungs- und Dekor-Varianten zur Auswahl, von modern bis rustikal.


Elektrische Höhenverstellung möglich!



Kubivent Pflegematratze

Diese Matratze ist in zwei unterschiedlichen Raumgewichten erhältlich: 35 und 40 kg/m³. Zum Lieferumfang gehört ein blauer, elastischer Bezug aus Baumwollgewebe.
Nicht zur Dekubitus-Prophylaxe geeignet.

Material: PU-Schaumstoff
Größe: 90 x 200 x 12 cm
Bezug waschbar bei 60 °C



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------|------------------|
| SM103-35 | Pflegematratze RG 35 | CHF 155.00 |
| SM103-40 | Pflegematratze RG 40 | CHF 189.00 |



Kubivent Cielo Gesundheitsmatratze

Besonders empfohlen bei:

- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nackenschmerzen
- Allergien

Das Geheimnis der schlaffördernden Wirkung der Gesundheitsmatratze Cielo liegt im Aufbau der Kaltschaummatratze. Diese wird direkt für eine korrekte Körperlagerung zugeschnitten. Schultern, Hüften und Fersen sinken tiefer in die Matratze ein, der Rückenbereich wird parallel dazu gestützt.

- Material: Kaltschaum
- Grösse: 90 x 200 x 15 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| CM153-M | Cielo Matratze | CHF 778.00 |



Kubivent Viscola Gesundheitsmatratze / Auflage

Besonders empfohlen bei:

- Bandscheibenproblemen
- Starke Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nacken- und Hüftschmerzen
- Schlafstörungen

Ein Anpassungswunder aus viscoelastischem Schaumstoff. Das hier verwendete viscoelastische Material reagiert auf Körperwärme und Körpergewicht. Innenbelüftung durch Klimabohrungen.

Grösse: 90 x 200 x 15 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| ATM153 | Viscola Matratze | CHF 932.00 |



Kubivent Conform Antidekubitusmatratze

(zur Vorbeugung von Antidekubitus)

Aus speziellem Kaltschaum, besonders geeignet für die Vorbeugung von Druckstellen.

In fünf Zonen sind unterschiedlich grosse Würfel gruppiert. Diese Zonen sind auf die menschliche Anatomie zugeschnitten und bewirken in Verbindung mit tiefen Längs- und Quereinschnitten die besonders körpergerechte Druckentlastung bei optimalem Belüftungsklima, wodurch ein hoher Feuchtigkeitstransport garantiert ist.

Grösse: 90 x 200 x 12 cm
Bezug: Inkobezug

Besonders empfohlen für Patienten,

- bei denen ein bereits abgeheilter Dekubitus nachbehandelt werden soll, die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| CFM103-I | Conform Matratze | CHF 761.00 |

Kubivent Soft Schmerztherapie- und Antidekubitusmatratze

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung des Gewebes. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Schwerkkräfte. Dieser Überdruck klemmt die Blutgefässe ab und verhindert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut.

Diese Dekubitusmatratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird eine optimale Druckentlastung erreicht.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Insgesamt sorgt dieses System mit seinen durch den speziellen Aufbau bedingten Luftkanälen für eine aktive Belüftung und ein hervorragendes Mikroklima.

Maximale Druckentlastung

Besonders empfohlen bei Schmerzpatienten und Dekubitusgefährdung!



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| M163-Soft | Antidekubitus-Matratze | CHF 1'897.00 |



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

- Material: hochflexibler Kaltschaum
- Masse: 90 x 200 x 16 cm
- Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Kubivent Thera-Cubus Mobilisations- und Antidekubitusmatratze

Ideal für Para- und Tetraplegiker

Die zweilagige Dekubitusmatratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird auch ohne Weichlagerung eine optimale Druckentlastung erreicht. Die Eigenmobilität wird wirksam gefördert.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. Dadurch ist eine individuelle, patientengerechte Druckentlastung möglich.

Besonders empfohlen für Patienten,

- die mobilisiert werden sollen bzw. die selbständige Positionswechsel durchführen können. Das Körperschema des Patienten und seine Beweglichkeit bleiben voll erhalten.
- die stark schwitzen.
- bei denen spezielle Körperbereiche (z.B. kachektische Patienten) gezielt entlastet werden müssen.
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).
- bei denen eine Schwerkraftminimierung erforderlich ist.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| M103 | Antidekubitus-Matratze | CHF 1'749.00 |



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

- Material: hochflexibler Kaltschaum
- Grösse: 90 x 200 x 10 cm
- Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Antidekubitusmatratze Hyper Foam 2


Dekubitus-Therapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung. Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP).

Anwendungsbereich: für Patienten mit einem sehr hohen Dekubitusrisiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala). Für eine orthopädisch korrekte Patientenlagerung. Auch geeignet zur Versorgung mit zusätzlichen Indikationen wie Frakturen.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Masse: 200 x 90 x 15 cm
- Max. Belastbarkeit: 20 bis 150 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------|---------------------|------------------|
| D009000009 | Hyper Foam 2 | CHF 480.00 |
| D019000008EX | Hyper Foam 2 Clinic | CHF 610.00 |



Clinic Version: mit Randzonenverstärkung


Antidekubitusmatratze Hyper Foam 2 Clinic Greenline

Greenline-Matratzen haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitus-Therapie-Matratzen eine verminderte CO₂-Emission. Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien. Inkl. Randzonenverstärkung. Geeignet zur Schmerztherapie.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)
- Masse: 90 x 200 x 15 cm
- Max. Belastbarkeit: 0 bis 150 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| GRHF2CL090200 | Hyper Foam 2 Clinic Greenline | CHF 540.00 |
| GREVAII090200 | EVAQ-PRO 2 Greenline | CHF 630.00 |



EVAQ-PRO 2: Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss


Antidekubitusmatratze Hyper Foam Plus

Dekubitus-Therapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung.

PU-Bezug: abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, Desinfektionsmittelbeständig

- Hyper Foam Plus: Bis Stadium 3 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Hyper Foam Visco Clinic: Bis Stadium 2 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)
- Masse: 90 x 200 x 14 cm
- Max. Belastbarkeit: 20 bis 140 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| HF+090200 | Hyper Foam Plus | CHF 390.00 |
| HFV090200 | Hyper Foam Visco Clinic | CHF 590.00 |



Hyper Foam Visco Clinic: Viscoelastische Oberplatte mit Randzonenverstärkung


Wechseldruckmatratze Pain & Therapy

Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie

Grosszelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko). Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- Statik- und Pulsationsmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 14 cm
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------|----------------------|------------------|
| Pain&Therapy | Wechseldruckmatratze | CHF 4'234.00 |

Wechseldruckmatratze SLK IV

Hochzelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 20 modular aufgebauten Luftkammern aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort. Statischer Modus zuschaltbar zur Schmerztherapie oder als Pflegeerleichterung einsetzbar.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko) unter Berücksichtigung sonstiger Einflussfaktoren. Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- hochzelliges Matratzensersatzsystem
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 26 cm
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------|------------------|
| SLK IV | Wechseldruckmatratze | CHF 8'554.00 |

Patientenlift Eva400 / Eva450

Der Patientenlift Eva ist ein vielseitiger mobiler Personenlifter für jede Transfer-situation und Pflegebedürftige bis max. 180 kg/205 kg. In Verbindung mit dem einfach anzuwendenden und funktionellen Hebe- und Lifterzubehör ist der fahr-bare Patientenlift Eva die richtige Lösung für Transfers vom und auf den Fussbo-den, zwischen Bett und Rollstuhl, für Horizontaltransfers und für das Gehtraining.

- Geringes Gewicht durch Aluminium
- Hubsäule in drei Höhen einstellbar
- Anpassbarer Haltegriff
- Elektrische Breitenverstellung des Fahrgestells
- Wartungsfreie Laufrollen
- Elektrische Not-Aus-Funktion
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- Akkupack mit langer Betriebsdauer
- Geringe 24 V Betriebsspannung



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 60100001 | Eva400, bis 180 kg belastbar | CHF 3'893.00 |
| 60100002 | Eva450, bis 205 kg belastbar | CHF 4'501.00 |



Traggurt HighBackSling



Traggurt BasicSling



Traggurt HighBackSling

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------|------------------|
| 40800004 | S | CHF 311.00 |
| 40800006 | M | CHF 325.00 |
| 40800007 | L | CHF 339.00 |

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------|------------------|
| 40500004 | S | CHF 297.00 |
| 40500006 | M | CHF 308.00 |
| 40500007 | L | CHF 322.00 |

| Artikel-Nr. | Grösse | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------|------------------|
| 40820004 | S | CHF 311.00 |
| 40820006 | M | CHF 325.00 |
| 40820007 | L | CHF 339.00 |

Patientenlift Foldy

Der Foldy ist einer der meistverkauften Patientenlifter im Homecarebereich. Die bewährte Technik wird ständig verbessert. So verfügt der Patientenlifter nun über einen abnehmbaren Akkukasten und ist somit für den Einsatz im stationären Bereich optimiert worden. Das umfangreiche Zubehör an Liftertüchern, Waagen und Bügeln macht den Foldy zu einem der flexibelsten Hilfsmitteln in diesem Einsatzbereich.

Ihre Vorteile:

- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Fussboden
- mechanische Spreizung des Fahrgestell per Fusshebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| ST0195 | Patientenlift Foldy | CHF 1'285.00 |

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



M

Patientenlift Golvo 9000

Vertikale Hebebewegung - für den professionellen Pflegebereich

Der Golvo 9000 Lifter bietet die funktionalen Vorteile eines Deckenlifters mit der Flexibilität eines mobilen Lifters. Zusammen mit dem umfangreichen Angebot an Liko-Zubehör ist der Golvo ideal für alltägliche Hebesituationen in den verschiedensten Pflegeumgebungen.

Die vertikale Hebebewegung mit dem flexiblen Hebeband ist ideal für horizontales Heben, Gehübungen und Anheben vom Boden.

Die parallele Breitenverstellung des Fahrgestells sorgt für ein leichteres Heben der Patienten/Pflegebedürftigen auf/von Stühle(n), Betten und Böden.

Armstützen dienen zur Unterstützung von Patienten/Pflegebedürftigen während der Gehübung und erleichtern Pflegekräften das Manövrieren des Lifters.

Das Benutzerdisplay zeigt die Gerätenutzung an, u. a. die Anzahl der Hebevorgänge, Wartungsbedarf und Überlastungen.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 2000045 | Golvo 9000 | CHF 7'440.00 |
| 2006106 | Batterie | CHF 325.00 |



GleitMatte Fix Liko

Die GleitMatte erleichtert kürzere Transfers im Bett oder zwischen zwei Betten, indem es die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und der Auflagefläche verringert.

Die Matten können sowohl für durchschnittlich schwere als auch für übergewichtige Pflegebedürftige verwendet werden und werden aus einem qualitativ hochwertigen, reibungsarmen Material hergestellt, das selbst nach einer langen Nutzungsdauer seine guten Gleiteigenschaften beibehält.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 3712015 | GleitMatte Fix Liko | CHF 175.00 |





Aufstehhilfe ReTurn 7500i

Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres Heben.

ReTurn 7500i ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, ReTurn 7500i glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn 7500i gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn 7500i findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren im Sessel oder Rollstuhl.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------|------------------|
| 75001 | ReTurn 7500 i | CHF 1'098.00 |

Transferhilfe ReTurn Belt

Wenn mehr Unterstützung und Stabilität notwendig sind, ist der patentierte ReTurn Belt eine ausgezeichnete Ergänzung für ReTurn, zum Beispiel wenn die Beinstabilität des Pflegebedürftigen schwankt oder unsicher ist.



| Artikel-Nr. | Grösse / Hüftumfang | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 6033 | S / 85 - 105 cm | CHF 149.00 |
| 6034 | M / 105 - 125 cm | CHF 151.00 |
| 6035 | L / 120 - 145 cm | CHF 179.00 |

Aufstehlift Sabina

Die Möglichkeit, jeden Aufsteh- oder Hebevorgang an die Fähigkeiten des jeweiligen Pflegebedürftigen anzupassen, führt immer zu besseren Ergebnissen, als für jeden Pflegebedürftigen die gleiche Lösung zu verwenden.

Der Aufstehlift Sabina ist höhenverstellbar, um unterschiedlich grossen Pflegebedürftigen gerecht zu werden.

Bis zu einem gewissen Grad kann der Aufstehlift Sabina II sogar als Lifter zum Anheben Pflegebedürftiger aus einer sitzenden Position verwendet werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 2020003 | Sabina II EE, ohne Slingbar | CHF 4'749.00 |



Aufstehlift MiniLift 200

MiniLift 200 ist ein mobiler Aufstehlifter, der dem Pflegebedürftigen beim Aufrichten vom Sitzen in den Stand den höchstmöglichen Komfort bietet. Mit dem richtigen Hebezubehör kombiniert werden die Füße, der Knie- und Unterschenkelbereich sowie der Rücken des Pflegebedürftigen sicher und angenehm unterstützt.

Der Aufstehlifter unterstützt den Pflegebedürftigen, indem er ihn beim Aufstehen entsprechend physiologischer Bewegungsmuster nach oben und vorne hebt. Gleichzeitig werden Beinmuskulatur und Gleichgewichtssinn trainiert.

Die Konstruktion aus Stahl macht den MiniLift 200 sehr robust und stabil. Dieser Aufstehlifter ist für eine maximale Belastung von 200 kg zugelassen und eignet sich somit auch für grosse und schwere Pflegebedürftige.

Max. Belastbarkeit: 200 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| 401100334 | MiniLift 200 | CHF 4'889.00 |
| 70200033 | CalfStrap | CHF 149.00 |



ThoraxSling zu MiniLift 200, mit Gesässstütze

ThoraxSling ist eine äusserst bequeme Aufstehweste, für den Einsatz mit dem MiniLift200. Der ThoraxSling vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen und Stehtraining.

| Artikel-Nr. | Grösse / Taillenumfang | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------------|
| 45600004 | S / 98 cm | CHF 778.00 |
| 45600006 | M / 105 cm | CHF 809.00 |
| 45600007 | L / 123 cm | CHF 809.00 |
| 45600008 | XL / 141 cm | CHF 856.00 |



Hebekissen Mangar ELK

Das Hebekissen Mangar ELK ist eine Notfall-Hebevorrichtung, mit der dem Patienten sicher und in Würde aufgeholfen werden kann und die gleichzeitig das Verletzungsrisiko für das medizinische Fachpersonal senkt.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 24085100 | Hebekissen Mangar ELK | CHF 2'390.00 |



Gehwagen Topro Taurus

Dieser robuste, kräftige Gehwagen bietet optimale Unterstützung für den bewegungseingeschränkten Benutzer, der somit gut gestützt sichere Schritte gehen kann.

Entwickelt für die moderne Bewegungstherapie kann der Gehwagen bereits als Aufstehhilfe vom Bett oder Stuhl genutzt werden. Mit wenigen Handgriffen ist er auf die ergonomischen Notwendigkeiten seines Nutzers eingestellt. Hierbei werden in erster Linie die Körpergrösse, aber auch der Körperumfang und die Armlagerung berücksichtigt. Die Handgriffe lassen sich optional auf die gewünschte Position einstellen.

Die rutschfesten Räder sind für den therapeutischen Einsatz optimiert. Alle vier Räder sind schwenkbar und bieten somit umfassende Bewegungsfreiheit. Soll diese Freiheit jedoch aus therapeutischen Gründen eingeschränkt werden, so sind die Hinterräder arretierbar und alle Räder mit einer Feststellbremse versehen.

Diverses Zubehör erhältlich! Fragen Sie uns an.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bremse | Höhenverstellung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 814785 | Taurus H Basic | ohne Bremse | Gasfeder | CHF 1'625.00 |
| 814787 | Taurus H Premium | mit Bremse | Gasfeder | CHF 2'215.00 |
| 814790 | Taurus E Basic | ohne Bremse | elektrisch | CHF 3'207.00 |
| 814789 | Taurus E Premium | mit Bremse | elektrisch | CHF 3'935.00 |

Balancetrainer Thera-Trainer Balo

Der Thera-Trainer Balo ist ein dynamischer Steh- bzw. Balancetrainer. Mit ihm lassen sich Füße, Beine und Becken je nach Trainingsziel in nahezu jeder Position einzeln oder gemeinsam sichern. Damit lässt sich der Thera-Trainer Balo auch ideal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von schwer und schwerst betroffenen Menschen (auch Wachkomapatienten) einstellen, die nicht selbstständig stehen können.

Mit diesem Trainer können auch Betroffene mit wenig oder keiner Rumpfstabilität nachhaltig und sicher trainieren. Das Training im aufrechten Stand erleichtert die Atmung, stabilisiert den Kreislauf und regt den Stoffwechsel an. Durch seine Balance-Einheit können Betroffene mit dem dynamischen Trainer zudem ihr Gleichgewicht und auch ihre Beweglichkeit erhalten bzw. verbessern.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------------|------------------|
| A001-494 | Thera-Trainer Balo | CHF 7'872.85 |

Freistehbarren

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining, für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose-Prophylaxe und zur Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig.

Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne eine Verankerung.

Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund (auch im Freien) gerollt werden. Der Benutzer hat also immer die Möglichkeit dort zu stehen, wo er möchte.

- Mit elektrischer Gurtaufrollvorrichtung
- Lässt sich individuell auf den Benutzer einstellen
- Patientenhaltungsgurt mit Boden
- Tisch mit Körperausschnitt
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung (98 bis 130 cm)
- Kniepelottenhalterung höhen- und tiefenverstellbar
- Vorne Transportrollen / hinten GummifüÙe



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|----------------|--|------------------|
| 02.300.00.000 | Freistehbarren mit elektrischer Gurtaufrollvorrichtung | CHF 5'297.00 |
| Zubehör | | |
| 02.090.00.000 | Kniepelotte zusätzlich positiv & negativ winkelverstellbar | CHF 290.80 |
| 02.068.00.000 | Oberkörperpelotte mit Haltegurt & gerader Rückenstange | CHF 1'033.90 |
| 02.028.00.000 | Oberkörperpelotte mit Haltegurt & gekrümmter Rückenstange | CHF 1'114.70 |
| 02.017.00.000 | Fersenklettbander | CHF 69.70 |



Bewegungstrainer Thera-Trainer mobi

Der kleine und handliche Thera-Trainer für Arme und Beine. Für aktive Menschen im häuslichen Bereich und in Einrichtungen. Sie können den Thera-Trainer auf den Tisch stellen, um die Arme zu trainieren. Oder Sie stellen ihn auf den Boden und fahren Velo, um die Beine zu stärken. Die Bedien- und Anzeigeeinheit informiert Sie über die Drehzahl pro Minute, Kalorien, Anzahl Umdrehungen und Ihre Trainingszeit.

- Thera-Trainer mit Motor für das unterstützende Training



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|------------------|
| A004-419 | TheraTrainer mobi | CHF 2'487.85 |
| A003-976 | Tragetasche | CHF 300.50 |



Bewegungstrainer Motomed Loop

Das Motomed Loop besteht unter anderem durch seine einzigartige digitale Intelligenz und seiner neuen visuellen Erscheinung. Per Upgrade Bundle lassen sich fast alle Modelle in ihrer Ausstattung und Funktionalität erweitern. Zudem erfüllt das hochwertige Material der weich abgerundeten Oberflächen die hohen Anforderungen von Einrichtungen und Kliniken.

- Einzigartige Höhenverstellung (ohne Werkzeug)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 260.010 | nur Unterkörper (loop.l) | CHF 5'955.00 |
| 260.039 | Ober- oder Unterkörper (loop.la) | CHF 8'995.00 |



Bewegungstrainer Tigo

Der Bewegungstrainer Thera-Trainer tigo ermöglicht Menschen mit Bewegungseinschränkungen das therapeutische Training der Beine bzw. des Oberkörpers. Dabei ist aktives (mit Muskelkraft), assistives oder passives (mit Motorkraft) Training möglich - einfach vom Stuhl oder Rollstuhl aus. Sanft und sicher fördert er die Beweglichkeit des Körpers und beeinflusst viele andere gesundheitliche Aspekte positiv.



2,7" Bildschirm small



7" Bildschirm medium



Beinsicherung



Manschette



Kippsicherung



Fussicherung

Thera
TRAINER

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Funktion | Bildschirmgröße | Preis inkl. MwSt |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| A003-882 | Tigo 562 | Unterkörpertrainer | small 2,7" | CHF 4'356.45 |
| A004-730 | Tigo 630 | Unterkörpertrainer | medium 7" | CHF 4'605.25 |
| A003-128 | Tigo 566 | Unter- und Oberkörpertrainer | small 2,7" | CHF 5'568.10 |
| A004-028 | Tigo 632 | Unter- und Oberkörpertrainer | medium 7" | CHF 6'636.45 |
| Zubehör | | | | |
| A001-428 | Beinsicherung | | | CHF 249.85 |
| A002-440 | Manschetten für Therapie-/Haltegriffe | | | CHF 221.85 |
| A003-735 | Kipp- und Abstandsicherung | | | CHF 710.80 |
| A001-777 | Fussicherung | | | CHF 661.25 |



Haltungstrainer Backgym

Der Haltungstrainer Backgym verhindert eine Rundrückenhaltung. Die Schulterblätter werden leicht nach hinten gezogen, somit gewöhnt sich die Muskulatur an eine natürliche, aufrechte Körperhaltung.

- Schlechte Körperhaltung
- Schlechte Sitzgewohnheiten am Arbeitsplatz oder in der Freizeit
- Nackenprobleme durch ständigen Handy- und Tabletgebrauch
- Skoliose
- Grosse Oberweite
- Muskelschwäche

Sport Version: Mit diesem Rückentrainer können Sie die aufrechte Körperhaltung bei hoher Aktivität trainieren, z.B. beim Sport oder bei Arbeiten mit viel Bewegung.



| | Grösse S | Grösse M | Grösse L | Grösse XL | Preis inkl. MwSt |
|---------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| Classic | 16690010 | 16690020 | 16690030 | 16690040 | CHF 84.00 |
| Sport | 16690110 | 16690120 | 16690130 | 16690140 | CHF 102.00 |

Gymnastikmatte Sissel

- Masse ca. 180 x 60 x 1,5 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 20420A+ | anthrazit | CHF 93.00 |
| 20420B+ | blau | CHF 93.00 |
| 20420G+ | grün | CHF 93.00 |
| 20420R+ | rot | CHF 93.00 |

Thera-Band

Das Thera-Band ist für den professionellen Einsatz, das ideale Trainingsgerät in Sportmedizin, Therapie für Kraft- und Ausdauertraining. Das Thera-Band ist Gelenkschonend und beugt Verletzungen vor.

- Masse: Breite: 12,8 cm x Länge: 5,50 m



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------|------------------|
| 1220020 | gelb, leicht | CHF 20.90 |
| 1220030 | rot, mittel | CHF 21.90 |
| 1220040 | grün, schwer | CHF 23.90 |
| 1220050 | blau, extra schwer | CHF 24.90 |
| 1220060 | schwarz, extra stark | CHF 28.90 |

Ballkissen Dynair Senso TOGU

Ballkissen zur Entlastung der Wirbelsäule. Mit sanften Senso-Noppen auf einer Seite.

- Masse: Ø ca. 33 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 400278 | türkis | CHF 46.90 |
| 400273 | orange | CHF 46.90 |
| 400279 | lila | CHF 46.90 |
| 400272 | rot | CHF 46.90 |
| 400275 | schwarz | CHF 46.90 |
| 400276 | grün | CHF 46.90 |
| 400274 | blau | CHF 46.90 |



Balancefit Sissel

Das Balancefit ist Ihr multifunktionales Trainingsgerät für die Steigerung von Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung.

- Masse: Ø ca. 34 cm

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 23907 | CHF 36.00 |



Balance Board Sissel

Verbesserung der Koordination, des Körpergefühls und des Reaktionsgeschwindigkeit, Stärkung der Rumpfmuskulatur.

- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Masse Ø ca. 40 cm, Höhe ca. 8 cm

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 400048 | CHF 33.00 |



Balancefit Pad Sissel

Ideal für Ihr Gleichgewichtstraining. Für Innen-, Aussen- und Wassergebrauch. Mit Antirutsch-Struktur.

- Masse: 50 x 41 x 6 cm

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 20424 | CHF 59.00 |

Gymnastikball Gymnic Opti

Der Gymnastikball Opti ist für alle Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik geeignet. Ebenso ist er eine gute Sitzalternative und für die Rückenschule geeignet. Durch die Transparenz des Balles kann der Therapeut die Bewegungen der Patienten besser beobachten.

- Max. Belastbarkeit ca. 300 kg

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 64255 | Opti, 55 cm | CHF 22.00 |
| 64265 | Opti, 65 cm | CHF 24.00 |
| 64275 | Opti, 75 cm | CHF 28.00 |



Blackroll Togu

Löst Muskelverspannungen, fördert die Durchblutung, lindert Rückenschmerzen, löst Verklebungen im Bindegewebe.

- Masse: 15 x 30 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------|------------------|
| 410040 | Blackroll soft | CHF 33.00 |
| 400048 | Blackroll | CHF 33.00 |



Igelball

Mit den Igelbällen haben Sie den Masseur immer zu Hause oder dabei. Die kleinen Noppen am Ball können Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Durchmesser | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 61010 | blau | 10 cm | CHF 4.00 |
| 61009 | rot | 9 cm | CHF 4.00 |
| 61008 | gelb | 8 cm | CHF 4.00 |
| 61017 | violett | 7 cm | CHF 4.00 |
| 61006 | orange | 6 cm | CHF 4.00 |
| 61005 | grün | 5 cm | CHF 4.00 |





Tiefenstrahler Repuls - Schmerztherapiegerät



Der Repuls Tiefenstrahler arbeitet mit gepulstem hochintensivem kaltem Rotlicht, das ohne Wärme tief in das Gewebe eindringt und den entzündungssteuernden Leukotrienstoffwechsel unterbricht. Schmerzen können so **ohne Nebenwirkungen** erfolgreich gelindert und beseitigt werden.

Wann wird der Repuls angewendet?

- Schmerzlinderung
- Sehnerkrankungen
- Muskelverspannungen
- Erkältungserkrankungen
- Hautausschläge
- Wundheilung und Hautentzündungen

**Gegen Entzündungen
und Schmerzen**

Eigenschaften:

- Bestrahlung von Gelenken, Haut, Binde- oder Muskelgewebe
- Behandlung max. 20 Min und bis 2x pro Tag
- Positive Wirkung bereits nach wenigen Behandlungen
- Einfache Anwendung durch Aufsetzen auf die Haut



Repuls 4



Repuls 7



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------------|------------------|
| REP4H-1 | Repuls 4 | CHF 3'070.00 |
| P-21001001 | Repuls 7 (für Ihre Praxis) | CHF 4'980.00 |

Händedesinfektion Ecolab Skinman Soft FF

Das Desinfektionsmittel Ecolab Skinman Soft Protect FF ist ein besonders hautfreundliches Händedesinfektionsmittel für die Routine mit Vitamin E, Glycerin & Panthenol. Farb- und duftstofffreies Händedesinfektion für den ganzjährigen Einsatz.

- Hautschonend und zuverlässig
- Zuverlässige Händedesinfektion gibt Sicherheit in der Klinik und Praxis
- Bestmögliche Absicherung für den Anwender
- Wirksam gegen COVID-19 Virus
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Farb- und duftstofffrei



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 3080590 | 100 ml Flasche | CHF 3.10 |
| 3110260 | 100 ml Taschenflasche | CHF 3.10 |
| 3079490 | 500 ml Flasche | CHF 8.30 |
| 3079600 | 1000 ml Flasche | CHF 17.10 |
| 3079590 | 5000 ml Kanister | CHF 89.20 |
| 3105230 | 20 Liter Kanister | CHF 296.00 |
| 10200448 | Dosierpumpe | CHF 2.10 |

Händedesinfektion Ecolab Aniosgel

Hydroalkoholisches, thixotropes Gel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Hypoallergene Rezeptur ohne allergieauslösende Inhaltsstoffe. Breit wirksames antimikrobielles Spektrum: Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Schimmel und Viren. Farb- und Duftstofffrei: Hervorragende Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 3101010 | 100 ml Taschenflasche | CHF 2.70 |
| 3103400 | 300 ml Flasche Fluorescent | CHF 10.25 |
| 3101070 | 500 ml Flasche ohne Pumpe | CHF 7.45 |
| 3101030 | 500 ml Flasche mit Pumpe | CHF 7.45 |
| 3101050 | 1000 ml Flasche | CHF 13.75 |
| 3100990 | 5000 ml Kanister | CHF 72.15 |

Flächendesinfektion Ecolab Incidin

Die neue Hi-speed H₂O²TM-basierte Incidin® OxyFoam- und OxyWipe-Reihe mit ihren beeindruckenden Eigenschaften stellt alle Anwender, ob im Krankenhaus oder in Heimen, zufrieden.

Die gebrauchsfertigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel wirken mit ihrer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände (S = Sporicide; ist zusätzlich wirksam gegen bakterielle Sporen wie z.B. Clostridium Difficile).



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3082160 | OxyFoam | 750 ml | CHF 14.55 |
| 3082060 | OxyFoam S | 750 ml Sporicide | CHF 17.75 |
| 3082360 | OxyWipes Tücher | 100 Stück | CHF 10.65 |
| 3082240 | OxyWipes S Tücher | 100 Stück Sporicide | CHF 16.70 |
| 3087450 | OxyFoam S | 5 Liter | CHF 85.10 |



Pflegerufsystem

Das einfachste Pflegerufsystem für zu Hause.

Das Basis-Pflegerufset bestehend aus dem Notruf Armbandsender und dem Steckdosen-Rufmelder ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen von hausinternen Pflegerufen.

Der Pflegebedürftige trägt den Armbandsender für den Notruf, der Empfänger steckt bei Angehörigen oder Nachbarn in der Steckdose. Wird der Alarmknopf betätigt, erzeugt der Empfänger sofort ein akustisches und/oder optisches Alarmsignal.

- Reichweite: 30 - 100 Meter (je nach Mauerwerk)

Es stehen 3 Melodien, jeweils in 2 Lautstärken und wahlweise kombiniert mit dem integrierten Blitzlicht zur Verfügung. Der Notruf-Armbandsender ist spritzfest.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------------|------------------|
| RS16 | Pflegerufsystem Armband | CHF 137.00 |
| RS17 | Pflegerufsystem Halskette | CHF 137.00 |



Notruf-Uhr Spirit

Die Spirit ist perfekt für Senioren oder andere Zielgruppen mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Durch nur einen Knopfdruck werden festgelegte Kontaktpersonen informiert oder der Anruf geht direkt an eine Notrufzentrale.

- Sofortige Hilfe per Knopfdruck
- Lokalisierbar mit Geotracking (GPS, WPS, LBS)
- Jederzeit anrufbar, automatische Anrufannahme
- Uhr Verwaltungsportal
- IP 68 wasserresistent

Das Abonnement muss bei SmartWatch abgeschlossen werden. (Bezahlung nur mit Kreditkarte möglich)



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|------------------|
| 7640180880176 | Spirit | CHF 399.00 |



Pflegerufsystem Genius

Der Genius ist für alle geeignet, die zu Hause im Ernstfall schnell und einfach Hilfe benötigen. Der Handsender kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden. Auf Knopfdruck baut der Genius ein Telefongespräch mit Angehörigen oder einer professionellen Notrufzentrale auf. Sie und der Angehörige/die Notrufzentrale können frei miteinander sprechen und geeignete Hilfsmassnahmen vereinbaren.

Das Abonnement muss bei der SmartLifeCare abgeschlossen werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 18301001 | Genius | CHF 449.00 |

Pflegerufsystem Flex, mit GPS Signal

Das kleine Notrufgerät lässt sich überallhin mitnehmen. So können Sie in der ganzen Schweiz Notrufe auslösen und sich verständigen. Mit dem Notrufarmband lösen Sie auch dann Alarm aus, wenn Sie zu Hause sind.

- Hilfe auf Knopfdruck
- GPS-Modul im mobilen Notruf für präzise Ortung
- Automatischer Versand der GPS-Koordinaten per E-Mail / SMS

Das Abonnement muss bei SmartLifeCare abgeschlossen werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 18301036 | Flex | CHF 499.00 |



Notrufmedaillon Azzurro

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 18301079 | CHF 147.00 |



Notrufuhr Vito

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 654 | CHF 179.00 |



Notrufuhr Serena

Zubehör zu Pflegeruf Genius oder Flex

| Artikel-Nr. | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|
| 655 | CHF 179.00 |



Alarmmatte CareMat

Für Heim- und Spitalbedarf

Die Pflege von Menschen mit Demenz sowie sturz- oder weglaufgefährdeter Patienten stellt grosse Herausforderungen an die Betreuenden. Dabei gilt es die Bewegungsfreiheit der Pflegebedürftigen nicht unnötig einzuschränken, um deren Lebensqualität zu bewahren und die Selbständigkeit im angemessenen Rahmen zu erhalten. Die druckempfindliche Sensormatte CareMat bietet hierbei eine wichtige Unterstützung.

Die CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und per Kabel oder Funk an die Lichtrufanlage des Hauses angeschlossen. Sobald eine Person die Matte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können somit verringert werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------------|------------------|
| 303413 | CareMat A, rechteckig, orange | CHF 670.95 |
| 357800 | CareMat A, rechteckig, grau | CHF 670.95 |
| 303418 | CareMat B, rechteckig, orange | CHF 530.95 |
| 357812 | CareMat B, rechteckig, grau | CHF 530.95 |
| 310762 | CareMat C, halbrund, orange | CHF 632.20 |
| 357824 | CareMat C, halbrund, grau | CHF 632.20 |




CareMat A, rechteckig
Abmessungen: 1100 x 700 mm



CareMat B, rechteckig klein
Abmessungen: 700 x 400 mm



CareMat C, halbrund
Abmessungen: 1100 x 700 mm



Alarmmatte CareMat Set

Für den privaten Gebrauch - mit Funksystem

Die Notrufmatte CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und der Steckdoseneempfänger an eine Steckdose angeschlossen. Sobald eine Person die Rufmatte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer im Haus aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------------|------------------|
| 369047 | CareMat B, rechteckig, orange | CHF 601.00 |
| 369073 | CareMat B, rechteckig, grau | CHF 601.00 |
| 369074 | CareMat C, halbrund, orange | CHF 752.00 |
| 369075 | CareMat C, halbrund, grau | CHF 752.00 |

Bewegungsmelder RTS40

Der RTS40 ist ein batteriebetriebener Funk-Bewegungsmelder für den Innenbereich. Wird eine Bewegung erkannt, sendet der Melder in Abhängigkeit der Einstellung ein EIN- bzw. AUS-Signal an einen Funkmelder.

Kabelloser Bewegungsmelder mit allen herkömmlichen Rufsystemen (zum Beispiel GETS, Tyco) konfigurierbar!

Privatperson: Bewegungsmelder & Steckdosen-Rufmelder notwendig.

Heime (bei vorhandener Lichtrufanlage)

z.B. Tyco Medical 800 mit Spannungsversorgung im Anschluss:
Bewegungsmelder, Kabel, Stecker, Konfektionierung (CP-VAR für CHF 52.00)

z.B. Gets ohne Spannungsversorgung im Anschluss:
Bewegungsmelder, Kabel, Stecker, Netzteil (STN-1862 für CHF 21.70)



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| RTS40E5001-01-02K | Bewegungsmelder AUTO | CHF 162.00 |
| RTS40E5001-02-02K | Bewegungsmelder EIN/AUS/AUTO | CHF 173.00 |
| RCP09E5001-15-01K | Steckdosen-Rufmelder | CHF 92.90 |



Praxisliege

Praxisliege mit oder ohne Kopfteil. Feste Höhe: 75 cm, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell voll geschweisst, pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|------------------|
| 22.200.00.000 | Praxisliege | CHF 1'179.00 |



Behandlungsliege

Behandlungsliege mit elektrischer oder hydraulischer Höhenverstellung von 45 - 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|------------------|------------------|
| 22.100.00.000 | Behandlungsliege | ab CHF 2'184.00 |



Vojta-Bobath Liege

Die Vojta-Bobath Anwendungen sind durch ihre speziellen Behandlungstechniken auf einen grossen Druckwiderstand und eine grosse Behandlungsfläche angewiesen. Diesen Anforderungen wird diese Liege in ihrer sehr robusten Bauweise gerecht. Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 100 x 200 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|--------------------|------------------|
| 22.300.00.000 | Vojta-Bobath Liege | CHF 2'665.00 |

Lymphliege

Lymphliege mit elektrischer Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell. Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, geteiltes Fussteil, Unterschenkel Hochlagerung, gasfederunterstützte Beinteilverstellung bis 60°, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|------------------|
| 22.800.00.000 | Lymphliege | CHF 3'869.00 |

Multifunktionsliege

Die Multifunktionsliege ist elektrisch höhenverstellbar von 45 - 96 cm durch das Scherenhubgestell. Elektrische Dachstellung bis ca 60°, elektrische Beinteilverstellung bis 60°, Steuerung per Handschalter (alle Funktionen einzeln sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|---------------------|------------------|
| 22.400.00.000 | Multifunktionsliege | CHF 3'391.00 |

Stehbrett

Das Stehbrett ermöglicht neben den bekannten Behandlungsliegenfunktionen ein stufenloses Aufrichten des Patienten bis maximal 85°. Der Patient wird durch drei Haltegurte im Knie-, Becken- und Brustbereich fixiert.

Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen Komponenten höchste Qualitätsstandard und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.

Höhe: 56 cm, fest

Höhenverstellung: 44 - 84 cm, elektrisch, Bedienung durch Handtaster

Aussenmasse: 73 x 205 cm

Gewicht: ca. 110 kg

Polsterung: hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug: wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

Hebevermögen: max. 135 kg Patientengewicht



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------|-------------|------------------|
| 22.101.00.000 | Stehbrett | CHF 5'485.00 |



Stations- & Multifunktionswagen

Die Stationswagen lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Grosse Farbpalette zur Auswahl
- Diverses Zubehör erhältlich

Artikel-Nr.

Preis inkl. MwSt

IMC-

ab CHF 689.00



- Funktionswagen
- Narkosewagen
- Behandlungswagen
- Notfallwagen
- Transportwagen
- Einlagerungswagen





Bildschirmhalterung



Infusionsständer



Zentral Support



Medikamentenbehälter



Behälter



Halter



Laptophalterung



Handschuhhalterung



Sichtschutz

ropimex®

Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern. Darum ropimex®-Teleskope, die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Sie finden wieder Ihr gewohntes Raumbild vor.



Teleskope



Schienensysteme



Fahrgestelle




Duschspritzschutz



Trennwand

ropimex®

Formschön und elegant schützen die Trennwände die Intimsphäre Ihrer Patienten. Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler, ist die robuste Trennwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder platzsparend zusammengefaltet. Zur Wand- oder Säulenmontage sowie als mobile Lösung mit Fahrgestell. Alle Trennwände sind in verschiedenen Farben erhältlich.



Wir verfügen über das gesamte Ropimex Sortiment. Fragen Sie uns an.





Blutdruckmessgerät Omron M400 Intelli IT

Das Blutdruckmessgerät M400 Intelli IT ist ein automatisches Blutdruckmessgerät zur Messung am Oberarm. Es ist mit der Intelli Wrap Manschette ausgestattet, welche genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm ermöglicht. Erkennung und Anzeige unregelmässiger Herzschläge. Ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie Schwangere.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------|------------------|
| 36100403 | M400 Intelli IT | CHF 75.90 |



Blutdruckmessgerät Omron M500 Intelli IT

Das Blutdruckmessgerät M500 Intelli IT ist ein automatisches Blutdruckmessgerät zur Messung am Oberarm. Es ist mit der Intelli Wrap Manschette ausgestattet, welche genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm ermöglicht. Dazu bietet das vergrösserte Display eine Vergleichsfunktion mit vorherigen Messungen. Erkennung unregelmässiger Herzschläge, 3 aufeinanderfolgende Messungen mit Mittelwertbildung und Bluthochdruckindikator. Ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie Schwangere.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 36100501/HEM-7361T-D | M500 Intelli IT | CHF 112.90 |



Blutdruckmessgerät Omron RS7 Intelli IT

Blutdruckmessgerät mit Positionierungssensor und Bluetooth-Funktion für zu Hause und unterwegs. Mit dem Blutdruckmessgerät Omron RS7 Intelli IT ist unabhängig von Gewicht und Grösse eine genaue Blutdruckmessung gewährleistet.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|----------------------|----------------|------------------|
| 36100155/HEM-6232T-D | RS7 Intelli IT | CHF 97.90 |



Pulsoximeter P030

Misst die arterielle Blutsauerstoffsättigung - genau und schmerzfrei! Besonders bei Menschen die an Herzinsuffizienz, Asthma oder anderen chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen leiden, ist eine regelmässige Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes ratsam.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------|------------------|
| 45430 | Pulsoximeter P030 | CHF 49.90 |



Infusionsständer

Aus hochwertigem Edelstahl. Zur Anwendung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegebereichen. 5-Fuss-Stativ für sicheren Stand. Mit stabilem Kunststoffkreuz. Sicherheitshaken für Infusionsflaschen.

- Inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- Geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen
- 2 Sicherheitsrollen und **1 antistatische Rolle**
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- Stufenlos höhenverstellbar bis ca. 213 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|--------------|------------------|------------------|
| 09.11005.002 | Infusionsständer | CHF 119.00 |

Inhalationsgerät Vernebler Airforce One

Kompakter Kompressorvernebler für eine zuverlässige und kostengünstige Aerosoltherapie. Einfache Inbetriebnahme und Bedienung durch den Anwender. Eignet sich für den täglichen Gebrauch. Integrierter Tragegriff für zusätzlichen Komfort. Umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten. Gleichermassen für Kinder und Erwachsene geeignet. Geräuscharm.

- Gewicht ohne Zubehör 1,5 kg
- Betriebsspannung (V) 230 V
- Gesamtgrösse (BxTxH) 15 x 19 x 9.5 cm
- Füllstand min. 2 ml
- Füllstand max. 8 ml
- Luftstrom max. 5.1 l/min
- Verneblerleistung 0.3 ml/min
- Schalldruckpegel (dbA) 52 dbA
- Aerosolabgabe 0,45 ml



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|--------------|------------------|
| MQ5890-EU | Airforce One | CHF 173.00 |

Inhalationsgerät Pari Boy Classic

Der Klassiker bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren. Das Inhalationsgerät Pari Boy Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden.

Inhalationszeiten unter 5 Minuten bei 2,5 ml Inhalationslösung.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| 130G1200 | Pari Boy Classic | CHF 249.00 |

Sekretsauger Atmos

Tragbarer Sekretsauger mit 3-facher Übersaugbarkeit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS).

Anwenderfreundlich. Einsatz auf Station und Pflege-/Rehabereich. Kompakter Aufbau. Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige. Graduierter Sekretbehälter 1 l. Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugbarkeit durch moderne Filtertechnologie, integrierter Überlaufschutz und DDS. Modernes, funktionales Design.

Modell C 161 DDS: Besonders anwenderfreundlich; Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich.

Modell C 261 DDS: Extra leistungsstark für besonders zähe Sekrete. Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich. Inklusive Schiebeklappe zum Schutz der Bedienelemente.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| 313.0000.0 | Modell C 161 DDS | CHF 890.00 |
| 313.0100.0 | Modell C 261 DDS | CHF 1'490.00 |



Sauerstoffkonzentrator Kröber

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design. Durch die kompakte Masse und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist dieser Sauerstoffkonzentrator bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

- Gewicht: 19,8 kg
- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB- Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| KR02.00 | Kröber | CHF 1'380.00 |



Sauerstoffkonzentrator 1025KS

10 Liter Konzentrator für höchste Ansprüche!

Sauerstoffkonzentration bis 96 % im Bereich von 2 - 10 l/min
Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung
Zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes; erlaubt - in Kombination mit einer optionalen Ablage - die Benutzung aller Füllstationen.

- Flowbereich min. 2 l/min
- Flowbereich max. 10 l/min
- Sauerstoffkonzentration 87 % - 96 %

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1025KS | 1025KS | CHF 2'100.00 |



Sauerstoffkonzentrator iFill

Bei einem iFill handelt es sich um eine Sauerstoff-Füllstation. Der iFill arbeitet nach dem Prinzip eines Sauerstoffkonzentrators und extrahiert Sauerstoff aus der Raumluft. Der so gewonnene Sauerstoff wird verdichtet und anschliessend in entsprechende Flaschen abgefüllt.

Zuhause einfach selbst Sauerstoffflaschen füllen

- Akkulaufzeit: 6 - 10 Stunden
- Liter: 1,2 / 1,8 / 2,9 Liter
- Gewicht: 30 kg
- Flaschen können beliebig oft befüllt werden
- Unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Keine Wartezeit auf Ihre Flaschenlieferung
- Schnelles Füllen der Flaschen - ohne dass diese zuvor entleert werden müssen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 535I-CF-KIT | iFill | CHF 5'385.00 |

Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Philips

Der mobile Sauerstoffkonzentrator SimplyGo von Philips steht für Leichtigkeit. Mit seinen 4.5 kg lässt er sich bequem überall mit hinnehmen. Darüber hinaus gibt das Gerät mehr als doppelt so viel Sauerstoff ab im Vergleich zu anderen Konzentratoren. Ein weiterer Vorteil des Sauerstoffkonzentrators SimplyGo bietet der Akku. Dieser ist kompakt sowie leicht zugänglich, wodurch das Austauschen einfach fällt, auch unterwegs.

Dauerflowmodus von 0,5 bis 2 l/min
Grösse 29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| 1069058 | SimplyGo | CHF 4'380.00 |



Ultraschallvernebler UltraNeb

Einsetzbar mit allen am Markt befindlichen Sterilwassersystemen. Patientenluftstrom und Gerätekühlung voneinander getrennt. Integrierte Alarmfunktionen – Entfernen der Verneblerkammer bei Betrieb, kein Wasser / zu geringer Flüssigkeitsstand (Trockenlaufschutz), abgelaufene Verneblungszeit, allgemeiner Gerätefehler.

- Timerfunktion einstellbar: 0, 15, 30, 45 und 60 min.
- Vierfach verstellbare Gebläseleistung
- Vierfach einstellbare Verneblerleistung
- Variable Netzspannungen (110, 127 und 220 V)

Alle Varianten sind auch mit beheizbarem Silikonschlauch erhältlich.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| U3000-KIT | UltraNeb | CHF 1'605.00 |



Ultraschallvernebler SonoDrop 2

Für die hygienisch sichere Langzeitbefeuchtung von Patienten. Das geschlossene Isapak Sterilwasser-System leistet eine (warme) Verneblung von bis zu 8 Stunden. Der Vernebler geht auf Knopfdruck sofort in Betrieb. Das Isapak Sterilwassersystem ist in drei Schritten schnell und einfach zusammengebaut. Mit integrierter Heizung.

Aufgrund der grossen Nebeldichte und dem hohen Anteil an lungengängigen Teilchen (MMAD ~ 4.5 µm) erreicht der Vernebler eine tiefenwirksame Ultraschallvernebelung.

Anwendungsgebiete:

- Pneumonieprophylaxe in Klinik und Altenheim
- Befeuchtung in der häuslichen Pflege und Tracheostomapflege
- Robuster Betrieb in der Arztpraxis und zu Hause

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| M 55101-05 | SonoDrop 2 | CHF 2'518.00 |





Stuhlwaage Kern

Eichklasse III

- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Grosses hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht

Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschliesslich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg. Durch ihre vier Räder wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können. Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme Stuhlform sicheren Halt während der Wiegung. Umklappbare Armlehnen und Fussstützen erleichtern das Platznehmen.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------------|-----------------|------------------|
| MCC250K100M/965-129 | Stuhlwaage Kern | CHF 1'406.00 |



Stuhlwaage Seca 956

Eichklasse III

- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Teilung 100 g
- Intuitives Bedienelement für leichtes Bedienen
- Alle wichtigen Funktionen für maximalen Nutzen

Die Seca 956 erfüllt alle Grundstandards medizinischer Anforderungen. Hinzu kommen typische Seca Vorteile, die ergonomisch geformte Sitzschale und die besonders leichtgängigen Rollen, die zusammen mit dem ergonomisch geformten Griff das Schieben der Stuhlwaage deutlich vereinfachen. Natürlich hat die Seca 956 die wichtige Funktion TARA, die es erlaubt, jedes neu hinzugefügte Gewicht separat zu wiegen – und HOLD, die es dem Personal gestattet, sich erst um den Patienten zu kümmern und dann das Messergebnis abzulesen.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 9567021099 | Stuhlwaage Seca 956 | CHF 1'992.45 |



Stuhlwaage Seca 959

Eichklasse III
funkfähig

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- BMI-Funktion
- abklappbare Armlehnen & Fussstützen
- hintere Radfeststellbremsen
- Teilung von 50 g bis 150 g (speziell für Kinder- und Jugendmedizin)

Rücksicht und Komfort – diese Aspekte stehen bei diesem extrem stabilen Modell aus stählernem Rundrohrrahmen im Vordergrund. Eine bequeme Sitzschale sorgt für sicheren Halt. Die Positionierung des Anzeigeelementes hinter dem Stuhl erlaubt ein intuitives Arbeiten mit den vielfältigen Funktionen wie TARA, HOLD und BMI. Mit der Seca 360° wireless Funktechnologie können die Messwerte auf Knopfdruck an einen Seca Funkdrucker oder den PC versendet werden. Diese Stuhlwaage, wahlweise über Netz oder Akku betrieben, leistet überall unschätzbare Hilfe: Ob in der Reha, der Orthopädie, der Dialyse, im Bereich der Alten- und Pflegebetreuung.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|------------------|
| 9597021929 | Stuhlwaage Seca 959 | CHF 2'961.75 |

Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III

Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02 kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, auf die Haltebügel aufgestützt oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Stativ optional erhältlich
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARA-Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmässig

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------------|---------------------|------------------|
| MWS300K100M/965-129 | Rollstuhlwaage Kern | CHF 1'991.00 |

Patienten-
und Pflegebedarf

strack



Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren – mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten.

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Wägebereich: max. 300 kg / Mindestlast: 2 kg
- Ablesbarkeit: 100 g / Wandhalterung: ja
- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m / Stativhöhe: 94 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|---------------------|---------------------|------------------|
| MWA300K-1PM/965-129 | Rollstuhlwaage Kern | CHF 2'111.00 |



Rollstuhlwaage Seca 665

Eichklasse III
funkfähig

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Teilung 50 g
- Stromversorgung: Akku / Netzgerät

Mit ihrer hohen Tragkraft von 300 kg ist selbst das Wiegen schwergewichtiger Patienten eine Leichtigkeit. Dank der äusserst flachen Plattform ist diese Waage leicht zu befahren. Die fest installierten seitlichen Begrenzungen sorgen zusätzlich für Sicherheit. Die integrierte Pre-TARA-Funktion ermittelt durch Zugriff auf den internen Gewichtsspeicher in sekundenschnelle das Nettogewicht des Patienten. Alle Daten können nach dem Wiegen sofort per Funk an einen Funkdrucker oder einen PC versendet werden. Das drehbare LCD-Display mit grossen Ziffern ist sowohl für Patient als auch Pflegepersonal gut und schnell ablesbar. Mit wenigen Handgriffen ist die Seca 665 zusammengeklappt und dank ihrer Transportrollen mobil einsetzbar.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 6657021193 | Rollstuhlwaage Seca 665 | CHF 3'500.25 |





Medikamentenkühlschrank

Im Medizinalbereich stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Medikamentenlagerung an erster Stelle. Ob in Apotheken, Arztpraxen, Kliniken oder industriellen Anwendungsbereichen, überall werden höchste Anforderungen an Medikamentenkühlgeräte gestellt.

Die Medikamentenkühlschränke sind speziell, gemäss den Anforderungen der entsprechenden DIN 58345 für die Lagerung von Arzneimitteln konzipiert.

- Alarm-Test-Funktion
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------|------------------|
| MKUV-1610-3 | Medikamentenkühlschrank | auf Anfrage |

Autoklav MELAtronic

Active Trocknung für verpackte Instrumente

Der MELAtronic verfügt über eine aktive Trocknung. Der Autoklav arbeitet nach dem fraktionierten Strömungsverfahren. Die Mikroprozessor-Steuerung lenkt den Programmablauf vollautomatisch und überwacht jederzeit die sichere Sterilisation. Die Anzeige des Betriebszustandes und der Hinweis auf eventuell erforderliche Handlungen durch den Anwender erfolgen über das Display.

Der hochwertige Edelstahlkessel, seine Sicherheitseinrichtungen und langlebige Komponenten sichern die Zuverlässigkeit über viele Jahre.

- Einfache und komfortable Bedienung
- Sichere Dokumentation
- Fraktioniertes Strömungsverfahren
- Vollautomatische Programmsteuerung
- Integrierte Prüfung der Wasserqualität



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|------------------|------------------|
| ML10615 | MELAtronic 15EN+ | auf Anfrage |

Steckbecken-Spülapparat EC1

Steckbecken-Spülapparat mit dezentraler thermischer Desinfektion für die effiziente Reinigung von Steckbecken, Urinflaschen, Nachtstuhleimern, Nierenschalen, etc.

Die perfekte Technik für den Dauereinsatz im Pflegebereich: Frei programmierbare Steuerung mit beleuchtetem Display und thermische Desinfektion A0-Wert orientiert nach EN ISO 15883-3.

- Hocheffizientes Spülssystem mit Power-Clean-Spezialdüsen
- Optimale Reinigung bei niedrigstem Wasserverbrauch
- KODRA-Cleaner zur Härtestabilisierung und Klarspülung
- Gehäuse, Spülkammer und Dampferzeuger aus Edelstahl
- Platzsparende Kompakt-Abmessungen

Sanitärgerichte:

1 Steckbecken mit Deckel und 2 Urinflaschen oder
1 Nachtstuhleimer mit Deckel im Universalhalter oder
2 Urinflaschen oder Nierenschale oder Waschschiessel etc. je nach Grösse

Spülprogramme:

Sparprogramm: für Urinflaschen und leicht verschmutzte Steckbecken
Normalprogramm: für Steckbecken und Nachtstuhleimer



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-----------------|------------------|
| EC1 | Steckbecken EC1 | auf Anfrage |

Deckenlift - Heben ohne Grenzen!

Verschiedene Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Wir bieten verschiedene Modelle und Spezialausführungen an. Zum Beispiel mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und mit weiteren cleveren und praktischen Eigenschaften und Funktionen. Welches Modell, das jeweils richtige ist, hängt von der benötigten Tragfähigkeit, von den Räumlichkeiten und der Situation ab, in denen Hebebedarf besteht - und natürlich auch von den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen Person.

Für jede Umgebung und Räumlichkeit!

Unsere Deckenlifter funktionieren in jeder Umgebung und Räumlichkeit, in der ein Hebe- oder Transferbedarf von einem Ort zum anderen besteht. Selbst in kleinen Räumen, wo Platzmangel den Einsatz eines mobilen Patientenlift erschwert, finden wir eine Lösung.



Rise Porto

Ein kompakter, trag- und umsetzbarer Deckenliftermotor mit geringem Gewicht und integriertem, klappbarem Hebebügel. Für Pflegebedürftige bis 205 kg.



Rise Atlas 450

Ein sicherer und leicht zu handhabender stationärer Deckenliftermotor für Pflegebedürftige bis 205 kg.



Rise Atlas 625

Ein sicherer und leicht zu handhabender stationärer Deckenliftermotor für Pflegebedürftige bis 285 kg.



Roomer s

Portabler Deckenlift für einfachen Transfer zwischen Räumen. Für ein maximales Benutzergewicht von 220 kg.



Aufladung direkt an der Handbedienung


Bei sämtlichen Modellen geschieht das Aufladen des Deckenliftakkus standardmässig einfach und komfortabel direkt an der Handbedienung.

Zuverlässig und servicefreundlich

Eingebauter Akku mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer.

Diskretes Anzeigefeld

Ein sehr informative Anzeigefeld ist diskret an der Unterseite des Deckenliftgehäuse platziert. Symbole mit LED-Lämpchen in verschiedenen Farben und akustische Signale geben Warnungen und informieren über den aktuellen Status.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt |
|-------------|-------------|------------------|
| RISE | Deckenlift | auf Anfrage |



Flow X



Handicare



Homeglide



Hawle





Kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause

Unser Treppenlift Berater sucht gerne bei Ihnen zu Hause nach einer passenden Lösung ganz individuell für Sie.

Eigenes Montageteam

Auf unsere Mitarbeiter sind wir stolz! Unsere werksertifizierten und geschulten Techniker werden Ihnen eine ausführliche Instruktion geben.

24h Notfall Hotline

In jeder Situation sind wir für Sie da. Ob Schneesturm oder an Weihnachten. Sie erreichen uns auch bei Notfällen rund um die Uhr.

Schnelle Lieferung und Montage

Rasche Kontaktaufnahme ist eine Dienstleistungen die uns auszeichnet. Ihr Treppenlift wird so schnell wie möglich installiert.

Grosse Auswahl an verschiedenen Liftsystemen

Egal ob drinnen oder draussen, gerade oder kurvige Treppen, mehrere oder nur ein Stockwerk - wir haben den passenden Treppenlift für Sie!

Treppenlift mieten oder kaufen?

Wir vermieten auch Treppenlifte. Vereinbaren Sie am besten einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort.





Plattformlift

Unsere Plattformlifte bieten Rollstuhlfahrern oder Personen mit Mobilitätsproblemen die Möglichkeit, Treppen und steile Rampen ohne fremde Hilfe zu überwinden. Seien es kurvige oder gerade Treppen im Innen- oder auch Aussenbereich – wir finden eine Lösung, um Ihre Mobilität und Bewegungsfreiheit zu Ihrer Zufriedenheit zu erhöhen.

Delta



- Für gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg

Omega



- Für kurvige und gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg
- Bis zu 85 Metern lange Strecken
- Stuhlversion möglich

Stratos



- Für kurvige und gerade Treppen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Max. Tragkraft: 300 kg
- Antrieb mit Zahnstange



Hebebühne

Wo Rampen zu steil oder zu lang ausfallen würden, – wenn Treppenlifte und Aufzüge sich wegen eines zu kleinen Höhenunterschieds oder baulichen Gegebenheiten nicht gut eignen, bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Hebebühnen an. Ausserdem können unsere Hebebühnen sowohl im Innen- und im Aussenbereich platziert werden.

Liftboy



- Förderhöhe bis 1300 mm
- Keine Fixierung notwendig

Herkules Liftwerk




- Förderhöhe bis 1790 mm
- Aufstellung auf Boden oder in Grube

Atlas 3000



- Förderhöhe bis 3000 mm
- Max. Tragkraft 385 kg



Pool Lift

Dinnen oder draussen, privat oder öffentlich, für Leicht- oder Schwergewichte - wir haben für jede Anforderung die passende Lösung. Erlangen Sie wieder Selbständigkeit und Wohlbefinden.

Keinen passenden Lift gefunden? Wir bieten Ihnen auch Spezialanfertigungen an!



PandaPool Lift

Motorisierter mobiler Pool Lift mit automatischem Antrieb, keine Kraftanstrengung notwendig.

Artikel-Nr.

PLF-ANR07148

Preis inkl. MwSt

CHF 12'795.00



BluPool Lift

Der BluPool Lift ermöglicht Personen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zum Schwimmbecken.

Artikel-Nr.

PLF-BLUPOL

Preis inkl. MwSt

CHF 10'275.00



Poollift Ranger 2

Der Ranger ist ein kostengünstiger und zuverlässiger Poollift. Er kann ein maximales Benutzergewicht von bis zu 158 kg ohne Probleme aufheben.

Artikel-Nr.

PLF-411RPL-AT1

Preis inkl. MwSt

CHF 9'075.00



Poollift Mighty

Der Poollift Mighty verfügt über eine höhenverstellbare Sitzstange, die eine zusätzliche Einstellung ermöglicht. Die Poollift Mighty-Serie wurde für die Verankerung am Boden entwickelt.

Artikel-Nr.

F-MTY400

Preis inkl. MwSt

CHF 11'605.00



Miet - Service

Ein grosses Sortiment von Hilfsmitteln steht Ihnen zur Miete bereit!

Sehr viele Menschen sind oft nur vorübergehend auf ein Hilfsmittel angewiesen, sei es aufgrund einer Operation oder einer Krankheit. In diesen Fällen ist es kostengünstiger und sinnvoller, das Hilfsmittel zu mieten.

Kontaktieren Sie uns - Gerne informieren wir Sie über die Miet- und Lieferbedingungen.

Kauf aus Miete ist möglich!

Die meisten Mietartikel können bei uns auch gekauft werden. Sollte sich herausstellen, dass der gemietete Artikel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.



MIETARTIKELLISTE

Auf Wunsch Lieferung bis vor die Haustüre!

| | |
|-----------|----------------------|
| bis 5 km | CHF 32.30 (Pauschal) |
| bis 10 km | CHF 43.10 (Pauschal) |
| ab 10 km | CHF 3.00 pro km |

Berechnet wird Anfahrt und Rückfahrt!

Lieferkosten Pflegebett

| | |
|---------------------|------------|
| Lieferung & Aufbau: | CHF 269.00 |
| Abbau & Abholung: | CHF 302.00 |

Lieferzeit

Pflegebetten, Matratzen, Antidekubitus-Systeme, Rollstühle & Rollatoren können kurzfristig geliefert werden.

Wir sind selbstverständlich bemüht, innert wenigen Tagen Ihnen das gewünschte Miet-Produkt zu Verfügung zu stellen.

Bei den Abbildungen handelt es sich um ein Muster. Die Mietgeräte können von den Abbildungen abweichen.





Duschstuhl

Mit Hilfe des Duschstuhles kann das Duschen mühelos im Sitzen vorgenommen werden.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 33.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 159.00 |

Weitere Informationen auf Seite 15.



Toiletten- / Nachtstuhl

Ein Toilettenstuhl ersetzt die Toilette direkt neben dem Bett.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 33.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 239.90 |

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Topf: Artikel-Nr: 84005066 / CHF 39.50

Deckel: Artikel-Nr: 84005067 / CHF 12.00

Weitere Informationen auf Seite 23.



Dusch- und Toilettenstuhl

Der Dusch- und Toilettenstuhl erlaubt eine selbstständige persönliche Hygiene. Dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 59.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 49.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 874.00 |

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Becken: Artikel-Nr: 80209255 / CHF 85.00

Weitere Informationen auf Seite 16.



Badewannenlift

Der Badewannenlift garantiert ein bequemes und selbständiges Ein- und Aussteigen ohne fremde Hilfe.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 38.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 53.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 379.00 |

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Bezugsset: Artikel-Nr: 1470576 / CHF 92.00

Weitere Informationen auf Seite 25.



Gehstockständer

Mit dem praktischen Gehstockständer sind Ihre Stöcke immer gut verstaut.

| | |
|-----------------------|------------|
| Preis pro Monat | CHF 15.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 30.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | CHF 129.00 |

Weitere Informationen auf Seite 30.

MOBILITÄT



Gehgestell

Gehgestelle oder Gehrahmen sind leichte Stützgestelle mit vier Aufstandspunkten auf dem Boden.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Preis pro Monat | CHF 15.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 89.00 |

Weitere Informationen auf Seite 31.



Rollator

Ein Rollator verleiht Ihnen Sicherheit beim Gehen. EBei mangelnder Muskelkraft, Gangunsicherheiten oder verringerter Belastbarkeit durch eine Krankheit eignet sich der Einsatz eines Rollators.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 39.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 455.00 |

Kurzmiete: 7 Tage / CHF 15.00

Weitere Informationen auf Seite 34.



Rollator mit Unterarmauflagen

Wenn Sie beim Gehen zusätzlichen Halt und Unterstützung wünschen, sollten Sie sich für einen Rollator mit Unterarmauflagen entscheiden.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 54.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 995.00 |

Weitere Informationen auf Seite 35.



Standard-Rollstuhl

Alle unsere Standard-Rollstühle sind faltbar und sind in verschiedenen Sitzbreiten erhältlich.

Kurzmiete: 7 Tage / CHF 20.00

Optional können hochschwenkbare Fussstützen montiert werden. (Aufpreis CHF 15.- / pro Monat)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 59.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 53.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 860.00 |

Weitere Informationen auf Seite 36.



Spezial-Rollstuhl

Unsere Spezial-Rollstühle verfügen üblicherweise über eine Sitzkantelung und Rückenwinkerverstellung per Gasdruckfeder. Dies ermöglicht eine Positionierung des Nutzers von einer aufrechten in eine halbliegenden Sitzposition, während er im Rollstuhl sitzt.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 148.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 74.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 2'690.00 |

Weitere Informationen auf Seite 42.



Elektrorollstuhl

Grenzen überwinden, Selbständigkeit entwickeln, Freiräume erobern mit einem Elektrorollstuhl

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 290.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis | ab CHF 4'252.00 |

Weitere Informationen auf Seite 46.



Scooter

Unsere Scooter ermöglichen Gehbehinderten längere Strecken zügig zurückzulegen.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 260.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis | ab CHF 1'995.00 |

Weitere Informationen auf Seite 50.



Schiebe- und Bremshilfe

Die Schiebehilfe dient als Unterstützung und vereinfacht das Bremsen und Anstossen des Rollstuhls. Aus diesem Grund können beispielsweise steile Steigungen mit weniger Kraftaufwand überwunden werden.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 290.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis | ab CHF 3'600.00 |

inkl. Rollstuhl

Weitere Informationen auf Seite 45.



Treppensteigerät, Scalamobil

Mit dem Treppensteiger Scalamobil gelingt das mühelose Überwinden von Treppen aller Art.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 350.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis | CHF 10'344.60 |

Weitere Informationen auf Seite 52.



Treppenlift

Blieben Sie länger in Ihrem zu Hause mit einem Treppenlift der Strack AG.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Preis pro Monat | Auf Anfrage |
| Einmalige Grundgebühr | |
| Mindestmietdauer | |
| Neupreis | |

Weitere Informationen auf Seite 102.

BETTEN + MATRATZEN



Pflegebett

Bei unseren Pflegebetten ist die Betthöhe stufenlos verstellbar. Das Kopf- und Fussenteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bett-rahmen integriert.

inkl. Aufrichter
Grösse: 90 x 200 cm
(Bettverlängerung möglich)

Weitere Informationen auf Seite 62.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 81.00 |
| Einmalige Grundgebühr | - |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 2'080.00 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Lieferung + Aufbau | CHF 269.00 |
| Abbau & Rücktransport | CHF 302.00 |



Pflegebett Einlegerahmen

Pflegebett-Einsatz mit elektrischer Höhen-, Kopfteil- und Knieknickverstellung. Bedienung per Handtaster.

Grösse: 90 x 200 cm

Weitere Informationen auf Seite 68.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | Auf Anfrage |
| Einmalige Grundgebühr | |
| Mindestmietdauer | |
| Neupreis | ab CHF 2'762.00 |



Niedrigpflegebett

Das Niedrigpflegebett ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

Elektrische Höhenverstellung: 10 cm - 80 cm
Grösse: 90 x 200 cm

Weitere Informationen auf Seite 66.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Tag | CHF 29.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 125.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Tag |
| Neupreis | ab CHF 7'803.00 |



Aufrichter

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett.

Der Aufrichter ist in drei Teile zerlegbar.

Weitere Informationen auf Seite 57.

| | |
|-----------------------|------------|
| Preis pro Monat | CHF 20.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | CHF 249.00 |



Bett-Tisch

Der Bett-Tisch lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist verstellbar. Die kleine Tischplatte ist fest zum Beispiel für Getränke.

Weitere Informationen auf Seite 58.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 30.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 129.00 |



Standard-Pflegematratze

Die Standard-Pflegematratze besteht aus einfachem PU-Schaumstoff.

Grösse: 90 x 200 x 12 cm

Weitere Informationen auf Seite 69.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 29.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 155.00 |



Antidekubitus-Prophylaxematratze

Zur Vorbeugung eines Dekubitus

Grösse: 90 x 200 x 15 cm

Weitere Informationen auf Seite 70.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 39.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 69.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 778.00 |



Antidekubitusmatratze bis Stufe 2

Medizinisch zertifiziert

Masse: 90 x 200 x 12 cm

Weitere Informationen auf Seite 70.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 49.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 69.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 761.00 |



Antidekubitusmatratze bis Stufe 4

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Schwerkraft.

Grösse: 90 x 200 x 18 cm

Weitere Informationen auf Seite 71.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 69.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 69.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 1'897.00 |



Wechseldruckmatratze P&T

Das Pulsations-Komplettersatzsystem mit Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitustherapie bis Stadium 4 (sehr hohes Risiko).

Grösse: 90 x 200 cm

SLK I - Auflage (geringes Risiko)

Preis pro Tag CHF 8.00

SLK II - Auflage (mittleres Risiko)

Preis Pro Tag CHF 10.00

Weitere Informationen auf Seite 73.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Preis pro Tag | CHF 16.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 220.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Tag |
| Neupreis P&T | CHF 4'234.00 |
| Neupreis SLK IV | CHF 8'554.00 |

SLK III - Matratze (hohes Risiko)

Preis Pro Tag CHF 18.00

SLK IV - Matratze (bis 250 kg)

Preis Pro Tag CHF 26.00



Viscoelastische Auflage

Die viscoelastische Matratzenauflage passt sich durch die Körperwärme und das Körpergewicht an Ihren Körper an.

Grösse: 90 x 200 x 7 cm

| | |
|-----------------------|-----------|
| Preis pro Monat | CHF 19.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 34.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | - |

THERAPIE



Patientenlift

Der Patientenlift dient zum Transfer von Patient zu dem Beispiel vom Bett in den Rollstuhl. Ein Tragetuch ist inbegriffen.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 120.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 53.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 1'285.00 |

Weitere Informationen auf Seite 74.



Aufstehhilfe

Die Aufstehhilfe ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen. Sie kann auch als Trainingsgerät verwendet werden.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 96.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 1'098.00 |

Weitere Informationen auf Seite 76.



Walker Taurus

Der Walker Taurus bietet optimale Unterstützung und Stabilität beim Lauftraining. Er ist entwickelt worden für die moderne Bewegungstherapie.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 120.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 1'625.00 |

Modell H Premium, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, mit Einhandbremse.

Weitere Informationen auf Seite 78.



Freistehbarren

Der Freistehbarren ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Preis pro Monat | CHF 195.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis | CHF 5'297.00 |

Weitere Informationen auf Seite 79.



Bewegungstrainer ohne Motor

Trainieren Sie die Kraft Ihrer Beine und Arme mit dem Thera-Trainer activo. Sie können den Thera-Trainer auf den Tisch stellen, um die Arme zu trainieren. Oder Sie stellen ihn auf den Boden und fahren Velo, um die Beine zu stärken.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Preis pro Monat | CHF 49.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | - |

Weitere Informationen auf Seite 80.



Bewegungstrainer mit Motor

Der kleine und handliche aktiv-passiv-Trainer für Arme und Beine.

Der Bewegungstrainer ist für Menschen mit leichten körperlichen Beeinträchtigungen konzipiert. Speziell für den täglichen Einsatz im häuslichen Bereich und den mobilen Einsatz in Einrichtungen eignet sich das Gerät.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 125.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 53.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis / Arm & Beine | ab CHF 2'487.85 |

Weitere Informationen auf Seite 80.



Bewegungstrainer

Mit dem MOTomed viva2 holen Sie sich professionelle Bewegungstherapie nach Hause. Dient zum Aufbau und Erhaltung Ihrer Muskulatur.



Arme und Beine



Nur Beine

| | |
|-----------------------------|------------|
| Preis pro Monat / nur Beine | CHF 240.00 |
| Arme und Beine | CHF 300.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 106.00 |
| Mindestmietdauer | 3 Monate |
| Neupreis / nur Beine | - |
| Neupreis / Arm & Beine | - |

PFLEGERUFSYSTEM



Pflegerufsystem

Das Pflegerufset mit Armbandsender ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen eines hausinternen Alarms.

Reichweite: ca. 30 Meter

Weitere Informationen auf Seite 84.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Preis pro Monat | CHF 35.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 45.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | ab CHF 137.00 |



Kontaktmatte

Druckempfindliche, überwachte Bettvorlage für demente und sturzgefährdete Personen.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Preis pro Monat | CHF 45.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 45.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | - |



Lichttherapiegerät Ortholumm

Für eine schnellere Regeneration des Gewebes nach einer Verletzung. Ohne Nebenwirkungen!

| | |
|-----------------------|------------|
| Preis pro Monat | CHF 189.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 39.00 |
| Mindestmietdauer | 1 Monat |
| Neupreis | - |



Tiefenstrahler Repuls

Repuls ist eine hochwirksame medizinische LED-Technologie und dient als Schmerztherapie. Das Schmerztherapiegerät ist besonders schonend und fördert einfach und rasch die Abheilung von Entzündungsprozessen.

7 Tage - CHF 200.00
 14 Tage - CHF 350.00
 30 Tage - CHF 450.00

Weitere Informationen auf Seite 82.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Preis pro Monat | CHF 450.00 |
| Einmalige Grundgebühr | - |
| Mindestmietdauer | 7 Tage |
| Neupreis | ab CHF 3'980.00 |

MEDIZINGERÄTE



Sauerstoffkonzentrator

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator. Bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

Weitere Informationen auf Seite 96.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Preis pro Tag | CHF 10.00 |
| Einmalige Grundgebühr | CHF 30.00 |
| Mindestmietdauer | - |
| Neupreis | CHF 1'380.00 |

A

Achselstütze 30
Adaptiv-Rollstuhl 38
AeroLight-Xtra 54
Airforce One Vernebler 95
Alarmmatte 86
Alevo Rollator 33
Anatome Transportstuhl 12
Aniosgel Desinfektionsmittel 83
Antidekubitus
 Antidekubitusmatratze 70
 Rollstuhlsitzkissen 41
An- und Ausziehhilfen 7
Arbeits- und Therapiestuhl 13
Arthrodesenstuhl Tango 100A 13
Arthrodesen-Toilettensitzerhöhung 22
Asteria Gehbock 31
Atlas 3000 Hebebühne 105
Atmos Sekretsauger 95
Atto Sport Scooter 50
Aufrichter 57
Aufstehhilfe 76
Aufstehsessel 10
Autoklav 100
Azzurro Notruf Zubehör 85

B

Backgym 92
Badehilfen
 Badewannenbrett 24
 Badewannenlift 25
 Badewannenmatte 14
 Badewannensitz 24
 Einstieghilfe 14
 Haltegriff 21
 Pflegebadewanne 26
Badewannenmatte 14
Balance Board 93
Balancefit Pad 93
Balancetrainer 79
Ballkissen 92
Balo Balancetrainer 79
Banjo Rollator 31
Behandlungsliegen
 Lymphliege 89
 Multifunktionsliege 89
 Praxisliege 88
 Stehbrett 89
Beistelltisch 58
Belluno Pflegebett 62
Besteck 6
Bettdecken-Schwebegerüst 57
Bettgriff 57
Bett im Bett System 68
Bett-Tisch 58
Bewegungstrainer 80

Bewegungsmelder 87
Bility S Scooter 50
Blackroll 93
BluPool Poollift 106
Blutdruckmessgeräte 94
Bobby Transportrollstuhl 36
Bologna Aufstehsessel 11

C

CareMat Alarmmatte 86
CareWave Lagerungskissen 56
Chromstahlboy 90
Clean Dusch- und Toilettenstuhl 16
Cloo Toilettensitzerhöhung 22
Comet PRO Scooter 51
Contura Sitzkissen 40
Cortina Aufstehsessel 9

D

Deckenlift 101
Deltakissen 56
Delta Plattformlift 104
Desinfektion
 Händedesinfektion 83
Domiflex Pflegebett 61
Drehkissen 8
drive-in Rampen 53
Duschen
 Duschhocker 15
 Duschmatte 14
 Duschstuhl 15
 Rutschschutz 14
Duschklappsitz 14
Dusch- und Toilettenstuhl
 Clean 16
 Ocean 18
DX2 Kyburz 49

E

Ecolab 83
Edge Duschhocker 15
e-fix Zusatzantrieb 44
Einstieghilfe 14
Eiskralle für Gehstöcke 30
Elan Rollator 31
Elektrollstuhl 46
Eloflex Elektrollstuhl 46
elsa Ohrkissen 57
e-motion Zusatzantrieb 44
e-pilot Zugerät 44
Eurochair Rollstuhl 37
Eva Patientenlift 74
E-VIP Dusch- und Toilettenstuhl 18

F

Fersenentlastungsgurt 56
Fingerpulsioximeter 94
Flächendesinfektion 83
Flex 85
FloorBed Niedrigpflegebett 67
Floorline-i Niedrigpflegebett 66
Flow X Treppenlift 102
Foldy Patientenlift 75
Freistehbarren 79
Fresh Badebrett 24
Funktionswagen 90

G

Gehbock 31
Gehgestell 31
Gehstöcke 30
 Achselstütze 30
 Eiskralle 30
 Gehstockständer 30
 Unterarmgehstütze 30
Gehwagen Topro Taurus 78
Gemino 30 Comfort 33
Genius Pflegesystem 85
GleitMatte Fix Liko 75
Golvo 9000 Patientenlift 75
Greenline Antidekubitusmatratze 72
Greifzangen 7
Gripo Haltestange 20
Gymnastikball 93
Gymnastikmatte 92

H

Haltestange 20
Haltungstrainer 92
Handgriff
 Haltegriff 21
 Haltegriffe mit Saugnapf 21
 Haltestange SuperBar 20
 Stützklappgriff FSB 21
Hawle Treppenlift 102
Hebebühne 105
Hemi-Armkissen 56
Herkules Liftwerk 105
Hi-loo Toilettensitzerhöhung 22
Hocker 12, 15
Homeglide Treppenlift 102
Hyper Foam Matratzen 72

I

iFill Sauerstoffkonzentrator 96
Igelball 93
Incidin Desinfektionsmittel 83
Infusionsständer 94

Inhalationsgerät 95
Inovia Pflegebett 63
Inovys II Pflegerollstuhl 42
Insausti Stationswagen 91
Isola bella Pflegebadewanne 26

K

Keilkissen 8
Kepler Pflegebett 65
Kern Stuhlwaage 98
Kissen
 Antidekubitussitzkissen 41
Kodra 100
Kontaktmatte 86
Kröber Sauerstoffkonzentrator 96
Krücken 30
Kubivent
 Antidekubitus-Matratze 71
 Antidekubitus Sitzkissen 41
 Gesundheits-Matratze 70
Küchenhelfer 6
Küschall Rollstühle 38
Kyburz Elektrofahrzeuge 49

L

Lagerungskissen 56
Lätzchen 6
Let's go Rollator 31
Lichttherapiegerät Repuls 82
Liftboy Hebebühne 105
Liftsysteme
 Deckenlift 101
Loop Bewegungstrainer 80

M

Mangar Aufstehkissen ELK 77
Mangar Badekissen
 Badewannenkissen 24
Matratzen 69
 Cielo Gesundheits-Matratze 70
 Conform Antidekubitussmatratze 70
 Kubivent Pflegematratze 69
 Schmerztherapie- und Antidekubitus-
 Matratze 71
 Viscola Gesundheits-Matratze 70
 Wechseldruckmatratze 73
Maximo S Scooter 50
Medikamentendispenser 7
Medikamentenkühlschrank 100
Meyra Rollstühle 37
Miet - Service 107
Mighty Poollift 106
MiniLift 200 Aufstehhilfe 77
Modena Aufstehsessel 10
Motion 2 in 1 Rollator 33
Motomed Bewegungstrainer 80
Multifunktion-Rollstuhl 43
Multifunktionsliege 89
Multifunktionswagen 91

My-Loo Toilettensitzerhöhung 22

N

Nachttisch 58
Netti Pflegerollstuhl 43
Niederflurbett FloorBed 67
Niedrigpflegebett 66
Noppenball 93
Notruf-Uhr 84
Notto Nachttisch 58

O

Ocean Dusch- und Toilettenstuhl 18
Ohrkissen 57
Olympos Rollator 34
Omega Plattformlift 104
Omron Blutdruckmessgeräte 94
Orca Badelift 25
Orion PRO Scooter 51
Otto Bock Avantgarde 38
OxyFoam Desinfektionsmittel 83

P

Pain & Therapie Wechseldruckmatratze
 73
PandaPool Poollift 106
Pari TurboBoy SX 95
Patientenlift
 Patientenlift Eva 74
 Patientenlift Foldy 75
 Patientenlift Golvo 9000 75
Perfekta T Nachttisch 58
Pflegebadewanne
 Isola bella 29
 Pflegebadewanne TR 900 28
 Pflegebadewanne TR Comfortline 28
Pflegebetten 60
 Aufrichter 57
 Pflegebett-Einsatz 68
Pflegerollstuhl 42, 43
Pflegerufsystem 84
 Genius 84
 Kontaktmatte 86
Philips Sauerstoffkonzentrator 97
PhysiForm Lagerungskissen 56
Plattformlifte 104
PLUS II Kyburz 49
Pool Lift 106
Praxisliege 88
Pulsoximeter 94
Pyro Start Plus Rollstuhl 36

R

Rampen 52
 Gummi-Rampen 52
 Schwellenausgleicher 53
Ranger 2 Poollift 106
Rea Azalea Pflegerollstuhl 42

Patienten-
und Pflegebedarf

strack

Relax2 Pflegerollstuhl 42
Relax Duschklappsitz 14
Repuls 82
ReTurn Aufstehhilfe 76
Rollatoren 31
Rollstühle 36
 Antidekubitussitzkissen 41
 Basis-Rollstuhl Pyro Light Optima 37
 Elektrischer Zusatzantrieb 44
 Rollstuhlzuggerät Swiss-Trac 44
 Schiebe- und Bremshilfe 45
 Transport-Rollstuhl 36
Rollstuhl Sitzkissen 40
Rollstuhlertasche 39
Rollstuhlwaage 99
Rollstuhl Zubehör 39
Rollstuhlzuggerät 44
Rollz 33
Rückengurt Rollator 35
Rutschbrett 39
Rutschschutz 14

S

Sabina Aufstehlift 76
Samarit Rutschbrett 39
Sauerstoffkonzentrator 96
Scalamobil S35 52
Schiebe- und Bremshilfe 45
Schlupfsack 39
Schnabelbecher 6
Schwebegerüst 57
Schwellenrampe 53
Schwerlastbett RFH 65
Scooter 50
Seca Waagen 98
S-Eco 300 XL Rollstuhl 36
Seitengitter 57
Seitengitterpolster 57
Seitenlagerungskissen 56
Sekretsauger 95
Serena Notrufuhr 85
Server RT-985 59
Sitzring 8
SLK Wechseldruckmatratzen 73
Smart Duschhocker 15
SonoDrop 2 97
Spazierstock 30
Spezial-Rollstuhl 42
Spike 30
Spirit Notrufuhr 84
Stations- & Multifunktionswagen 91
Steckbecken-Spülapparat 100
Stehbett RFH 64
Stehhilfe 12
Stock 30
Stockhalter für Rollatoren 35
Stratos Plattformlift 104
Strumpfanziehhilfe 7

Stühle
Rollhocker 12
Sattelhocker 12
Stuhlwaage 98
Stützklappgriff 21
Swift Duschstuhl 15
Swift Mobil 17
Swift Mobil Tilt 17
Swift Toilettenstuhl 23
Swift Toilettenstützgestell 23

T

Tabletten
Medikamentendispenser 7
Tablett Rollator 35
Taima Rollator 32
Tango 100 Stuhl 13
Taurus Gehwagen 78
Tayo Duschstuhl 15
Tecno-Plus Badematte 14
Tellerranderhöher 6
TH10 Toilettensitzerhöhung 23
Thera-Band 92
Thera-Cubus Sitzkissen 41
Therapiestuhl 13
Thera-Trainer Bewegungstrainer 80
Thera-Visco Sitzkissen 41
Tigo Bewegungstrainer 81
Toilette
Cloo 22
Hi-loo 22
Toilettenrollstuhl 23
Toilettenstuhl 23
Toilettenstützgestell 23
Toilettensitzerhöhung 22
Topro Rollatoren 34
TR 900 28
TR 1700 29
TR 2000 / TR 3000 29
TR 9650 29
Transportstuhl 12
TR Comfortline 28
Treppenlifte 102
Treppensteiggerät 52
Trinkbecher 6
Troja Rollatoren 34

U

UltraNeb Vernebler 97
Ultraschallvernebler 97
Unterarmgehstütze 30

V

VariMed Lagerungskissen 56
Vela-Stühle 13
Vernebler 95
Verona Aufstehsessel 10
Viamobil V25 45

Vito Notrufuhr 85
Vojta-Bobath Liege 88
Völker 3080 64
Völker 5384 Kepler 65
Völker Nachttische 59

W

Waagen
Rollstuhlwaage 99
Stuhlwaage 98
Walker 35
Wechseldruckmatratze 73
Westfalia IV Pflegebett 60

X

XXL
Dusch- und Toilettenstuhl 19
Elektrorollstuhl 47
Rollstuhl 36
Schwerlastbett 65
Scooter 50
Wechseldruckmatratze 73

Z

Zusatzantrieb 44
Zylinderkissen 56

Allgemeine Bedingungen für Geschäfte mit Strack AG

1. Geltungsbereich und Gültigkeit

Die nachstehenden Bedingungen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung sind Grundlage und gelten als Bestandteil aller - auch zukünftiger - von oder mit uns angebotener oder abgewickelter Liefergeschäfte sowie hiermit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte oder sonstiger Leistungen, z.B. Beratungsleistungen. Abweichende oder entgegenstehende Bestimmungen des Kunden werden hiermit ausdrücklich widersprochen. Es gelten ausschliesslich die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Geschäftsbeziehung zwischen Strack AG und dem Besteller. Abweichende Bedingungen werden von Strack AG nur dann anerkannt, wenn Strack AG ausdrücklich deren Geltung bestätigt hat.

2. Vertragsabschluss

Verträge kommen durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auftragsdurchführung zustande.

3. Gewährleistung, Haftungsausschluss

Sind die gelieferten Waren im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft, so werden wir für die Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung sorgen. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung können Sie Herabsetzung der Vergütung oder nach Ihrer Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

Die Gewährleistungsfrist für Neuwaren beträgt 24 Monate ab Lieferung, für Batterien und Akkumulatoren maximal 6 Monate, für Restposten 6 Monate. Für Austauschgeräte, Occasionsgeräte und Reparaturen wird die Gewährleistung auf 6 Monate beschränkt.

Davon abweichende Gewährleistungen werden auf unseren Rechnungen speziell vermerkt.

Unsere Haftung für eigenes Verschulden, sowie das unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

3.1. Matratzen und Sitzkissen sind entsprechend den Herstellerangaben gesondert geregelt.

4. Toleranzen

Abbildungen, Zeichnungen sowie die in den Prospekten, Verzeichnissen und sonstigen Unterlagen enthaltenen Daten, z.B. über Masse und Gewichte, Farben, Leistungen und Betriebskosten, sind nur annähernd massgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als „zugesichert“ bezeichnet werden.

5. Preise

Die in unserer Preisliste, unserem Internet-Shop und Katalogen aufgeführten Preise sind Endkundenpreise und unverbindlich. Preise in CHF beinhalten die geltende gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei detaillierten, schriftlichen Angeboten sind die ausgewiesenen Preise der einzelnen Positionen netto, zzgl. ges. MwSt. Bei Export in andere Länder ist der ausgewiesene Preis in EUR der Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass sich tagsaktuell die Preise für neue Bestellungen ändern können. Die Preise für Warenlieferungen gelten grundsätzlich zuzüglich Verpackung, Handling und Versandkosten. Wird verkaufte Ware nach Vertragsabschluss aber vor Ablieferung, mit Preisbindung, erhöhten/zusätzlichen Steuern, Zöllen, sonstigen Abgaben oder Belastungen belegt, sind wir vom Tage des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen an berechtigt, den Preis entsprechend anzuhöhen oder vom Vertrag zurückzutreten.

6. Zahlung

6.1 Mangels anderweitiger Vereinbarungen haben Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Rechnung ohne jeden Abzug auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu erfolgen.

6.2 Ersatzteil-Lieferungen und Reparaturrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug zahlbar.

6.3 Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Die mit der Einlösung der Schecks und Wechsel verbundenen Kosten hat uns der Kunde zu ersetzen. Gutschriften über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.4 Ist der Kunde in Verzug, so werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden oder weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

6.5 Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne daß es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.6 Für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland gilt als ausdrücklich vereinbart, daß alle Kosten der Rechtsverfolgung durch uns im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, bis zur Höhe der gesetzlich zulässigen Gebühren, zu Lasten des Kunden gehen.

6.7 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte können vom Kunden nur ausgeübt werden, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

6.8 Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.

7. Lieferzeit, Teillieferungen, Höhere Gewalt

Waren, die an Lager vorrätig sind, werden innerhalb von 72 Stunden, ausgenommen Wochenenden und Feiertagen, an Sie ausgeliefert. Für Waren, die nicht an Lager sind, bemühen wir uns um eine schnellstmögliche Lieferung. Die Lieferzeiten werden mit der Zustellung der Auftragsbestätigung bekannt gegeben. Werden sie um mehr als 4 Wochen überschritten, kann der Kunde die Lieferung anmahnen und eine angemessene Nachfrist setzen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für den Kunden fallen dadurch keinerlei Mehrkosten an.

Fälle höherer Gewalt, die uns, unsere Zulieferer oder eine von uns mit der Vertragsabwicklung betraute Gesellschaft an der Vertragserfüllung hindern, entbinden uns bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Vertragserfüllung. Soweit diese Ereignisse hinsichtlich unserer Verpflichtungen erheblich sind und von uns nicht, auch nicht im Hinblick auf die Auswahl unserer Lieferanten oder Vertriebspartner, verschuldet sind, gelten den Fällen höherer Gewalt gleichgestellt:

7.1 Arbeitsstreik, bei Ausbleiben einer genügenden Versorgung mit Waren seitens der Zulieferer

7.2 Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten.

7.3 Schadensersatzansprüche des Kunden sind in den Fällen höherer Gewalt ausgeschlossen.

8. Versand, Transportschäden, Annahmeverzug

Der Versand der Ware erfolgt in der Schweiz und in Europa durch die Schweizerische Post, Bahn, Kuriengesellschaft und Spediteure. Ist bei der Anlieferung der Ware ein Schaden (Verlust oder Substanzbeschädigung) erkennbar, so hat der Kunde dies sofort unter Angaben allgemeiner Art dem Überbringer (Frachtführer) mitzuteilen und in der zu unterzeichnenden Empfangsbescheinigung festzuhalten. In diesem Fall ist der Kunde zur Annahmeverweigerung berechtigt. Ausserlich nicht erkennbare Schäden hat der Kunde dem Lieferanten unverzüglich, jedoch spätestens 6 Tage nach der Ablieferung, schriftlich mitzuteilen. Die handelsrechtlichen Untersuchungs- und Rügepflichten uns gegenüber bleiben hiervon unberührt. Bei Annahmeverzug des Kunden können wir unbeschadet sonstiger Rechte ab der dritten Woche Lagergeld in Höhe von 5% des Rechnungsbetrages pro angefangenen Monat berechnen. Unwesentliche Mängel lassen die Abnahmepflicht nicht entfallen.

9. Zölle

Bei Wareneinfuhren in Länder ausserhalb der Schweiz können Einfuhrabgaben anfallen, die der Kunde zu tragen hat. Diese variieren in verschiedenen Zollgebieten. Der Kunde ist für die ordnungsgemässe Abfuhr der notwendigen Zölle und Gebühren verantwortlich. Einfuhrabgaben sind keine Versandkosten.

10. Recht auf Widerruf, Rückgaberecht

Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Ware beim bestimmungsgemässen Empfänger eingegangen ist, ohne Angabe von Gründen schriftlich, oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Bei Internet-Geschäften, d.h. Bestellungen mittels Internet und nur bei diesen, gewähren wir ein Rückgaberecht innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware. Das Rückgaberecht besteht ausschliesslich für Waren, die originalverpackt und absolut neuwertig, unbenutzt und unbeschädigt an

den Versender zurückgesandt werden.

11. Warenrücksendungen

Warenrücksendungen ohne Rücksendegenehmigung und ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen werden mit 80%, bei Internet-Geschäften 100% des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind speziell eingekaufte Artikel, Sonderanfertigungen, Hygieneartikel, gefüllte Batterien. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle, Liftsysteme, Pflegebetten, Hilfsmittel (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle etc.). Das Transportrisiko trägt der Versender. Der allfällig bereits bezahlte Rechnungsbetrag wird dem Kunden umgehend auf dessen Konto (abzüglich Versandkosten und Wiedereinlagerungsgebühr von 20%) überwiesen. Senden Sie Rücksendungen immer ausreichend frankiert und legen Sie die Originalrechnung (Lieferschein) der Rücksendung bei. Unfrankiert gesandte Rücksendungen können nicht angenommen werden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Ihnen die dafür anfallenden Mehrkosten zu berechnen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden!

12. Datenschutz

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter strikter Beachtung der geltenden Bestimmungen gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie Dritte, zur Bestellabwicklung eingeschaltete Unternehmen, weiter gegeben. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Der Kunde kann diese Daten jederzeit löschen lassen, indem er eine e-Mail an Strack AG schickt und die Löschung der Daten verlangt.

13. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung/Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Unterlässt der Kunde diese Informationen oder gibt er von vornherein nicht korrekte Daten an, insbesondere eine falsche e-Mail Adresse, so kann der Anbieter, soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird dann schriftlich erklärt, soweit ihm das, bedingt durch falsche Angaben des Kunden, möglich ist.

14. Eigentumsvorbehalt, Rücktritt

Bis zur vollständigen Begleichung unserer Forderungen bleibt die Ware Eigentum von Strack AG. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsabschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten.

Für den Fall, dass ein Lieferant von uns trotz vertraglicher Verpflichtung die bestellte Ware nicht mehr liefert und dies zu einem von uns unverschuldeten, nicht nur vorübergehenden Leistungshindernis führt, sind wir zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

15. Sonstiges

Für allfällig angehende Partnerfirmen können Muster gegen Festrechnung geliefert werden. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Zusendungen von technischen Datenblättern, Bilddateien und Ursprungszeugnissen werden in Rechnung gestellt.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, salvatorische Klausel

16.1 Erfüllungsort ist Schaffhausen

16.2 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Schaffhausen, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

16.3 Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechtes, auch wenn aus dem Ausland bestellt oder ins Ausland geliefert wird.

16.4 Sind aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder unverbindlich, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

17. Anschrift

Strack AG, Ebnatstrasse 125, CH-8200 Schaffhausen
Änderungen der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, Preisänderungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand: 01.Januar 2022

strack

Patienten-
und Pflegebedarf



SWISS MEDTECH

www.strack.ch
info@strack.ch

Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen