

# FREISTEHBARREN

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose und Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig. Die spezielle Konstruktion des

Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen. Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund gerollt werden.



## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen:

Breite:	77,5 cm
Länge:	112 cm
Höhe:	100 cm
Gewicht:	65 kg

### elektr. Gurtaufrollvorrichtung:

Spannung:	230 V
Gewicht:	15 kg

### minimale Körpergröße:


140 cm

### Hebevermögen:

zulässiges Patientengewicht bis 150 kg

**Ausstattungsbeispiel**

mit Rädern hinten und vorn, lenk- und bremsbar  
Art.-Nr. 02.029.00.000




**elektrische Gurtaufrollvorrichtung**  
mit Patientenhaltung (Standardausstattung)



**Kniepelottenhalterung**  
tiefen-, höhen- und seitenverstellbar (Standardausstattung)



**Kniepolster**  
 stufenlos winkelverstellbar  
 Art.-Nr. 02.054.00.000



**Tischrand**  
 für Tisch mit Ausschnitt, Ecken offen  
 Art.-Nr. 02.024.00.000



**Haltestange mit Pelotten**  
 Art.-Nr. 02.010.00.000



**Fußplatte mit Fersenklettbandern**  
 Art.-Nr. 02.017.00.000



**Oberkörperpelotte**  
 Art.-Nr. 02.068.00.000