


Kombitische / Tables polyvalentes



- Einstellung im 10°-Raster
- *ajustement tous les 10°*



- neue Verbindungstechnik
- *nouvelle technique d'assemblage*

Kombitische von TRIGO halten, was sie versprechen!

- stabile Ausführung aus Vierkantstahlrohren
- Abschwenken der Tischplatte im 10° Raster - kein unbeabsichtigtes Kippen!
- hohe Belastbarkeit bis 20 kg
- robuste Oberflächenbehandlung (pulverbeschichtet oder verchromt)
- auch Sonderkonstruktionen auf Anfrage erhältlich
- **vertiefte Unterschiebehöhe dank neuer Verbindungstechnik**

Les tables polyvalentes TRIGO sont imbattables !

- *configuration solide en tubes d'acier carrés*
- *orientation du plateau tous les 10° - pas de basculement involontaire !*
- *capacité de charge élevée, jusqu'à 20 kg*
- *recouverts d'un traitement de surface robuste (revêtement par poudrage ou chromé)*
- *configurations spéciales sur demande*
- ***hauteur du pied encore moins importante grâce à une nouvelle technique d'assemblage***

TRIGO

Modell Standard / *modèle standard*



Unterbau:	schwarz pulverbeschichtet, mit ein oder zwei mittels Flügelschraube leicht abnehmbaren Querfüssen
Auszugsteil:	verchromt, höhenverstellbar von 61 - 93 cm
Tischplatte:	kunstharzbelegt mit Holzmaserung. Grösse: 77 x 40 cm Längskanten aus Aluminiumprofil natureloxiert, 7 mm überstehend, schmalseitig mit 2 mm ABS-Kante Holzimitat Neigung der Tischplatte: beidseitig 90 ° im Raster von 10 °
Doppelrollen:	mit weicher Gummi-Laufläche, grau/schwarz mit Stopp
Grösse zerlegt:	77 x 7 x 81 cm (LxBxH)
Unterschiebehöhe Fuss:	9.5 cm
Max. Tragkraft:	20 kg

Ossature en tubes d'acier:	<i>revêtement par poudrage noir, avec un ou deux* pieds transversal(aux) facilement rabattable(s) par le biais d'une vis à ailettes</i>
Partie coulissante:	<i>chromé, hauteur ajustable de 61 à 93 cm</i>
Plateau:	<i>stratifié résine synthétique, décor bois avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium anodisées naturel sur la longueur, en ABS 2 mm imitation bois sur la largeur dimension: 77 x 40 cm</i>
Inclinaison:	<i>plateau inclinable des deux côtés à 90 ° en trame de 10 °</i>
Roulettes:	<i>plastique à double guidage, avec surface de roulement souple, avec arrêt.</i>
Dimensions table rabattue:	<i>77 x 7 x 81 cm (LxPxH)</i>
Hauteur du piètement:	<i>9.5 cm (passage sous meuble)</i>
Charge max:	<i>20 kg</i>



Unterbau:	in RAL 9006 weissaluminium pulverbeschichtet oder verchromt , mittels Flügelschraube leicht abnehmbarer Querfuss
Auszugsteil:	verchromt, höhenverstellbar von 73 105 cm
Tischplatte:	kunstharzbelegt uni-hellgrau. Grösse: 77 x 40 cm Längskanten aus Aluminiumprofil natureloxiert, 7 mm überstehend Schmalseitig mit 2 mm ABS-Kante hellgrau Neigung der Tischplatte: beidseitig 90 ° im Raster von 10 °
Doppelrollen:	mit weicher Gummi-Laufläche, grau/schwarz 1x ohne / 2x mit Stopp
Grösse zerlegt:	89 x 7 x 81 cm (LxBxH)
Unterschiebehöhe Fuss:	9.5 cm
Max. Tragkraft:	20 kg
Ossature en tubes d'acier:	revêtement par poudrage en RAL 9006 aluminium blanc ou chromé avec un pied transversal facilement ajustable par le biais d'une vis à ailettes chromé, hauteur ajustable de 73 à 105 cm
Partie coulissante:	stratifié résine synthétique, décor gris clair uniforme, avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium anodisées naturel sur la longueur, en ABS 2 mm gris clair sur la largeur
Plateau:	dimension: 77 x 40 cm
Inclinaison:	plateau inclinable des deux côtés à 90 ° en trame de 10 °
Roulettes:	plastique à double guidage, avec surface de roulement souple, 1x sans / 2x avec arrêt
Dimensions table rabattue:	89 x 7 x 81 cm (LxPxH)
Hauteur du piètement:	9.5 cm (passage sous meuble)
Charge max:	20 kg

Rollen Spital

Ersatzrollen zu Spital-Modell,
ohne und mit Stopp erhältlich

Roulettes Hôpital

*roulettes conçues pour le modèle Hôpital,
sans et avec frein-stop*



Rollen Standard

Ersatzrolle zu Standard-Modell
nur mit Stopp erhältlich

Roulettes Standard

*roulettes conçues pour le modèle standard
seulement avec frein-stop*



Speziell niedrige Rollen

Doppelrollen mit weicher Lauffläche,
passend zu allen Modellen
ohne und mit Stopp erhältlich
Unterschiedshöhe Tischfuss = 7,7 cm

Roulettes spéciales abaissées

*roulettes à double guidage, avec surface de
roulement souple, convenant à tous les modèles
sans et avec frein-stop
hauteur du piètement = 7,7 cm*



Griffe

- 1) Sterngriff* zur Höhenverstellung (M8x 15 mm)
*zur Tischblatтарыetierung (M8x 20 mm)
- 2) Flügelschraube für Querrussfixierung

Poignées

- 1) Poignée-Étoile* pour réglage haut. (M8x 15mm)
*pour l'orientation du plateau (M8x 20 mm)
- 2) Vis à ailettes pour fixation structure en L




Tischplatten

- zu Modell Standard (Holzdekor)
- zu Modell Spital (uni-hellgrau)

Plateau

- pour modèle standard (décor bois)
- pour modèle hôpital (décor gris clair uniforme)



Hersteller:

TRIGONORM AG
Lager- und Archiveinrichtungen
Moosbühlweg 2
3673 Linden
Tel. 031 770 21 21
www.trigo.ch / info@trigo.ch

Ihr Händler: