

360-0200
SQS MULTIFUNCTION TROLLEY FUNCTIONALITY
FUNCIONALIDAD CARRO MULTIFUNCIÓN SQS

Square static trolleys.
Dimensions 480 x 480 mm.
Adequate height, ergonomics: 980 mm
(work surface - floor).
Square drawers. Heights 57, 130 mm.
The work surface must be free.

Carros estáticos cuadrados.
Medidas 480 x 480 mm.
Altura adecuada, ergonomía: 980 mm
(superficie de trabajo - suelo).
Cajones cuadrados. Alturas 57, 130 mm.
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

SYRINGES

JERINGUILLAS

DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE

IDENTIFICATION

IDENTIFICACIÓN

ERGONOMIC HANDLE

ASA ERGONÓMICA

ERGONOMIC PEDAL

PEDAL ERGONÓMICO



ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

PROTECTION ON ALL 4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

DIVIDERS (Optional)

SEPARADORES (Opcional)



DMQ Height Altura 57 mm

DSQ Height Altura 130 mm

Q092 W.(6)CP