

360-0210 300 SERIES MULTIFUNCTION TROLLEY FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD CARRO MULTIFUNCIÓN SERIE 300

Simple static trolleys.
Dimensions 640 x 480 mm.
Adequate height, ergonomics: 980 mm
(work surface - floor).
600 x 400 mm ISO drawers. Heights 50, 100, 200 mm.
The work surface must be free.

Carros estáticos simples.
Medidas 640 x 480 mm.
Altura adecuada, ergonomía: 980 mm
(superficie de trabajo - suelo).
Cajones ISO 600 x 400 mm. Alturas 50, 100, 200 mm.
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- CONTENEDOR DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

ISO DRAWER DIVIDER SET
(Optional)
CONJUNTO SEPARADORES
CAJONES ISO (Opcional)



IDENTIFICATION
IDENTIFICACIÓN

3 GLOVE BOX
3 CAJAS DE
GUANTES

ERGONOMIC HANDLE
ASA ERGONÓMICA

ERGONOMIC PEDAL
PEDAL ERGONÓMICO

PROTECTION ON ALL 4 SIDES
PROTECCIÓN 4 LADOS

WASTE BIN
CUBO DESECHOS



3140 F