

**360-0270**

**SQM TREATMENT TROLLEY FUNCTIONALITY**

**FUNCIONALIDAD CARRO DE CURAS SQM**

Square extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.

Dimensions 480 x 480 mm.

Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).

Square drawers. Heights 57, 130 mm.

The work surface must be free.

Carros de alta movilidad cuadrados para uso en unidades de hospitalización.

Medidas 480 x 480 mm.

Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).

Cajones cuadrados. Alturas 57, 130 mm.

La superficie de trabajo debe quedar despejada.



**DIVIDERS (Optional)**  
**SEPARADORES (Opcional)**

**DMQ Height** Altura 57 mm  
**DSQ Height** Altura 130 mm

**ELEVATED PUSH HANDLE**

**TIRADOR ELEVADO**

**IDENTIFICATION**

**IDENTIFICACIÓN**

**3 GLOVE BOX**

**3 CAJAS DE GUANTES**

**ERGONOMIC HANDLE**

**ASA ERGONÓMICA**

**ERGONOMIC PEDAL**

**PEDAL ERGONÓMICO**

**PROTECTION ON ALL 4 SIDES**

**PROTECCIÓN 4 LADOS**

**- DISPOSABLE CONTAINER**  
**- ALCOHOL,**  
**CHLORHEXIDINE JARS**

**- CONTENEDOR DESECHABLE**  
**- BOTES ALCOHOL,**  
**CLORHEXIDINA**

**WASTE BIN**

**CUBO DESECHOS**



**Q106 W.(6)CO**