


360-0290

100 SERIES UNIT DOSE MEDICATION TROLLEY FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD CARRO DE MEDICACIÓN UNIDOSIS SERIE 100

Simple extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.
Dimensions 640 x 480 mm.
Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).
600 x 400 mm ISO drawers. Heights 50, 100, 200 mm.
The work surface must be free.

Carros de alta movilidad simples para uso en unidades de hospitalización.
Medidas 640 x 480 mm.
Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).
Cajones ISO 600 x 400 mm. Alturas 50, 100, 200 mm.
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

MEDICATION CONTAINER 3L
CONTENEDOR MEDICACIÓN 3L



SERUM PREPARATION

PREPARACIÓN DE SUEROS



PROTECTION ON ALL 4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

COMMON MATERIAL
PATIENTS DRAWER

CAJÓN MATERIAL
COMÚN PACIENTES

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE
GUANTES

SERUM, INFUSION,
PARACETAMOL DRAWER

CAJÓN SUEROS,
INFUSIÓN,
PARACETAMOL

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

KEY LOCKING

BLOQUEO DE LLAVE

- REMOVABLE CASSETTE
- INDIVIDUAL
OPENING
OF THE CONTAINER

- CASETE EXTRAÍBLE
- APERTURA
INDIVIDUAL
DEL CONTENEDOR

WASTE BIN

CUBO DESECHOS



1812 W