

Der Axxis Rücken

die gute Rückenschale zur individuellen Positionierung und für eine gute Sitzhaltung



Axxis Rücken

Die flexible Rückenlehne mit integrierten Seitenstützen passt sich optimal an die Krümmung der Wirbelsäule an und ermöglicht eine hervorragende seitliche Stabilisation.

Komfort – Die patentierte Axxis Produktlinie ist das Ergebnis von jahrelanger Forschung, die eine umfassende Anzahl an Möglichkeiten für eine gute Körperhaltung bietet.

Form – Mit den 4 vertikalen stufenlosverstellbaren Bändern kann der Rücken individuell eingestellt und optimal an die Anatomie angepasst werden.

Größen – Der Axxis Rücken ist in Breiten für Kinder bis Erwachsene und in verschiedenen Höhen erhältlich und kann als Box inkl. den

Montageblöcken und der V-Trak Original Halterung oder der V-Trak Lite Halterung bestellt werden. Die Montageblöcke können an jeden Rollstuhl montiert werden.

Zubehör – Das ganze Sortiment des V-Trak Zubehörs kann problemlos montiert werden. Durch das flexible Design kann aber auch Zubehör von anderen Herstellern montiert werden. Das gibt dem Versorger und dem Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Eingehen von Kompromissen wird weniger nötig und eine optimale Lösung wird möglich.



Einfache Montage




Halterung einlegen



Anpassung über V-Trak Original oder V-Lite Halterung



Profilanpassung mit 4 verstellbaren Bändern



Ermöglicht eine präzise symmetrische und asymmetrische Anpassung



Bei Lordose/ Kyphose im Lumbalbereich



Bei Kyphose im Thoraxbereich



Bei Beckenschiefstand



Bei leichter Skoliose



Mitwachsend



Alle Rollstuhltypen



Crash getestet ISO 16840



Schulungsvideo auf Englisch erhältlich



In der praktischen Box erhältlich

Größen

Rückenverlängerungen

	Art.-Nr.	Breite aussen	Breite innen	Höhe		Art. Nr.	Breite	Höhe	
	AXR-S	26 – 33 cm	24 – 30 cm	21 cm			BKXT-M	27 cm	17 cm
	AXR-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	30 cm					
	AXR-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	30 cm					
	AXR-XL	41 – 50 cm	35 – 43 cm	30 cm					
	AXS-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	40 cm			BKXT-L	33 cm	21 cm
	AXS-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	40 cm					
	AXS-XL	41 – 50 cm	35 – 43 cm	40 cm					
	AXH-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	61 cm					
	AXH-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	61 cm					
AXH-XL	41 – 50 cm	35 – 43 cm	61 cm						

In Verbindung mit der V-Trak Original oder der V-Trak Lite Halterung ist der Rücken einfach wegnehmbar.