

Venus 4 Sport AIR

Scooter 4 - Rad

Kleines 4-Rad-Elektromobil, sehr leicht und mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeuge zerlegbar in 5 Teile. Damit passt dieses Elektromobil auch in jeden Kofferraum. Die kompakte Bauweise macht den **Venus 4 Sport AIR** zu einem idealen Gefährten für die Nutzung im Innenbereich.





Standard

- LED-Beleuchtung vorne
- USB-Anschluss
- Batteriekasten einfach entnehmbar
- Armlehnen breitenverstellbar
- Einkaufskorb abnehmbar

Optionen

Der **Venus 4 Sport AIR** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

rot

Technische Informationen Venus 4 Sport AIR

■ Gesamtbreite	560 mm
■ Gesamthöhe	900 mm
■ Gesamtlänge	1060 mm
■ Sitzhöhe	520 - 570 mm
■ Wendekreis	2640 mm
■ Batterien	2x12V - 20 Ah

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **Venus 4 Sport AIR** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Reichweite	18 km
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Gesamtgewicht	56,3 kg
■ Belastbarkeit	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you