

 **DIETZ GROUP**

Hygiene mit Komfort —
made in Germany.



Bestmöglich selbstbestimmte Alltagshygiene — made in Germany.

Es ist die Atmosphäre persönlicher Intimität, die das Badezimmer für uns zu einem ganz besonderen Raum macht. Die Momente der Körperpflege, die ganz uns selbst gehören. DIETZ GROUP setzt sich dafür ein, diese Selbstbestimmtheit auch für Menschen aufrecht zu erhalten, die aufgrund körperlicher Einschränkungen eigentlich auf begleitende Hilfe bei der Alltagshygiene angewiesen sind.

Mit der Entwicklung intelligenter, bedarfsgerecht anpassbarer Hilfsmittel für Bad & WC – **komplett made in Germany** – unterstützen wir Dich dabei, Deine tägliche Körperpflege bestmöglich eigenständig zu verrichten.

Der Einsatz innovativer Materialien, wie die **antimikrobielle Produkttechnologie »B-protect«** gestalten den täglichen Schutz der Gesundheit für Dich noch einfacher und sicherer. Die hohe Wirksamkeit wurde in mehr als 2.000 Anwendungen erfolgreich durch unabhängige Institute nach ISO 22196 und ISO 21702 getestet. Das Resultat ist ein deutliches **Plus an Hygienesicherheit**.

Willkommen im Bad!

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad
REF W03006 | Stand 03/2025 V06



Achte auf dieses Siegel.

Es garantiert Dir
durch den Einsatz der
neuen Produkttechnologie
»B-protect« das
Plus an Hygienesicherheit.

Meine Formel für die optimale Hygiene.

Die neue **Produkttechnologie »B-protect«**. MADE IN GERMANY.

Sich gepflegt zu fühlen bedeutet, sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Mehr noch: Eine regelmäßige Körperhygiene trägt entscheidend dazu bei, die eigene Gesundheit zu schützen. Doch gerade im Badezimmer begünstigen eine erhöhte Raumtemperatur und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Entstehung gesundheitsschädlicher Bakterien.

Der Einsatz innovativer Materialien, wie die antimikrobielle **Produkttechnologie »B-protect«** gestalten den täglichen Schutz der Gesundheit für Dich einfacher.

Die spezielle Oberflächenbehandlung dieser Produkte vermindert signifikant die mikrobielle Belastung und das Wachstum schädlicher Bakterien, Mikroben und Pilze, wie sie z.B. durch MRSA und SARS-CoV-2 verursacht werden.

Der verwendete Wirkstoff ist ein Silberbiozid. Seine antimikrobielle Wirkung wurde in mehr als 2.000 Anwendungen erfolgreich durch unabhängige Institute nach ISO 22196 und ISO 21702 getestet. Das Resultat ist ein deutliches **Plus an Hygienesicherheit.**



**Wirksam gegen
MRSA und SARS-CoV-2**

Additive verringern deutlich
die Belastung der Produktoberfläche
mit MRSA oder SARS-CoV-2



**Hohe
Effizienz**


Nach 24 Stunden
Reduktion von
> 99 % der Krankheitserreger



**Hygienische
Langzeit-Wirkung**

»B-protect« bleibt über
die gesamte Nutzungsdauer
eines Produkts wirksam

KANJO Badewannenlifter



Optimale Hygiene – wohltuende Entspannung.

Ein Bad in der Badewanne zu nehmen bedeutet für viele Menschen wohltuende Körperpflege und Entspannung. Personen mit körperlichen Einschränkungen fällt das Ein- und Aussteigen jedoch oft schwer.

Mit dem »KANJO« Badewannenlifter wird das Bad wieder zu einem entspannten Wohlfühlmoment. Die standardmäßig vorhandenen Seitenklappen erleichtern den Ein- und Ausstieg. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen sowie die wahlweise ergänzenden Sitzbezüge garantieren eine bestmöglich komfortable Ruheposition.

KANJO Badewannenlifter

Maximaler Komfort in mehreren Varianten.

Der »KANJO« wird in der Leistungsklasse »Eco« oder, mit deutlich mehr Leistung, als »Power« angeboten.

Außerdem ist der Badewannenlifter mit der antimikrobiellen **»B-protect« Produkttechnologie** oder als XL-Variante mit einer Belastbarkeit bis 170 kg erhältlich.

Handsteuerung »Power«

- 4-Zellen-Lithium-Ionen
- Schnellladetechnologie (1 h Ladezeit)
- Höchste Kapazität: 7 Zyklen bei 140 kg
- Ultimative Schaltnetzteiltechnologie
- Fahrgeschwindigkeit: 30–40 % höher als vergleichbare Modelle



Drehhilfen

Der Drehteller wird einfach auf den Sitz des Badewannenlifters gelegt. Man nimmt von außerhalb der Badewanne die Sitzposition ein, hebt die Beine an und senkt sie nach einer Drehung bequem in die Wanne und wieder zurück.

Produkteigenschaften


- Bezug Blau
- Durchmesser 320 mm
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht 1,1 kg

Dreh- und Übersetzhilfen


Der Drehteller gleitet bei dieser Dreh- und Übersetzhilfe auf einer flexiblen Transferschiene zwischen Badewannenrand und Badewannenlifter, was das Einsteigen in die Wanne nochmals einfacher und sicherer macht.

Produkteigenschaften

- Bezug Blau
- Länge x Breite: 411 x 320 mm
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht 1,3 kg



TAYO Duschstuhl und -hocker



Intelligente Formgebung für maximale Flexibilität.

Die neuen Duschhocker und Duschstühle der Serie »TAYO« überzeugen gleich durch eine ganze Reihe von durchdacht gestalteten Eigenschaften: Das modulare Stecksystem erlaubt eine einzigartig flexible Anpassbarkeit. Duschhocker und -stuhl lassen sich bedarfsgerecht durch Armlehnen ergänzen.

Durch einfaches Umstecken kann der Hygieneausschnitt wahlweise nach vorn oder nach hinten ausgerichtet werden. Bestmöglichen Komfort während der Anwendung schaffen zudem die optionalen Sitzpads und Abdeckkappen für nicht verwendete Aussparungen.



TAYO Duschstuhl und -hocker

Kompakte Abmessungen.

Sämtliche Modelle der Serie »TAYO« sind mit baugleichen Beinen ausgestattet. Die innovativ geformten Gummifüße sind platzsparend nach innen ausgerichtet – das gewährleistet kompakte Außenabmessungen für das optimale Platzieren des Duschstuhls oder -hockers bei gleichzeitig erhöhter Rutschsicherheit.

Die speziell entwickelte schmutz- und wasserabweisende Softtouch-Oberflächenstruktur erleichtert die Reinigung und bietet den Anwendern einen sicheren Halt.

Optimale Bewegungsfreiheit.

Die stabile, sich nach oben hin verjüngende Rückenlehne gewährleistet sicheren Halt und zugleich optimale Bewegungsfreiheit für die Körperpflege im Schulter- und Achselbereich.

Höchster Sitzkomfort.

Die ergonomisch geformten Armlehnen garantieren großzügige Beinfreiheit. Weiche Abrundungen sorgen für höchsten Sitzkomfort.



Hautfreundliches **Sitzpolster** mit einer Aussparung, über die das Wasser leicht abfließen kann.



Abdeckkappen, 2er-Set zur formschlüssigen Abdeckung nicht benötigter Aussparungen in der Sitzfläche.



TAYO B-protect Duschstuhl



TAYO Duschstuhl mit Armlehnen




TAYO Duschhocker mit Armlehnen



TAYO Duschhocker

TAYO Duschhocker, rund und dreieckig



Die »TAYO« Duschhocker – platzsparend und komfortabel.

Die neuen Duschhocker »TAYO« rund oder dreieckig überzeugen durch ein platzsparendes Design und bieten einen vielseitigen Einsatz auch in kleineren Duschen. Die Standbeine lassen sich leicht montieren und können zudem auf Deine gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden. Die Duschhocker sind so eine zuverlässige Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene.



TAYO Duschhocker, dreieckig

Kompakt und platzsparend.

Abgestimmt auf die ergonomischen Anforderungen vermittelt der »TAYO« Duschhocker mit Sattelsitz höchsten Komfort bei einem sehr kompakten Maß. Der sowohl vorne oder hinten verwendbare Hygieneausschnitt erleichtert die tägliche Körperpflege. Gerade in kleinen Bädern ist dieser Duschhocker mit seinen geringen Maßen ideal geeignet.

Produkteigenschaften

- Softtouch-Oberfläche, angenehm für die Haut und leicht zu reinigen
- Sattelsitz mit großzügigem Hygieneausschnitt
- Stabile Beine aus Aluminium
- Von 450 bis 600 mm in sieben Stufen höhenverstellbar
- Sicherer Stand durch große, platzsparend nach innen geformte Gummifüße



TAYO B-protect Duschhocker



TAYO Duschhocker

TAYO Duschhocker, rund

Der Allrounder mit oder ohne Drehteller.

Kompaktes Maß, hochechter Stand: Der »TAYO« Duschhocker rund ist eine zuverlässige, stabile Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene.

Wahlweise mit einem Drehteller für mehr Beweglichkeit bei kleinem Radius und inklusive dem gepolsterten Sitzpad für mehr Sitzkomfort.

Produkteigenschaften

- Softtouch-Oberfläche, angenehm für die Haut und leicht zu reinigen
- Stabile Beine aus Aluminium
- Von 450 bis 600 mm in sieben Stufen höhenverstellbar
- Sicherer Stand durch große, platzsparend nach innen geformte Gummifüße



TAYO B-protect
Duschhocker



TAYO B-protect
Duschhocker mit Drehteller




TAYO
Duschhocker



TAYO Duschhocker
mit Drehteller

SmartFix Toilettensitzerhöhung



Höheneinstellung vorn mit anti-rutsch-beschichteten Riegeln



Aufnahmebrücke, die über die beiden **roten Riegel** (Höheneinstellung hinten) die Toilettensitzerhöhung stabil mit der Keramik verbindet

Maximales Vertrauen für den persönlichen Gesundheitsschutz.

Eine sorgfältige Körperhygiene ist ein wichtiger Baustein für den persönlichen Gesundheitsschutz. Die fest montierte Toilettensitzerhöhung »SmartFix« gibt älteren oder mobil eingeschränkten Menschen ein sehr sicheres und komfortables Sitzgefühl zurück. Ein Erlebnis, das Vertrauen schafft – und so den Erhalt der Autonomie in der Alltagshygiene fördert.



SmartFix Toilettensitzerhöhung

Optimale Hygiene mit hohem Komfort.

Diese Toilettensitzerhöhung ist ideal für eine dauerhafte und stabile Anbringung auf dem Spül-WC. Dreifach in der Höhe verstellbar und mit den abschwengbaren Armlehnen bietet sie die individuelle Unterstützung.

Produkteigenschaften

- Einfache Schnellmontage von oben
- Geeignet für alle üblichen WCs – insbesondere auch bei einer geschlossenen Form der Keramik
- Erhöhung um 80, 120 oder 150 mm
- Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten
- Max. Benutzergewicht 120 kg
- Hohe Sicherheit durch abklappbare Armlehnen



Relaxon Toilettensitzerhöhung

Die reisetaugliche Toilettensitzerhöhung.

Flexible Sicherheit: Die »Relaxon« Toilettensitzerhöhungen bieten höchsten Sitzkomfort bei einer sehr einfachen Montage. So musst Du auch auf Ihren Reisen nicht auf die gewohnte Sicherheit bei der Alltagshygiene verzichten.

Produkteigenschaften

- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Für alle handelsüblichen WC-Becken
- Max. Benutzergewicht 200 kg
- Erhöht die Toilette um 100 mm





	KANJO B-protect	KANJO XL	KANJO Power/Eco
HMV-Nr.	04.40.01.0060	04.40.01.0065	04.40.01.0060
Farbe	Weiß/Aquamarin	Weiß/Blau	Weiß (Optional: Bezug Blau)
Sitzbreite (mm)	375 / 710 (mit Seitenklappen)	375 / 710 (mit Seitenklappen)	375 / 710 (mit Seitenklappen)
Sitztiefe (mm)	500	500	500
Sitzhöhe (mm)	65-455	65-455	65-455
Rückenbreite (mm)	350	350	350
Rückenhöhe (mm)	680	680	680
Standfläche L x B (mm)	530 x 220	530 x 220	530 x 220
Max. Belastbarkeit (kg)	140	170	140
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,9	11,5	10,8
REF	750/30	750/70	750/50 (Power), 750/51 (Eco)



	TAYO B-protect Duschhocker	TAYO B-protect Duschhocker	TAYO Duschhocker	TAYO Duschhocker
Ausführung	rund	rund, mit Drehteller&Sitzpad	rund	rund, mit Drehteller&Sitzpad
Farbe	Lichtgrau / Schwarz	Lichtgrau / Schwarz	Weiß / Silber matt	Weiß / Silber matt
Sitzbreite (mm)	320	320	320	320
Sitztiefe (mm)	320	320	320	320
Sitzhöhe (mm)	440-590	450-600	440-590	450-600
Gesamtmaße B x L (mm)	440 - 470 x 440 - 470	440 - 470 x 440 - 470	440 - 470 x 440 - 470	440 - 470 x 440 - 470
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	130	130
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7
REF	430116	430117	430106	430107

--	--	--	--	--



Adaptiv-Rollstühle & Manuelle Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren & Gehhilfen

Bad & WC

XL-, XXL-Produkte & Sonderanfertigungen (MTO)

