

Bobby Evo

Transportrollstuhl

Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl,
sehr einfach und klein.

Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus
bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht,
einfach zu falten, klein zum Verstauen mit abnehmbaren
Armlehnen für einen einfachen Transfer.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale

- Gepolsterte Rücken- und Sitzbezüge
- Aufbewahrungstasche an der Rückseite der Rückenlehne
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen mit Kleiderschutz
- Faltbar (einfacher Transport möglich)
- Gepolsterte Armlehnen
- Ergonomische Schiebegriffe zum Schieben des Rollstuhls
- Begleitpersonenbremse
- Benutzerbremse mit langem Griff
- Aufklappbare Fussplatten, ausklappbare Fussstützen, abnehmbar
- Sicherheitsgurt

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Bobby Evo** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	460 - 490 - 550 mm
■ Gesamthöhe	900 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ gefaltet	260 mm
■ Sitzbreite	390 - 420 - 480 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm

■ Sitzhöhe	490 mm
■ Höhe Rücken	440 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Gewicht	12,25 * kg
■ Maximales Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Konfiguration mit B03 Armlehne
Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you