



Pos. Artikel Bezeichnung



-  Pearl Orange
-  Olive Grün
-  Matt Gold
-  Cool Grau
-  Burgundy Rot
-  Arctic Grün

1

**Kuarz XD**






Kuarz ist ein moderner Elektroscooter, der auf Komfort, Sicherheit und Stil ausgelegt ist. Er verfügt über eine Vollfederung, ein fortschrittliches LED Beleuchtungssystem, einen eleganten, verstellbaren Sitz und ein übersichtliches LCD-Display mit USB-Ladeanschluss. Mit einfachen Bedienelementen, einer zuverlässigen Batterieanzeige und einer Auswahl an trendigen Farben bietet Kuarz ein angenehmes und zuverlässiges Fahrerlebnis.

Serienmässig Rückfahrkamera, XD-Version (mehr Leistung), Felgen in Rahmenfarbe, Frontkorb

- Länge: 1505 mm
- Breite: 680 mm
- Höhe: 1345 - 1395 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzbreite 525 mm
- Sitzhöhe: 480 - 530 mm
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Batterien: 2 x 12V - 80AH (auslaufsichere AGM)
- Motorleistung: 750 Watt
- Reichweite: ca. 45 km
- Neigungssicherheit: 16.8%
- Gesamtgewicht: 162 kg
- Belastbarkeit: 150 kg
- Farben: siehe oben

**Spezifikation:**

Farbe	Artikel-Nummer
arctic grün	5148473
cool grau	5148475
matt gold	5148474
olive grün	5148476
pearl orange	5148477
burgundy rot	5148478

Pos.	Artikel	Bezeichnung		
<b>KUARZ XD</b>				
<b>Zubehör:</b>				
1	1923478	Transportbox		
2	1923480	Gehstockhalter		
3	1923476	Rollatorhalter für Modell 286 nicht kombinierbar mit Gehstockhalter, Transportbox und Movo-Dach		
4	1923477	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren Quadri Light / Quava nicht kombinierbar mit Gehstockhalter, Transportbox und Movo-Dach		
5	1919008	MOVO Wetterdach		
6	1924085	Abdeckhaube schwarz	