




Baxter

LEITFADEN
ZUR AUSWAHL
VON HEBEGURTEN
UND ZUBEHÖR

REPO SHEET POSITIONIERUNGSHILFE[†]

VORGESEHEN FÜR DEN EINSATZ MIT **MULTIRALL, LIKORALL, LIKOGUARD** DECKENLIFTER UND **GOLVO, VIKING, UNO 102, M220 UND M230** MOBILE LIFTER.

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN [†]	GRÖSSE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.:
	Bis zu 200 kg (440 lb)	Short (20 pro Karton)	110 x 180 cm (43" x 71")	36871003-2
Solo Repo Sheet – Lösung für den Ein-Patienten-Gebrauch (Generous: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle. Short: 62 % Polyester, 38 % Baumwolle) *patientenspezifisch*	Bis zu 300 kg (660 lb)	Generous (8 pro Karton)	130 x 215 cm (51" x 85")	36871004-8
	Bis zu 200 kg (440 lb)	Regular	135 x 255 cm (53" x 100")	3687701
Repo Sheet (Polyester)	200–500 kg (440–1100 lb)	Ultra	145 x 255 cm (57" x 100")	3687702
	Bis zu 200 kg (440 lb)	Regular	135 x 255 cm (53" x 100")	3687301
Repo Sheet (Polyesternetz)	200–500 kg (440–1100 lb)	Ultra	145 x 255 cm (57" x 100")	3687302

KLINISCHE ANWENDUNGEN



SITZHEBEGURTE†

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN‡	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST
Solo HighBack Sling Mod. 25 (MS, M und L: 48 % Polypropylen, 48 % Polyester, 4 % Polyethylen. XL: 98% Polyester, 2% Polyethylen.) *patientenspezifisch*	30–50 kg (66–110 lb)	M-Slim (20 Stück/Karton)	3525911-2	 200 kg (440 lb)
	40–80 kg (88–176 lb)	M (20 Stück/Karton)	3525915-2	
	70–120 kg (154–265 lb)	L (20 Stück/Karton)	3525916-2	
	110–250 kg (243–551 lb) mit max. 500 kg (1100 lb)	XL (8 Stück/Karton)	3525917-2	
Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 (Polyester, verstärkte Bein- und Rückenstützen)	30–50 kg (66–110 lb)	M-Slim	3526111	 200 kg (440 lb)
	40–80 kg (88–176 lb)	M	3526115	
	70–120 kg (154–264 lb)	L	3526116	
	110–250 kg (242–550 lb)	XL	3526117	
	> 200 kg (440 lb) mit max. 500 kg (1100 lb)	XXL	3526118	
Original HighBack Sling, Mod. 200 (Polyester, mit Gürtel) * Art der Beinstütze	15–20 kg (33–44 lb)	XS	35200113 (verstärkt*)	 200 kg (440 lb)
			35200103 (standardmäßig*)	
			35200114 (verstärkt*)	
			35200104 (standardmäßig*)	
	20–30 kg (44–66 lb)	S		
	30–50 kg (66–110 lb)	M	35200105 (standardmäßig*)	
	40–80 kg (88–176 lb)	L	35200106 (standardmäßig*)	
	70 - 120 kg (154–264 lb)	XL	35200107 (standardmäßig*)	

FARBKENNZEICHNUNG FÜR HEBEGURTGRÖSSEN

Größenmarkierungen in verschiedenen Farben. Zur Unterstützung bei der Auswahl eines Hebegurts in optimaler Größe sind die Markierungen mittig am Rückenteil angebracht. Bei patientenspezifischen (Solo-)Hebegurten sind die Markierungen im Bereich der Außenkante angebracht.

GRÖSSE	FARBE	GEWICHT DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN	MAX. TRAGFÄHIGKEIT
XXL		200–xx kg (440–xx lb)	500 kg (1100 lb)
XL		110–250 kg (242–550 lb)	500 kg (1100 lb)
L		70–120 kg (154–264 lb)	200 kg (440 lb)
M		40–80 kg (88–176 lb)	200 kg (440 lb)
MS		30–50 kg (66–110 lb)	200 kg (440 lb)
S		20–30 kg (44–66 lb)	200 kg (440 lb)
XS		15–20 kg (33–44 lb)	200 kg (440 lb)



HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN‡	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST
Original HighBack Sling, Mod. 200 und 210 (Polyester, verstärkte Beinstützen)	30–50 kg (66–110 lb)	M-Slim	35210115	 200 kg (440 lb)
	40–80 kg (88–176 lb)	M	35200115	
	70–120 kg (154–264 lb)	L	35200116	
	110–250 kg (242–550 lb)	XL	35200117	
	> 200 kg (440 lb) mit max. 500 kg (1100 lb)	XXL	35200118	
UniversalSling, Mod. 000 (Polyester, verstärkte Beinstützen)	35–55 kg (77–121 lb)	S	35000114	 200 kg (440 lb)
	45–70 kg (99–154 lb)	M-Slim	35000111	
	60–90 kg (132–198 lb)	M	35000115	
	80–120 kg (176–264 lb)	L	35000116	
	110–250 kg (242–550 lb)	XL	35000117	
Original HighBack Sling, Mod. 200 (Polyesternetz, mit Gürtel) * Art der Beinstütze	15–20 kg (33–44 lb)	XS	35200313 (verstärkt*)	 200 kg (440 lb)
			35200303 (standardmäßig*)	
	20–30 kg (44–66 lb)	S	35200314US (verstärkt*)	
			35200304 (standardmäßig*)	
	30–50 kg (66–110 lb)	M	35200305 (standardmäßig*)	
	40–80 kg (88–176 lb)	L	35200306 (standardmäßig*)	
	70–120 kg (154–264 lb)	XL	35200307 (standardmäßig*)	

KLINISCHE ANWENDUNGEN



SITZHEBEGURTE†

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN*	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST	
Original HighBack Sling, Mod. 200/210 (Polyesternetz, verstärkte Beinstützen)	30–50 kg (66–110 lb)	M-Slim	35210315	200 kg (440 lb)	
	40–80 kg (88–176 lb)	M	35200315US		
	70–120 kg (154–264 lb)	L	35200316US		
	110–250 kg (242–550 lb)	XL	35200117	500 kg (1100 lb)	
Original HighBack Sling, Mod. 200/210 Kunststoffbeschichtetes Netz (abwischbar), mit Gürtel	15–20 kg (33–44 lb)	XS	35200403	200 kg (440 lb)	
	20–30 kg (44–66 lb)	S	35200404		
Original HighBack Sling, Mod. 200/210 Kunststoffbeschichtetes Netz (abwischbar)	30–50 kg (66–110 lb)	M-Slim	35210405	200 kg (440 lb)	
	40–80 kg (88–176 lb)	M	35200405		
	70–120 kg (154–264 lb)	L	35200406		
	110–250 kg (242–550 lb)	XL	35200407	500 kg (1100 lb)	
	> 200 kg (440 lb) mit max. 500 kg (1100 lb)	XXL	35200418		
UniversalSling, Mod. 000 (Polyesternetz, verstärkte Beinstützen)	35–55 kg (77–121 lb)	S	35000314	200 kg (440 lb)	
	45–70 kg (99–154 lb)	M-Slim	35000311		
	60–90 kg (132–198 lb)	M	35000315		
	80–120 kg (176–264 lb)	L	35000316		
	110–250 kg (242–551 lb)	XL	35000317	300 kg (660 lb)	
UniversalSling, Mod. 000 Kunststoffbeschichtetes Netz (abwischbar)	35–55 kg (77–121 lb)	S	35000404	200 kg (440 lb)	
	60–90 kg (132–198 lb)	M	35000405		
	80–120 kg (176–264 lb)	L	35000406		
	110–250 kg (242–551 lb)	XL	35000407	300 kg (660 lb)	
SilhouetteSling, Mod. 22 (Polyesternetz)	20–28 kg (44–62 lb)	XS	3522603	200 kg (440 lb)	
	25–50 kg (55–110 lb)	S	3522604		
	45–75 kg (99–165 lb)	M	3522605		
	65–100 kg (143–220 lb)	L	3522306		
Amputee HighBack Sling, Mod. 75 (Polyesternetz)	40–60 kg (88–132 lb)	M	3575315	200 kg (440 lb)	

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN [†]	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST	
Amputee HighBack Sling, Mod. 75 (Polyester)	40 kg (88 lb)	S	3575114	200 kg (440 lb)	
	40–60 kg (88–132 lb)	M	3575115		
	60–80 kg (132–176 lb)	L	3575116		
	> 70 kg (> 154 lb)	XL	3575117		
ComfortSling Plus, Mod. 300 (Polyesternetz)	25–50 kg (55–110 lb)	S	35300304	200 kg (440 lb)	
	40–80 kg (88–176 lb)	M	35300305		
	70–110 kg (154–243 lb)	L	35300306		
	> 100 kg (> 220 lb)	XL	35300307		
ComfortSling Plus Hoch, Mod. 350 (Polyesternetz)	25–50 kg (55–110 lb)	S	35350304	200 kg (440 lb)	
	40–80 kg (88–176 lb)	M	35350305		
	70–110 kg (154–243 lb)	L	35350306		
	> 100 kg (> 220 lb)	XL	35350307		
HygieneSling with Belt, Mod. 41 (Polyester, verstärkte Beinstützen)	30 kg (66 lb)	XS	3541133	200 kg (440 lb)	
	25–50 kg (55–110 lb)	S	3541134		
	40–90 kg (88–198 lb)	M	3541135		
	80–120 kg (176–264 lb)	L	3541136		
HygieneSling with SafetyBelt, Mod. 45 (Polyester, verstärkte Beinstützen)	> 100 kg (> 220 lb)	XL	3541137	300 kg (660 lb)	
	25–50 kg (55–110 lb)	S	3545134	200 kg (440 lb)	
	40–90 kg (88–198 lb)	M	3545135		
	80–120 kg (176–264 lb)	L	3545136		
HygieneVest HighBack Hebegurt, Mod. 55 (Polyester, verstärkte Beinstützen)	> 100 kg (> 220 lb)	XL	3545137	300 kg (660 lb)	
	20 kg (44 lb)	XXS	3555112	200 kg (440 lb)	
	20–40 kg (44–88 lb)	XS	3555113		
	30–60 kg (66–132 lb)	S	3555114		
	50–80 kg (110–176 lb)	M	3555115		
	70–100 kg (154–220 lb)	L	3555116		
UltraSling, Mod. 06 (Polyester)	90–130 kg (198–286 lb)	XL	3555117	300 kg (660 lb)	
	> 200 kg (440 lb) mit max. 500 kg (1100 lb)	Regular	3506115	500 kg (1100 lb)	

MASTERVEST, LIFTPANTS UND ULTRA LIFTPANTS[†]

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN*	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST	
MasterVest Mod. 60 (Polyester) *Rückenverschluss*	20–40 kg (44–88 lb)	XS	3560113	200 kg (440 lb)	 
	40–60 kg (88–132 lb)	S	3560114		
	60–80 kg (132–176 lb)	M	3560115		
	80–100 kg (176–220 lb)	L	3560116	300 kg (660 lb)	
	100–130 kg (220–286 lb)	XL	3560117		
	120–300 kg (264–660 lb)	XXL	3560118		
MasterVest Mod. 64 (Polyester) *Vorderverschluss mit Schnallen*	40–60 kg (88–132 lb)	S	3564114	200 kg (440 lb)	 
	60–80 kg (132–176 lb)	M	3564115		
	80–100 kg (176–220 lb)	L	3564116		
	100–130 kg (220–286 lb)	XL	3564117		
	120–200 kg (264–440 lb)	XXL	3564118		

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN*	GRÖSSE	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST
LiftPants Mod. 92 (Außen: Polyesternetz innen: Polyesterauskleidung)	20–50 kg (44–110 lb)	120–160 cm (47–63")	S	3592324	
	50–85 kg (110–187 lb)	160–180 cm (63–71")	M	3592325	
	70–120 kg (154–264 lb)	170–200 cm (67–79")	L	3592326	
	100–500 kg (220–1100 lb)	170–210 cm (67–83")	XL	3592327	

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN*	GRÖSSE	TAILLENUMFANG	GRÖSSE	ART.-NR.:	SICHERE ARBEITSLAST
Ultra LiftPants Mod. 920 (Außen: Polyesternetz innen: Polyesterauskleidung)	200–500 kg (440–1100 lb)	170–210 cm (67–83")	185–260 cm (73–102")	XXL	35920328	500 kg (1100 lb)
			186–300 cm (73–118")	XXXL	35920329	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Ein-Patienten-Überzug Ultra LiftPants

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE
3692908-2	XXL/XXXL (20 Stück/ Karton)

Leg Harness MasterVest, Mod. 66

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE
3666004	XXS, XS, S
3666005	M, L
3666006	XL

KLINISCHE ANWENDUNGEN



GLEICHGEWICHT IM SITZEN



GLEICHGEWICHT IM STEHEN



THERAPEUTISCHE ÜBUNGEN



GEHÜBUNGEN



STURZPRÄVENTION



MOBILISIERUNG
ÜBERGEWICHTIGER
PFLEGEBEDÜRFTIGER

MULTISTRAPS[†]

HEBEGURT	GEWICHTSBEREICH	GRÖSSE	BREITE	ART.-NR.:
Solo MultiStrap (Polypropylen-Vliesstoff) *patientenspezifisch*	Bis zu 200 kg (440 lb)	Standard (20 Stück/Karton)	10 cm (4")	3695915
		Breit (20 Stück/Karton)	25 cm (10")	3695916
MultiStrap (Polyester)	Bis zu 200 kg (440 lb)	Standard	10 cm (4")	3695115
		Breit	25 cm (10")	3695116
		Ultra	38 cm (15")	3695117

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR DAS DREHEN

Fix Strap

GRÖSSE	MENGE	ARTIKEL-NR.
135 cm (53")	Einzel (1)	3696001
	10er-Set	3696001-10

KLINISCHE ANWENDUNGEN



POSITIONSWECHSEL



DREHEN



GLIEDMASSENSTÜTZE

SUPPORTVEST, SAFETYVEST, COMFORTVEST

VERWENDUNGSZWECK: ZUSAMMEN MIT SABINA II

HEBEGURT		GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN*	GRÖSSE	ART.-NR.:
AKTIVE TRANSFERS BIS ZU 200 KG (440 LB) MIT HEBEBÜGEL 350				
Solo SupportVest, Mod. 911 (65 % Polyester- Vliesstoff, 29 % Polypropylen, 6 % Polyethylen) *patientenspezifisch*	Bis zu 200 kg (440 lb)	M	35911915	
		L	35911916	
SupportVest, Mod. 91 (Polyester)	60 kg (132 lb)	S	3591134	
	50–80 kg (110–176 lb)	M	3591135	
	70–100 kg (154–220 lb)	L	3591136	
	100–200 kg (220–440 lb)	XL	3591137	
SafetyVest, Mod. 93 (Polyester)	< 80 kg (176 lb)	M	3593115	
	< 70 kg (154 lb)	L	3593116	
AKTIVE TRANSFERS BIS ZU 200 KG (440 LB) MIT COMFORT HEBEBÜGEL				
ComfortVest, Mod. 95 (Polyester, kunststoffbeschichtetes Netz)	< 60 kg (< 130 lb)	S	3595414	
	50–80 kg (110–175 lb)	M	3595415	
	70–100 kg (155–220 lb)	L	3595416	
	100–200 kg (220–440 lb)	XL	3595417	
PASSIVE TRANSFERS BIS ZU 150 KG (330 LB) MIT HYGIENESLING MOD. 41, 45 UND UNIVERSALSLING*				
HygieneSling, Mod. 41			HygieneSling, Mod. 45	
			Universal Sling	

[†] Die Auswahlkriterien für die einzelnen oben aufgeführten Hebegurte für den passiven Transfer finden Sie im Abschnitt „Sitzhebegurte“.


SUPPORTVEST, SAFETYVEST,
COMFORTVEST
KLINISCHE ANWENDUNGEN



STEH- UND DREH-TRANSFER

HEBEBÜGEL

HEBEBÜGEL	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN [†]	ART.-NR.:	ABBILDUNG QUICK-RELEASE
Universal SlingBar 450 *Bestseller*	300 kg (660 lb)	3156085 (Quick Release)	
		3156075 (Festmontage)	
Universal SlingBar 350	300 kg (660 lb)	3156084 (Quick Release)	
		3156074 (Festmontage)	
Universal SlingBar 600	300 kg (660 lb)	3156086 (Quick Release)	
		3156076 (Festmontage)	
Universal TwinBar 670	300 kg (660 lb)	3156087 (Quick Release)	
		3156077 (Festmontage)	
Sling Cross-Bar 450	300 kg (660 lb)	3156022 (Quick Release)	
		3156021 (Festmontage)	
Sling Cross-Bar 670	300 kg (660 lb)	3156019 (Quick Release)	
		3156018 (Festmontage)	
Universal SideBars 450	300 kg (660 lb)	3156079 passend für UniversalSling Hebebügel 350, 450 und 600.	



LIKOGUARD HEBEBÜGEL

HEBEBÜGEL	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN [†]	ART.-NR.:	QUICK-RELEASE-BILD
SlingGuard 450	363 kg (800 lb)	3308520 (Quick Hook)	
		3308020 (Festmontage)	
SlingGuard 670 Twin	363 kg (800 lb)	3308540 (Quick Hook)	
		3308040 (Festmontage)	

LIFTERWAAGEN

WAAGEN	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN [†]	ART.-NR.:
LikoScale 200 *nur in den USA und Kanada erhältlich*	200 kg (440 lb)	3156225
LikoScale 350	400 kg (880 lb)	3156228
LikoScale 400 *nur in den USA und Kanada erhältlich*	400 kg (880 lb)	3156226
Adaptersatz LikoScale für Quick-Release Hook	300 kg (660 lb)	3156232



HORizontale Hebelösungen

HEBETUCH	GEWICHTSBEREICH DES PFLEGEBEDÜRFTIGEN‡	ABMESSUNGEN (L X B X H)	ART.-NR.:	ZUBEHÖR	PRODUKTKOMPATIBILITÄT
OCTOSTRETCH Hebetuch	200 kg (440 lb)	1263 mm x 617 mm x 305 mm (50" x 24" x 12")	3156056 mit Niveauausgleich	3683105 Octo LiftSheet , M	 LikoGuard L und XL, Likorall 200, 242, 243, 250, Multirall , Viking M, L, XL und Golvo 9000
				3683106 Octo LiftSheet , L	
				3683905-4 Solo Octo LiftSheet , M	
				3683906-4 Solo Octo LiftSheet , L	
LIKOSTRETCH MOD. 600 IC Hebetuch	250 kg (550 lb)	660 mm x 800 mm x 460 mm (26" x 31,5" x 31,5")	3156065B Exkl. Zubehör	3156508 Quick-release Hook Universal	 LikoGuard L und XL, Likorall 200, 242, 243, 250, Multirall , Viking L, XL und Golvo 9000
				3166506 Seitensicherungen 600 IC (Paar)	
				3684001 LiftStraps Mod. 600 IC, 8 St./Satz	
				3684002 Bandschieber Mod. 600 IC	
FLEXOSTRETCH Hebetuch	300 kg (660 lb)	1440 mm x 710-950 mm x 254 mm (57" x 28-37,5" x 10")	3156057 mit Niveauausgleich	3156200 Niveauausgleich	 LikoGuard L und XL, Likorall 200, 242, 243, 250, Multirall , Viking L, XL und Golvo 9000
				3156502 Quick-release Hook TDM	
				3684105 LiftSheet XL, Regular	
				3684106 LiftSheet XL, Tall	
ULTRASTRETCH Hebetuch	400 kg (880 lb)	1440 mm x 710-950 mm x 176 mm (57" x 28-37,5" x 7")	3156058	36871003-2 Solo Repo Sheet , Short	 UltraTwin Deckenlifter-System
				36871004-8 Solo Repo Sheet , Generous	
				3156508 Quick-release Hook Universal	
				3684105 LiftSheet XL, Regular	
				3684106 LiftSheet XL, Tall	
				36871003-2 Solo Repo Sheet , Short	
				36871004-8 Solo Repo Sheet , Generous	
				3156508 Quick-release Hook Universal	

KLINISCHE ANWENDUNGEN



Hinweis: Jede Einrichtung, die Hebegurte zum Heben und zum Stützen des Körpers von Pflegebedürftigen erwirbt, muss sicherstellen, dass die Kombination(en) sicher sind, indem sie entweder von den Herstellern eine Kompatibilitätsdokumentation für die Kombinationen verlangt oder selbst Kompatibilitätsprüfungen durchführt, wodurch die Verantwortung für eine sichere Kombination auf die Einrichtung übergeht (ISO 10535:2021).

† Vorgesehen für den Einsatz mit Multirall, Likorall, LikoGuard Deckenlifter und Golvo, Viking, Uno 102, M220 und M230 mobile Lifter.

‡ Vollständige Informationen finden Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen zum jeweiligen Hebegurt. Körperumfang und Gewicht des Pflegebedürftigen sollten bei der Größenbestimmung berücksichtigt werden.

**WENDEN SIE SICH FÜR DIE AUSWAHL DES OPTIMALEN HEBEGURTS
AN IHREN BAXTER-VERTRIEBSMITARBEITER.**

Liko Hebegurte und Zubehör sind für die Nutzung zusammen mit Liko Liftern für eine Reihe von Hebe- und Transfersituationen in unterschiedlichsten Pflegebereichen bestimmt.

Medizinprodukt (2017/745): Klasse I

Hersteller: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Schweden.

Bei diesen Produkten handelt es sich um regulierte Gesundheitsprodukte, die, sofern durch die geltenden Vorschriften vorgeschrieben, mit einem CE-Zeichen versehen sind. Baxter empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Baxter behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Baxter ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

Hillrom.Baxter.eu

Hill-Rom GmbH

Limbecker Platz 1, 45127 Essen, Germany

Baxter, FlexoStretch, Golvo, LiftPants, LiftSheet, LikoGuard, Likorall, LikoScale, LikoStretch, Multirall, OctoStretch, Repo Sheet, Solo, UltraStretch, UltraTwin, Uno und Viking sind Marken der Baxter International Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.

DCH-CS127-250001 [v1.0] 07/2025

